



reveal[®]
CLEAR ALIGNERS



**Una guida
al tuo nuovo sorriso**

Prima di tutto

Leggere attentamente prima di rimuovere gli allineatori dalla confezione.

CONSIGLI VELOCI

- Ciascun allineatore deve essere indossato per 2 settimane (14-15 giorni).
- Ogni allineatore deve essere indossato giorno e notte, tranne durante i pasti e mentre ci si lava i denti.
- In caso di smarrimento, danneggiamento o rottura, chiamare immediatamente il dentista o l'ortodontista.

COSA SONO GLI ALLINEATORI TRASPARENTI

Gli allineatori trasparenti *Reveal*[®] sono mascherine in plastica trasparente appositamente realizzate per il paziente sulla base del calco dentale effettuato dal medico.

INDICAZIONI PER L'USO

Gli allineatori trasparenti *Reveal* sono una serie di mascherine in plastica, leggere e trasparenti, indicate per la correzione delle malocclusioni dentali in pazienti con dentizione permanente (ossia, in cui sono comparsi tutti i secondi molari). Gli allineatori trasparenti *Reveal* servono a correggere la posizione dei denti grazie all'applicazione costante di forze di lieve entità.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare se si è allergici alla plastica.

Inserimento degli allineatori

IDENTIFICARE SUPERIORE E INFERIORE

Assicurarsi di utilizzare l'allineatore appropriato, ossia quello superiore per i denti superiori (vedere A) e quello inferiore per i denti inferiori.

POSIZIONARE DELICATAMENTE

Si può inserire per primo indistintamente l'allineatore superiore o quello inferiore. Durante l'inserimento di ciascun allineatore, spingere delicatamente sia l'uno sia l'altro sui denti anteriori (vedere B).

PRESSIONE UNIFORME

Successivamente, con la punta delle dita, applicare la stessa pressione sulla parte superiore dei molari destri e sinistri (denti posteriori) fino a quando l'allineatore non si inserisce in posizione con uno scatto.

ADATTARE

Assicurarsi che gli allineatori siano ben inseriti. Se gli allineatori non sono inseriti correttamente, agevolarne il posizionamento

mordendo delicatamente un tampone di garza o di cotone (vedere C).

ADERENTI MA NON DOLOROSI

Gli allineatori aderiscono stretti per far sì che si avverta una certa pressione necessaria a far avvenire lo spostamento dei denti.

NOTA: Se si avverte un significativo disagio, informare immediatamente il medico che ha prescritto il trattamento.

ABITUDINE

Dopo aver inserito gli allineatori, potrebbe comparire un leggero sigmatismo (difetto di pronuncia noto anche come "S moscia") che sparirà dopo qualche giorno quando la lingua si sarà adeguata alla presenza degli allineatori.

PERSEVERA

Gli allineatori devono essere indossati per tutto il giorno e tutta la notte, **almeno 22 ore al giorno**, tranne mentre si mangia, ci si lava i denti e si passa il filo interdentale oppure secondo le indicazioni del proprio medico.

Rimozione degli allineatori



- Utilizzando le dita, iniziare da un lato in corrispondenza dei molari e spostarsi lentamente lungo l'altro lato.
- Per prevenire il danneggiamento degli allineatori, evitare di rimuoverli quando non è necessario.
- **NON** utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere gli allineatori, non applicare una forza eccessiva per piegare o ruotare l'allineatore durante la rimozione.
- Sciacquare immediatamente gli allineatori con acqua, scuoterli per eliminare l'acqua in eccesso e conservarli nella custodia protettiva fornita in dotazione con il kit di partenza.

Cura e manutenzione giornaliera

PULIZIA

Non usare acqua calda per pulire gli allineatori, poiché si potrebbero deformare. Usa sempre acqua tiepida.

Pulire gli allineatori utilizzando uno spazzolino da denti a setole morbide, normale acqua di rubinetto e una piccola quantità di dentifricio (vedere D).

RISCIACQUO

Risciacquare accuratamente ogni allineatore con acqua dopo ogni pulizia. Evitare di utilizzare il collutorio per pulire gli allineatori.

NON utilizzare detergenti per protesi dentali per pulire gli allineatori e non immergerli nel collutorio. Questi prodotti possono danneggiare la superficie degli allineatori, facendoli opacizzare e rendendoli quindi più visibili.

CONSERVARE

Quando non in uso, conservare sempre gli allineatori nella custodia (vedere E).

Pulisci e asciuga sempre gli allineatori prima di riporli nella custodia.

Precauzioni da adottare ed evitare



FARE

Alcuni alimenti possono macchiare gli allineatori. Dopo ogni pasto lavarsi sempre i denti prima di riposizionare gli allineatori per evitare di macchiarli.

Ricordarsi sempre di lavare bene le mani con acqua e sapone prima di maneggiare gli allineatori.

- Maneggiare un solo allineatore alla volta.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

EVITARE

Evitare gomme da masticare e liquidi caldi durante l'uso degli allineatori.

Allineatore perso o rotto?

Niente panico. Chiama subito il tuo dentista o ortodontista. Nel frattempo, puoi temporaneamente tornare indietro di una fase e utilizzare il set precedente di allineatori mentre viene eseguita una sostituzione.

SUGGERIMENTO SEMPLICE

Tieni sempre gli allineatori utilizzati più di recente (set precedente) in una custodia / custodia separata in un luogo sicuro.

Secondo il Regolamento UE sui dispositivi medici, gli utenti / pazienti sono tenuti a segnalare eventi gravi causati da un dispositivo medico al produttore e all'autorità competente del paese in cui si sono verificati.

Dispositivo su misura

Dispositivo medico

reveal.
CLEAR ALIGNERS

 **dental trey**

Numero verde: 800 681611
revealclearaligners.it | dentaltrey.it
info@revealclearaligners.it

EC REP Custom-Made Device

MDI Europa GMBH
Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen, Germany

INS224A Rev B 2020/09

Rx Only
MD
MEDICAL DEVICE