



Domande Frequenti - Dentista

Quali sono le controindicazioni?

Non utilizzare gli allineatori trasparenti Reveal[®] se il paziente è allergico alla plastica.

Con quale materiale sono realizzati allineatori e retainer?

ClearWear[™] è una plastica senza BPA e senza ftalati che viene prodotta attraverso un processo brevettato per fornire la trasparenza e la vestibilità ideali.

Qual è il tempo necessario per ricevere la proposta iniziale di trattamento?

L'impostazione digitale diagnostica sarà disponibile online per la revisione entro 5 giorni lavorativi dall'invio della documentazione completa.

Se il dentista curante apporta modifiche al piano di trattamento proposto, qual è il tempo necessario per ricevere il setup di trattamento modificato?

I piani di trattamento modificati saranno consegnati entro 2-3 giorni lavorativi.

Qual è il tempo di produzione degli allineatori?

Una volta approvato il piano di trattamento, gli allineatori saranno spediti entro 10-15 giorni lavorativi.

Per quanto tempo un paziente deve indossare ogni set di mascherine prima di passare alla fase successiva?

I pazienti devono indossare gli aligner per 22 ore al giorno per circa 2 settimane, se non usano altre tecnologie di accelerazione ortodontica.

Le impronte in PVS sono accettate?

Le scansioni digitali sono il metodo più indicato, ma accettiamo anche le impronte PVS.

Che tipo di scansioni intraorali sono accettate?

Il nostro portale è compatibile con tutti i principali scanner intraorali. Le scansioni digitali dovrebbero essere caricate in formato STL, quindi non è richiesto l'acquisto di uno scanner specifico.

Quale sistema informatico è necessario per eseguire il software?

La gestione del caso e la comunicazione della pianificazione del trattamento avvengono attraverso la nostra piattaforma Digital Dental Exchange DDX. Non è necessario installare e mantenere nessun software specifico.

DDX può essere utilizzato sia in ambiente Windows che con Mac, e funziona su tutti i browser attuali, escluso Internet Explorer.

Gli allineatori Reveal sono rifiniti con una sagomatura o hanno un profilo dritto?

Gli allineatori Reveal sono personalizzati e rifiniti lungo il margine gengivale per un comfort ottimale del paziente.

Che cos'è l'EBT?

EBT sta per Elastic Button Technique. Se necessario, lo Specialist può fornire maggiori informazioni.

Con gli allineatori Reveal è raccomandato l'uso di attachment?

L'utilizzo di attachments in genere non è previsto nei trattamenti, ma attachments o EBT potranno essere suggeriti nel caso siano necessari determinati movimenti più complessi.

Cosa devo consigliare se l'allineamento è meno rapido del previsto o ci sono denti che si spostano più lentamente? non seguono?

Se alcuni denti non seguono il movimento previsto o sono in ritardo, occorre chiedere ai pazienti di usare i Chewies per aiutare a posizionare saldamente gli aligner. Se i denti continuano a rimanere indietro e il movimento richiesto è l'estrusione, potrebbe essere necessario l'EBT.

I risultati degli allineatori trasparenti Reveal sono garantiti?

Con oltre 50.000 casi trattati con questa innovativa tecnologia, tu e i tuoi pazienti potete essere sicuri delle prestazioni di Reveal. Tuttavia, il trattamento ortodontico è responsabilità del dentista. Dental Trey non può garantire l'esito di qualsiasi trattamento ortodontico, poiché i risultati possono variare.

Cosa succede se un paziente perde una mascherina?

Occorre indicare ai pazienti di conservare sempre gli ultimi allineatori utilizzati e, nell'attesa che siano realizzate le mascherine sostitutive, di indossare temporaneamente il set precedente. Gli allineatori sostitutivi sono disponibili per l'acquisto e vengono generalmente spediti entro 7-10 giorni lavorativi dall'ordine.

VUOI INIZIARE A LAVORARE CON REVEAL?

Contatta il tuo consulente di vendita Dental Trey per avere informazioni su come prendere parte al progetto.