



Seggiolino CDS 301



Struttura in acciaio cromato con base a cinque razze, dotata di cinque ruote piroettanti. L'altezza è regolabile grazie alla leva collocata sotto la seduta, azionabile a 360° usando entrambe le mani, in modo da evitare la ricerca di pulsanti durante gli interventi. Lo schienale avvolgente e anatomico è regolabile in altezza, profondità e posizione (destra, centro e sinistra). Permette di mantenere una posizione di lavoro rilassata, riducendo il carico su schiena, bacino e gambe. Superfici lisce per la massima igiene e pulizia.



Colori

Numerosi colori disponibili



Modelli

Termoformati o cuciti



Dimensioni

Seduta rotonda:
40 x 10 cm (Øxh)

Diametro base: 54 cm

Altezza regolabile:
45 - 55 cm o 52 - 69 cm



Peso

15 kg

Seggiolino Coral



Struttura in poliammide estrusa riciclabile, ignifuga, antiraffio e antiurto, dotata di cinque ruote piroettanti e autobloccanti. L'altezza è regolabile grazie alla leva collocata sotto la seduta, azionabile a 360° usando entrambe le mani, in modo da evitare la ricerca di pulsanti durante gli interventi. Lo schienale avvolgente e anatomico è regolabile in tre diverse posizioni (destra, centro e sinistra) mentre la seduta è in poliuretano indeformabile.



Colori

Numerosi colori disponibili



Modelli

Termoformati o cuciti



Dimensioni

Seduta rotonda:
39 x 9 cm (Øxh)

Diametro base: 64 cm

Altezza regolabile:
52 - 70 cm



Peso

13 kg

Seggiolino Onyx



Struttura in alluminio a cinque ruote piroettanti. L'altezza è regolabile grazie alla leva collocata sotto la seduta, azionabile a 360° usando entrambe le mani, in modo da evitare la ricerca di pulsanti durante gli interventi. Seduta rotonda e schienale avvolgente e anatomico, regolabile in tre posizioni (destra, centro e sinistra) e in profondità.



Colori

Numerosi colori disponibili



Modelli

Termoformati o cuciti



Dimensioni

Seduta rotonda:
39 x 9 cm (Øxh)

Diametro base: 58 cm

Altezza regolabile:
50 - 65 cm



Peso

11 kg