



CARATTERISTICHE

- Faretra a cordoni pendenti con controllo individuale dei singoli strumenti (aria/acqua)
- Clean water serbatoio per acqua distillata agli strumenti da 2 litri
- Collettore di raccolta olio espulso dagli strumenti
- Touchpad deluxe con comandi poltrona con 4 memorie, comandi acqua al bicchiere e alla bacinella con regolazione temporizzazione, comando controllo lampada, comandi controllo strumenti programmabili per 2 operatori, comandi controllo acqua/aria strumenti, 2 pulsanti per controllo dei dispositivi esterni al riunito. Attivazione della modalità endodontica tramite un apposito pulsante con possibilità di regolazione del numero di giri, impostazione del tipo di strumento endodontico e rapporto di riduzione del manipolo
- Siringa autoclavabile QD (Quick Disconnection) a sganciamento rapido
- 2 Cordoni a 6 vie (1 idrica, 3 pneumatiche e 2 elettriche) a fibra ottica
- 1 Cordone semigirevole a 6 vie con micromotore elettrico fibra ottica W&H EA-51LT a induzione, velocità di rotazione da 300 a 40000 giri/min regolabile, elevata coppia motrice anche alle basse velocità con funzione endodontica. Autoclavabile a 134°. Peso 79g
- Flush system, lavaggio manuale condotti acqua spray dei cordoni
- No Drop Retraction dispositivo di non retrazione goccia per gli strumenti
- Controllo elettronico per alimentazione fibra ottica con regolazione intensità per ogni strumento
- Pedaliera con regolazione velocità e comando acqua agli strumenti
- Chip air alla pedaliera (soffio d'aria agli strumenti) effetto siringa
- Braccetto assistente elettrificato completo di touchpad standard con siringa autoclavabile QD, terminale aspirasaliva autoclavabile 8 mm e 2 terminali aspirazione chirurgica autoclavabili 11 mm

