


SOLUZIONI CAD/CAM PER IMPLANTO- PROTESI.

NEW ANCORVIS CENTRO DI FRESATURA
AUTORIZZATO THOMMEN MEDICAL



SVILUPPO TECNOLOGICO E AFFIDABILITÀ



In linea con le esigenze di un mercato sempre più votato alle tecnologie digitali, **Thommen Medical** ha voluto ampliare anche in Italia la propria offerta, proponendo a fianco delle note linee implantari, soluzioni impianto protesiche individualizzate. Grazie alla partnership con New Ancorvis, la riconosciuta qualità svizzera si sposa con il know-how e la precisione tutta italiana di questo centro di produzione, anch'esso punto di riferimento nel proprio segmento di appartenenza.

Fondata nel 1948, New Ancorvis conosce, a partire dai primi anni 2000, un forte sviluppo tecnologico, che le permette di imporsi sul mercato dentale come **partner ideale e di fiducia** per gli operatori del settore, ampliando la **gamma di soluzioni offerte** nel segmento odontoiatrico e protesico.

I forti investimenti sostenuti, l'aggiornamento costante e il know-how consolidato consentono all'azienda di distinguersi nell'utilizzo della **tecnica di fresatura** e nell'impiego della **tecnologia CAD-CAM**, per la produzione di semi-lavorati destinati al comparto dentale, incrementando di pari passo il ventaglio di materiali utilizzati. I flussi digitali (**stampa 3D e chirurgia guidata**) rappresentano la nuova sfida abbracciata dall'azienda.

In un'ottica di forte orientamento alla soddisfazione del cliente, alla sua salvaguardia e alla qualità del processo produttivo, l'azienda ha ottenuto la **certificazione CE e UNI EN ISO 13485-2012** a coronamento dell'impegno profuso in ambito progettuale e produttivo.

I PUNTI DI FORZA

→ EFFICIENZA

→ FLESSIBILITÀ



→ SEMPLICITÀ DI INOLTRO ORDINE

→ CONSEGNA RAPIDA

TECNICHE E SISTEMI DI CONTROLLO

Il costante aggiornamento tecnologico ha spinto New Ancorvis a dotarsi di centri di lavoro ad altissima automazione per garantire precisione, velocità e sicurezza dei processi.

Tutti i prodotti sono sottoposti a test e controlli di conformità che ne garantiscono qualità e sicurezza, all'interno di un flusso produttivo validato e certificato da Thommen Medical.



RINTRACCIABILITÀ CON ETICHETTA INFORMATIVA

In un contesto **Total Quality Oriented**, votato sia alla sicurezza e qualità dei prodotti che all'ottimizzazione dei processi, la rintracciabilità dei semi-lavorati realizzati da New Ancorvis è garantita dall'utilizzo di un'etichetta di identità per ciascun articolo prodotto.



ASSISTENZA E GARANZIA

New Ancorvis garantisce ai suoi clienti **un'estensione di garanzia di 10 anni** a titolo totalmente gratuito sulle strutture realizzate presso il proprio centro di fresatura.



I PLUS DELLA COLLABORAZIONE

- ELEVATI STANDARD DI PRODUZIONE A GARANZIA DI SEMILAVORATI DI QUALITÀ, SICURI E PREDICIBILI SU CONNESSIONE E COMPONENTI ORIGINALI THOMMEN MEDICAL
- WORK-FLOW DIGITALE CERTIFICATO THOMMEN MEDICAL
- SOLUZIONI PROTESICHE AVVITATE E CEMENTATE PER TUTTI I TIPI DI EDENTULIA
- SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST VENDITA DEDICATO AL CLIENTE THOMMEN MEDICAL
- ESPERIENZA, PROFESSIONALITÀ E *TEAM TOTAL QUALITY ORIENTED* NEW ANCORVIS

IMPLANTO PROTESI: SOLUZIONI CAD/CAM TH



1. Abutment individuali per tecnica avvita diretta realizzati per fresatura con tecnologia CAD/CAM da moncone in titanio fresabile (tipo *Premilled*) originale Thommen Medical in titanio grado 4 e con relativa vite protesica originale



2. Corone singole e ponti personalizzati in ossido di zirconio per tecnica a incollaggio su Titanium Base CAD/CAM con ingaggio Thommen Medical certificato su vite protesica originale

MODALITÀ INVIO ORDINI: ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WEB WWW.THOMMENNEWANCORVIS.IT OPPURE TRAMITE LA SPEDIZIONE DI MODELLI FISICI

INVIO FILE
INVIO FILE CON MODELLO FISICO PER CICLO DI TASTATURA*

SCANSIONE INTRAORALE

effettuata
direttamente
dal clinico
sul paziente**

SCANSIONE DA MODELLO FISICO

proveniente
da colatura in gesso
su impronta
tradizionale

PROGETTO CAD DELLA PROTESI

effettuata in laboratorio
Modellazione digitale ex-novo
oppure
Duplicazione virtuale
di un wax-up in cera

**CARICAMENTO
DEL FILE**
sulla piattaforma
web dedicata

FILE STL

PRODUZIONE DEL SEMILAVORATO

presso New Ancorvis

FRESATURA


STAMPA 3D

COMPONENTISTICA


*Il cliente può inviare insieme al file anche il modello fisico perché sia sottoposto a ciclo di tastatura, per garantire la perfetta passivazione della struttura su modello.

**Con file derivante da scansione intraorale il cliente può richiedere la progettazione sia del semilavorato che del modello prototipato.

THOMMEN MEDICAL



3. Ponti e barre per tecnica avvvitata diretta in titanio biomedicale grado 5 fresato o **lega cobalto-cromo** biomedicale ceramizzabile fresata. Questa linea di lavorazioni complesse, che prevede l'utilizzo di geometrie CAD originali e viti protesiche originali, è personalizzabile con attacchi di vario genere e viene sottoposta a un work-flow produttivo particolarmente severo da parte di New Ancorvis



4. Modelli realizzati con tecnologia 3Dprinting da scansione intraorale con l'utilizzo di analoghi CAD/CAM originali Thommen Medical

SPEDIZIONE MODELLI FISICI*

PREPARAZIONE
DEL MODELLO
FISICO
E COMPILAZIONE
DELLA
MODULISTICA

GESTIONE DEL FILE CAD DELLA PROTESI

presso New Ancorvis
Modellazione digitale
ex-novo Centro Progetti
oppure
Duplicazione virtuale
di un wax-up in cera**

PRODUZIONE DEL SEMILAVORATO

presso New Ancorvis

FRESATURA

STAMPA 3D

COMPONENTISTICA

*Il cliente può inviare modello con wax-up ridotto (corrisponde alla progettazione manuale del semi lavorato) che sarà replicato tal quale.

** Per garantire la passivazione della struttura sul modello fisico inviato, gli analoghi implantari devono essere in perfette condizioni.

PIATTAFORMA DI INOLTRO ORDINE

La piattaforma di invio file CAD e/o scansione intraorale-modello fisico e/o digitale **www.thommennewancorvis.it** è uno strumento operativo in cui poter comporre, previa registrazione, il proprio ordine al centro di produzione.

New Ancorvis ha implementato per i clienti un servizio di messaggistica direttamente al numero di cellulare indicato in fase di registrazione, per informare dell'avvenuta consegna del prodotto ordinato al vettore di riferimento o di eventuali ritardi che l'ordine potrebbe avere subito.

Le tempistiche produttive per ogni tipo di lavorazione sono consultabili sul listino Thommen o sulla piattaforma alla sezione dedicata.

CONTATTI



DEDICATI AI CLIENTI THOMMEN

+ 39 392 762 3237

directly@newancorvis.eu

www.newancorvis.eu

www.thommenmedical.com



Dental Trey srl
Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC), Italia
T +39 0543 929111, F +39 0543 940659
commerciale@dental Trey.it - www.dental Trey.it