

GAMMA COLOR LINE

La telecamera intraorale SOPRO 617 rappresenta uno standard universalmente riconosciuto per i dentisti che richiedono la qualità d'immagine tipica di SOPRO.

La gamma SOPRO 617 Color Line è stata ideata per illuminare il tuo studio. E' la prima linea di telecamere intraorali disponibili in vari ed accattivanti colori!

Con SOPRO 617 Color vivacizzi la pratica quotidiana divertendoti!



COLORA IL TUO STUDIO

Specifiche tecniche

- Alta sensibilità..... 1/4" CCD
- Risoluzione(752x582) PAL;(768x494) NTSC
- Definizione470 linee
- Sensibilità..... 2 lux
- Illuminazione 8 LED
- Regolazione automatica
- Immagine non-invertita
- Freeze Frame con SoprTouch o pedale..... (optional)
- Angolo di visione 80°
- Lunghezza del cavo..... 2.5 m (optional: 5 and 7 m)
- Dimensioni del manopolo in mm..... L. 205 x l. 28 x H. 24
- Dimensioni della parte utile in mm..... L. 16 x H. 11.10
- Peso..... 55 g



Mac



Windows®



Dock M-Video

- Memorizzazione di 1 o 4 immagini
- Alimentazione 115 V~60 Hz & 230 V - 50 Hz
- Consumo energetico 9 VA
- 1 uscita video PAL o NTSC
- 1 uscita video PAL o NTSC S
- Dimensioni della dock in mm L. 145 x P. 130 x H. 35
- Peso della dock..... 245 g

Dock M-USB2

- Memorizzazione di 1 o 4 immagini
- Alimentazione 115 V~60 Hz & 230 V - 50 Hz
- Consumo energetico 9 VA
- 1 uscita video PAL o NTSC
- 1 uscita video PAL o NTSC S
- 1 uscita digitale USB 2.0
- Dimensioni della dock in mm L. 145 x W. 130 x H. 35
- Peso della dock..... 245 g

Dock USB2

- 1 uscita digitale USB 2.0
- Dimensioni della dock in mm L. 100 x W. 46 x H. 20
- Peso della dock..... 165 g

Dock MU-Video

- Memorizzazione di 1 o 4 immagini
- Alimentazione 24 V~; 50 Hz - 60 Hz
- Consumo energetico 10 VA
- 1 uscita video PAL o NTSC
- 1 uscita video PAL o NTSC S
- Dimensioni della dock in mm L. 100 x W. 72 x H. 36
- Peso della dock..... 190 g

Dock MU-USB2

- Memorizzazione di 1 o 4 immagini
- Alimentazione 24 V~; 50 Hz - 60 Hz
- Consumo energetico 10 VA
- 1 uscita video PAL o NTSC
- 1 uscita video PAL o NTSC S
- 1 uscita digitale USB 2.0
- Dimensioni della dock in mm L. 100 x W. 72 x H. 36
- Peso della dock..... 190 g

Dock U-USB2

- Alimentazione 24 V ; 50 Hz - 60 Hz
- Consumo energetico 15 VA
- 1 uscita digitale USB 2.0
- Dimensioni della dock in mm L. 50 x W. 75 x H. 36
- Peso della dock 76 g

Configurazione minima di Windows®

- Sistema operativo Windows® XP Pro SP3
- Processore..... Intel® Pentium IV - 1.3 GHz
- RAM..... 512 MB
- Hard disk 250 GB
- Uscite USB 2 USB 2.0 Hi-Speed ports
- Scheda grafica 32 MB unshared memory compatible DirectX 9
- USB Chipset..... Intel o NEC® / RENESAS®
- Risoluzione dello schermo 1024 x 768

Configurazione Windows® raccomandata

- Sistema operativo Windows® 7 Pro SP1
- Processore..... Intel® Core 2
- RAM..... 2 GB or more
- Hard disk 320 GB or more
- Uscite USB 4 USB2.0 Hi-Speed ports
- Scheda grafica Chipset Nvidia® or ATI® / 512 MB unshared memory compatible DirectX 9
- USB Chipset..... Intel or NEC® / RENESAS®
- Risoluzione dello schermo 1280 x 1024 or more

Configurazione minima di MAC®

- Computer..... MAC® Book Pro 13.3" or iMac® 21.5"
- Sistema operativo MAC® OS X 10.6 Snow Leopard
- Processore..... Intel® Core 2
- RAM..... 2 GB

Configurazione MAC® raccomandata

- Computer..... iMac® 27"
- Sistema operativo MAC® OS X 10.7 Lion
- Processore..... Intel® Core i7
- RAM..... 4 GB

SOPRUC617 COLOR LINE

COLOR YOUR PRACTICE



COLORATA

Tu e i colori

Esprimi con il colore la tua personalità. Colora il tuo studio!

Approccio interattivo ed informale

La comunicazione con il paziente avviene in un'atmosfera cordiale e rilassante!
Sarà facile ravvivare la visita e coinvolgere il paziente con nuove tonalità ed immagini chiare!

Strumento divertente

Scopri la gamma colori della nuova SOPRO 617:
Verde - Blu - Gialla - Rossa o classica



SOPRO 617



FACILE

Comunicazione immediata

La gamma SOPRO 617 Color Line agevola la comunicazione con il paziente. Le immagini di elevata e naturale qualità parlano da sole...




Ergonomia e maneggevolezza

L'angolo di visuale di 105° della gamma di telecamere SOPRO 617 Color line consente l'esplorazione delle aree distali nel cavo orale del paziente.

Semplice fuoco-fisso

Il fuoco è fisso e si regola da sé senza bisogno di settarlo.



Sistema di illuminazione semplice ma efficiente

8 potenti LED abbinati ad un condensatore garantiscono un'immagine sempre uniformemente luminosa ed illuminata a qualsiasi distanza.






Immagine subito nitida!

Il Fuoco fisso consente di risparmiare tempo, l'immagine ottenuta è perfettamente chiara.

SoproTouch intelligente

Fissa le immagini sullo schermo sfiorando semplicemente il SoproTouch.



Velocità dell'otturatore automatica

La gamma SOPRO 617 Color line ha un'elevata velocità dell'otturatore che garantisce un'immagine illuminata in maniera costante.

Plug and play!

La gamma SOPRO 617 Color line si adatta perfettamente ad ogni ambiente e a qualsiasi riunito.



VELOCE