

ULTICLEAN UC600L

Scaler e lucidatore ad aria



La potenza incontra il comfort



REF: BA260100

Il design leggero e antiscivolo

garantisce una presa confortevole, offrendo stabilità e facilità d'uso

La luce LED integrata

migliora la visibilità e la precisione

Il contenitore per polveri illuminato a LED

aiuta a distinguere tra le diverse polveri, ottimizzando l'efficienza clinica

Risparmio di tempo

grazie alla pulizia automatica con un solo tocco (20 secondi e 120 secondi)

Interfaccia adattiva

supporta 10 lingue, luminosità regolabile e avvisi di manutenzione per prestazioni ottimali

Sistema di manipoli durevoli

che offre biocompatibilità superiore, resistenza alla corrosione e maggiore resistenza all'usura

Il doppio sistema di riscaldamento

fornisce acqua calda sia per la funzione ultrasonica che per quella ad aria compressa (Temperatura di detartraggio ultrasonico: 24 °C, 28 °C, 32 °C, 36 °C. Temperatura di lucidatura ad aria: 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C)

Carrello mobile facilmente accessibile disponibile

per riporre in modo ordinato tubi e cavi esterni e mantenere lo spazio di lavoro libero da ingombri

Il nuovo design migliorato

garantisce un flusso d'aria più silenzioso (75,8 dB; 9 dB in meno rispetto alle impostazioni comunemente utilizzate) per un'esperienza migliore per il paziente

6 MODALITÀ ULTRASONICHE PER UNA VERSATILITÀ CLINICA

Ulticlean UC600L offre prestazioni robuste e un'ampia gamma di modalità operative per soddisfare diverse esigenze cliniche

Modalità G



Ultra scaling

Per la rimozione rapida ed efficiente di calcoli di grandi dimensioni, riducendo i tempi della procedura

Modalità P



Perio

Per una rimozione efficace del biofilm, proteggendo i tessuti molli e riducendo al minimo i traumi

Modalità E



Endo

La potenza ultrasonica precisa ottimizza la preparazione del canale radicolare e migliora il successo del trattamento



Scaling delicato

Per rimuovere delicatamente macchie e depositi morbidi, riducendo al minimo il disagio del paziente



Manutenzione degli impianti

Sei livelli regolabili per una pulizia precisa e sicura della superficie degli impianti



Irrigazione

Sei livelli di sicurezza garantiscono un'efficace rimozione dei detriti proteggendo la dentina