



CATALOGO 2015

MONOUSO
IGIENE/PROFILASSI

 **dental trey**

INDICE GENERALE

<i>Guida alla lettura dei simboli grafici</i>	2	Filo interdentale EcoFloss Expanding white	153	Protezioni monouso adesive	97
<i>Indice prodotti monouso</i>	4	Filo interdentale EcoFloss Fluoro	155	Protezioni pellicola trasparente	99
<i>Indice prodotti igiene orale</i>	144	Filo interdentale EcoFloss PTFE	157	Puntali intraorali	101
Acqua distillata	5	Filo interdentale EcoFloss Menta	159	Puntali miscelatori	103
Aghi universali	7	Filo interdentale EcoFloss Pocket	161	Rotolo piatto per la sterilizzazione	105
Applicatori monouso	145	Ghiaccio istantaneo	49	Rulli in cotone	107
Asciugamani a "C" 2 veli	9	Guanti Aloe Vera	51	Salviette carta/plastica	109
Asciugamani a "C" 1 velo	11	Guanti con polvere	53	Salviette carta/plastica KIDS	111
Aspirasaliva flessibili	13	Guanti senza polvere	55	Scatola portalavori/portabite	113
Bacinella portaprotesi	15	Guanti nitrile	57	Scovolini interdentali iWave tascabili	163
Bicchieri	17	Guanti vinile elasticizzato	59	Scovolini interdentali su manico	165
Blocchetti per appuntamento	19	Kit assistente	61	Scovolini interdentali - manico	167
Blocco per impasto	21	Kit chirurgico	63	Scovolini interdentali manuali	169
Buste autosigillanti per sterilizzazione	23	Kit operatore	65	Siringa sterile monouso	115
Camice in TNT Spunbond	25	Kit paziente	67	Sovrascarpe in CPE	117
Camice in TNT Spunbond sterile	27	Kit protezione	69	Sovrascarpe in TNT Spunbond	119
Cannula sterile monouso	29	Mantelline	71	Specchietti dentali	121
Cappelline con elastico	31	Mantelline KIDS	73	Specchietti dentali - manico	123
Cappelline con lacci	33	Mascherine chirurgiche	75	Spazzolini monouso	171
Catenella in metallo	35	Mascherine chirurgiche SUPERIOR	77	Spazzolini per profilassi	173
Catenella in plastica	37	Occhiali protettivi	79	Spugnette per endodonzia	125
Coppette profilassi	147	Panni in microfibra	81	Telo sterile	127
Coppette profilassi - mandrini	149	Paper Tray	83	Telo sterile con fessura a U	129
Copripoltrona in TNT Spunbond	39	Pennellini monouso	85	Telo sterile con lato adesivo	131
Copritestiera	41	Portaimpronte	87	Tovaglioli carta	133
Cryo spray	43	Portarifuti anticontaminazione	89	Tray monouso mini	135
Dappen	45	Portarifuti monouso	91	Tray monouso standard	137
Dispenser	47	Portaturbine	93	Visiere a caschetto	139
Filo interdentale EcoFloss Expanding	151	Pozzetti	95	Visiere montatura + schermi	141

TUTTO CIÒ CHE TI SERVE

Puoi trovare subito il prodotto giusto grazie ai suggerimenti proposti dal sistema. Concludi il tuo ordine in pochi clic seguendo la facile procedura di acquisto.



Best price: collegarsi tutti i giorni conviene! Scopri i prezzi più vantaggiosi Dental Trey.



Corsi: nella sezione corsi puoi trovare un ricco calendario di eventi culturali.



Offerte: ogni giorno nuove offerte e regali sorprendenti.

IL TUO PARTNER PER LE FORNITURE DENTALI

Uno strumento di lavoro indispensabile per la gestione quotidiana dello studio.



My Dental Trey: il tuo catalogo personalizzato, una selezione di prodotti che può facilitare la tua organizzazione.



Storico ordini e fatture: consulta sia tutti i tuoi ordini effettuati negli ultimi due anni che le tue fatture.



Live chat: hai bisogno di un aiuto online? Scrivi in chat e troverai un operatore collegato con te.



Assistenza telefonica: preferisci parlare con un operatore al telefono? Chiama il n° verde 800 751003 per ogni esigenza operativa e commerciale.

Consegne gratuite per ordini superiori a € 100. Per ordini di importo inferiore a € 100 è addebitata una quota fissa di € 7 per spese di trasporto. Contributo spese di imballo € 1,90.

GUIDA ALLA LETTURA DEI SIMBOLI GRAFICI

Accade spesso di imbattersi in etichette ricche di marchi e simboli. I prodotti Set Dental riportano marchi che fanno riferimento a norme che regolano l'utilizzo di simboli grafici (ad esempio UNI CEI EN ISO 15223-1), o a simboli di uso comune, creati dalle aziende stesse per facilitare la comunicazione e trasmettere informazioni particolari. Di seguito una legenda dei simboli utilizzati nelle confezioni Set Dental, aggiornata alla data di realizzazione di questo catalogo (*gennaio 2015*):

	Numero di lotto*		Materiale riciclabile Il numero (XX) all'interno, da 01 a 06, indica il tipo di plastica utilizzata		Conforme a Direttiva Comunitaria Il numero (XXXX) identifica l'ente che ha certificato il prodotto
	Utilizzare entro la data di scadenza*		Alluminio		Non disperdere nell'ambiente
	Data di fabbricazione*		Consultare le istruzioni per l'uso*		Fragile*
	Fabbricante*		Contiene lattice naturale*		Cartone riciclabile
	Teme l'umidità*		Plastica composta da polietilene		Utilizzare con occhiali protettivi
	Tenere lontano dalla luce*		Monouso*		Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso*
	Sterilizzato ad ossido di etilene*	REF	Numero di catalogo*		Limitazione della temperatura*
	Sterilizzato con radiazioni ionizzanti*	AQL XX	Livello Accettabile di Qualità Minore il numero (XX) riportato, maggiore la qualità del prodotto		Limitazione dell'umidità*

* Simboli grafici UNI CEI EN ISO 15223-1



MONOUSO

INDICE PRODOTTI MONOUSO

Acqua distillata	5	Guanti Aloe Vera	51	Protezioni monouso adesive	97
Aghi universali	7	Guanti con polvere	53	Protezioni pellicola trasparente	99
Asciugamani a "C" 2 veli	9	Guanti senza polvere	55	Puntali intraorali	101
Asciugamani a "C" 1 velo	11	Guanti nitrile	57	Puntali miscelatori	103
Aspirasaliva flessibili	13	Guanti vinile elasticizzato	59	Rotolo piatto per la sterilizzazione	105
Bacinella portaprotesi	15	Kit assistente	61	Rulli in cotone	107
Bicchieri	17	Kit chirurgico	63	Salviette carta/plastica	109
Blocchetti per appuntamento	19	Kit operatore	65	Salviette carta/plastica KIDS	111
Blocco per impasto	21	Kit paziente	67	Scatola portalavori/portabite	113
Buste autosigillanti per sterilizzazione	23	Kit protezione	69	Siringa sterile monouso	115
Camice in TNT Spunbond	25	Mantelline	71	Sovrascarpe in CPE	117
Camice in TNT Spunbond sterile	27	Mantelline KIDS	73	Sovrascarpe in TNT Spunbond	119
Cannula sterile monouso	29	Mascherine chirurgiche	75	Specchietti dentali	121
Cappelline con elastico	31	Mascherine chirurgiche SUPERIOR	77	Specchietti dentali - manico	123
Cappelline con lacci	33	Occhiali protettivi	79	Spugnette per endodonzia	125
Catenella in metallo	35	Panni in microfibra	81	Telo sterile	127
Catenella in plastica	37	Paper Tray	83	Telo sterile con fessura a U	129
Copripoltrona in TNT Spunbond	39	Pennellini monouso	85	Telo sterile con lato adesivo	131
Copritestiera	41	Portaimpronte	87	Tovaglioli carta	133
Cryo spray	43	Portarifuti anticontaminazione	89	Tray monouso mini	135
Dappen	45	Portarifuti monouso	91	Tray monouso standard/colorati	137
Dispenser	47	Portaturbine	93	Visiere a caschetto	139
Ghiaccio istantaneo	49	Pozzetti	95	Visiere montatura + schermi	141



ACQUA DISTILLATA
DEMINERALIZZATA,
DEIONIZZATA



MONOUSO

Acqua distillata, demineralizzata, deionizzata in tanica.

Confezione: tanica da 5/25 litri

Codice	Capacità
10039033	5 litri
10039032	25 litri



ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA, DEIONIZZATA



AGHI UNIVERSALI
ATTACCO EUROPEO

Monouso, sterili, confezionati singolarmente
Disposable, sterile, individually packed



MONOUSO

Aghi sterili monouso con attacco filettato standard europeo, per anestesia dentale. Dotati di punta a triplice affilatura trattata per un effetto anticooring, con indicazione sul cono dell'orientamento della punta. Siliconati per una maggior facilità di penetrazione con silicone autopolimerizzante che non viene rilasciato durante l'iniezione. Con protettore e cappuccio posteriore a tenuta e uniti con punto di saldatura per assicurare il mantenimento della sterilità. Sterilizzati a raggi gamma con processo validato secondo le norme vigenti.

Confezione: scatola contenente 100 aghi


Misura: 27 gauge (Ø 0,4 x lunghezza ago 25/36 mm), 30 gauge (Ø 0,3 x lunghezza ago 12/16/21/25 mm)

Dispositivo medico di classe IIa

Codice	Misure
10038906	27G 0,4 x 25 mm
10038907	27G 0,4 x 36 mm
10038910	30G 0,3 x 12 mm
10038909	30G 0,3 x 16 mm
10038908	30G 0,3 x 21 mm
10039649	30G 0,3 x 25 mm



AGHI UNIVERSALI ATTACCO EUROPEO



**ASCIUGAMANI A “C”
IN CELLULOSA PURISSIMA**
2 VELI

MONOUSO

Asciugamani piegati a "C", realizzati con 2 veli di pura cellulosa 100% accoppiati e gofrati, grammatura 40 g/m² (20 g/m² x 2).

Confezione: scatola da 3.000 asciugamani (20 pacchetti da 150 pezzi cad.)



Misura: larghezza 23 x lunghezza 33 cm (piegato 23 x 9,5 cm)

Colore: bianco

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille


Codice

10035563



Dispenser Set Dental per asciugamani,
da parete, in plastica bianca e satinata
(dettagli a p. 47).
Codice 10035790

ASCIUGAMANI A "C" IN CELLULOSA PURISSIMA 2 VELI



**ASCIUGAMANI A “C”
IN FIBRA RICICLATA**
1 VELO

MONOUSO

Asciugamani piegati a “C”, realizzati con 1 velo di fibra riciclata 100%, crespata e gofrata, grammatura 40 g/m².

Confezione: scatola da 3.000 asciugamani (20 pacchetti da 150 pezzi cad.)

Misura: larghezza 23 x lunghezza 33 cm (piegato 23 x 9,5 cm)

Colore: verde, azzurro

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Codice	Colore
10035565	AZZURRO
10035564	VERDE



Dispenser Set Dental per asciugamani,
da parete, in plastica bianca e satinata
(dettagli a p. 47).
Codice 10035790

ASCIUGAMANI A “C” IN FIBRA RICICLATA 1 VELO



**ASPIRASALIVA
FLESSIBILI
CON PUNTA REMOVIBILE**

MONOUSO

Cannule aspirasaliva monouso, modellabili, in PVC atossico con filo metallico ramato incorporato e fissato in modo da evitarne la fuoriuscita durante le operazioni di piegatura e durante l'aspirazione. Testina di aspirazione in polietilene trasparente removibile, con sagomatura a elevata capacità d'aspirazione e forma arrotondata per evitare traumi ai tessuti.

Confezione: sacchetto da 250 aspirasaliva/confezione economica da 5.000 (20 confezioni da 250 aspirasaliva)

Colore: arancio, blu, giallo, lilla, rosa, trasparente, verde

Lunghezza: 13 cm

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice	Colore
10027642	ARANCIO
10025821	BLU
10025822	GIALLO
10030321	LILLA
10025823	ROSA
10025814	TRASPARENTE
10025824	VERDE



Dispenser Set Dental per aspirasaliva, in plexiglas (dettagli a pag. 47). Codice 10027814

ASPIRASALIVA FLESSIBILI CON PUNTA REMOVIBILE

**BACINELLA
PORTAPROTESI
IN PLASTICA**



MONOUSO

Bacinella portaprotesi in plastica colorata, autoclavabile, con filtro interno e fori di ventilazione..

Confezione: busta contenente 1 bacinella portaprotesi

Misura: 8,8 x h 6,5 cm (escluso pomello)

Colore: azzurro, bianco, fucsia

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore

Codice	Colore
10043589	AZZURRO
10043590	BIANCO
10035591	FUCSIA



BACINELLA PORTAPROTESI IN PLASTICA

BICCHIERI
COLORATI
IN PLASTICA



MONOUSO

Bicchieri colorati in plastica PS (polistirene) di forma tronco-conica, atossici, riciclabili, idonei al contatto con alimenti.

Confezione: scatola da 1.500 bicchieri colorati e assortiti - scatola da 3.000 bicchieri bianchi

Confezione economica da 3.000 bicchieri (2 scatole da 1.500)

Misura: Ø superiore 7 cm, Ø inferiore 4,5 cm, altezza 8,3 cm

Capacità: 200 cc - **Peso** 2,7 g

Colore: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, lilla, rosa fucsia, verde, assortito (arancio, azzurro, blu, giallo, rosa fucsia, verde, 5 confezioni da 50 bicchieri per ogni colore)

Codice	Colore
10028643	ARANCIO
10028642	AZZURRO
10028644	BLU
10028645	GIALLO
10036891	LILLA
10028646	ROSA FUCSIA
10028647	VERDE
10028648	ASSORTITO
10026175	BIANCO



Portabicchieri Set Dental da parete, in plastica bianca/fumè (dettagli a pag. 47).
Codice 10027812

BICCHIERI COLORATI IN PLASTICA



19

Blocchetto da 50 fogli per ricordare ai pazienti gli appuntamenti in programma. Stampati su cartoncino prodotto con 100% fibra riciclata.

Confezione: 5 blocchetti da 50 fogli

Misure: 10 x 6,5 cm

Codice

10034674



BLOCCHETTI PER APPUNTAMENTO IN FIBRA RICICLATA



**BLOCCO
PER IMPASTO
IN PVC O CARTA**

MONOUSO

Blocco per impasto con base antiscivolo in poliuretano espanso, resistente fino a 60°C. Resistente ad alcol e olio. Spessore del foglio in PVC atossico 0,15 mm, spessore del foglio in carta politenata 0,10 mm.

Confezione: 3 o 6 blocchi da 100 fogli, eccetto il formato 24 x 14, in blocchi da 50 fogli

Codice	Misura in cm	Confezione
10026088	PVC 5 x 5	x 6
10026089	PVC 8 x 8	x 6
10026087	PVC 14 x 8	x 3
10026093	CARTA 5 x 5	x 6
10026090	CARTA 10 x 10	x 6
10026091	CARTA 12 x 18	x 3
10037748	CARTA 24 x 14	x 3 (50 fogli)



BLOCCO PER IMPASTO IN PVC O CARTA



**BUSTE AUTOSIGILLANTI
PER STERILIZZAZIONE
CON NASTRO ADESIVO**

MONOUSO

Buste autosigillanti per la sterilizzazione a gas e a vapore prodotte secondo gli standard internazionali EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2. Particolarmente adatte a chi non possiede una sigillatrice, in quanto provviste di nastro adesivo a utilizzo facilitato che sigilla ermeticamente il contenuto. Soddisfano le diverse esigenze di confezionamento. Sono costituite da un accoppiato con un lato in carta medica ad alta resistenza e un lato in plastica verde di poliestere/polipropilene. La saldatura è composta da tre cordoni paralleli tra loro, interposti da due canali (per buste e rotoli con larghezza di 50 mm la saldatura è composta da due cordoni paralleli interposti da un canale). Sul lato carta sono stampati due indicatori chimici di processo, uno per vapore e uno per ossido di etilene, che indicano l'avvenuta esposizione al processo di sterilizzazione. Le buste autosigillanti sono soggette ad un solo processo di sterilizzazione, pertanto una volta utilizzate devono essere gettate: non possono essere assolutamente riutilizzate per un secondo ciclo di sterilizzazione.

Confezione: scatole da 100 o 200 buste, confezioni economiche (vedi webstore)

Conservazione: evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e conservare in luogo asciutto ad una temperatura tra 5° e 30°C e umidità compresa tra il 5% e il 50%

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura in mm	Confezione
10042288	75 x 270	x 200
10042289	90 x 270	x 200
10042286	140 x 300	x 200
10042287	190 x 400	x 100



BUSTE AUTOSIGILLANTI PER STERILIZZAZIONE CON NASTRO ADESIVO



**CAMICE IN TNT
SPUNBOND**
CON POLSI IN MAGLIA

MONOUSO

Camice monouso in TNT Spunbond (particolare lavorazione del TNT che migliora la morbidezza del prodotto), grammatura 30 g/m², con allacciatura posteriore, polsi in maglia di cotone, lacci al collo e cintura in vita applicata lateralmente. Privo di lattice, garantisce comfort elevato e ottima traspirabilità al vapore acqueo.

Confezione: busta da 10 pezzi

Misura: taglia unica, lunghezza 115 cm, larghezza 140 cm

Colore: verde

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice

10029003



CAMICE IN TNT SPUNBOND CON POLSI IN MAGLIA



**CAMICE IN TNT
SPUNBOND STERILE
CON POLSI IN MAGLIA**

MONOUSO

Camice chirurgico sterile monouso in TNT Spunbond (particolare lavorazione del TNT che migliora la morbidezza del prodotto), grammatura 30 g/m², con allacciatura posteriore, polsi in maglia di cotone, lacci al collo e cintura in vita applicata lateralmente. Sterilizzato ad ossido di etilene, imbustato singolarmente (busta un lato cellulosa, un lato poliestere/polipropilene). Privo di lattice, garantisce comfort elevato e ottima traspirabilità al vapore acqueo.

Confezione: scatola contenente 10 camici imbustati singolarmente

Misura: taglia unica, lunghezza 115 cm, larghezza 140 cm

Colore: verde

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe Is

Codice

10029009



CAMICE IN TNT SPUNBOND STERILE CON POLSI IN MAGLIA

**CANNULA
STERILE
MONOUSO
IMBUSTATA
SINGOLARMENTE**



MONOUSO

Cannula in plastica, per aspirazione chirurgica, con puntale estraibile blu e adattatore autoclavabile, imbustata singolarmente.

Confezione: 20 cannule

Misura: Ø puntale 2,5 mm, Ø cannula 4,8 mm, lunghezza 13,5 cm

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice	Confezione
10025318	x 20



CANNULA STERILE MONOUSO IMBUSTATA SINGOLARMENTE



**CAPPELINE
CON ELASTICO**
MORBIDE E LEGGERE

MONOUSO

Cappelline monouso in TNT Spunbond (particolare lavorazione del TNT che migliora la morbidezza del prodotto), grammatura 18 g/m², con elastico lungo il bordo, prive di lattice, leggere, morbide, traspiranti e di facile adattabilità. Utilizzate anche come copritestiera.

Confezione: sacchetto da 50 pezzi/confezione economica 20 sacchetti da 50 pezzi

Misura: taglia unica

Colore: azzurro, bianco, verde

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore
10029017	AZZURRO
10029015	BIANCO
10029016	VERDE



CAPPELLINE CON ELASTICO MORBIDE E LEGGERE



**CAPPELINE
CON LACCI**
MORBIDE E LEGGERE

MONOUSO

Cappelline monouso in TNT Spunbond (particolare lavorazione del TNT che migliora la morbidezza del prodotto), grammatura 25 g/m², con lacci scorrevoli, prive di lattice, leggere e morbide.

Confezione: sacchetto da 50 pezzi

Misura: taglia unica

Colore: verde

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice

10029021



CAPPELLINE CON LACCI MORBIDE E LEGGERE

**CATENELLA
IN METALLO
CON FERMO**



MONOUSO

Catenella per salviette, in metallo con fermo, palline cromate, pinze a "coccodrillo" in ottone nichelato. Lunghezza regolabile grazie all'apposito fermo. Autoclavabile fino a 135°C.

Confezione: sacchetto da 1 catenella

Misura: lunghezza massima 44 cm


Codice

10037745



CATENELLA IN METALLO CON FERMO

**CATENELLA
IN PLASTICA
COLORATA**



MONOUSO

Catenella per salviette, profumata, in gomma termoplastica colorata, con pinze a "coccodrillo" in nickel-cromo. Autoclavabile fino a 135°C.

Confezione: sacchetto da 1 catenella/confezione assortita da 4 catenelle (1 per colore)

Misura: lunghezza massima 48 cm

Colore: azzurro (profumazione talco), fucsia (profumazione vaniglia), giallo (profumazione limone), verde (profumazione pino), assortito (1 pezzo per colore)

Codice	Colore	Profumazione
10040650	AZZURRO	TALCO
10040651	FUCSIA	VANIGLIA
10040648	GIALLO	LIMONE
10040649	VERDE	PINO
10040653	ASSORTITO X 4	ASSORTITO



CATENELLA IN PLASTICA COLORATA



**COPRIPOLTRONA
IN TNT SPUNBOND**
KIT DA 3 PEZZI,
CON ELASTICO

MONOUSO

Copripoltrona monouso in TNT Spunbond (particolare lavorazione del TNT che migliora la morbidezza del prodotto), grammatura 40 g/m², con elastico lungo i bordi, privo di lattice.

Ogni copripoltrona è un kit composto da 3 pezzi: copritestiera, coprischienale e copripresidile.

Confezione: sacchetto da 15 kit/confezione economica da 90 kit (6 confezioni da 15 kit)

Colore: bianco, verde

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore
10029022	BIANCO
10035796	VERDE



COPRIPOLTRONA IN TNT SPUNBOND KIT DA 3 PEZZI, CON ELASTICO



COPRITESTIERA
2 VELI,
IN CARTA/PLASTICA



MONOUSO

Copritestiera realizzato con 1 velo di pura ovatta di cellulosa altamente assorbente, accoppiato con un velo di polietilene impermeabile. Garantisce protezione e comfort per il paziente.

Confezione: scatola da 75 pezzi

Misura: 25 x 32 cm

Conservazione: a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Colore: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, lilla, rosa, verde

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore
10030916	ARANCIO
10030881	AZZURRO
10030743	BIANCO
10030915	BLU
10030880	GIALLO
10030917	LILLA
10030879	ROSA
10030932	VERDE



COPRITESTIERA 2 VELI, IN CARTA/PLASTICA



CRYO SPRAY
IPOTERMIZZANTE
LOCALE

MONOUSO

Spray ipotermizzante per uso dentale, con micro cannula applicatrice, al gradevole gusto di menta naturale (composizione: tetrafluoretano 98,7%, essenza aromatizzante 1,3%). Indicato in tutti i casi in cui necessiti l'applicazione del freddo in campo odontoiatrico come iperemia pulpare, estrazione di denti decidui, test di vitalità del dente. Ha un effetto ipotermizzante, non caustico, locale se spruzzato sulla mucosa orale e agisce immediatamente desensibilizzando i tessuti in modo efficace.

Confezione: scatola contenente 3 bombolette x 150 ml e 3 erogatori con cannula in acciaio

Conservazione: a temperatura ambiente e comunque non superiore ai 50°C, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe IIb

Codice

10037580



CRYO SPRAY IPOTERMIZZANTE LOCALE



DAPPEN
IN PLASTICA



MONOUSO

Contenitori monouso in plastica, per miscelazione.

Misure: diametro superiore 2,4 cm, diametro inferiore 3,2 cm, altezza 2,5 cm

Confezione: 50 pezzi (10 per colore) nei colori bianco, blu, giallo, rosso, verde/confezione economica da 1.000 pezzi assortiti (20 conf. da 50 pezzi)

Codice

10029382



DAPPEN IN PLASTICA



DISPENSER
IN PLEXIGLAS
O PLASTICA

MONOUSO

Dispenser per asciugamani: dispenser da parete in plastica (retro bianco, fronte trasparente satinato) per asciugamani piegati a "C" e a "Z", dotato di adattatore per facilitare l'uscita del foglio a "Z" anche a pieno carico. Capacità 300 asciugamani (2 fascette di asciugamani Set Dental).

Dispenser per aspirasaliva: in plexiglas trasparente, dotato di coperchio, può contenere 250 aspirasaliva

Dispenser per guanti: in plastica con gancio per fissaggio al muro, può contenere una scatola di guanti da 100 pezzi

Dispenser per mascherine: in plexiglas trasparente, dotato di coperchio, può contenere 50 mascherine

Dispenser per salviette: in plastica trasparente, con coperchio, dotato di taglio sulla parte frontale per permettere una facile estrazione dei tovaglioli

Portabicchieri: da parete, in plastica bianco/fumè, dotato di riduttore per piccoli bicchieri, carica dall'alto, può contenere 50 bicchieri

Misure: Dispenser per asciugamani: 30 x 10,5 x 29 cm

Dispenser per aspirasaliva: 12 x 15 x 16,5 cm

Dispenser per guanti: 28 x 17 x 10,5 cm

Dispenser per mascherine: 20 x 12 x 11 cm

Dispenser per salviette: 18 x 14 x 17 cm

Portabicchieri: 31 cm

Codice	
10035790	PER ASCIUGAMANI
10027814	PER ASPIRASALIVA
10004350	PER GUANTI
10027815	PER MASCHERINE
10027813	PER SALVIETTE
10027812	PORTABICCHIERI



DISPENSER IN PLEXIGLAS O PLASTICA



**GHIACCIO
ISTANTANEO**
BUSTE IN TNT

MONOUSO

Ghiaccio istantaneo costituito da una miscela di sali azotati e acqua, in buste in TNT triaccoppiato con 3 termosaldature in modo da garantire la resistenza, la termosaldabilità e l'impermeabilità. Il TNT è ideato per proteggere le zone più sensibili dalla sensazione di freddo eccessivo. La bolla d'acqua interna (antiurto) è realizzata in materiale biaccoppiato, in modo da rompersi esercitando una leggera pressione con le dita, attivando lo sviluppo del raffreddamento immediato a -5°C. La miscela di sali azotati e acqua è in grado di prolungare la reazione endotermica nel tempo (la temperatura raggiunge i -5°C e arriva a 0°C in circa 30 minuti).

Non contiene nitrato di ammonio (secondo il regolamento n° 552/2009).

Confezione: 25 buste

Misura: 14 x 18 cm

Conservazione: a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice	Confezione
10025537	x 25



GHIACCIO ISTANTANEO BUSTE IN TNT



**GUANTI
ALOE VERA**
IN LATTICE,
SENZA POLVERE,
MICRORUVIDI, VERDI

MONOUSO

Guanti medicali per esplorazione in lattice di gomma naturale rivestiti internamente con gel di Aloe Vera, microruvidi, totalmente privi di talcatura, trattamento superficiale mediante clorinatura. Colore verde, ambidestro, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatto per uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore.

Attenzione: i guanti in lattice possono provocare, in soggetti sensibili, allergia da contatto.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 100 (1.000 guanti)

Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti

Scadenza: vedi data sulla confezione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10035442	X-SMALL
10035443	SMALL
10035444	MEDIUM
10035445	LARGE



Dispenser Set Dental per guanti,
in plastica con gancio per fissaggio al muro
(dettagli a pag. 47).
Codice 10004350

GUANTI ALOE VERA IN LATTICE, SENZA POLVERE, MICRORUVIDI, VERDI



**GUANTI
CON POLVERE
IN LATTICE**

MONOUSO

Guanti medicali per esplorazione in lattice di gomma naturale. Finemente talcati all'interno con amido di mais modificato. Colore naturale, ambidestri, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatti per uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore.

Attenzione: i guanti in lattice possono provocare, in soggetti sensibili, allergia da contatto.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 100 (1.000 guanti)

Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti

Scadenza: vedi data sulla confezione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10003013	X-SMALL
10003014	SMALL
10003015	MEDIUM
10003016	LARGE
10005542	X-LARGE



Dispenser Set Dental per guanti,
in plastica con gancio per fissaggio al muro
(dettagli a pag. 47).
Codice 10004350

GUANTI CON POLVERE IN LATTICE



**GUANTI
SENZA POLVERE**
IN LATTICE, MICRORUVIDI

MONOUSO

Guanti medicali per esplorazione in lattice di gomma naturale, totalmente privi di talcatura, trattamento superficiale mediante clorinatura. Colore naturale, ambidestro, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatti per uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore.
Attenzione: i guanti in lattice possono provocare, in soggetti sensibili, allergia da contatto.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 100 (1.000 guanti)

Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti

Scadenza: vedi data sulla confezione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10003010	X-SMALL
10003009	SMALL
10003011	MEDIUM
10003012	LARGE
10035426	X-LARGE



Dispenser Set Dental per guanti,
in plastica con gancio per fissaggio al muro
(dettagli a pag. 47).
Codice 10004350

GUANTI SENZA POLVERE IN LATTICE, MICRORUVIDI



GUANTI NITRILE
SENZA POLVERE,
MICROTEXTURIZZATI
SUI POLPASTRELLI, VIOLA

MONOUSO

Guanti medicali per esplorazione in nitrile, microtexturizzati sui polpastrelli a garanzia di una presa migliore, totalmente privi di talcatura, trattamento superficiale mediante clorinatura. Colore viola, ambidestro, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatto per uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore. Ideale per tutti gli operatori con problemi di allergia al lattice.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 100 (1.000 guanti)

Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti

Scadenza: vedi data sulla confezione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10035437	X-SMALL
10035438	SMALL
10035439	MEDIUM
10035440	LARGE
10035441	X-LARGE



Dispenser Set Dental per guanti,
in plastica con gancio per fissaggio al muro
(dettagli a pag. 47).
Codice 10004350

GUANTI NITRILE SENZA POLVERE, MICROTEXTURIZZATI SUI POLPASTRELLI, VIOLA



**GUANTI VINILE
ELASTICIZZATO**
SENZA POLVERE,
CELESTE

MONOUSO

Guanti medicali per esplorazione in vinile elasticizzato, totalmente privi di talcatura, lubrificati mediante trattamento antiaderente con rivestimento di poliuretano inerte. Colore celeste, ambidestro, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatto per uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore. Ideale per tutti gli operatori con problemi di allergia al lattice.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 100 (1.000 guanti)

Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti

Scadenza: vedi data sulla confezione


Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10035433	X-SMALL
10035434	SMALL
10035435	MEDIUM
10035436	LARGE



Dispenser Set Dental per guanti,
in plastica con gancio per fissaggio al muro
(dettagli a pag. 47).
Codice 10004350

GUANTI VINILE ELASTICIZZATO SENZA POLVERE, CELESTE



MONOUSO

Kit sterile monouso per assistente, ha la funzione di creare una barriera protettiva tra l'utilizzatore e l'ambiente circostante. Sterilizzato ad ossido di etilene.

Composizione:

- A** 1 camice in TNT idrorepellente, traspirante, con polsini in maglia e cintura in vita. Privo di lattice, taglia unica (lunghezza 110 cm), grammatura 40 g/m². Colore: azzurro.
- B** 1 cappellina rotonda in TNT con elastico lungo il bordo, priva di lattice. Taglia unica, grammatura 28 g/m². Colore: azzurro.
- C** 1 mascherina con elastico e barretta nasale, priva di lattice, a 3 strati (strato esterno 28 g/m², strato intermedio 20 g/m², strato interno 25 g/m²). Efficienza filtrante antibatterica (BFE) >96%. Colore: azzurro.
- D** 2 sovrascarpe in CPE, con elastico alla caviglio. Taglia unica. Colore: azzurro.

Confezione: sacchetto contenente 5 kit imbustati singolarmente

Misura: taglia unica


Colore: azzurro

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille


Dispositivo medico di classe Is

Codice

10038852



KIT ASSISTENTE MONOUSO STERILE



KIT CHIRURGICO
MONOUSO STERILE

MONOUSO

Kit di materiale monouso sterile, contenente abbigliamento per l'operatore e coperture, necessario ad affrontare un intervento di chirurgia.

Composizione:

- A** 1 telo sterile monouso in TNT biaccoppiato, assorbente/impermeabile di grado medicale, colore azzurro, misura 150 x 200 cm
- B** 2 camici chirurgici sterili monouso in TNT microfibra SMS 50 g, colore azzurro, misura L, bordo del collo rivestito in TNT, chiusura posteriore del collo regolabile con velcro in sovrapposizione, allacciatura esterna mediante 2 lacci all'altezza della cintola, cartoncino anticontagio sui lacci di chiusura esterna, manica ampia, polsini in maglia di cotone senza cucitura, confezionamento in doppia protezione
- C** 2 cappelline monouso in Spunlace, colore azzurro, taglia unica
- D** 1 federa di Mayo sterile monouso in TNT, con strato assorbente centrale di 60 x 90 cm, colore azzurro, misura totale 80 x 120 cm
- E** 1 telo sterile monouso in PVC con lato corto adesivo, colore trasparente, misura 40 x 50 cm
- F** 1 tasca sterile monouso in polietilene a 1 scomparto, lato adesivo, saldature laterali, colore trasparente, misura 37 x 40 cm
- G** 1 telo sterile monouso in TNT biaccoppiato assorbente/impermeabile di grado medicale con fessura ad U adesiva di 6,5 x 40 cm sul lato corto, colore azzurro, misura totale 100 x 150 cm

Non contiene lattice


Confezione: scatola contenente un kit avvolto in carta Medical Grade

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione, in confezione integra e correttamente conservata


Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice

10027808



KIT CHIRURGICO MONOUSO STERILE



KIT OPERATORE MONOUSO STERILE

MONOUSO

Kit sterile monouso per operatore, ha la funzione di creare una barriera protettiva tra l'utilizzatore e l'ambiente circostante. Sterilizzato ad ossido di etilene.

Composizione:

- A** 1 camice in TNT idrorepellente, traspirante, con polsini in maglia e cintura in vita. Privo di lattice, taglia unica (lunghezza 115 cm), grammatura 40 g/m². Colore: azzurro.
- B** 1 cappellina in TNT con lacci fissi, priva di lattice. Taglia unica, grammatura 20 g/m². Colore: azzurro
- C** 1 mascherina con elastico e barretta nasale, priva di lattice, a 3 strati (strato esterno 28 g/m², strato intermedio 20 g/m², strato interno 25 g/m²). Efficienza filtrante antibatterica (BFE) >96%. Colore: azzurro
- D** 2 sovrascarpe in CPE, con elastico alla caviglia. Taglia unica. Colore: azzurro

Confezione: sacchetto contenente 5 kit imbustati singolarmente

Misura: taglia unica


Colore: azzurro

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille


Dispositivo medico di classe Is

Codice

10038854



KIT OPERATORE MONOUSO STERILE



KIT PAZIENTE
MONOUSO STERILE

MONOUSO

Kit sterile monouso per paziente, ha la funzione di creare una barriera protettiva tra l'utilizzatore e l'ambiente circostante. Sterilizzato ad ossido di etilene.

Composizione:

- A** 1 camice in TNT, chiusura al collo con laccetti, elastici ai polsi e cintura in vita. Taglia unica (lunghezza 115 cm), grammatura 19 g/m². Colore: bianco
- B** 1 cappellina rotonda in TNT con elastico lungo il bordo, priva di lattice. Taglia unica, grammatura 14 g/m². Colore: bianco
- C** 2 sovrascarpe in CPE, con elastico alla caviglia. Taglia unica. Colore: azzurro

Dispositivo medico di classe Is

Confezione: sacchetto contenente 5 kit imbustati singolarmente


Misura: taglia unica

Colore: bianco (sovrascarpe: azzurro)


Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Codice

10038855



KIT PAZIENTE MONOUSO STERILE



KIT PROTEZIONE
MONOUSO STERILE

MONOUSO

Kit sterile monouso con la funzione di creare una barriera protettiva ai liquidi e ai batteri durante l'intervento chirurgico o implantare. Sterilizzato ad ossido di etilene.

Composizione:

- A** 1 telo in biaccoppiato (uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile). Misura 100 x 150 cm, con fessura a U adesiva (7 x 30 cm). Privo di lattice, grammatura 58 g/m². Colore: azzurro
- B** 1 telo in biaccoppiato (uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile). Misura 75 x 90 cm. Privo di lattice, grammatura 58 g/m². Colore: azzurro
- C** 2 teli in biaccoppiato (uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile). Misura 50 x 75 cm. Privi di lattice, grammatura 58 g/m². Colore: azzurro
- D** 2 guaine passacavi in PE, misura 7 x 120 cm, complete di 2 strisce adesive di fissaggio (5 x 8 cm). Prive di lattice, grammatura 56,6 g/m². Colore: trasparente
- E** 4 pellicole adesive in PTL, misura 20 x 20 cm. Colore: azzurro

Confezione: sacchetto contenente 5 kit imbustati singolarmente


Colore: azzurro (guaine: trasparente)

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo medico di classe Is

Codice

10038853



KIT PROTEZIONE MONOUSO STERILE



MANTELLINE
3 VELI, IN CARTA/PLASTICA,
PRETAGLIATE

MONOUSO

Mantelline realizzate con due veli (1 velo per i colori arancio e lilla) di pura ovatta di cellulosa a fibra lunga accoppiati con un velo di polietilene ad alta densità. La perfetta assorbenza e impermeabilità assicurano un elevato comfort al paziente. Ogni rotolo viene termoretratto per consentire la massima protezione verso gli agenti esterni. Non contiene lattice.

Codice	Colore/misura in cm
10029357	ARANCIONE 50 x 60
10029358	ARANCIONE 50 x 80
10026211	AZZURRO 50 x 60
10026205	AZZURRO 50 x 80
10026212	BIANCO 50 x 60
10026206	BIANCO 50 x 80
10026214	BLU 50 x 60
10026208	BLU 50 x 80
10026215	GIALLO 50 x 60
10026209	GIALLO 50 x 80
10029355	LILLA 50 x 60
10029356	LILLA 50 x 80
10026216	ROSA 50 x 60
10026210	ROSA 50 x 80
10026213	VERDE 50 x 60
10026207	VERDE 50 x 80
10028640	ASSORTITO 50 x 60
10028641	ASSORTITO 50 x 80

Confezione: rotolo singolo/confezione economica da 6 rotoli

Misura: largh. 50 x lungh. 60 cm da 80 strappi/largh. 50 x lungh. 80 cm da 60 strappi (lunghe)

Spessore 2 veli: carta 26 g/m² + PE 16 g/m²

Spessore 3 veli: carta 34 g/m² (17 g/m² per ciascun velo) + PE 14 g/m²

Colore: azzurro, arancio, bianco, blu, giallo, lilla, rosa, verde, assortito (arancio, blu, giallo, lilla, rosa, verde - 1 rotolo per colore)

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I



MANTELLINE 3 VELI, IN CARTA/PLASTICA, PRETAGLIATE

MANTELLINE KIDS
3 VELI, IN CARTA/PLASTICA
PRETAGLIATE



MONOUSO

Mantelline decorate realizzate con due veli di pura ovatta di cellulosa a fibra lunga accoppiati con un velo di polietilene ad alta densità. La perfetta assorbenza e impermeabilità assicurano un elevato comfort al paziente. Ogni rotolo viene termoretrato per consentire la massima protezione verso gli agenti esterni. Non contiene lattice.

Confezione: rotolo singolo/confezione economica da 6 rotoli

Misura: largh. 50 x lungh. 60 cm da 80 strappi

Spessore: carta 34 g/m² (17 g/m² per ciascun velo) + PE 14 g/m²

Colore: azzurro, giallo

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore
10035308	AZZURRO
10035309	GIALLO



MANTELLINE KIDS 3 VELI, IN CARTA/PLASTICA, PRETAGLIATE



**MASCHERINE
CHIRURGICHE
CON ELASTICI**

MONOUSO

Mascherine monouso a tre strati, in tessuto non tessuto TNT, prive di fibre di vetro e amianto, dotate di: strato esterno traspirante (25 g/m²), strato intermedio in tessuto polipropilenico idrofilo ad alto potere filtrante (25 g/m²), strato interno idrorepellente (25 g/m²). Barretta nasale in polipropilene facilmente modellabile, elastici in polipropilene anallergico, atraumatico. Efficienza filtrante antibatterica (BFE) > 99%.

Mascherina chirurgica di tipo II

Confezione: scatola da 50 mascherine

Colore: arancio, azzurro, giallo, lilla, rosa, verde

Conservazione: in luogo fresco e asciutto, non conservare a temperature superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore
10027644	ARANCIO
10025777	AZZURRO
10027252	GIALLO
10041611	LILLA
10027253	ROSA
10025778	VERDE



Dispenser per mascherine, in plexiglas trasparente (dettagli a pag. 47).
Codice 10027815

MASCHERINE CHIRURGICHE CON ELASTICI



**MASCHERINE
CHIRURGICHE
SUPERIOR
CON ELASTICI**

MONOUSO

Mascherine chirurgiche monouso costituite da tre strati di tessuto non tessuto e carta idrorepellente, completamente privi di fibre di vetro e amianto. Dotate di strato esterno colorato in TNT polipropilene Spunbond (25g/m²), strato intermedio filtrante in TNT polipropilene Melt blown (25g/m²), strato interno idrorepellente in carta di cellulosa (25 g/m²). Barretta nasale in alluminio facilmente modellabile e atraumatico, saldatura a ultrasuoni ed elastici in polipropilene anallergico e atraumatico. Efficienza filtrante antibatterica (BFE) > 99%.

Mascherina chirurgica di tipo II

Confezione: scatola da 50 mascherine

Colore: arancio, azzurro, giallo, lilla, rosa, verde

Conservazione: in luogo fresco e asciutto, non conservare a temperature superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore
10042297	ARANCIO
10042298	AZZURRO
10042299	GIALLO
10042300	LILLA
10042301	ROSA
10042302	VERDE



Dispenser per mascherine, in plexiglas trasparente (dettagli a pag. 47).
Codice 10027815

MASCHERINE CHIRURGICHE SUPERIOR CON ELASTICI



**OCCHIALI
PROTETTIVI**
MONTATURA
+ LENTI MONOUSO



MONOUSO

Lenti protettive monouso in policarbonato per la protezione degli occhi e montatura a incastro, completa di poggianaso, in plastica autoclavabile. Ogni lente assicura un'eccellente trasparenza ed è dotata di pellicola protettiva su entrambi i lati.

Confezione: 30 lenti + 1 montatura colorata

Colore montatura: bianco, blu, giallo, rosa, verde (colori trasparenti)


Dispositivo medico di classe I

Codice	Colore
10029407	BIANCO
10029406	BLU
10029404	GIALLO
10029383	ROSA
10029405	VERDE



OCCHIALI PROTETTIVI MONTATURA + LENTI MONOUSO

**PANNI
IN MICROFIBRA**
50% POLIESTERE
50% POLIAMMIDE



MONOUSO

Ideale per la pulizia e la sanificazione in studi dentistici e laboratori odontotecnici, il panno Set Dental è composto da microfibre finissime, mille volte più sottili di un capello. Questa particolare composizione permette di frantumare lo sporco di qualunque natura e di rimuoverlo facilmente senza l'uso di detersivo, risparmiando tempo e fatica. Il panno Set Dental può essere usato imbevuto di disinfettante e può essere sterilizzato in autoclave.

Confezione: 3 panni

Misure: 40 x 33 cm

Codice

10037912



PANNI IN MICROFIBRA 50% POLIESTERE - 50% POLIAMMIDE



PAPER TRAY
STERILIZZABILI



MONOUSO

Salviette in carta crespata medicale altamente assorbente resistente all'umidità, da posizionare su vassoi. Sterilizzabili a ossido di etilene o a vapore.

Confezione: pacco da 250 fogli

Misura: 28 x 18 cm

Colore: arancio, azzurro, bianco, giallo, lilla, rosa, verde

Conservazione: a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore
10027732	ARANCIO
10027001	AZZURRO
10027003	BIANCO
10027000	GIALLO
10029584	LILLA
10027733	ROSA
10027002	VERDE



PAPER TRAY STERILIZZABILI

PENNELLINI MONOUSO IN NYLON



MONOUSO

Pennellini monouso per composito in nylon bianco (punta fine), nero (punta lunga).

Manico in plastica per pennellini monouso Set Dental, autoclavabile a 136°C.

Confezione:

- bustina da 100 pennellini bianchi o neri
- bustina da 100 pennellini bianchi o neri + 1 manico bianco

Dispositivo medico di classe I

Codice	Colore	Confezione
10028650	BIANCHI	x 100
10028652	BIANCHI	x 100 + 1 MANICO
10028649	NERI	x 100
10028651	NERI	x 100 + 1 MANICO



PENNELINI MONOUSO IN NYLON



**PORTAIMPRONTE
ADATTABILI
TRASPARENTI
STERILIZZABILI
A FREDDO**

MONOUSO

Cucchiaini adattabili trasparenti, atossici, costituiti da un materiale rigido a temperatura ambiente ma tale da raggiungere, con l'aumento del calore, uno stato plastico facilmente deformabile e adattabile secondo le esigenze. Possono essere riscaldati per cinque minuti in un forno a raggi infrarossi o sulla fiamma di un becco Bunsen: una volta raffreddati (in acqua o con spray d'aria) i cucchiaini mantengono stabilmente la forma assunta, riacquistando la stabilità originale. Possono essere inoltre accorciati tagliandoli con un disco e rifinendoli con un gommino da resina. Utilizzabili con poliestere e siliconi, elastomeri, alginati (con adesivo specifico). Sterilizzabili ad ossido di etilene.

Confezione: singola

Misura: L3 inferiore U3 superiore

L4 inferiore U4 superiore

L5 inferiore U5 superiore

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10607083	L3
10607084	L4
10607085	L5
10607080	U3
10607081	U4
10607082	U5



PORTAIMPRONTE ADATTABILI TRASPARENTI STERILIZZABILI A FREDDO

PORTARIFIUTI ANTICONTAMINAZIONE BIDONE O BOX



MONOUSO

Contenitore per l'eliminazione in sicurezza di rifiuti pungenti, taglienti e affilati. Realizzato in materiale plastico ecologico (polipropilene copolimero, colorato con masterbatch senza cadmio), colore giallo, forma tronco/conica (bidone) oppure quadrata a doppio guscio (box), apertura sul coperchio e chiusura di sicurezza irreversibile. Autoclavabile a 134°C.

Chiusura provvisoria

- > bidone: abbassare il coperchietto fino ad incastrare la linguetta sul bordino sporgente dell'apertura, in questo modo la riapertura è possibile alzando il coperchietto con la linguetta
- > box: ruotare il coperchio fino allo scatto

Chiusura definitiva

Una volta raggiunto il livello di riempimento, dalla posizione di chiusura provvisoria.

- > bidone: premere fortemente con due dita sul **push** centrale, poi su quelli laterali fino ai click (in chiusura definitiva la linguetta rimane rialzata in posizione verticale)
- > box: introdurre il perno nell'apposito foro e premere fortemente fino al click

Confezione: busta contenente 8 bidoni portarifiuti, 5 box portarifiuti

Misure: bidone da 0,7 litri, diametro 110/143 mm – bidone da 2 litri, diametro 140/212 mm – box da 1,5 litri, dimensioni 140 x 140 x h 110 mm

Codice	Capacità	Forma
10041249	0,7 litri	BIDONE
10041250	2 litri	BIDONE
10041251	1,5 litri	BOX



PORTARIFIUTI ANTICONTAMINAZIONE BIDONE O BOX



**PORTARIFIUTI
MONOUSO
IN PLASTICA**

MONOUSO

Portarifiuti monouso in plastica bianca da utilizzare con apposito supporto in alluminio.

Confezione: busta da 50 pezzi/confezione economica scatola da 1.000 pezzi (20 buste da 50 pezzi)

Codice	Confezione
10028975	50 pezzi
10028976	1.000 pezzi



Supporto per portarifiuti, in alluminio
Blu - codice 10028977
Argento - codice 10028978

PORTARIFIUTI MONOUSO IN PLASTICA



PORTATURBINE
IN PLASTICA



MONOUSO

Contenitore in plastica autoclavabile per la sgocciolatura di turbine e contrangoli, dotato di 8 fori. La confezione contiene anche 5 dischi assorbenti di ricambio.

Confezione: scatola contenente 1 portaturbine + 5 dischi assorbenti di ricambio

Misure: diametro base 13 cm, diametro superiore 12 cm, altezza 12,5 cm

Colore: bianco

Codice

10040655



Ricambio dischi assorbenti x 20 pz
Codice 10040656



PORTATURBINE IN PLASTICA



**POZZETTI
IN PLASTICA**



MONOUSO

Pozzetti in plastica per miscelazione, con 12 cavità.

Misure: 5,5 x 7 cm

Confezione: 50 pezzi

Codice

10028979



POZZETTI IN PLASTICA



PROTEZIONI
MONOUSO ADESIVE

MONOUSO

Pellicola protettiva, monouso adesiva, utilizzabile su qualsiasi superficie. Permette di proteggere le zone a rischio di contaminazione batterica in modo pratico e veloce, riducendo i rischi da infezioni crociate.

Confezione: rotolo da 1.200 strappi pretagliati, in scatola dispenser

Misura strappo: larghezza 10 cm - lunghezza 15 cm

Colore: blu, trasparente, verde

Conservazione: evitare il diretto contatto con la luce solare e conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore

Scadenza: 3 anni dalla data di produzione

Dispositivo medico di classe I

Codice	Colore
10027816	BLU
10027817	TRASPARENTE
10031079	VERDE



PROTEZIONI MONOUSO ADESIVE

PROTEZIONI PELLICOLA TRASPARENTE



MONOUSO

Pellicola trasparente in rotolo per la protezione di superfici priva di ftalati, confezionata in scatola/dispenser.

Confezione: rotolo singolo

Misura: larghezza 30 cm x lunghezza 300 m

Colore: trasparente

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Codice

10035794



PROTEZIONI PELLICOLA TRASPARENTE

PUNTALI INTRAORALI IN PLASTICA



MONOUSO

Terminali intraorali in plastica per puntali miscelatori, con attacco universale.

Confezione: busta contenente 100 puntali

Colore/tipologia: giallo per puntali miscelatori gialli (piccoli), trasparente per puntali miscelatori rosa (medi) e verdi (grandi), trasparente angolato standard e fine per puntali miscelatori marroni

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore

Dispositivo medico di classe I

Codice	Tipologia	Colore
10039647	CURVO	GIALLO
10039648	CURVO	TRASPARENTE
10043068	ANGOLATO FINE	TRASPARENTE
10043537	ANGOLATO STD	TRASPARENTE



PUNTALI INTRAORALI IN PLASTICA



PUNTALI MISCELATORI IN PLASTICA



MONOUSO

Confezione: busta contenente 50 puntali

Misure: 1:1 piccolo (giallo), 1:1 medio (rosa), 1:1 grande (verde), 1:1/2:1 marrone, 4:1/10:1 azzurro

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore

Dispositivo medico di classe I

Codice	Rapporto	Colore
10039651	1:1	GIALLO (PICCOLO)
10039652	1:1	ROSA (MEDIO)
10039653	1:1	VERDE (GRANDE)
10043066	1:1/2:1	MARRONE
10043070	4:1/10:1	AZZURRO



PUNTALI MISCELATORI IN PLASTICA

ROTOLO PIATTO PER LA STERILIZZAZIONE IN CARTA/PLASTICA



MONOUSO

Rotolo per la sterilizzazione a gas e a vapore prodotto secondo gli standard internazionali EN 868 e EN 867. Soddisfa le diverse esigenze di confezionamento. Presenta un lato in carta a uso medicale che garantisce una elevata protezione anti-batterica, e un lato realizzato con un film trasparente derivante dall'accoppiamento di polipropilene/poliestere. Le saldature impresse a caldo sono di tipo multiplo e a bande (almeno 3 equamente distanziate e di larghezza complessiva di minimo 9 e massimo 12 mm). La stampa avviene con indicatori del viraggio (uno per il vapore e uno per l'ossido di etilene) e l'inchiostro utilizzato è certificato: la fase di sterilizzazione causa una reazione chimica che determina il cambiamento del colore, da rosa a marrone per il vapore, con temperatura di viraggio 121°C-134°C, da azzurro a giallo per il gas, con temperatura di viraggio 30°C-54°C. Il rotolo piatto è destinato a un solo processo di sterilizzazione, pertanto una volta utilizzato deve essere gettato.

Confezione: rotolo singolo da 200 m/confezioni economiche (vedi webstore)

Conservazione: evitare il diretto contatto con la luce solare e ubicare in luogo asciutto

Scadenza: 8 anni dalla data di produzione, considerando che la confezione, se aperta, deve essere richiusa e conservata in modo adeguato

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Larghezza in mm
10022903	50
10022904	75
10022905	100
10022906	150
10022907	200
10022908	250
10022909	300



ROTOLO PIATTO PER LA STERILIZZAZIONE IN CARTA/PLASTICA



**RULLI
IN COTONE**
IN PURO COTONE
IDROFILO

MONOUSO

Rulli salivari non sterili, in puro cotone idrofilo naturale, di alto livello qualitativo, con elevato potere assorbente che si mantiene inalterato nel tempo. Morbidi e compatti, non sono soggetti a sfilacciamento.

Confezione: sacchetto da 300 g confezionato in scatole di cartone, a garanzia di massima igiene e facile stoccaggio

Misura: n. 1 – lungh. 38 mm, Ø 8 mm
n. 2 – lungh. 38 mm, Ø 10 mm
n. 3 – lungh. 38 mm, Ø 12 mm

Colore: bianco

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto e ventilato

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10026716	1
10026717	2
10026718	3



RULLI IN COTONE IN PURO COTONE IDROFILO

SALVIETTE
CARTA/PLASTICA
3 VELI, IGIENICAMENTE
SIGILLATE



MONOUSO

Salviette professionali in grado di trattenere eventuali liquidi. Realizzate con due veli di pura ovatta di cellulosa accoppiata e goffrata con un velo di polietilene impermeabile. Garantiscono protezione e comfort per il paziente. Confezionate in buste sigillate da 50 pezzi (flowpack) a garanzia di massima igiene e migliore stoccaggio.

Confezione: scatola da 500 pezzi (in confezione flowpack, 10 buste sigillate da 50 pezzi cadauna)

Misura: 45 x 33 cm

Colore: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, lilla, rosa, verde

Conservazione: a temperatura ambiente, in luogo asciutto e ventilato. Non ubicare alla luce diretta del sole

Codice	Colore
10028566	ARANCIO
10025650	AZZURRO
10025653	BIANCO
10025649	BLU
10025652	GIALLO
10030924	LILLA
10025651	ROSA
10025654	VERDE



Dispenser Set Dental per salviette,
in plastica trasparente
(dettagli a pag. 47).
Codice 10027813

SALVIETTE CARTA/PLASTICA 3 VELI, IGIENICAMENTE SIGILLATE



SALVIETTE
CARTA/PLASTICA KIDS
3 VELI, IGIENICAMENTE
SIGILLATE

MONOUSO

Salviette professionali decorate in grado di trattenere eventuali liquidi. Realizzate con due veli di pura ovatta di cellulosa accoppiati e goffrati con un velo di polietilene impermeabile. Garantiscono protezione e comfort per il paziente. Confezionate in buste sigillate (flowpack), a garanzia di massima igiene e migliore stoccaggio.


Confezione: scatola da 500 pezzi (in confezione flowpack, 10 buste sigillate da 50 pezzi cadauna)

Misura: 45 x 33 cm

Colore: azzurro, giallo

Conservazione: a temperatura ambiente, in luogo asciutto e ventilato. Non ubicare alla luce diretta del sole

Codice	Colore
10035306	AZZURRO
10035307	GIALLO



Dispenser Set Dental per salviette,
in plastica trasparente
(dettagli a pag. 47).
Codice 10027813

SALVIETTE CARTA/PLASTICA KIDS 3 VELI, IGIENICAMENTE SIGILLATE

**SCATOLA PORTALAVORI/
PORTABITE**
IN PLASTICA



MONOUSO

Scatola portalavori o portabite in plastica colorata, con fori di ventilazione.

Confezione: busta contenente 10 scatole portalavori/portabite

Misure: 8 x 7 x h 4 cm (portalavori) – 7,4 x 6,4 x h 2,8 cm (portabite)

Colori: arancio, azzurro, bianco, fucsia, giallo, lilla, verde (vedi tabella)

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore

Codice	Tipologia	Colore
10043576	PORTALAVORI	ARANCIO
10043577	PORTALAVORI	AZZURRO
10043582	PORTALAVORI	BIANCO
10043578	PORTALAVORI	FUCSIA
10043579	PORTALAVORI	GIALLO
10043580	PORTALAVORI	LILLA
10043581	PORTALAVORI	VERDE
10043570	PORTABITE	AZZURRO
10043571	PORTABITE	BIANCO
10043572	PORTABITE	FUCSIA
10043573	PORTABITE	GIALLO
10043574	PORTABITE	VERDE



SCATOLA PORTALAVORI/PORTABITE IN PLASTICA



**SIRINGA STERILE
MONOUSO
COMPLETA DI AGO**

MONOUSO

Siringa monouso sterile con scala graduata, apirogena, atossica, completa di ago. Composta da: cilindro con scala graduata in ml indelebile e pistone dotato di fermo per evitare la fuoriuscita dal cilindro in fase di aspirazione, entrambi prodotti in polipropilene ad alta trasparenza; guarnizione sul pistone in gomma atossica (soprene) Latex Free, a garanzia di una perfetta tenuta e scorrevolezza; ago prodotto in acciaio a triplice affilatura e dotato di copriago in polipropilene. Imbustata singolarmente (un lato carta medicale e un lato PE) e sterilizzata ad ossido di etilene.

Confezione: scatola da 100 pezzi (2,5 - 5 - 10 ml), 50 pezzi (20 ml)

Misura: 2,5 ml (22 gauge, ago centrico 0,7 x 32 mm)
5 ml (22 gauge, ago centrico 0,7 x 32 mm)
10 ml (21 gauge, ago centrico 0,8 x 40 mm)
20 ml (21 gauge, ago eccentrico 0,8 x 40 mm)

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto lontano da fonti di calore, evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari, temperatura consigliata +5°C/+40°C

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice	Misura in ml
10029339	2,5
10029340	5
10029338	10
10029345	20



SIRINGA STERILE MONOUSO COMPLETA DI AGO



SOVRASCARPE IN CPE
POLIETILENE GOFFRATO

MONOUSO

Sovrascarpe in CPE, polietilene goffrato, con elastico alla caviglia, privi di lattice, da utilizzare sopra alle calzature nel rispetto delle regole di igiene.

Confezione: busta da 100 pezzi

Misura: taglia unica, calza fino al n. 45

Colore: azzurro

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice

10027680



SOVRASCARPE IN CPE POLIETILENE GOFFRATO



**SOVRASCARPE IN
TNT SPUNBOND**
CON ELASTICO
ALLA CAVIGLIA

MONOUSO

Sovrascarpe monouso in TNT Spunbond (particolare lavorazione del TNT che migliora la morbidezza del prodotto), grammatura 35 g/m², con cucitura centrale ed elastico alla caviglia, privi di lattice, da utilizzare sopra alle calzature nel rispetto delle regole di igiene.

Confezione: busta da 50 pezzi

Misura: taglia unica, calza fino al n. 45

Colore: verde

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice

10029010



SOVRASCARPE IN TNT SPUNBOND CON ELASTICO ALLA CAVIGLIA



SPECCHIETTI DENTALI FILETTATURA EUROPEA



MONOUSO

Specchietto dentale non sterile, riutilizzabile, costituito da una cassa in acciaio inossidabile al cui interno è collocata una cornice in silicone sulla quale viene appoggiato un disco di vetro, precedentemente trattato con metallizzazione diversa a seconda dei modelli. Sulla cassa è saldata una piccola asta con filettatura che ne consente l'avvitamento a un manico. I vari modelli si distinguono a seconda delle dimensioni del disco e del tipo di metallizzazione:
 > piano e concavo rivestimento alluminio 99,995% + vernice epossidica
 > rodio e rodio doppio rivestimento rodio 70% e nichel 30%
 Sterilizzare prima dell'uso.


Confezione: scatola contenente 12 specchietti (6 specchietti per il modello doppio)

Tipologia: piano, concavo, rodio, rodio doppio

Misure: 3 (Ø 20 mm) - 4 (Ø 22 mm) - 5 (Ø 24 mm) - 6 (Ø 26 mm) - vedere tabella

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Tipologia	Misura	Confezionamento
10043169	CONCAVO	4 (Ø 22 mm)	12
10043170	CONCAVO	5 (Ø 24 mm)	12
10043171	RODIO DOPPIO	5 (Ø 24 mm)	6
10043167	PIANO	4 (Ø 22 mm)	12
10043168	PIANO	5 (Ø 24 mm)	12
10043172	RODIO	3 (Ø 20 mm)	12
10043173	RODIO	4 (Ø 22 mm)	12
10043174	RODIO	5 (Ø 24 mm)	12
10043175	RODIO	6 (Ø 26 mm)	12



SPECCHIETTI DENTALI FILETTATURA EUROPEA

**SPECCHIETTI
DENTALI**
MANICO



MONOUSO

Manico in acciaio per specchietti dentali, filettatura europea. Disponibile nelle versioni liscio (ottagonale) e zigrinato (tondo).

Confezione: bustina contenente 3 manici

Tipologia: liscio - zigrinato

Dispositivo Medico di Classe I



Codice	Tipologia
10043358	LISCIO
10043359	ZIGRINATO

SPECCHIETTI DENTALI MANICO

**SPUGNETTE
PER ENDODONZIA
AUTOCLAVABILI**



MONOUSO

*Spugnette per la pulizia degli strumenti endodontici, in poliu-
retano espanso con cellule aperte, resistenti in autoclave (il
calore può ingiallire il prodotto senza alterarne le caratteri-
stiche). La spugna, grazie alla sua grande flessibilità, penetra
nelle spire dello strumento distaccando/pulendo i possibili
residui organici. Può venire a contatto con ipoclorito.*

Confezione: scatola da 25 pezzi spessore 1 cm/scatola da 50
pezzi spessore 0,5 cm

Misura: Ø 5 cm

Codice	Spessore in cm
10025538	0,5
10025539	1,0



SPUGNETTE PER ENDODONZIA AUTOCLAVABILI



TELO STERILE
TNT+PE

MONOUSO

Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei liquidi e un efficace effetto barriera. Ideale per usi generici durante piccoli interventi di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido di etilene e imbustato singolarmente.

Confezione: scatola contenente 50 teli sterili imbustati singolarmente

Misura: 35 x 50 cm – 50 x 50 cm – 50 x 75 cm – 75 x 90 cm

Colore: azzurro




Spessore: 0,25 mm

Grammatura: 58 g/m²

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe Is

Codice	Misura in cm
10037106	35 x 50
10037107	50 x 50
10037108	50 x 75
10037109	75 x 90



TELO STERILE TNT+PE



**TELO STERILE
CON FESSURA A U**
TNT+PE

MONOUSO

Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei liquidi e un efficace effetto barriera. Con fessura a U e adesivo laterale, ideale per la copertura dei pazienti durante piccoli interventi di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido di etilene e imbustato singolarmente.

Confezione: scatola contenente 10 teli sterili imbustati singolarmente

Misura: 75 x 115 cm

Spessore: 0,25 mm

Grammatura: 53,4 g/m²


Colore: azzurro

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe Is

Codice

10037111



TELO STERILE CON FESSURA A U TNT+PE



**TELO STERILE
CON LATO ADESIVO**
TNT+PE

MONOUSO

Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei liquidi e un efficace effetto barriera. Con bordo adesivo lungo il lato da 90 cm, ideale per usi generici durante piccoli interventi di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido di etilene e imbustato singolarmente.

Confezione: scatola contenente 10 teli sterili imbustati singolarmente

Misura: 75 x 90 cm

Spessore: 0,25 mm

Grammatura: 58 g/m²


Colore: azzurro

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe Is

Codice

10037110



TELO STERILE CON LATO ADESIVO TNT+PE



TOVAGLIOLI CARTA
IN PURA OVATTA
DI CELLULOSA

MONOUSO

Tovaglioli realizzati in pura ovatta di cellulosa, a 2 veli (colorati) o a 3 veli (bianchi).

Confezione: tovaglioli colorati: scatola da 2.400 pezzi (48 confezioni da 50 tovaglioli)
tovaglioli bianchi: scatola da 1.800 pezzi (36 confezioni da 50 tovaglioli)

Colori: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, rosa, verde, assortito (giallo, rosa, arancio, blu, 12 confezioni da 50 per colore)

Misura: 40 x 40 cm

Codice	Colore
10027828	ARANCIO x 2.400)
10027824	AZZURRO x 2.400
10027822	BIANCO x 1.800
10027827	BLU x 2.400
10027825	GIALLO x 2.400
10027826	ROSA x 2.400
10027823	VERDE x 2.400
10028583	ASSORTITO x 2.400



TOVAGLIOLI CARTA IN PURA OVATTA DI CELLULOSA

TRAY MONOUSO MINI
ZIGRINATO



MONOUSO

Tray monouso mini in plastica atossica per vassoi e vaschette in alluminio, con fondo zigrinato.

Misure: 19 x 15 x h 1,7 cm

Confezione: scatola da 400 pezzi

Colore: bianco

Codice	Colore
10028972	BIANCO



TRAY MONOUSO MINI ZIGRINATO



**TRAY MONOUSO
STANDARD**
ZIGRINATO

MONOUSO


Tray monouso standard in plastica atossica per vassoi e vasschette in alluminio, con fondo zigrinato.

Misure: 29 x 19 x h 1,7 cm

Confezione: scatola da 400 pezzi

Colore: bianco, colorato assortito (arancio, azzurro, giallo, verde - 100 pezzi per colore)

Codice	Colore
10029004	BIANCO
10029007	ASSORTITO



TRAY MONOUSO STANDARD ZIGRINATO



VISIERE
A CASCHETTO

MONOUSO

Visiera protettiva a schermo totale per la protezione facciale (naso, occhi, bocca), costituita da un supporto in spugna poliuretanicca bianca, morbida spugna anallergica in appoggio alla fronte, fascia cingitesta in tessuto elastico anallergico con velcro regolabile, schermo in acetato antiappannante, termoformato e trasparente, dotato di pellicola protettiva su entrambi i lati, con rotazione a 90°. Utilizzabile sopra gli occhiali da vista, assicura eccellente trasparenza, comfort e leggerezza e garantisce protezione da spruzzi e gocce.

Confezione: busta contenente 1 visiera protettiva

Spessore schermo: 0,75 mm

Dispositivo di Protezione Individuale

Codice

10037804



Ricambio: 1 schermo protettivo
Codice 10037805

VISIERE A CASCHETTO

VISIERE
MONTATURA
+ SCHERMI MONOUSO



MONOUSO

Visiere protettive composte da 6 schermi monouso in policarbonato a protezione totale (naso, occhi, bocca), orientabili, dotate di eccellente trasparenza e 1 montatura a incastro, completa di poggianaso, in plastica autoclavabile. Ogni schermo è dotato di pellicola protettiva su entrambi i lati.

Confezione: 6 schermi + 1 montatura colorata

Colore montatura: bianco, blu, giallo, rosa, verde (colori trasparenti)

Dispositivo medico di classe I

Codice	Colore
10029411	BIANCO
10029410	BLU
10029408	GIALLO
10029384	ROSA
10029409	VERDE



Ricambi: confezione da 12 schermi
Codice 10029385

VISIERE MONTATURA + SCHERMI MONOUSO

IGIENE/PROFILASSI

INDICE PRODOTTI IGIENE/PROFILASSI

Applicatori monouso	145
Coppette per profilassi	147
Coppette per profilassi - mandrini	149
Filo interdentale EcoFloss Expanding	151
Filo interdentale EcoFloss Expanding white	153
Filo interdentale EcoFloss Fluoro	155
Filo interdentale EcoFloss PTFE	157
Filo interdentale EcoFloss Menta	159
Filo interdentale EcoFloss Pocket	161
Scovolini interdentali iWave tascabili	163
Scovolini interdentali su manico	165
Scovolini interdentali - manico	167
Scovolini interdentali manuali	169
Spazzolini monouso	171
Spazzolini per profilassi	173

APPLICATORI MONOUSO TUBI DISPENSER BOX PER DISPENSER



IGIENE/PROFILASSI

Applicatori monouso pieghevoli, ideali per l'applicazione facile e veloce di piccolissime quantità di materiale in zone difficili da raggiungere. Le punte in fibra, disposte in forma sferica, non sfilacciano, non assorbono e trattengono la soluzione in sospensione evitando sgocciolamenti e sprechi. Confezionati in comodi tubi/dispenser, per un igienico e veloce utilizzo oppure in box da montare sui dispenser in commercio. Disponibili in 3 diverse misure.


Confezione: scatola contenente 4 tubi/dispenser da 100 pezzi cad. (2 tubi per ogni colore, 400 applicatori) – scatola contenente 4 box da 100 pezzi cad. (2 box per ogni colore, 400 applicatori)

Misure: X-Fine (1,0 mm) – Fine (1,5 mm) – Regular (2,0 mm)

Colore: bianco/rosa (X-Fine) – giallo/azzurro (Fine) – verde/arancio (Regular)

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Tipologia	Misura	Colore
10039805	tubi/dispenser	X-Fine	bianco/rosa
10039803	tubi/dispenser	Fine	giallo/azzurro
10039804	tubi/dispenser	Regular	verde/arancione
10039802	box x dispenser	X-Fine	bianco/rosa
10039800	box x dispenser	Fine	giallo/azzurro
10039801	box x dispenser	Regular	verde/arancione



APPLICATORI MONOUSO TUBI DISPENSER/BOX PER DISPENSER



**COPPETTE
PER PROFILASSI**
ATTACCO CA/
A PRESSIONE/A VITE

IGIENE/PROFILASSI

Coppette in gomma bianca naturale o sintetica per la pulizia e la profilassi delle superfici dentali, palmate. Prima dell'uso sterilizzare le coppette in autoclave con ciclo validato e temperatura massima 137°C. Le coppette vanno utilizzate una sola volta su un unico paziente, il riutilizzo potrebbe portare gravi rischi di infezioni crociate.

Attacco CA: in gomma naturale* montate su mandrino in acciaio inox (attacco contrangolo)

Confezione: scatola contenente 10 coppette/50 coppette

A pressione (snap-on): in gomma sintetica da montare a pressione su mandrino in acciaio inox (attacco contrangolo)

Confezione: scatola contenente 50 coppette/50 coppette + 1 mandrino/ bustina contenente 144 coppette

A vite: in gomma naturale* con attacco a vite

Confezione: scatola contenente 50 coppette

* Contiene lattice di gomma naturale: può provocare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

Misure: diametro coppetta 7 mm

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore.

Dispositivo medico di classe IIa

Codice	Confezione	Tipologia
10038684	x 10	attacco CA
10038685	x 50	attacco CA



Codice	Confezione	Tipologia
10038686	x 50	a pressione
10038687	x 144	a pressione
10038688	x 50 + 1 mandrino	a pressione



Codice	Confezione	Tipologia
10038689	x 50	a vite



COPPETTE PER PROFILASSI ATTACCO CA/A PRESSIONE/A VITE

COPPETTE PER PROFILASSI MANDRINI



IGIENE/PROFILASSI

Mandrini in acciaio inox per coppette per profilassi, da sterilizzare prima di ogni utilizzo in autoclave con ciclo validato e temperatura massima 137°C.

Confezione: bustina contenente 10 mandrini

Tipologia: a pressione/a vite

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore

Dispositivo medico di classe IIa

Codice	Tipologia
10038690	a vite
10038691	a pressione



COPPETTE PER PROFILASSI MANDRINI

**FILO INTERDENTALE
ECOFLOSS EXPANDING**
PER SPAZI MEDI E GRANDI



IGIENE/PROFILASSI

Filo interdentale bianco cerato, aumenta la propria sezione durante l'uso per azione meccanica anche in assenza di liquidi, permette una migliore rimozione della placca e aiuta a diminuire il sanguinamento gengivale. La sua elevata capacità pulente, clinicamente testata, lo rende ideale per spazi interdentali medi e grandi.

Confezione Eco Friendly: innovativo blister con funzione di dispenser.

- > **più ecologico**, il risparmio di plastica immessa nell'ambiente è pari a 20 grammi in meno per ogni blister. Ogni blister contiene 2 bobine di filo da 50 metri: più filo e meno rifiuti!
- > **più economico**, costa meno produrlo, trasportarlo, stoccarlo rispetto a un blister di uso comune: più filo e più risparmio!
- > **innovativo**, lo stesso dispenser si utilizza per 2 rocchetti di filo, una volta esaurito il rocchetto contenuto nel dispenser, basta sollevare la copertura in plastica e inserire il ricambio: più filo e meno spreco!

Confezione: scatola da 12 blister Eco Friendly (ogni blister contiene 2 bobine da 50 m) con sigillo di garanzia

Colore: bianco

Codice	Confezione
10035451	x 12



FILO INTERDENTALE ECOFLOSS EXPANDING PER SPAZI MEDI E GRANDI

**FILO INTERDENTALE
ECOFLOSS EXPANDING
WHITE
CON SILICE**



IGIENE/PROFILASSI

Filo interdentale bianco cerato, aumenta la propria sezione durante l'uso per azione meccanica anche in assenza di liquidi, permette una migliore rimozione della placca e aiuta a diminuire il sanguinamento gengivale. La sua elevata capacità pulente, clinicamente testata, lo rende ideale per spazi interdentali medi e grandi. Contiene silice ad azione sbiancante: il filo expanding ha la capacità di assorbire maggiori quantità di silice rispetto a un filo tradizionale e di rilasciarlo a contatto con il dente. Particolarmente indicato dopo i trattamenti di sbiancamento.

Confezione Eco Friendly: innovativo blister con funzione di dispenser.

> **più ecologico**, il risparmio di plastica immessa nell'ambiente è pari a 20 grammi in meno per ogni blister. Ogni blister contiene 2 bobine di filo da 50 metri: più filo e meno rifiuti!

> **più economico**, costa meno produrlo, trasportarlo, stoccarlo rispetto a un blister di uso comune: più filo e più risparmio!

> **innovativo**, lo stesso dispenser si utilizza per 2 rocchetti di filo, una volta esaurito il rocchetto contenuto nel dispenser, basta sollevare la copertura in plastica e inserire il ricambio: più filo e meno spreco!

Confezione: scatola da 12 blister Eco Friendly (ogni blister contiene 2 bobine da 50 m) con sigillo di garanzia

Colore: bianco



Codice

Confezione

10035452

x 12

FILO INTERDENTALE ECOFLOSS EXPANDING WHITE CON SILICE

**FILO INTERDENTALE
ECOFLOSS FLUORO**
NERO



IGIENE/PROFILASSI

Filo interdentale nero cerato, in poliestere, piatto, al fluoro. Il colore nero permette di evidenziare più facilmente la placca e i residui asportati. Può essere utilizzato anche come filo didattico nelle dimostrazioni da parte di dentisti e igienisti e per tutti coloro che devono imparare l'uso corretto del filo. Universale per tutti gli spazi interdentali.

Confezione Eco Friendly: innovativo blister con funzione di dispenser.

- > **più ecologico**, il risparmio di plastica immessa nell'ambiente è pari a 20 grammi in meno per ogni blister. Ogni blister contiene 2 bobine di filo da 50 metri: più filo e meno rifiuti!
- > **più economico**, costa meno produrlo, trasportarlo, stoccarlo rispetto a un blister di uso comune: più filo e più risparmio!
- > **innovativo**, lo stesso dispenser si utilizza per 2 rocchetti di filo, una volta esaurito il rocchetto contenuto nel dispenser, basta sollevare la copertura in plastica e inserire il ricambio: più filo e meno spreco!

Confezione: scatola da 12 blister Eco Friendly (ogni blister contiene 2 bobine da 50 m) con sigillo di garanzia

Colore: nero

Codice	Confezione
10035450	x 12



FILO INTERDENTALE ECOFLOSS FLUORO NERO



**FILO INTERDENTALE
ECOFLOSS IN PTFE**
PER SPAZI STRETTI

IGIENE/PROFILASSI

Filo interdentale azzurro estremamente piatto e sottile realizzato in PTFE (politetrafluoroetilene). Presenta una rugosità creata artificialmente che ne migliora ulteriormente l'efficacia pulente. Scorre con facilità tra i denti e al di sotto del bordo gengivale, rimuovendo la placca in modo efficace. È adatto per tutti gli spazi interdentali, anche i più stretti.

Confezione Eco Friendly: innovativo blister con funzione di dispenser.

- > **più ecologico**, il risparmio di plastica immessa nell'ambiente è pari a 20 grammi in meno per ogni blister. Ogni blister contiene 2 bobine di filo da 50 metri: più filo e meno rifiuti!
- > **più economico**, costa meno produrlo, trasportarlo, stoccarlo rispetto a un blister di uso comune: più filo e più risparmio!
- > **innovativo**, lo stesso dispenser si utilizza per 2 rocchetti di filo, una volta esaurito il rocchetto contenuto nel dispenser, basta sollevare la copertura in plastica e inserire il ricambio: più filo e meno spreco!

Confezione: blister Eco Friendly (ogni blister contiene 2 bobine da 50 m) con sigillo di garanzia

Colore: azzurro

Codice

10035453



FILO INTERDENTALE ECOFLOSS IN PTFE PER SPAZI STRETTI

**FILO INTERDENTALE
ECOFLOSS MENTA
UNIVERSALE**



IGIENE/PROFILASSI

Filo interdentale verde cerato, in poliestere, piatto, gusto menta. Universale per tutti gli spazi interdentali.

Confezione Eco Friendly: innovativo blister con funzione di dispenser.

> **più ecologico**, il risparmio di plastica immessa nell'ambiente è pari a 20 grammi in meno per ogni blister. Ogni blister contiene 2 bobine di filo da 50 metri: più filo e meno rifiuti!

> **più economico**, costa meno produrlo, trasportarlo, stoccarlo rispetto a un blister di uso comune: più filo e più risparmio!

> **innovativo**, lo stesso dispenser si utilizza per 2 rocchetti di filo, una volta esaurito il rocchetto contenuto nel dispenser, basta sollevare la copertura in plastica e inserire il ricambio: più filo e meno spreco!

Confezione: scatola da 12 blister Eco Friendly (ogni blister contiene 2 bobine da 50 m) con sigillo di garanzia

Colore: verde

Codice	Confezione
10035471	x 12



FILO INTERDENTALE ECOFLOSS MENTA UNIVERSALE

**FILO INTERDENTALE
ECOFLOSS POCKET**
48 PEZZI ASSORTITI



Espositore contenente 48 pezzi di Pocket EcoFloss da 5 metri assortiti nelle tipologie:

Expanding: per spazi interdentali medi e grandi (colore dispenser: fucsia)

Expanding White: con silice, effetto sbiancante (colore dispenser: bianco)

Fluoro: nero, per evidenziare la rimozione della placca (colore dispenser: nero)

Menta: verde, universale per tutti gli spazi interdentali (colore dispenser: verde)

Le misure ridotte dei pocket, sigillati singolarmente, rendono questo confezionamento ideale da viaggio o da tenere a portata di mano in tasca o nella borsa.

Confezione: scatola/dispenser da 48 pezzi (12 per tipologia)

Codice	Confezione
10035455	x48



FILO INTERDENTALE ECOFLOSS POCKET 48 PEZZI ASSORTITI



**SCOVOLINI
INTERDENTALI
IWAVE
TASCABILI**

IGIENE/PROFILASSI


Scovolini interdentali iWAVE tascabili, realizzati con filo d'acciaio rivestito di materiale isolante e finissime setole in Tynex; l'isolamento permette l'uso dello scovolino anche in presenza di colletto scoperto e/o di estrema sensibilità. Dotati di impugnatura flessibile per una facile modifica dell'angolazione, la punta pieghevole e la possibilità di usare il cappuccio come estensione dell'impugnatura permettono agli scovolini iWAVE Set Dental di adattarsi alle necessità e all'ergonomia di ogni utilizzatore. Ideali per rimuovere i depositi di placca tra gli spazi interdentali o dove ce ne sia la necessità (parodontologia, ortodonzia, impianti). Disponibili nella forma cilindrica e conica con diversi diametri per soddisfare ogni esigenza di spazio interdentale.

Confezione: scatola contenente 9 bustine da 4 scovolini cadauna

Forma: cilindrica o conica

Misure: vedi tabella (la misura si riferisce al diametro dello spazio interdentale)

Codice	Forma	Misura (Ø spazio interdentale in mm)	Colore
10037796	Cilindrica	0,8 (XXXF)	rosso
10037797	Cilindrica	0,9 (XXF)	arancio
10037798	Cilindrica	1,2 (XF)	viola
10037799	Cilindrica	1,4 (F)	rosa
10037800	Conica	1,1 (XXF)	verde
10037801	Conica	1,3 (XF)	giallo
10037802	Conica	1,6 (F)	azzurro
10037803	Conica/cilindrica	0,8-0,9/1,1-1,6	rosso/arancio/verde/azzurro



SCOVOLINI INTERDENTALI IWAVE TASCABILI

SCOVOLINI INTERDENTALI DA UTILIZZARE SU MANICO



IGIENE/PROFILASSI


Scovolini interdentali da utilizzare con l'apposito manico, realizzati con filo d'acciaio rivestito di materiale isolante e finissime setole in Tynex. L'isolamento permette l'uso dello scovolino anche in presenza di colletto scoperto e/o di estrema sensibilità. Ideali per rimuovere i depositi di placca tra gli spazi interdentali o dove ce ne sia la necessità (parodontologia, ortodonzia, impianti). Disponibili nelle forme conica e cilindrica e con diversi diametri (sia di filo che di setolatura) per soddisfare ogni esigenza di spazio interdentale.

Confezione: scatola contenente 6 bustine da 10 scovolini cadauna

Forme: cilindrica o conica

Misure: vedi tabella

Codice	Forma	Misura in mm	Diametro filo in mm
10037789	Cilindrica	2,2 (XXF)	0,5
10037790	Cilindrica	2,8 (XF)	0,76
10037791	Cilindrica	3,1 (F)	0,7
10037792	Conica	2,2/4,0 (XXF)	0,5
10037793	Conica	3,0/6,0 (XF)	0,7
10037794	Conica	3,1/6,6 (F)	0,7



SCOVOLINI INTERDENTALI DA UTILIZZARE SU MANICO




SCOVOLINI
INTERDENTALI
MANICO

Manico ergonomico per scovolini interdentali, in plastica bicolore. Per inserire lo scovolino basta sollevare il cappuccio colorato, introdurre lo scovolino nel foro e richiudere il cappuccio.

Confezione: scatola contenente 6 manici confezionati singolarmente

Codice

10037788



SCVOLINI INTERDENTALI MANICO



SCOVOLINI INTERDENTALI MANUALI

IGIENE/PROFILASSI


Scovolini interdentali manuali, realizzati con filo d'acciaio rivestito di materiale isolante e finissime setole in Tynex. L'isolamento permette l'uso dello scovolino anche in presenza di colletto scoperto e/o di estrema sensibilità. Ideali per rimuovere i depositi di placca tra gli spazi interdentali o dove ce ne sia la necessità (parodontologia, ortodonzia, impianti). Disponibili nella forma cilindrica con diversi diametri (sia di filo che di setolatura) per soddisfare ogni esigenza di spazio interdentale.

Confezione: scatola contenente 6 bustine da 10 scovolini cadauna

Forma: cilindrica

Misure: vedi tabella

Codice	Misura in mm	Diametro filo in mm
10037581	2,2 (XXF)	0,56
10037582	2,8 (XF)	0,7
10037785	3,5 (F)	0,7
10037786	4,5 (M)	0,7
10037787	7 (L)	0,7



SCOVOLINI INTERDENTALI MANUALI



**SPAZZOLINI
MONOUSO
CON DENTIFRICIO**



IGIENE/PROFILASSI

Spazzolini da denti monouso con manico e testina in plastica, dotati di quattro file di setole in nylon intrise di dentifricio.

Confezione: scatola da 100 pezzi, imbustati singolarmente

Misura: lunghezza totale 15 cm, lunghezza testina 3,5 cm

Conservazione: a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Colore: assortiti (arancio, blu, giallo, verde)

Codice	Colore
10030742	ASSORTITO



SPAZZOLINI MONOUSO CON DENTIFRICIO



**SPAZZOLINI
PER PROFILASSI**
SETOLA O NYLON

IGIENE/PROFILASSI

Spazzolini monouso per igiene e profilassi in setola o nylon, ideali per la pulizia all'interno di solchi e fossette.

Confezione: scatola con griglia da 12 spazzolini/confezione economica scatola da 60 spazzolini sfusi

Tipologia: setola o nylon

Dispositivo Medico di Classe IIa


Codice	Confezione
10027818	CN NYLON X 12
10027819	CN NYLON X 60
10027820	CS SETOLA X 12
10027821	CS SETOLA X 60



SPAZZOLINI PER PROFILASSI SETOLA O NYLON



Set Dental®
è un marchio registrato
Dental Trey



Dental Trey
via Partisani, 3 - 47016 Fiumana
Predappio (FC) - Italy
Tel. +39 (0)543 929111
Fax +39 (0)543 940659
www.dentaltre.it
commerciale@dentaltre.it