

# Suture chirurgiche



 CYBER TECH

In esclusiva per l'Italia

 **dental trey**

# Suture chirurgiche Cyber Tech




La linea di suture chirurgiche **Cyber Tech** in materiale sintetico (riassorbibili) o naturale (non riassorbibili) è dotata di aghi affilati e atraumatici per una facile penetrazione nei tessuti.

## PGA viola

*Sutura sintetica riassorbibile viola (acido poliglicolico), rivestita e intrecciata, caratterizzata da una notevole morbidezza che garantisce un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti. La resistenza tensile a due settimane è del 50% mentre a tre del 20%. Il completo riassorbimento si ha tra i 50 e 90 giorni.*



**CONFEZIONE** scatola da 12 suture

CODICE	AGO	DESCRIZIONE AGO	CALIBRO/EP	LUNGHEZZA FILO
10047722	RC mm 18 3/8 	Dorso tagliente	4-0/1.5	70 cm
10047723	RC mm 24 3/8 	Dorso tagliente	3-0/2	70 cm
10047718	TP mm 18 1/2 	Cilindrico tondo	4-0/1.5	45 cm

## PGA Rapid incolore

*Sutura sintetica non colorata (acido poliglicolico), rivestita e intrecciata, a riassorbimento rapido. Appositamente studiata e realizzata per la guarigione tissutale in tempi brevi. Resistenza tensile del 48% a una settimana che si esaurisce dopo 14-17 giorni. Il totale riassorbimento si completa tra i 49 e i 63 giorni.*

**CONFEZIONE** scatola da 12 suture

CODICE	AGO	DESCRIZIONE AGO	CALIBRO/EP	LUNGHEZZA FILO
10047717	RC mm 18 3/8 	Dorso tagliente	3-0/2	45 cm
10047716	RC mm 18 3/8 	Dorso tagliente	4-0/1.5	45 cm












ACQUISTA  
ONLINE



## Seta nera

*Fibra proteica naturale (seta) nera, non riassorbibile, rivestita, intrecciata con assenza di capillarità. Garantisce un'ottima scorrevolezza, annodabilità e resistenza alla trazione.*

**CONFEZIONE** scatola da 12 suture

CODICE	AGO	DESCRIZIONE AGO	CALIBRO/EP	LUNGHEZZA FILO
10047729	PRC mm 13 3/8 	Dorso tagliente di precisione	4-0/1.5	45 cm
10047712	RC mm 13 3/8 	Dorso tagliente	5-0/1	45 cm
10047730	RC mm 15 1/2 	Dorso tagliente	3-0/2	45 cm
10047713	RC mm 16 3/8 	Dorso tagliente	3-0/2	45 cm
10047714	RC mm 16 3/8 	Dorso tagliente	4-0/1.5	45 cm
10047719	RC mm 16 3/8 	Dorso tagliente	5-0/1	45 cm
10047720	RC mm 18 3/8 	Dorso tagliente	3-0/2	45 cm
10047728	RC mm 18 3/8 	Dorso tagliente	4-0/1.5	45 cm
10047727	RC mm 20 1/2 	Dorso tagliente	4-0/1.5	45 cm
10047733	RC mm 20 3/8 	Dorso tagliente	2-0/3	45 cm
10047731	RC mm 23 1/2 	Dorso tagliente	3-0/2	45 cm

ACQUISTA  
ONLINE



## Seta nera

*Fibra proteica naturale (seta) nera, non riassorbibile, rivestita, intrecciata con assenza di capillarità. Garantisce un'ottima scorrevolezza, annodabilità e resistenza alla trazione.*

**CONFEZIONE** scatola da 12 suture

CODICE	AGO	DESCRIZIONE AGO	CALIBRO/EP	LUNGHEZZA FILO
10047732	RC mm 24 3/8	Dorso tagliente	3-0/2	45 cm
				
10047726	TP mm 22 1/2	Cilindrico tondo	3-0/2	45 cm
				

ACQUISTA  
ONLINE



# Alta qualità a prezzi imbattibili

La linea **Cyber Tech** è stata sviluppata per offrire prodotti di consumo di grande qualità per la pratica quotidiana nello studio odontoiatrico, fabbricati con gli standard più elevati, nel pieno rispetto delle vigenti normative europee.

In esclusiva Dental Trey per l'Italia, la gamma Cyber Tech è articolata in diverse linee di prodotti per tutte le esigenze dello studio: alta qualità a prezzi imbattibili.

 dental trey

Via Partisani, 3  
47016 Fiumana - Predappio (FC) - Italy  
Tel. +39 (0)543 929111  
Fax +39 (0)543 940659  
[www.dental Trey.it](http://www.dental Trey.it) - [commerciale@dentaltrey.it](mailto:commerciale@dentaltrey.it)