

Endodonzia



In esclusiva per l'Italia



Acquista online. Ti conviene sempre.

Webstore Dental Trey. Veloce, completo, sicuro.



My Dental Trey: il tuo catalogo personalizzato, una selezione di prodotti che può facilitare la tua organizzazione.



Storico ordini e fatture: consulta sia tutti i tuoi ordini effettuati negli ultimi due anni che le tue fatture.



Live chat: hai bisogno di un aiuto online? Scrivi in chat e troverai un operatore collegato con te.



Assistenza telefonica: preferisci parlare con un operatore al telefono? Chiama il n° verde 800 751003 per ogni esigenza operativa e commerciale.

Tutto ciò che ti serve

Puoi trovare subito il prodotto giusto grazie ai suggerimenti proposti dal sistema. Concludi il tuo ordine in pochi clic seguendo la facile procedura di acquisto.



Best price: collegarsi tutti i giorni conviene! Scopri i prezzi più vantaggiosi Dental Trey.



Corsi: nella sezione corsi puoi trovare un ricco calendario di eventi culturali.




Offerte: ogni giorno nuove offerte e regali sorprendenti.

Endodonzia Cyber Tech: alta qualità a prezzi imbattibili

La linea **Cyber Tech** è stata sviluppata per offrire prodotti di consumo di grande qualità per la pratica quotidiana nello studio odontoiatrico, fabbricati con gli standard più elevati, nel pieno rispetto delle vigenti normative europee.

In esclusiva Dental Trey per l'Italia, la gamma Cyber Tech è articolata in diverse linee di prodotti per tutte le esigenze dello studio: alta qualità a prezzi imbattibili.



Coni carta sterili

Standardizzati



Coni di carta sterili standardizzati (conicità 0,2%), ideali per l'asciugatura dei canali radicolari preparati con strumenti convenzionali. Dopo l'apertura dell'imballaggio la sterilità non è più garantita. Codifica colore ISO.

CONFEZIONE

Confezione sterile da 200 coni.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

MISURA	CODICE WEB
15	10046569
20	10046598
25	10046599
30	10046600
35	10046601
40	10046602
45	10046603
50	10046604
Assortiti 15/40	10046605

ACQUISTA
ONLINE



Coni carta sterili

A conicità variabile



Coni di carta sterili ideali per strumenti a conicità variabile. Dopo l'apertura dell'imballaggio la sterilità non è più garantita. In conformità alle specifiche ISO.

CONFEZIONE

Confezione sterile da 120 coni.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

MISURA	CONICITÀ	CODICE WEB	
20	04%	10046570	
25	04%	10046606	
30	04%	10046607	
35	04%	10046608	
40	04%	10046609	
Assortiti 20/45	04%	10046610	
20	06%	10046611	
25	06%	10046612	
30	06%	10046613	
35	06%	10046614	
40	06%	10046615	
Assortiti 20/45	06%	10046616	



Coni guttaperca

Standardizzati



Coni di guttaperca standardizzati (conicità 0,2%), radiopachi, a punta rigida ma sufficientemente flessibili per assicurare un'ideale qualità di lavoro. Per tutte le tecniche di obturazione del canale radicolare. Materiale: guttaperca naturale, ossido di zinco, solfato di bario. Codifica colore ISO.

CONFEZIONE

Confezione da 120 coni.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto e fresco.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

MISURA	CODICE WEB
15	10046568
20	10046589
25	10046590
30	10046591
35	10046592
40	10046593
45	10046594
50	10046595
Assortiti 15/40	10046596

ACQUISTA
ONLINE



Coni guttaperca

A conicità variabile



Coni di guttaperca a conicità variabile, radiopachi, a punta rigida ma sufficientemente flessibili per assicurare un'ideale qualità di lavoro. Materiale: guttaperca naturale, ossido di zinco, solfato di bario. Codifica colore ISO.

CONFEZIONE

Confezione da 100 coni.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto e fresco.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

MISURA	CONICITÀ	CODICE WEB	
15	04%	10046566	
20	04%	10046573	
25	04%	10046574	
30	04%	10046575	
35	04%	10046576	
40	04%	10046577	
45	04%	10046578	
50	04%	10046579	
Assortiti 15/40	04%	10046580	
15	06%	10046567	
20	06%	10046581	
25	06%	10046582	
30	06%	10046583	
35	06%	10046584	
40	06%	10046585	
45	06%	10046586	
50	06%	10046587	
Assortiti 15/40	06%	10046588	

ACQUISTA
ONLINE



Files-K / Hedstroem

In acciaio inossidabile



Strumenti canalari in acciaio inossidabile con manico in plastica colorata, resistente al calore. Codifica colore ISO, completi di endo-stopper.

CONFEZIONE

Blister da 6 strumenti sterili, 25mm.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE Is


MISURA	CODICE WEB / FILES-K	CODICE WEB / HEDSTROEM	
08	10046490	10046491	
10	10046493	10046503	
15	10046494	10046504	
20	10046495	10046505	
25	10046496	10046506	
30	10046497	10046507	
35	10046498	10046508	
40	10046499	10046509	
45	10046500	10046510	
Assortiti 15/40	10046501	10046511	
Assortiti 45/80	10046502	10046512	

ACQUISTA
ONLINE



CyberEndo NiTi

In nickel titanio



File asimmetrico a tripla spirale in nickel titanio, progettato con criteri di efficienza, resistenza e praticità per una eccellente ed efficace rimozione di detriti dal canale. Non usare lo strumento se presenta deformazioni e/o bordi smussati. Contiene nickel e cromo, non utilizzare su soggetti allergici.

CONFEZIONE

Blister da 6 strumenti. Assortimento da 4 pezzi: 10%-25, 08%-25, 06%-25/30.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa



MISURA	CONICITÀ	CODICE WEB LUNGH. 17mm	CODICE WEB LUNGH. 21mm	CODICE WEB LUNGH. 25mm	CODICE WEB LUNGH. 30mm
15	04%	-	-	10046538	-
20	04%	-	-	10046539	-
25	04%	-	-	10046540	-
30	04%	-	10046541	10046535	-
35	04%	-	10046542	10046536	-
40	04%	-	10046543	10046537	10046521
15	06%	-	-	10046526	-
20	06%	-	-	10046527	-
25	06%	-	10046533	10046520	-
30	06%	-	10046534	10046530	10046531
35	06%	-	-	10046528	10046532
40	06%	-	-	10046529	-
25	08%	10046519	10046524	10046525	-
25	10%	10046514	-	-	-
Assortiti	-	-	10046517	10046523	-

Tiranervi

In acciaio inossidabile



Tiranervi in acciaio inossidabile, con manico in plastica colorata resistente al calore, per l'estrazione del nervo dal canale radicolare.

CONFEZIONE

Blister da 10 strumenti sterili.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

MISURA	CODICE WEB LUNGH. 21mm	CODICE WEB LUNGH. 25mm	
C	10046555	10046561	
F	10046553	10046559	
M	10046554	10046560	
XF	10046552	10046558	
XXF	10046551	10046557	
XXXF	10046550	10046556	
XXXXF	10046548	10046549	

ACQUISTA
ONLINE



Indice

Coni carta sterili Standardizzati	4
Coni carta sterili A conicità variabile	5
Coni guttaperca Standardizzati	6
Coni guttaperca A conicità variabile	7
Files-k / Hedstroem In acciaio inossidabile	8
CyberEndo NiTi In nickel titanio	9
Tiranervi In acciaio inossidabile	10



Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC) - Italy
Tel. +39 (0)543 929111
Fax +39 (0)543 940659
www.dentalrey.it - commerciale@dentalrey.it