



INNOVATIVE SURGICAL GLOVES



GAMMEX® NON-LATEX SENSITIVE

LA MASSIMA TRANQUILLITÀ NEL SOSTITUIRE I GUANTI IN LATTICE, PER QUALSIASI PROFILO ALLERGENICO

Ansell, azienda leader mondiale nelle soluzioni di protezione della mano, è orgogliosa di presentare i guanti GAMMEX® Non-Latex Sensitive. La nuova formulazione SENSOPRENE® offre un guanto chirurgico unico, con proprietà ineguagliabili di sensibilità e comfort, unite alla massima protezione contro le allergie (sia chimiche che al lattice) per i professionisti della sanità e i pazienti.

I guanti GAMMEX® Non-Latex Sensitive proteggono pazienti e professionisti della sanità dalle ulteriori cause di reazione cutanea, grazie a caratteristiche come la formulazione senza caseina (per ridurre al minimo le reazioni alle proteine animali) e il rivestimento polimerico senza CPC (che elimina le irritazioni causate dal cetilpiridinio cloruro - CPC).

GAMMEX® Non-Latex Sensitive fissa un nuovo standard di riferimento: la vestibilità naturale e il comfort da voi apprezzati nei guanti GAMMEX® vi permetterà di concentrarvi esclusivamente sulle prestazioni e non sulla vostra sensibilità cutanea.

La progettazione e produzione GAMMEX® garantiscono le migliori proprietà desiderate di vestibilità, calzabilità e presa, oltre al tenue color beige da voi desiderato per un guanto chirurgico.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Materiale	Neoprene
Colore	Crema
Forma	Anatomico
Polso	Con bordino salvagoccia
Superficie esterna	Microtesturizzato, clorurato e con trattamento silconico
Superficie interna	Rivestimento poliuretano e trattamento silconico

TAGLIA/CODICE PRODOTTO

5.5	340007055	6	340007060
6.5	340007065	7	340007070
7.5	340007075	8	340007080
8.5	340007085	9	340007090

GAMMEX®, la linea più innovativa e tecnologicamente avanzata di guanti chirurgici del mercato, offre a chirurghi, infermieri di sala operatoria, strumentisti e pazienti la protezione attiva e le prestazioni di cui hanno bisogno. Con la vasta gamma di opzioni che offrono, i guanti chirurgici GAMMEX® permettono di ottenere il livello più elevato di protezione personalizzata da aggressioni esterne, reazioni cutanee allergiche, contaminazioni batteriche e virali, indipendentemente dall'ambito chirurgico.

Guanto chirurgico sterile in neoprene, senza polvere

DM Classe IIa & DPI Cat. III
Autorità di registrazione: British Standards Institution (0086): DM, British Standards Institution (0086): DPI
All'occorrenza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto. Solo monouso. Sterile, tranne in caso di apertura o danno all'imballaggio.

Ref-21966-20180510

Ansell è leader mondiale nella fornitura di soluzioni superiori di protezione per la salute, la sicurezza e il benessere dell'uomo. Con sedi in Nord America, America Latina, EMEA e Asia ed oltre 13.000 dipendenti in tutto il mondo, Ansell occupa posizioni di primo piano nei mercati globali dei guanti industriali e medicali, e dei prodotti per il benessere e la salute sessuale. Ansell opera in quattro segmenti di mercato: Medical Solutions (Soluzioni Medicali), Industrial Solutions (Soluzioni Industriali), Specialty Markets (Settori specializzati) e Sexual Wellness (Benessere Sessuale). Per maggiori informazioni su Ansell e i suoi prodotti, visitate il sito www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

