

PERFORMANCE.PRICE. TECHNOLOGY.



EDGEONE FIRE™

File reciprocanti



EDGEENDO


Distributore esclusivo

 dental trey

PERFORMANCE.PRICE.

EDGEONE
FIRE™

File NiTi trattati termicamente (Firewire™)



File NiTi trattati termicamente Tecnologia Firewire™

Il design conico variabile riduce il diametro massimo delle spire (MFD) e l'effetto di avvitamento.


La forza della tecnologia FireWire™

Nuova tecnologia per la strumentazione rotante. Rende il file più flessibile incrementandone la resistenza alla fatica. Il trattamento FireWire™ elimina la memoria elastica preservando l'anatomia del canale e la dentina e permette allo strumento di seguire con precisione il percorso canalare in modo semplice ed efficace. I file Edge Endo® garantiscono velocità e sicurezza nel trattamento endodontico.



	16mm	13mm	9mm	6mm	1-3mm	
Small	4%	4%	5%	5.5%	7%	0.20
Primary	3%	3%	6%	6.25%	7%	0.25
Medium	4%	4%	5%	5.25%	6%	0.35
Large	4%	4%	4%	4.25%	5%	0.45

TECHNOLOGY.



EDGEONE FIRE™

EdgeOne Fire ha ridotto il numero di strumenti necessari per la sagomatura.


- Sequenza per casi standard



- Strumenti aggiuntivi disponibili per casi più complessi




PROTOCOLLO



Confezione da 3 strumenti

Lunghezza	Small	Primary	Medium	Large	Ass. (S-P-M)
21 mm	10053626	10053629	10053632	10053635	10053654
25 mm	10053627	10053630	10053633	10053636	10053655
31 mm	10053628	10053631	10053634	10053637	10053656



- File NiTi reciprocanti, trattati termicamente con tecnologia FireWire
- Misure: Small, Primary, Medium e Large
- Lunghezza: 21 mm, 25 mm, 31 mm


EDGEONE FIRE GLIDEPATH™



Confezione da 3 strumenti (prossima disponibilità)

Lunghezza	
21 mm	10053878
25 mm	10053879
31 mm	10053880

- File NiTi reciprocanti, trattati termicamente con tecnologia FireWire
- Per EdgeOne Fire
- Lunghezza: 21 mm, 25 mm, 31 mm




EDGEONE CORE™ OBTURATOR

Otturatori termoplastici in guttaperca rosa.

Per EdgeOne Fire.

Confezione da 5 otturatori + 1 verificatore.

Small	Primary	Medium	Large
10053638	10053639	10053640	10053641



EDGEONE FILL™ OBTURATOR

Otturatori termoplastici.

Per EdgeOne Fire.

Confezione da 6 otturatori.

Small	Primary	Medium	Large
10053642	10053643	10053644	10053645



EDGEONE™ GUTTA PERCHA POINTS

Coni di guttaperca per EdgeOne Fire.

Confezione da 60 coni.

Small	Primary	Medium	Large
10053646	10053647	10053648	10053649



EDGEONE™ PAPER POINTS

Coni di carta per EdgeOne Fire.

Confezione da 60 coni.

Small	Primary	Medium	Large
10053650	10053651	10053652	10053653