

MICRO-TOUCH® Denta-Glove® Blue Nitrile

Guanto da esplorazione non sterile di nitrile, senza polvere

Data di pubblicazione 25-06-2018

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Materiale	Nitrile
Colore	Blu
Forma	Ambidestro
Polso	Con bordino salvagoccia
Superficie esterna	Polpastrello testurizzato
Superficie interna	Rivestito di poliaccrilato

PROPRIETÀ FISICHE

Spessore (unico) Valori medi (mm)	Dito	0.11
	Palmo	0.08
	Polso	0.07
Lunghezza minima (mm)	240	
Robustezza (valori medi)	Prima invecchiamento	Dopo invecchiamento
	≥ 700	≥ 650
Allungamento alla rottura (%)	≥ 6N	≥ 6N

CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE

Confezionamento	10 x 100 pezzi / 1000 pezzi per scatola, 10 x 90 pezzi / 900 pezzi per scatola (taglia:x-large)
Durata	3 anni
Conservazione	Non esporre alla luce diretta del sole. Conservare in un locale fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva.

RIFERIMENTI PRODOTTO

Taglia/codice prodotto	x-small	3130050XS	small	31300500S
	medium	31300500M	large	31300500L
	x-large	3130050XL		

CARATTERISTICHE E VANTAGGI CHIAVE

- Presa migliore grazie alla superficie testurizzata
- Comfort e sensibilità
- Facile calzabilità e maggiore morbidezza al tatto
- Riduce al minimo i rischi di allergia di Tipo I
- Appositamente progettato per soddisfare le esigenze dei dentisti

STANDARD DI PRODUZIONE E SICUREZZA

AQL (microforature)	<ul style="list-style-type: none">• Sottoposto a test ad acqua• Conforme alla Norma Europea EN 455-1: Livello d'ispezione I AQL 1,5
Contenuto proteico	Non applicabile: non contiene lattice di gomma naturale
Irritazione cutanea primaria	Non considerato irritante primario in base al Regolamento FHSA linee guida 16 CFR 1500
Sensibilizzazione cutanea	Nessuna prova di sensibilizzazione da contatto ritardata in base alla norma ISO 10993-10
Penetrazione virale	
Sterilizzazione	Non applicabile
Marchio CE	Dispositivo Medico: Classe I
Conformità agli standard del prodotto	EN 455 parti 1, 2, 3, 4
Standard di produzione	ISO 13485 ISO 9001
Registrazione Dispositivo Medico	Ansell Healthcare Europe NV - Classificazione CND:T01020299 - Repertorio dispositivi medici: Numero Iscrizione 1686407

PITTOGRAMMI



The information contained in this document is tentative and might be subject to changes

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu