

COSTANTE
IN OGNI SITUAZIONE



RISULTATI STABILI –
VISALYS® CORE

**COMPOSITO A POLIMERIZZAZIONE DUALE PER LA RICOSTRUZIONE
DI MONCONI E IL FISSAGGIO DI PERNI RADICOLARI**



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

VISALYS® CORE – ECCEZIONALE BASE DI RICOSTRUZIONE

**Materiale a polimerizzazione duale per la
ricostruzione di monconi e il fissaggio di perni radicolari**

Visalys® Core – appositamente concepito per ricostruzioni di monconi complesse e a mano libera.



ECCELLENTE STABILITÀ

- A fronte di ottime caratteristiche di fluidità



ESCLUSIVA ACTIVE- CONNECT-TECHNOLOGY

- Per un'adesione ottimale
- Utilizzabile con tutti gli adesivi normalmente disponibili in commercio



RIFINITURA SIMILE ALLA DENTINA




PRIVO DI BISFENOLO A



**Premiato dagli esperti
di “The Dental Advisor”**

VISALYS® CORE – RISULTATI STABILI


Adesione tra Visalys® Core e dentina con diversi adesivi



Misurazioni interne Kettenbach, adesione resistente al cesoiamento, in conformità a DIN EN ISO 29022.

Visalys® Core raggiunge l'adesione clinicamente rilevante di circa 10 MPa con tutti i materiali.

Profondità media di asportazione durante la rifinitura di diversi materiali per la ricostruzione di monconi



Tengku Ibrahim Maulana. Grindability analysis of dental core build-up materials under clinical relevant test procedure. Journal of Medical Materials and Technologies (Thesis Series Edition), Vol 1 No 1, 1-21 (2017)

Visalys® Core può essere lavorato in modo ottimale grazie alla profondità di rimozione simile alla dentina.

VISALYS® CORE – ASSORTIMENTO

Visalys® Core			
Intro pack	Bianco Dentina	Siringa automiscelante da 9 g (5 ml), 10 puntali di miscelazione, marrone, 5 Intraoral tips, 5 Endo tips	REF 13866 REF 13865
Normal pack	Bianco Dentina	2 siringhe automiscelanti da 9 g (5 ml), 20 puntali di miscelazione, marrone, 10 Intraoral tips, 10 Endo tips	REF 13860 REF 13861
Normal pack	Bianco Dentina	Cartuccia da 45 g (25 mL), 20 puntali di miscelazione, giallo, 20 Intraoral tips	REF 13870 REF 13871



Kettenbach GmbH & Co. KG
 Im Heerfeld 7
 35713 Eschenburg · Germany
 Telefono +49 (0)2774 7050
 info@kettenbach.com
 www.kettenbach-dental.it



062791_2525


KETTENBACHDENTAL
 Simply intelligent