



# COSÌ RESISTENTE – **VISALYS® TEMP**

**MATERIALE PER CORONE E PONTI PROVVISORI**



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

# VISALYS® TEMP – DAVVERO BRILLANTE

## Materiale per corone e ponti provvisori

Visalys® Temp – per la realizzazione di corone, corone parziali, ponti, inlay, onlay e faccette provvisori.

STRAORDINARIAMENTE RESISTENTE

IDEALE ANCHE COME PROVVISORIO  
DI LUNGA DURATA

LUCIDATURA A SPECCHIO

FINITURA SEMPLICE E PRECISA

FACILE DA RIPARARE




Premiato dagli esperti  
di “The Dental Advisor”

# VISALYS® TEMP – ENORMEMENTE RESISTENTE ALLA ROTTURA



## Eccezionale resistenza alla rottura



Misurazioni dell'Ospedale universitario di Regensburg, in conformità a EN ISO 20795-1:2013 (D).

**L'elevata resistenza alla frattura riduce il rischio di rottura del provvisorio nella bocca del paziente per un carico masticatorio elevato o improvviso.**

## Tempi di lavorazione e di presa



### Nota:

I tempi di lavorazione si applicano a prodotti conservati e lavorati ad una temperatura di 23°C/74°F e umidità relativa dell'aria del 50%. Temperature più elevate riducono tali tempi, mentre temperature più basse li prolungano.

# VISALYS® TEMP – ASSORTIMENTO

## Visalys® Temp

<b>Normal pack</b>	A1		REF 13780
	A2		REF 13781
	A3	1 x 71 g (50 ml) Cartuccia da, 15 puntali di miscelazione, blu-arancione	REF 13782
	A3.5		REF 13790
	B1		REF 13784
	BL		REF 13788
<b>Bonus pack</b>			
A2	5 x 71 g (50 ml) cartucce da, 15 puntali di miscelazione, blu-arancione	REF 13794	
A3		REF 13795	



Made  
in  
Germany

Kettenbach GmbH & Co. KG  
Im Heerfeld 7  
35713 Eschenburg · Germany  
Telefono +49 (0)2774 7050  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.it



062792\_2425

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent