



FIDATEVI DELLA PRECISIONE – **PANASIL®**

SILICONE A PER IMPRONTA DI PRECISIONE



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

PRECISIONE SENZA COMPROMESSI

Materiale per impronta di precisione (silicone A)

La famiglia di prodotti **Panasil®** comprende materiali innovativi perfettamente coordinati tra loro per tutte le tecniche di impronta e le indicazioni.

IMPRONTA SIMULTANEA




Panasil® tray Soft Heavy

GRADEVOLE VISCOSITÀ ELEVATA




Panasil® initial contact Light

A BASSA VISCOSITÀ, GENIALMENTE IDROFILO



PER QUALSIASI TECNICA E QUALSIASI INDICAZIONE

DOPPIA IMPRONTA



IL PREFERITO



Panasil® tray Fast Heavy

BREVE TEMPO DI PRESA



Panasil® Putty Fast

**BUON RAPPORTO
PREZZO-PRESTAZIONI**



Panasil® binetics Putty Fast

**VERO PUTTY, SI PRESTA
MOLTO BENE AL TAGLIO**



Panasil® initial contact X-Light




Panasil® contact plus X-Light

A BASSISSIMA VISCOSITÀ

GENIALMENTE IDROFILO

RAPIDO TEMPO DI PRESA



IMPRONTA A SANDWICH



Panasil®
binetics Putty Soft

Panasil® Putty Soft

FACILMENTE IMPASTABILE, STABILE



Panasil® initial contact Light

**A BASSA VISCOSITÀ,
GENIALMENTE IDROFILO**

IMPRONTA MONOFASICA




Panasil® monophase Medium

DUREZZA FINALE ELEVATA



Panasil® monophase Medium

DUREZZA FINALE ELEVATA




ECCEZIONALE IDROFILIA FIN DAL PRIMO ISTANTE

Misurazione dell'angolo di contatto


(parametro per l'idrofilia di un materiale)

Quanto più piatte sono le gocce, tanto più marcata è l'idrofilia del materiale



Panasil® initial contact mostra una diffusione estremamente rapida della goccia d'acqua e, nel confronto con la concorrenza, raggiunge l'angolo minimo di contatto dopo 3 secondi.

ECCELLENTE IDROFILIA



- **Panasil® supera** immediatamente qualsiasi problema di **umidità residua** al contatto diretto con la superficie del dente e assicura un risultato preciso.



- **Panasil®** garantisce l'eccellente riproduzione dei margini di preparazione anche in **situazioni estreme**, quali ad es. difficoltà di emostasi.

PANASIL® – ASSORTIMENTO

PUTTY	Panasil® Putty		Panasil® Putty Soft	Panasil® Putty Fast
	Intro pack	–		REF 11120
		Base paste da 200 ml, catalyst paste da 200 ml, 2 cucchiari dosatori		
	Normal pack	REF 11101	REF 11121	REF 11141
		Base paste da 450 ml, catalyst paste da 450 ml, 2 cucchiari dosatori		
	Economy pack	REF 11103	REF 11123	REF 11143
		4 base paste da 450 ml, 4 catalyst paste da 450 ml, 2 cucchiari dosatori		
Refill pack	Panasil® binetics Putty Soft		Panasil® binetics Putty Fast	
		REF 14703		REF 14701
		2 cartucce da 380 ml		

HEAVY	Panasil® tray Soft Heavy		Panasil® tray Fast Heavy	Panasil® tray Soft Heavy Fast
	Refill pack	REF 14707	REF 14705	–
		2 cartucce da 380 ml		
Normal pack		REF 13541	REF 13551	REF 13561
		2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, bianchi		

MEDIUM	Panasil® monophase Medium			
	Refill pack	REF 14709		
		2 cartucce da 380 ml		
Normal pack		REF 13501		
		2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, bianchi		

LIGHT	Panasil® initial contact X-Light/ X-Light Fast		Panasil® initial contact Light/ Light Fast	Panasil® initial contact Regular
	Normal pack	REF 13401/ REF 13461	REF 13411 / REF 13471	REF 13431
		2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, grigi		2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, bianchi
	Bonus pack	REF 28300 / –	REF 28310 / –	–
		10 cartucce da 50 ml, 40 puntali di miscelazione, grigi		
	Panasil® contact plus X-Light			
	Normal pack	REF 11891		
2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, grigi				

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefono +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.it



062793_2525


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent