



CONFORTEVOLE E PRECISO – **IDENTIUM®**

VINYLSILOXANETHER® PER IMPRONTE DI PRECISIONE



KETtenbachDENTAL
Simply intelligent

IDENTIUM® – L'ECCEZIONALE COMBINAZIONE DI MATERIALI!

Materiale per impronte di precisione di generazione speciale

Combina i vantaggi di due collaudati materiali da impronta (silicone A e polietere) – Vinylsiloxanether®.




ESCLUSIVA PRESA D'IMPRONTA

- Impronta simultanea
- Impronta monofasica




INDICAZIONI

- Corone e ponti
- Inlay/Onlay
- Impronta funzionale
- Impianti
- Ricostruzioni combinate (impronta di fissaggio)
- Impronta pick-up



Impronta simultanea




Impronta dell'impianto



IDENTIUM® – COMODO IN TUTTE LE DIMENSIONI

Rimozione semplicissima dal cavo orale

Forze di trazione **2,6 volte** inferiori Identium® vs Impregum™*



La rimozione dalla bocca del paziente senza applicare alcuna forza evita deformazioni e irritazioni.


Per la massima precisione.



**Vantaggi che anche
i vostri pazienti
apprezzeranno.**

Rapido tempo di presa totale

in caso di tempo di lavorazione sufficiente e breve permanenza nel cavo orale




Il tempo di lavorazione sufficiente vi consente di lavorare in tutta tranquillità.
Per massima precisione.

Eccellente fluidità



Con l'eccezionale scorrevolezza di **Identium® Light**, è possibile riprodurre con grande dettaglio anche i vuoti più stretti.
Per massima precisione.



- Il materiale inodore e insapore riduce il rischio di stimolo al vomito
- Presa rapida ed estrazione semplice dal cavo orale per una sensazione rilassante e gradevole
- Inizialmente idrofilo – buone prestazioni anche in presenza di umidità residua

PRESA D'IMPRONTA COMODA E PRECISA



FACILE RIMOZIONE DAL CAVO ORALE

BREVE TEMPO DI PERMANENZA
NEL CAVO ORALE

INIZIALMENTE IDROFILO


Disponibile nelle viscosità
Heavy, Medium e Light



Possibilità di scelta tra
velocità di presa
regular (4:30 min)
e **fast** (3:30 min)



Compatibile con tutti gli
apparecchi di miscelazione
reperibili in commercio



IDENTIUM® – ASSORTIMENTO

Identium®					
HEAVY	Identium® Heavy		Identium® Heavy Fast		
	Refill pack	REF 14725	REF 14727		
		2 cartucce da 380 ml	2 cartucce da 380 ml		
MEDIUM	Identium® Medium		Identium® Medium Fast		
	Refill pack	REF 14717	REF 14719		
		2 cartucce da 380 ml	2 cartucce da 380 ml		
LIGHT	Identium® Light		Identium® Light Fast		
	Normal pack	REF 13701	REF 13711		
		2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, grigi	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, grigi		
ACCESSORI	Identium® Adhesive	Dynamic Mixers	Mixing tips	Sympress Dispenser	Applyfix 5
	REF 14204	REF 17900	REF 17226 / REF 17240	REF 35910	REF 17204
	Flacone da 10 ml	45 pezzi bianco	50 puntali di miscelazione, grigi / 100 puntali di miscelazione, grigi	Dispositivo elettrico di dosaggio e miscelazione	2 siringhe di applicazione, 12 puntali per siringa



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefono +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.it



062794_2525


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent