



IMPRONTE EFFICIENTI – **SILGINAT®**

SILICONE A PER IMPRONTE ANATOMICHE



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

SILGINAT® – SEMPLICE, RAPIDO, EFFICIENTE!

Impronta anatomica

Silginat® è un materiale per la sostituzione dell'alginato a base di silicone A, appositamente studiato per **applicazioni in alginato**.



INDICAZIONI

- **Impronte anatomiche**
- **Impronte per antagonista di precisione**
- **Impronte per la realizzazione di corone e ponti provvisori**
- **Impronte per la realizzazione di protesi rimovibili semplici**
- **Impronte per la realizzazione di mascherine**
- **Impronte per apparecchi ortodontici**
- **Impronte per modelli di studio**



Specifiche tecniche

	 Tempo di lavorazione a 23 °C ≤	 Tempo di permanenza in bocca a 35°C ≥	Tempo di presa totale* ≥	 Recupero dopo deformazione (ca.) %	 Variazione dimensionale lineare (max.) %	 Durezza Shore (ca.)
 Silginat® / Silginat® Strawberry 1:1 cartuccia	1:15 min.	1:15 min.	2:30 min.	99,5	- 0,20	A 42
 Silginat® / Silginat® Strawberry 5:1 cartuccia	1:30 min.	1:30 min.	3:00 min.	99,5	- 0,20	A 45

* Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione

SILICONE A TIPICO



- Stabilità dimensionale e allo stoccaggio, precisione elevata

Silginat vs alginato
circa 24 ore dopo la presa dell'impronta



VANTAGGIO IN FASE DI MANIPOLAZIONE



- Applicazione pulita, semplice e sicura grazie alla cartuccia grande 5:1 o 1:1 da 50 ml con risultati riproducibili a piacimento



IMPRONTE CONVENIENTI

- Colabile più volte, è necessario realizzare una sola impronta anatomica per ogni paziente



PER UN'EFFICIENZA ANCORA MAGGIORE!
Risparmio di tempo e alleggerimento del lavoro in numerosi processi.

SILGINAT® – ASSORTIMENTO

Silginat®

Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14713
Normal pack	6 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione	REF 13846
Bulk pack	24 cartucce da 50 ml	REF 13847

Silginat® Strawberry

Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14715
Normal pack	6 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione	REF 13826
Bulk pack	24 cartucce da 50 ml	REF 13827

Accessori

Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	50 puntali	REF 17234
Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	100 puntali	REF 17235
Miscelatori dinamici bianchi	45 pezzi	REF 17900



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefono +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.it



062796_2525


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent