

Comparazione camici Alle®

Il primo livello di protezione
per dentisti e assistenti

Euronda | Alle®

In esclusiva per

 dental trey

Camice in Softesse®



Camice impermeabile



Camice in microfibra SMS



Camice standard



Camice in Softesse®



Camice impermeabile



Camice in microfibra SMS



Camice standard



Classificazione	Dispositivo Medico classe I s (sterile)	Dispositivo Medico classe I (non sterile)	Dispositivo Medico classe I s (sterile) - Dispositivo Medico classe I (non sterile)	Dispositivo Medico classe I s (sterile) - Dispositivo Medico classe I (non sterile)
Conforme alla normativa EN 13795	SI	SI	SI	NO
Materiale	TNT Softesse® (55% fibre di cellulosa e 45% fibre di poliestere)	TNT biaccoppiato (Spunbond + PE)	Microfibra SMS (Spunbond + Melt-Blown + Spunbond)	TNT Spunbond (100% fibre di polipropilene)
Grammatura materiale	67 g/m ²	58 gr/m ²	35 gr/m ²	30 gr/m ²
Idrorepellenza	SI	SI	SI	NO
Impermeabilità	●●●○○○○○○○○	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●○○○○○○○○	●○○○○○○○○○○○○○○
Traspirabilità	●●●●●●●○○○	●●●●○○○○○○○○	●●●●●●●●○○○○	●●●●●●●○○○○○○
Durata	●●●●●●●○○○	●●●●●●●○○○	●●●●●○○○○○○	●●●○○○○○○○○○○
Vestibilità	Piega chirurgica, doppia allacciatura (interna ed esterna), polsini in cotone, ferma collo in velcro, due asciugamani in carta sterile	Cintura in vita, colletto bordato, chiusura al collo con laccetti posteriori e polsini in cotone	Piega chirurgica, doppia allacciatura (interna ed esterna), polsini in cotone, ferma collo in velcro e asciugamani in carta sterile	Cintura regolabile, chiusura del collo con lacci posteriori, polsini in cotone
Codici	10052196 (M), 10052197 (L), 10052198 (XL)	10056416	Non sterili: 10053438 (M), 10053439 (L), 10053440 (XL). Sterili: 10052192 (M), 10052191 (L), 10052193 (XL)	Non sterili: 10055063 (verde), 10055064 (azzurro). Sterili: 10055065 (verde), 10055066 (azzurro)
Taglie disponibili	M, L, XL	Taglia unica	M, L, XL	Taglia unica
Colori disponibili	Azzurro	Azzurro	Blu	Azzurro, verde
Confezionamento	Confezione singola	12 pz	12 pz (non sterile) Confezione singola (sterile)	10 pz (non sterile) Confezione singola (sterile)
IVA agevolata al 5% (Art. 124 Decreto Rilancio)	SI	SI	SI	NO
Ideale per	Operazioni lunghe e per il trattamento di pazienti a rischio	Attività che comportano una elevata dispersione di liquidi	Interventi routinari di implantologia e parodontologia di media durata	Interventi brevi oppure ambulatoriali e come complemento alla protezione del paziente