


Euronda Alle[®]

IT

Your surgical field
Simply perfect



Euronda[®]

Alle

Euronda®

It's all about protection

Euronda, da oltre 45 anni è sinonimo di eccellenza nella protezione in ambito medico. Italiana per nascita e internazionale per vocazione, conta quattro filiali operative e prodotti venduti in oltre 100 Paesi del mondo. Euronda è una delle aziende di riferimento per il controllo delle infezioni.

La produzione comprende quattro linee specifiche di prodotti. **Monoart®**, un'ampia gamma di prodotti monouso, accessori e dispositivi di protezione individuale che uniscono la massima qualità produttiva alla vivacità del colore.

Pro System, il Sistema di Protezione Totale Euronda: una linea completa di prodotti che ottimizzano l'intero processo di sterilizzazione e lo rendono più sicuro. **Alle®**, la linea di prodotti monouso pensata appositamente per la creazione di un campo chirurgico sterile ed incontaminato, necessario a prevenire il rischio di infezioni. **Eurosteril®**, la linea di buste e rotoli che Euronda dedica alla sterilizzazione.

Tutti i prodotti Euronda garantiscono i massimi standard di qualità e protezione per medici, operatori e pazienti.

Indice

Set Sterili

8	Set Paziente
9	Set Dottore
10	Set Dottore Pure
11	Set Assistente
12	Set Chirurgia
13	Set Implantologia
14	Set Base
15	Set Protezione
15	Set Teli

Camici

18	Camice in Softesse®
20	Camice in microfibra SMS
22	Camice impermeabile
24	Camice standard
26	Pigiama chirurgico in microfibra SMS

Altri prodotti per la protezione

30	Mascherina Protection 3
31	Mascherina Protection Soft
32	Mascherina Protection 4
33	Mascherina Protection 4 Sensitive
34	Cuffia in Softesse®
34	Cuffia rotonda con elastico
35	Bandana
35	Cuffia con lacci posteriori
36	Clinical Cap
36	Copricapo Scudo 2020
37	Occhiale Contemporary
37	Occhiale FitUp
38	Occhiale Cube
39	Visiera Visual
39	Visiera per operatore
40	Guanti in lattice
41	Copriscarpe
42	Spazzolino chirurgico a secco
42	Spazzolino chirurgico con clorexidina
43	Mantellina PG20 XLong

Teli Sterili

46	Teli per tavoli Mayo e Ponte
47	Teli chirurgici
48	Teli standard Pure
49	Teli chirurgici con lato adesivo
50	Teli con foro centrale e adesivo
51	Telo con foro decentrato e adesivo
52	Telo con fessura a U senza adesivo
53	Teli con fessura a U e adesivo
54	Telo con fessura a U non adesiva e punto adesivo
55	Telo antipanico in Softesse®
56	Teli in Softesse®

Protezioni sterili e non sterili

60	Sacco universale per sistemi radiografici
60	Adesivi medicali
61	Teli trasparenti con lato adesivo
62	Barrier film
63	Pellicole adesive
64	Guaine per la chirurgia con adesivi
65	Guaine per la chirurgia con inseritore
66	Turbine cover
67	Tappeto decontaminante
68	Copriunito
68	Copritestiera

Linee di irrigazione sterili

72	Linee di irrigazione meccanica
74	Linea di irrigazione manuale

Sistemi per l'aspirazione

78	Aspiratori chirurgici
78	Cannule chirurgiche
79	Cannule EM40 per aspirazione
79	Cannule EM19 Evo e EM21 per aspirazione

Altri prodotti

82	Ghiaccio istantaneo
83	Rotoli per sterilizzazione
84	Buste per sterilizzazione
85	Buste per sterilizzazione autosigillanti
86	Helix Test
86	Bowie & Dick Test
87	Prion Test



Euronda Alle[®]

Your surgical field Simply perfect

Alle[®] è la linea di prodotti monouso pensata appositamente per la creazione di un campo chirurgico sterile ed incontaminato, necessario a prevenire il rischio di infezioni. Alle[®] offre una linea completa di prodotti volta ad introdurre negli studi i criteri di protezione previsti nelle sale operatorie.





Alle® Set Sterili

Sicurezza totale e praticità per tutte le esigenze

Una linea completa di set sterili monouso dedicati alla protezione del dottore, dell'assistente e del paziente, nonché alla preparazione del campo chirurgico, studiati per rispondere al meglio alle esigenze di ogni intervento chirurgico. I set, la cui composizione varia a seconda del tipo di intervento, sono costituiti da molteplici prodotti sterili, confezionati in ordine di utilizzo. Rispondono alle esigenze dei vari protocolli, in particolare quattro set per la vestizione, due set pensati per l'implantologia, due per la preparazione del campo operatorio e uno composto da tutti gli elementi fondamentali per affrontare ogni tipo di chirurgia.



Completi

La gamma dei set Euronda Alle® soddisfa le esigenze individuali per ogni tipo di chirurgia.



Pratici

Il contenuto è organizzato in modo funzionale, i componenti sono disposti in ordine di utilizzo.



Efficienti

I set sterili riducono notevolmente i tempi di preparazione del campo operatorio e la gestione degli acquisti.

Set Paziente

Comfort e protezione per i pazienti chirurgici



L'abito sterile per il tuo paziente. Set disegnato per la vestizione del paziente in tutti i tipi di interventi di implantologia, parodontologia, chirurgia dentale e maxillofacciale.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Confezionamento

Confezionato in buste con etichetta peel-off. I componenti sono piegati singolarmente e avvolti in carta medica



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice Set	Contenuto	Taglia	Materiale	Pezzi
270101	Camice standard con polsini elastici	taglia unica	TNT	1
	Cuffia rotonda con elastico	taglia unica	TNT	1
	Copriscarpe impermeabile	taglia unica	CPE	2

Set Dottore

Il sistema barriera per gli interventi quotidiani



Il kit sterile per gli interventi di routine. Set pensato appositamente per il dottore, per interventi di breve e media durata. Nuova composizione con camice in microfibra SMS per un maggior comfort dell'operatore.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Confezionamento

Confezionato in buste con etichetta peel-off. I componenti sono piegati singolarmente e avvolti in carta medicale



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice Set	Contenuto	Taglia	Materiale	Pezzi
270126	Camice in microfibra SMS	taglia L	SMS	1
	Cuffia con lacci posteriori	taglia unica	TNT	1
	Mascherina Monoart® PTC3	taglia unica	TNT	1
	Copriscarpe impermeabile	taglia unica	CPE	2

Set Dottore Pure

Sicurezza e protezione per l'operatore



Il kit sterile per gli interventi quotidiani. Set pensato appositamente per l'operatore, per interventi di breve durata.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Confezionamento

Confezionato in buste con etichetta peel-off. I componenti sono piegati singolarmente e avvolti in carta medicale



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice Set	Contenuto	Taglia	Materiale	Pezzi
270102	Camice standard con polsini in cotone	taglia unica	TNT	1
	Cuffia con lacci posteriori	taglia unica	TNT	1
	Mascherina Monoart® PTC3	taglia unica	TNT	1
	Copriscarpe impermeabile	taglia unica	CPE	2

Set Assistente

Praticità e sicurezza per il team chirurgico



Per assistere l'operatore in tutta sicurezza. Set disegnato appositamente per l'assistente, per interventi di breve e media durata.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Confezionamento

Confezionato in buste con etichetta peel-off. I componenti sono piegati singolarmente e avvolti in carta medicale



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice Set	Contenuto	Materiale	Taglia	Pezzi
270103	Camice standard con polsini in cotone	TNT	taglia unica	1
	Cuffia rotonda con elastico	TNT	taglia unica	1
	Mascherina Monoart® PTC3	TNT	taglia unica	1
	Copriscarpe impermeabile	CPE	taglia unica	2

Set Chirurgia

Protezione completa per la chirurgia d'eccellenza



Protezione completa per una chirurgia di successo. Il set chirurgia Alle® è pensato per ottimizzare gli interventi chirurgici. Disegnato appositamente per la protezione dell'operatore, di un'assistente, del paziente e delle attrezzature.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Confezionamento

Confezionato in buste con etichetta peel-off. I componenti sono piegati singolarmente e avvolti in carta medicale



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice Set	Contenuto	Materiale	Misure (cm)	Pezzi
270123	Camice in microfibra SMS	SMS	taglia L	1
	Camice standard TNT con polsini in cotone	TNT	taglia unica	1
	Telo con fessura a U adesiva	TNT + polietilene	100 x 150 fessura 6,5 x 30	1
	Telo chirurgico con lato adesivo	TNT + polietilene	75 x 90	2
	Guaina per la chirurgia con elastici e inseritore	LDPE	120 x 7	1
	Pellicole adesive	polietilene adesivo	20 x 20	2
	Telo trasparente con lato adesivo	LDPE	40 x 50	1
	Busta in plastica rossa per rifiuti contaminati	polietilene	24 x 30	1

Set Implantologia

Protezione specifica per gli interventi complessi



Proteggi al meglio ogni intervento di implantologia. Set disegnato appositamente per l'implantologia, realizzato e condiviso con medici esperti di chirurgia odontoiatrica.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Confezionamento

Confezionato in buste con etichetta peel-off. I componenti sono piegati singolarmente e avvolti in carta medicale



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice Set	Contenuto	Materiale	Misure (cm)	Pezzi
270105	Camice standard con polsini in cotone	TNT	taglia unica	3
	Cuffia chirurgica con lacci posteriori	TNT	taglia unica	1
	Cuffia rotonda con elastico	TNT	taglia unica	2
	Mascherina Monoart® PTC3	TNT	taglia unica	3
	Telo chirurgico	TNT + polietilene	75 x 90	1
	Telo chirurgico	TNT + polietilene	50 x 50	2
	Telo con foro centrale non adesivo	TNT + polietilene	50 x 75 - Ø 6	1
	Asciugamani in carta	cellulosa	30 x 40	2

Set Base

L'essenziale per operare in tutta sicurezza



L'essenziale per iniziare ogni intervento. Set disegnato appositamente per l'implantologia, frutto dello studio condiviso con medici esperti di chirurgia odontoiatrica. Variante del Set Implantologia.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Confezionamento

Confezionato in buste con etichetta peel-off. I componenti sono piegati singolarmente e avvolti in carta medicale




Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice Set	Contenuto	Materiale	Misure (cm)	Pezzi
270106	Camice standard con polsini in cotone	TNT	taglia unica	1
	Camice standard con polsini elastici	TNT	taglia unica	2
	Cuffia chirurgica con lacci posteriori	TNT	taglia unica	1
	Cuffia rotonda con elastico	TNT	taglia unica	2
	Mascherina chirurgica con lacci	TNT	taglia unica	1
	Mascherina Monoart® PTC3	TNT	taglia unica	2
	Telo con fessura a U adesiva	TNT + polietilene	75 x 90 fessura 11 x 9	1
	Telo chirurgico	TNT + polietilene	50 x 75	2
	Guaina trasparente con elastici	polietilene	120 x 7	1

Set Protezione



Set composto da teli e protezioni sterili per la copertura e preparazione di superfici e pazienti durante l'intervento chirurgico.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Confezionamento

Vedi Set Base




Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice Set	Contenuto	Materiale	Misure (cm)	Pezzi
270107	Telo con fessura a U non adesiva	TNT + polietilene	100 x 150 fessura 11 x 30	1
	Telo chirurgico	TNT + polietilene	75 x 90	1
	Telo chirurgico	TNT + polietilene	50 x 75	2
	Guaina con adesivo	polietilene	120 x 7	2

Set teli



Set di teli per la preparazione del sito chirurgico, pensato per il rivestimento di superfici e del paziente.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Confezionamento

Vedi Set Base



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice Set	Contenuto	Materiale	Misure (cm)	Pezzi
270108	Telo chirurgico	TNT + polietilene	50 x 75	2
	Telo con fessura a U adesiva	TNT + polietilene	50 x 75 fessura 11 x 9	1



Alle® Camici

Il primo livello di protezione per dentisti e assistenti

L'adozione di sistemi barriera (camici e teleria monouso sterile) durante gli interventi chirurgici ha l'obiettivo di proteggere sia il paziente che il personale in sala operatoria dal trasferimento di microrganismi, fluidi corporei e particolato. Indossati con la tecnica adeguata, consentono di preservare la sterilità del campo operatorio. Confortevoli, impermeabili, morbidi e traspiranti, garantiscono il massimo comfort durante gli interventi. Alcuni sistemi barriera monouso sono disponibili anche in versione non sterile per rispondere alle esigenze di comfort di ogni operatore e paziente.



Versatili

Disponibili in TNT e biaccoppiato, SMS microfibra e Softesse® traspirante per offrire il grado di comfort desiderato.



Funzionali

Una gamma completa di camici sterili per la protezione del dentista, del paziente e di tutto il team chirurgico.



Tracciabili

Confezionati con etichetta peel-off per garantire la massima tracciabilità e la sicurezza dello studio dentistico.

Camice in Softesse®

Comfort eccezionale per operazioni complesse

Il TNT Softesse® rappresenta il materiale più evoluto disponibile sul mercato. Il camice è altamente traspirante e unisce un comfort eccezionale ad un'elevata idrorepellenza. La piega chirurgica, la doppia allacciatura (interna e esterna), i polsini in cotone e il ferma collo in velcro garantiscono un'ottima vestibilità. Fornito di due asciugamani in carta sterili.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s conforme alla norma EN 13795



Materiale

TNT Softesse® 67 g/m² latex free



Taglie disponibili

M, L, XL



Colore

Azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione



Traspirante

Previene l'aumento della temperatura corporea grazie all'alta traspirabilità del tessuto garantendo al tempo stesso un'elevata idrorepellenza.



Comodo


Il TNT Softesse® garantisce un comfort eccezionale. È ideale per operazioni lunghe e per il trattamento di pazienti a rischio.



Tracciabile

Ogni camice è confezionato in un blister medicale sterile, munito di doppia etichetta adesiva con barcode che garantisce la tracciabilità del prodotto.

Dettagli



Taglia	M	L	XL
Codice	270408	270409	270410
Pezzi	12	12	12
A Larghezza delle spalle (cm)	57	58	66
B Larghezza del torace (cm)	63	68	76
C Lunghezza totale braccio (cm)	76	82	86
D Larghezza manica (cm)	29	29	29
E Lunghezza polsino (cm)	7	7	7
F Circonferenza collo (cm)	71	75	75
G Lunghezza massima camice (cm)	128	130	133
H Circonferenza totale del camice (cm)	150	157,5	157,5

Camice in microfibra SMS

Leggero, comodo e con un'ottima vestibilità

Realizzato in microfibra SMS, leggero e idrorepellente con polsini in cotone e piega chirurgica. La doppia allacciatura (interna e esterna) e il ferma collo in velcro garantiscono un'ottima vestibilità. Disponibile sia sterile che non sterile, a seconda delle esigenze. Fornito di due asciugamani in carta sterile.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s (sterile)

Dispositivo Medico classe I (non sterile)

Conformi alla norma EN 13795



Materiale

Microfibra SMS 35 gr/m² latex free



Taglie disponibili

M, L, XL



Colore

Azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Disponibile anche in versione non sterile



Duraturo

Ideale per interventi routinari di implantologia e parodontologia di media durata.



Comodo


La particolare forma avvolgente consente un'ottima vestibilità azzerando il rischio di strappi del materiale.



Tracciabile

Nella versione sterile, ogni camice è confezionato in un blister medicale sterile, munito di doppia etichetta adesiva con barcode che garantisce la tracciabilità del prodotto.

Dettagli



Taglia	M	L	XL
Codice - non sterile	270422	270423	270424
Codice - sterile	270405	270406	270407
Pezzi	12	12	12
A Larghezza delle spalle (cm)	57	57	66
B Larghezza del torace (cm)	63	65	75
C Lunghezza totale braccio (cm)	76	79	88
D Larghezza manica (cm)	29	29	29
E Lunghezza polsino (cm)	7	7	7
F Circonferenza collo (cm)	71	74	75
G Lunghezza massima camice (cm)	128	133	134
H Circonferenza totale del camice (cm)	149	148	160

Camice impermeabile

Protezione elevata dai liquidi

Camice impermeabile realizzato in morbido e confortevole TNT biaccoppiato con uno strato di polietilene a bassa densità con polsini in maglina di cotone, colletto bordato, chiusura al collo con laccetti e cintura in vita applicata nella parte anteriore.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I conforme alla norma EN 13795



Materiale

TNT Spunbond 58 gr/m²+ polietilene impermeabile
Polsini in cotone



Taglie disponibili

Unica



Colore

Azzurro



Funzionale

Camice impermeabile idrorepellente indicato per gli operatori in occasione di attività che comportano un'elevata dispersione di liquidi. Conforme alla norma EN 13795.

Made in Italy.



Comodo


Ottima vestibilità anche in occasione di interventi di medio-lunga durata grazie ai comodi polsini in maglina di cotone, il colletto bordato, la chiusura al collo con laccetti e la cintura in vita.



Sicuro

Prodotto in camera bianca ad ambiente controllato (classe ISO 8 – Norma EN 14644-1). Il dispositivo è latex free e non contiene PVC, collanti e sostanze chimiche che possono causare reazioni cutanee.

Dettagli



Taglia	Unica
Codice - non sterile	270430
Pezzi	12
A Larghezza delle spalle (cm)	66,5
B Larghezza del torace (cm)	66
C Lunghezza totale braccio (cm)	56
D Larghezza manica (cm)	26,5
E Lunghezza polsino (cm)	8
F Larghezza collo (cm)	22,5
G Lunghezza massima camice (cm)	115
H Circonferenza totale del camice (cm)	137
I Lunghezza cintura (cm)	180

Camice standard

Pratico e versatile per la chirurgia di ogni giorno

Comodo, pratico e funzionale: un camice in TNT con polsino in cotone, indicato per operazioni quotidiane brevi e come complemento alla protezione del paziente. Disponibile sia sterile che non sterile, a seconda delle esigenze.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s (sterile)

Dispositivo Medico classe I (non sterile)



Materiale

TNT Spunbond 30 g/m² latex free



Taglie disponibili

Taglia unica



Colori

Verde, azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Disponibile anche in versione non sterile



Versatile

Particolarmente indicato per visitatori e pazienti, ma anche per operatori sanitari impegnati in interventi brevi oppure ambulatoriali.



Comodo


Grazie all'ottima vestibilità, permette i normali movimenti senza provocare strappi al tessuto. Cintura regolabile in TNT e chiusura del collo con lacci posteriori.



Tracciabile

Nella versione sterile, ogni camice è confezionato in un blister medico sterile, munito di barcode che garantisce la tracciabilità del prodotto.

Dettagli



Colore		Verde	Azzurro
Codice - non sterile		270425	270426
Codice - sterile		270427	270428
Pezzi		50	50
A	Lunghezza camice (cm)	120	120
B	Larghezza camice (cm)	140	140

Pigiama in Microfibra SMS

La certezza di lavorare in modo confortevole

Completo chirurgico a manica corta composto da casacca e pantaloni. Realizzato in microfibra SMS: leggero, idrorepellente e confortevole. Prodotto non sterile.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I



Materiale

Microfibra SMS 35 g/m²
latex free



Taglie disponibili

M, L, XL



Colore

Blu



Duttile

Sostituisce il camice tradizionale utilizzato nelle attività giornaliere dello studio.



Comodo


Confortevole con manica corta e ampia per consentire qualsiasi movimento.



Sicuro

Combina la perfetta protezione del corpo alla massima mobilità.

Dettagli



Taglia	M	L	XL
Codice	270415	270416	270417
Pezzi	20	20	20
A Lunghezza totale casacca (cm)	74	76	78
B Larghezza corpo casacca (cm)	57	60	63
C Larghezza totale casacca (cm)	89	95	101
D Larghezza colletto (cm)	22	23	24
E Larghezza maniche (cm)	20	21	22
F Profondità scollo (cm)	14	14	14
G Lunghezza totale pantalone (cm)	106	108	112
H Larghezza girovita (cm)	54	59	62
I Larghezza gamba (cm)	23	24	25
L Lunghezza cavallo (cm)	28	29	30



Altri prodotti per la protezione

Gli insostituibili complementi quotidiani

La linea di accessori complementari comprende prodotti non sterili che garantiscono una totale protezione durante ogni intervento chirurgico ma anche durante le pratiche odontoiatriche giornaliere. Mascherine a tre e quattro strati con performance di filtrazione batterica superiori al 98%. Occhiali e visiere, per la protezione contro i liquidi biologici, gli spruzzi e l'aerosol provocato da strumenti rotanti, siringhe aria/acqua e ablatori. Cuffie e copriscarpe per completare la sicurezza del team chirurgico e del paziente. Guanti di qualità superiore in lattice Monoart® per le pratiche routinarie ed ispettive quotidiane. Mantelline protettive in polietilene impermeabile per la miglior protezione del paziente. Spugnette chirurgiche per il lavaggio delle mani prima di qualsiasi contatto diretto con il campo operatorio asettico.

Mascherina Protection 3

Euronda | Monoart®

Mascherina composta da tre strati di tre differenti materiali : morbido e colorato TNT; filtro antiparticolato e antibatterico; confortevole TNT idrofilo all'interno per un efficace assorbimento di sudore e umidità. Fermanaso incorporato. Packaging con sistema "Apri e Chiudi", igienico e funzionale.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I
EN 14683 standard tipo II
ASTM F 2100 livello 1



Materiale

TNT



Colori

Azzurro, verde




CE Type Ref

MONOART® FACE MASK
PROTECTION 3



Codice	Colore	Pezzi
217112	azzurro	50
217114	verde	50



Morbido e colorato TNT

Filtro antiparticolato
e antibatterico PFE e BFE > 98%

Confortevole TNT idrofilo

Mascherina Protection Soft

Euronda | Monoart®

Mascherina monouso ideale per la protezione da aerosol e schizzi, composta da quattro innovativi strati che danno il massimo rapporto tra leggerezza, respirabilità e protezione: leggero TNT all'esterno; filtro antiparticolato e antibatterico, strato idrofobo migliorato per la massima respirabilità e un'eccellente resistenza ai fluidi, TNT idrofilo all'esterno. Fermanaso innovativo con nuovo ferretto a doppio binario più lungo e flessibile per la massima stabilità. Packaging con sistema "Apri e Chiudi", igienico e funzionale.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I
EN 14683 standard tipo IIR
ASTM F 2100 livello 2



Materiale

TNT



Colori

Acquamarina




CE Type Ref

MONOART® FACE MASK
PROTECTION SOFT



Codice	Colore	Pezzi
217011	acquamarina	50



Morbido e colorato TNT
idrorepellente

Strato idrofobo, resistente ai
fluidi ≥ 16 kPa

Filtro antiparticolato
e antibatterico PFE e BFE > 98%

Confortevole TNT idrofilo

Mascherina Protection 4

Euronda | Monoart®

Mascherina monouso composta da quattro strati, ideale per la protezione da aerosol: morbido TNT all'esterno; filtro antiparticolato e filtro antibatterico; filtro polimerico resistente ai fluidi; TNT idrofilo all'interno per un efficace assorbimento di sudore e umidità. Fermanaso allungato, elastici saldati esternamente e sistema a pinces "Perfect Fit" per la massima vestibilità. Packaging con sistema "Apri e Chiudi", igienico e funzionale.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I
EN 14683 standard tipo IIR
ASTM F 2100 livello 3



Materiale

TNT



Colori

Azzurro, verde




CE Type Ref

MONOART® FACE MASK
PROTECTION 4



Codice	Colore	Pezzi
217132	azzurro	50
217134	verde	50



Morbido e colorato TNT idrorepellente

Filtro polimerico resistente ai fluidi ≥ 16 kPa

Filtro antiparticolato e antibatterico PFE e BFE > 98%

Confortevole TNT idrofilo

Mascherina Protection 4 Sensitive

Euronda | Monoart®

Mascherina sviluppata per offrire la massima protezione operativa, ma anche tutta la sicurezza dei materiali selezionati per rispettare le pelli sensibili ed evitare irritazioni e dermatiti. Composta da quattro strati: TNT all'esterno; filtro idrofobo migliorato per un'eccellente resistenza ai fluidi; filtro antiparticolato e antibatterico; strato in cellulosa idrofila all'interno per un'efficace assorbimento di sudore e umidità. Fermanaso allungato, elastici saldati esternamente e sistema a pinces "Perfect Fit" per la massima vestibilità. Packaging con sistema "Apri e Chiudi", igienico e funzionale.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I
EN 14683 standard tipo IIR
ASTM F 2100 livello 3



Materiale

TNT



Colori

Azzurro




CE Type Ref

MONOART® FACE MASK
PROTECTION 4 SENSITIVE



Codice	Colore	Pezzi
217141	azzurro	50



Morbido e colorato TNT
idrorepellente

Filtro polimerico resistente ai
fluidi ≥ 16 kPa

Filtro antiparticolato
e antibatterico PFE e BFE > 98%

Confortevole cellulosa idrofila

Cuffia in Softesse®

Cuffia chirurgica con elastico posteriore. Pratica e veloce da indossare. Realizzata in TNT Softesse®, materiale che unisce un comfort eccezionale ad una traspirabilità elevata. Prodotto non sterile.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I



Materiale

TNT Softesse® 67 g/m²



Codice	Colore	Pezzi
270502	azzurro	50

Cuffia rotonda con elastico

Cuffia rotonda con elastico realizzata in TNT. Ideale per pazienti e team chirurgico. Prodotto non sterile.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I



Materiale

TNT 15 g/m²



Codice	Colore	Pezzi
270505	verde	100
270506	azzurro	100

Bandana

Euronda | Monoart®

Comoda bandana in cotone, piacevole e confortevole da indossare, dotata di lacci, adattabile a tutte le misure, autoclavabile a 121°C. Prodotto non sterile.



Classificazione

Dispositivo di Protezione Individuale, Categoria I



Materiale

Cotone autoclavabile



CE Type Ref

MONOART® BANDANA

Codice	Colore	Pezzi
262003	azzurro	10
262002	verde	10

Cuffia con lacci posteriori

Cuffia con lacci posteriori realizzata in TNT e ideale per tutto il team chirurgico. Prodotto non sterile.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I



Materiale

TNT 35 g/m²

Codice	Colore	Pezzi
270503	verde	100
270504	azzurro	100

Clinical Cap

Euronda®

Copricapo monouso in TNT assorbente traforato e traspirante con elastico alla nuca di forma e dimensioni tali da isolare il capo e i capelli, adatto a contenere anche folte capigliature.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I



Materiale

TNT traforato 26 g/m²

Codice	Colore	Pezzi
270757	azzurro	100

Copricapo integrale Scudo 2020

Euronda®

Copricapo monouso in TNT Softesse® con visiera in poliestere clear dello spessore di 125 µm con trattamento antistatico su entrambi i lati. Compatibile con l'utilizzo di sistema ingrandenti (loupes).



Classificazione

Dispositivo Medico classe I



Materiale

TNT Softesse® 67 gr/m²
Visiera in poliestere clear
125 µm



Dimensioni

Visiera 22,5 x 21,5 cm (lxh)
Lunghezza copricapo 43 cm

Codice	Colore	Pezzi
270761	azzurro	50

Occhiale Contemporary

Euronda | Monoart®



Classificazione

Dispositivo di Protezione Individuale, categoria II



Colore

Montatura nera e trasparente



Peso

29 g



Anti Scratch Plus



Anti Fog Plus

Codice	Pezzi
261020	1

Occhiale FitUp

Euronda | Monoart®

Occhiali dal design avvolgente con aste regolabili in lunghezza e inclinazione e morbido nasello antiscivolo. Lenti ad alta resistenza, con trattamento antiappannamento e antigraffio.



Classificazione

Dispositivo di protezione individuale, categoria II



Colore

Montatura trasparente e rosa o trasparente e verde



Peso

25 g



Anti Scratch Plus



Anti Fog Plus

Codice	Colore	Pezzi
261179	Rosa	1
261169	Verde	1

Occhiale Cube

Euronda | Monoart®

Sovraocchiale trasparente per operatore, può essere indossato sopra qualsiasi occhiale correttivo. Design squadrato e moderno, con aste regolabili in profondità che garantiscono ottima vestibilità grazie alla tecnologia SoftPad. Lenti in policarbonato antiappannamento e antigraffio.



Classificazione

Dispositivo di protezione individuale, categoria II



Colore

Montatura bianca e azzurra



Peso

37 g



Anti Scratch Plus



Anti Fog Plus



SoftPad Technology

Codice	Pezzi
261010	10



Anti Fog

Trattamento basic Anti-fog che previene la formazione della condensa.
*N Trattamento Anti Fog



Anti Scratch Plus

Protegge contro graffi e abrasioni, costituisce una barriera contro il danneggiamento delle superfici, certificato secondo il requisito "K" della norma EN 166.



SoftPad technology

Dispositivo brevettato studiato per fornire perfetta stabilità e completa adattabilità al viso. Oltre alla regolazione in lunghezza in tre posizioni, presenta un ulteriore movimento basculante che gli consente di appoggiarsi alla testa con aderenza perfetta.



Anti Fog Plus

Trattamento permanente che previene la formazione della condensa, certificato secondo il requisito "N" della norma EN 166.

Marcature

La marcatura sui dispositivi di protezione individuale garantisce il rispetto delle normative di sicurezza vigenti e delle direttive in merito alla sicurezza sul lavoro. Obbligatoria per legge, la marcatura è presente sia sulle lenti, per identificare la tipologia di gradazione, il produttore, la classe ottica, la resistenza meccanica e i requisiti aggiuntivi, sia sulla montatura per identificare il produttore, la normativa europea di riferimento e la resistenza meccanica.

Normative Protezione Europee

EN 166 Protezione personale degli occhi - Specifiche

EN 167 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici

EN 170 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti (UV)

Visiera Visual

Euronda®

Visiera in poliestere con trattamento antistatico su entrambi i lati, composta da un laccio elastico posteriore regolabile, anatomico e antiallergico e da una comoda protezione frontale in morbida spugna di poliuretano espanso per un comfort eccezionale. Offre la massima protezione ad occhi, naso e bocca.



Classificazione

Dispositivo di Protezione Individuale, categoria I



Materiale

Visiera in poliestere e protezione in spugna di poliuretano espanso
Latex free



Colore

Trasparente

Codice	Pezzi
261520	12

Visiera per operatore

Euronda | Monoart®

Visiera monouso ultraleggera per operatore, composta da montatura trasparente e visore intercambiabile. Visore monouso trasparente e antiappannamento. La confezione contiene una visiera singola e 10 visori intercambiabili.



Classificazione

Dispositivo di protezione individuale, categoria I



Peso

25 g



Anti fog

Codice	Pezzi
261103	1 frame + 10 visori
261104	Refill con 20 visori

Guanti in lattice

Euronda | Monoart®

Sicuri, comodi, resistenti: i guanti in lattice monouso Monoart® proteggono la mano in modo igienico e confortevole. Sono facili da indossare grazie al rivestimento interno in polimeri e al polsino pieghevole e garantiscono un'ottima sensibilità tattile. Inoltre, la superficie micro-ruvida assicura la presa in ogni condizione, per questo sono lo strumento ideale per lavorare con serenità durante ogni tipo di operazione.



Classificazione

Dispositivo di Protezione Individuale, categoria III



Materiale

Lattice privo di polveri



Taglie disponibili

XS, S, M, L



Colore

Blu



CE Type Ref

MONOART® LATEX GLOVES

Codice	Taglia	Pezzi
260105	XS	100
260106	S	100
260107	M	100
260108	L	100



Sicuri

Una barriera protettiva eccezionale contro la contaminazione e le infezioni. Privi di polveri, residui chimici ed endotossine.



Certificati

Sono sottoposti a rigidi controlli di qualità (AQL: 1,5) e sono certificati secondo le direttive internazionali UE 2016/425 e con le norme EN ISO 374-1, EN 374-4 e EN ISO 374-5.



Resistenti

Resistono ad acqua, acidi e alcali e offrono una buona protezione contro i microrganismi e la maggior parte delle sostanze caustiche e detergenti.

Copriscarpe impermeabile

Protezione con elastico per le calzature. Permette di evitare le contaminazioni limitando l'interferenza dei microorganismi presenti nelle suole di pazienti e del personale sanitario. Prodotto non sterile.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I



Materiale

CPE



Taglie disponibili

Unica



Colore

Blu



Codice	Pezzi
270420	100



Comodi

Protezioni per calzature prodotti in CPE con comodo elastico, efficaci sia in condizione di asciutto che bagnato. Taglia unica con ampia vestibilità.



Sicuri

Completamente latex free, non contengono ftalati o elementi che possano causare allergie o reazioni cutanee (collanti, sostanze chimiche, etc.)




Funzionali

Raccomandato l'utilizzo in sala operatoria come protezione per gli operatori da liquidi infetti e per evitare l'inquinamento del campo operatorio o di ambienti sterili e sanificati.

Spazzolino chirurgico a secco

Un set completo di spugna, spazzolino e pulisci unghie disponibile nella doppia versione con e senza clorexidina. La versione a secco è utilizzabile con qualsiasi tipologia di sapone antisettico. La durata è di 5 anni dalla data di produzione.



Classificazione

Dispositivo Medico classe II a



Materiale

Spazzola in polietilene, spugna in poliuretano, pulisci unghie in polipropilene. Privo di latex e ftalati



Sterilità

Sterilità garantita 5 anni dalla data di produzione

Codice	Pezzi
270753	40

Spazzolino chirurgico con clorexidina

La versione con clorexidina (20 ml) è composta da una soluzione detergente-disinfettante biocida ad ampio spettro che viene rilasciata gradualmente dopo il contatto con la cute. La durata è di 3 anni dalla data di produzione.



Classificazione

Presidio medico chirurgico



Materiale

Spazzola in polietilene, spugna in poliuretano con clorexidina (4%), pulisci unghie in polipropilene. Privo di latex e ftalati

Codice	Pezzi
270751	40

Mantellina PG20 XLong

Euronda | Monoart®

Mantellina monouso proteggi paziente in rotolo, composta da un velo di polietilene riciclabile impermeabile. La mantellina PG20 XLong è disponibile in due misure da 120 o 160 cm per una protezione più completa del paziente, rispettivamente fino al ginocchio o fino alla caviglia. L'uso delle mantelline è facilitato dalle aree di strappo tratteggiate. Il sistema dotato di lacci consente di annodare la mantellina direttamente al collo del paziente. La sua particolare sagomatura copre perfettamente collo e spalle del paziente.



Dimensione

Rotolo da 133 strappi
120 x 53 cm

Rotolo da 100 strappi
160 x 53 cm




Materiale

Polietilene riciclabile
impermeabile



Colore

Blu



Codice	21910151	21910153
Pezzi	6 rotoli x 133 strappi	6 rotoli x 100 strappi
A Larghezza (cm)	53	53
B Lunghezza (cm)	120	160



Alle® Teli sterili

Massima protezione del campo operatorio

I teli sterili monouso, utilizzati nel rispetto dei protocolli di preparazione del campo operatorio, favoriscono la creazione di un ambiente incontaminato proteggendo il sito chirurgico e gli operatori. Disponibili in diversi materiali, misure e modelli, sono realizzati con uno strato in TNT, morbido, assorbente e impermeabile e uno strato con un film in polietilene che crea l'effetto barriera e riduce il rischio di infezioni post operatorie da migrazione di germi patogeni.



Innovativi

Disponibili in TNT o cellulosa biaccoppiati ad uno strato di polietilene, che li rende assorbenti e impermeabili, e in Softesse® traspirante e idrorepellente.



Versatili

Disponibili nella versione semplice, con lato adesivo, con foro centrale e decentrato e con fessura a U in diverse misure e lunghezze.



Garantiti

Confezionati singolarmente per una sterilità garantita cinque anni e con etichetta peel-off per una tracciabilità garantita.

Teli per tavoli Mayo e Ponte

Pensati per la copertura del tavolo chirurgico e per la protezione delle apparecchiature. Il telo madre copre il tavolo ponte portastrumenti. Il tavolo Mayo è invece protetto dal telo a federa per un migliore inserimento sul tavolo stesso.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Materiale

LDPE + TNT assorbente
54 g/m² latex free



Colore


Azzurro




Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Telo per tavolo Mayo



Telo per tavolo Ponte



TNT

assorbente

Telo per tavolo Mayo

Codice	Misure (cm)	Pezzi
270213	80 x 120	25

Telo per tavolo Ponte

Codice	Misure (cm)	Pezzi
270214	160 x 190	25

Teli chirurgici

Il TNT accoppiato a polietilene assorbe rapidamente i liquidi biologici senza pregiudicare l'effetto barriera. Il tessuto "no-memory", dall'ottima drappeggiabilità, trattiene le particelle e non le sprigiona nell'aria. Telo disponibile in varie misure adattabile a tutte le superfici e le attrezzature che si vogliono coprire.



Classificazione

Dispositivo Medico
classe I s



Materiale

TNT + polietilene 54 g/m²



Colore


Azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi
dalla data di fabbricazione

Codice	270201	270202	270203	270204	270205
Pezzi	125	100	50	25	25
A Larghezza (cm)	50	50	75	100	150
B Lunghezza (cm)	50	75	90	150	200



Teli standard Pure

Telo assorbente composto da 100% cellulosa accoppiato ad uno strato impermeabile in polietilene. Telo disponibile in varie misure adattabile a tutte le superfici e ideale per proteggere le superfici di lavoro.



Classificazione

Dispositivo Medico
classe I s



Materiale

Cellulosa + polietilene
47 g/m²



Colore


Azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi
dalla data di fabbricazione

Codice	270218	270219	270220	270221
Pezzi	150	125	75	25
A Larghezza (cm)	50	50	75	90
B Lunghezza (cm)	50	75	90	150



Teli chirurgici con lato adesivo

Pratico adesivo medico di 4 cm situato nel lato corto del telo, fissa il medesimo ad un punto di appoggio evitando movimenti o contaminazioni accidentali. I teli sono piegati in modo da poter essere maneggiati dal personale mantenendo la sterilità. Disponibili in varie misure, sono confezionati in un blister medicale sterile. La doppia etichetta adesiva con codice a barre garantisce la tracciabilità del prodotto ed uno stoccaggio più semplice.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Materiale

TNT + polietilene 54 g/m²



Colore

Azzurro




Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice	270206	270207	270208
Pezzi	75	50	25
A Larghezza (cm)	50*	75*	100*
B Lunghezza (cm)	75	90	150
C Altezza adesivo (cm)	4	4	4

*lato adesivo



Teli con foro centrale e adesivo

La sua forma adesiva circolare, posizionata al centro del telo chirurgico, crea una barriera sterile efficace per qualsiasi tipo di operazione chirurgica. I teli sono piegati in modo da poter essere maneggiati dal personale mantenendo la sterilità. Disponibili in varie misure, sono confezionati in un blister medicale sterile. La doppia etichetta adesiva con codice a barre garantisce la tracciabilità del prodotto ed uno stoccaggio più semplice.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Materiale

TNT + polietilene 54 g/m²




Colore

Azzurro




Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione



Codice	270215	270216	270217
Pezzi	100	75	50
A Larghezza (cm)	50	50	75
B Lunghezza (cm)	50	75	90
C Larghezza foro (cm)	6	6	6
D Lunghezza foro (cm)	9	9	9



Telo con foro decentrato e adesivo

Caratteristiche identiche al telo con foro centrale, ma la sua posizione decentrata permette di ottimizzare le dimensioni del telo. I teli sono piegati in modo da poter essere maneggiati dal personale mantenendo la sterilità. Disponibili in varie misure, sono confezionati in un blister medicale sterile. La doppia etichetta adesiva con codice a barre garantisce la tracciabilità del prodotto ed uno stoccaggio più semplice.



Classificazione

Dispositivo Medico
classe I s



Materiale

TNT + polietilene 54 g/m²




Colore

Azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi
dalla data di fabbricazione



Codice	270228
Pezzi	25
A Larghezza (cm)	100
B Lunghezza (cm)	150
C Larghezza foro (cm)	6
D Lunghezza foro (cm)	9

Telo con fessura a U senza adesivo

Pratico per il chirurgo e confortevole per il paziente: la forma a “U” facilita la sua collocazione sia sul labbro inferiore che sul mento, creando un’efficace barriera sterile. Confezionato singolarmente per una sterilità garantita cinque anni e con etichetta peel-off per una massima tracciabilità.



Classificazione

Dispositivo Medico
classe I s



Materiale

TNT + polietilene 54 g/m²




Colore

Azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi
dalla data di fabbricazione



Codice	270209
Pezzi	25
A Larghezza (cm)	100
B Lunghezza (cm)	150
C Larghezza foro (cm)	11
D Lunghezza foro (cm)	30

Teli con fessura a U e adesivo

La forma a “U” facilita la sua collocazione sia sul labbro inferiore che sul mento, creando un’efficace barriera sterile. Il pratico adesivo medico evita spostamenti del telo e conseguenti contaminazioni accidentali.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Materiale

TNT + polietilene 54 g/m²



Colore


Azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice	270210	270211	270212
Pezzi	50	50	25
A Larghezza (cm)	50	75	100
B Lunghezza (cm)	75	90	150
C Larghezza foro (cm)	11	11	6,5
D Lunghezza foro (cm)	9	9	30



Telo con fessura a U non adesiva e punto adesivo

La forma a “U” facilita la sua collocazione sia sul labbro inferiore che sul mento. Il punto adesivo permette di fissare il telo evitando spostamenti e creando un’efficace barriera sterile. La sua lunghezza di 115 cm, è ritenuta ideale dagli esperti di settore, per la copertura del paziente. Confezionato in un blister medicale sterile, il telo è piegato in modo da poter essere maneggiato dal personale mantenendo la sterilità. La doppia etichetta adesiva con codice a barre garantisce la tracciabilità del prodotto ed uno stoccaggio più semplice.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Materiale

TNT + polietilene 54 g/m²




Colore

Azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione



Codice	270230
Pezzi	40
A Larghezza (cm)	75
B Lunghezza (cm)	115
C Larghezza foro (cm)	15
D Lunghezza foro (cm)	25
E Dimensioni punto adesivo (cm)	6 x 6

Telo antipanico in Softesse®

Telo con apertura triangolare e fissatubo in velcro. Protegge gli occhi del paziente da schizzi o ferite accidentali ed ha una finestra protettiva in materiale trasparente, che consente di mantenere il contatto visivo. Realizzato in Softesse®, il materiale più evoluto disponibile sul mercato, unisce un comfort eccezionale ad una elevata idrorepellenza e un'alta traspirabilità. Studiato per operazioni chirurgiche lunghe e complesse, è confezionato in un blister medicale sterile, la doppia etichetta adesiva con codice a barre garantisce la tracciabilità del prodotto ed uno stoccaggio più semplice.



Codice	270226
Pezzi	5
A Larghezza (cm)	133
B Lunghezza (cm)	200
C Larghezza foro (cm)	11
D Altezza foro (cm)	10
E Larghezza finestra (cm)	13
F Altezza finestra (cm)	4,5



Classificazione

Dispositivo Medico
classe I s



Materiale

TNT Spunlace Softesse®
67 g/m², latex free




Colore

Azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi
dalla data di fabbricazione



Teli in Softesse®

Il TNT Softesse® rappresenta il materiale più evoluto disponibile sul mercato. Unisce un comfort eccezionale ad un'elevata traspirabilità e idrorepellenza. Studiato appositamente per operazioni chirurgiche lunghe e complesse. I teli, disponibili in diversi modelli, sono pensati per soddisfare qualsiasi esigenza chirurgica. Confezionati in un blister medico sterile, sono piegati in modo da poter essere maneggiati dal personale mantenendo la sterilità. La doppia etichetta adesiva con codice a barre garantisce la tracciabilità del prodotto ed uno stoccaggio più semplice.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Materiale

TNT Spunlace Softesse®
67 g/m², latex free



Colore

Azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi
dalla data di fabbricazione



Sicuri

Alta drappeggiabilità: una volta disposti, i tessuti rimangono in posizione, senza muoversi o scivolare.



Traspiranti

Previene l'aumento della temperatura corporea grazie all'alta traspirabilità del tessuto Softesse®.



Anti-riflesso

L'elevata opacità del tessuto riduce al minimo il rischio di distrazione causata dal riflesso.

Alcuni particolari dei teli



270223
Particolare del telo con fessura ad U senza adesivo
con passante per tubo di aspirazione



270224
Particolare del telo con fessura ad U adesiva
e passante per tubo di aspirazione



270225
Particolare del telo con foro decentrato e adesivo

Codice	Tipo	Misure (cm)	Pezzi
270222	Telo rettangolare	75 x 100	40
270223	Telo con fessura ad U senza adesivo con passante per tubo di aspirazione	133 x 200 fessura adesiva 6,5 x 50	10
270224	Telo con fessura ad U adesiva e passante per tubo di aspirazione	133 x 200 fessura 6,5 x 50	10
270225	Telo con foro decentrato e adesivo	100 x 150 foro 6 x 9	25



Alle[®] protezioni sterili e non sterili

Per la sicurezza completa dell'ambiente chirurgico

Ampia offerta di prodotti sterili destinati alla protezione delle superfici e delle piccole e medie attrezzature che si trovano in prossimità della zona del campo operatorio, volti a mantenere la sala chirurgica incontaminata.



Sicure

Permettono di proteggere in modo sterile tutte le attrezzature e le piccole superfici dell'ambiente operatorio.



Pratiche

Ciascun prodotto garantisce una facile applicazione per una più rapida e corretta preparazione del campo chirurgico.



Tracciabili

Realizzate con materiali di qualità e confezionate in buste con etichetta per la massima tracciabilità: cinque anni di sterilità garantita.

Sacco universale per sistemi radiografici

Sacco sterile trasparente universale permette di proteggere i sistemi radiografici, fotografici o i microscopi rendendo il campo chirurgico totalmente sterile.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Materiale

PLT



Dimensione

Ø 75 cm




Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice	Pezzi
270316	25

Adesivi medicali

Adesivi medicali per fissare guaine, tubi e teli rendendo il campo chirurgico sterile e sicuro.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Materiale

TNT



Dimensione

10 x 5 cm



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice	Pezzi
270315	50 blister da 2 pz.

Teli trasparenti con lato adesivo

Teli in polietilene trasparente a bassa densità LDPE con lato adesivo per coprire il physiodispenser e l'unità di controllo. Il lato adesivo consente un'applicazione facile e veloce non lasciando alcun residuo sulle superfici. Il materiale trasparente garantisce la massima visibilità e utilizzo del pannello di controllo.



Classificazione

Dispositivo Medico
classe I s



Materiale

Polietilene adesivo



Dimensione

40* x 50 cm
*lato adesivo



Colore

Trasparente



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi
dalla data di fabbricazione

Codice	Pezzi
270227	20

Barrier film

Euronda | Monoart®

Pellicola monouso per la protezione di aree e superfici, particolarmente difficili da raggiungere, riduce il rischio di contaminazione crociata causata da aerosol e spruzzi. L'adesivo leggero del barrier film si adatta perfettamente alle superfici senza lasciare residui. Dotato di un bordo non adesivo da entrambi i lati che consente una facile e veloce collocazione e rimozione. La confezione contiene un rotolo di 1200 strappi di dimensione 10 x 15 cm con dispenser.



Materiale

PVC



Dimensione

10 x 15 cm



Colore

Blu



Codice	Pezzi
269001	1

Pellicole adesive

Destinate alla protezione di superfici difficili da sterilizzare o pulire durante processi clinici, ma esposte a contaminazione (pannelli di controllo, maniglie, interruttori, ecc...). Il polietilene autoadesivo non lascia residui nelle superfici protette.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I s



Materiale

Polietilene adesivo



Dimensione

20 x 20 cm



Colore

Azzurro



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di fabbricazione

Codice	Pezzi
270301	50

Guaine per la chirurgia con adesivi

Guaine monouso in polietilene trasparente antiriflesso con estremità aperte. Comprensive di due strisce adesive in TNT per il fissaggio delle estremità.



Classificazione

Dispositivo Medico
classe I s



Materiale

LDPE, latex free




Colore

Azzurro, bianco



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi
dalla data di fabbricazione



Codice	Misure (cm)	Colore	Pezzi
270302	120 x 7	azzurro	50
270303	240 x 7	azzurro	50
270304	120 x 7	bianco	50
270305	240 x 7	bianco	50

Guaine per la chirurgia con inseritore

Guaine monouso in polietilene trasparente antiriflesso con estremità aperte. Dotate di elastici e di un comodo inseritore in cartoncino per una facile applicazione sui manipoli e lungo i cordoni.



Classificazione

Dispositivo Medico
classe I s



Materiale

LDPE, latex free



Dimensione

120 x 7 cm



Colore

Trasparente



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi
dalla data di fabbricazione

Codice	Pezzi
270310	10

Turbine cover

Euronda | Monoart®

Guaina monouso in film di polietilene trasparente, previene il rischio di contaminazione crociata. Disponibile in due dimensioni con diametro da 4,5 e 5,5 cm, ideali rispettivamente per il cordone di turbine, tubi di aspirazione e manipoli e per il cordone di micromotori, siringhe aria/acqua e tubi di raccordo. La confezione contiene un rotolo di 250 strappi di dimensione 4,5 x 45 cm o 5,5 x 45 cm con dispenser.



Materiale

Polietilene



Dimensione

Disponibile in due dimensioni: 4,5 x 45 cm e 5,5 x 45 cm



Colore

Trasparente



Codice	Dimensioni	Pezzi
246004	4,5 x 45 cm	1
246005	5,5 x 45 cm	1

Tappeto decontaminante

Euronda | Monoart®

Tappeto decontaminante in politere a bassa densità con 30 fogli adesivi numerati, evita la diffusione dei batteri durante le operazioni chirurgiche. Grazie alla speciale formulazione della gelatina battericida presente nella superficie superiore, asporta i batteri presenti nelle suole delle scarpe, disattivandoli. Superficie liscia senza imperfezioni, per la massima efficacia nella rimozione dello sporco. Banda di fissaggio nella parte inferiore per una perfetta adesione al pavimento.



Classificazione

Dispositivo Medico classe I



Materiale

Politere adesivo



Dimensione

45 x 115 cm



Colore

Blu



Codice	Pezzi
270758	4 pezzi con 30 fogli numerati

Copririunito

Euronda | Monoart®

Copririunito monouso composto da copritestiera, coprischienale e coprisedile, realizzato in morbido TNT di polipropilene anallergico e traspirante. Misura universale, adattabile su tutti i modelli di riunito grazie ai lacci e alla bordatura elastica. Prodotto non sterile.



Materiale
TNT 30 g/m²



Colore
Azzurro, verde



Codice	Colore	Pezzi
264000	azzurro	25
264001	verde	25

Copritestiera

Copritestiera modello a busta polietinata, realizzata in cellulosa all'esterno e polietilene nello strato interno. Completa di pratico dispenser.



Materiale
Polietilene 28 g/m²



Colore
Azzurro, bianco



Dimensione
28 x 30 cm



Codice	Colore	Pezzi
213006	Azzurro	250
213007	Bianco	250



puronda



SOLUZIONE PER INFUSIONE STERILE

Composizione: Soluzione di cloruro di sodio 0,9% in acqua per iniezione, 1000 ml.
Osmolarità teorica: 308 mOsm/L

Indicazioni terapeutiche: Reintegrare il volume circolatorio e l'equilibrio idroelettrolitico.

Posologia: modo e via di somministrazione da stabilire in base alle esigenze del paziente.

Conservazione: Conservare a temperatura ambiente, in contenitore sigillato. Non congelare né refrigerare.

Scadenza: Vedere la data di scadenza sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al confezionamento integro, conservato in condizioni di conservazione.

Avvertenze: Prima dell'uso leggere attentamente il foglio illustrativo. Accertarsi che il contenitore sia integro e privo di danni. Dopo l'apertura del contenitore, la soluzione deve essere utilizzata immediatamente.

NON DISPENDE DA AUTORIZZAZIONE MEDICINALE NON SOGGETTO A TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.A. - Laboratorios Farmaceuticos S.A. - via Marconi, 2 - 20139 Milano - Italia

PVC Contenitore in polivinilidene. Prodotto da SAME

Alle® Linee di irrigazione sterili

Il raffreddamento ottimale delle frese chirurgiche

Una corretta irrigazione durante la creazione del sito implantare è un elemento essenziale per la necessaria osteointegrazione dell'impianto e quindi per la buona riuscita dell'intervento. Le linee di irrigazione, meccaniche e manuali, sono compatibili con i principali physiodispenser e sistemi meccanizzati disponibili sul mercato.

Tutte le linee di irrigazione sono prodotti monouso soggetti alla Direttiva 93/42/CE e 2007/47/CE, classe II a.



Compatibili

Compatibilità totale garantita con i principali modelli di physiodispenser e motori implantari in commercio.



Alta qualità

Assicurata da materiali plastici e componenti ad alto standard, privi di ftalati e da processi di produzione scrupolosi.



Sterili

Confezionati singolarmente in blister sterili con etichetta per la massima tracciabilità: cinque anni di sterilità garantita.

Linee di irrigazione meccanica

Un corretto e misurato getto di liquido di raffreddamento, in grado di portare “a temperatura” ottimale la fresa, si ottiene solamente mediante un sistema di irrigazione realizzato ad hoc per i differenti tipi di physiodispenser presenti sul mercato. Il puntalino finale delle linee di irrigazione Alle® realizzato in morbido silicone e disponibile in diverse dimensioni in base al modello, si adatta perfettamente agli aghi di raffreddamento dei manipoli.



Classificazione

Dispositivo Medico
classe II a



Materiale

Silicone, PVC, ABS
Privi di lattice e ftalati



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi
dalla data di sterilizzazione



Legenda

1 - Monoirrigazione Interna
1/2 - Irrigazione interna ed esterna
senza raccordo ad Y
1/2Y - Irrigazione interna ed esterna
con raccordo ad Y
T - Rubinetto per il collegamento della
seconda linea di irrigazione
al secondo contrangolo o per il
collegamento dell'irrigatore

*Tutti i marchi menzionati sono registrati
e di proprietà dei produttori.

Dettagli linee di irrigazione Alle®

Codice	Tipo	Modelli	Pezzi
270601	1/2Y	ACTEON - SATELEC: Suni 2000-3000, Suni Max / BLUE ROCKET: BR 3000, BR 4000 / BREDED: Sky Unit / HKM: Surgi Set Basic, Surgi Set Pro 500, Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic / SWEDEN & MARTINA: XO Osseo, Osseo System / GOOF	10 pz
270602	1/2Y	ASTRATECH: Elcomed 100 / W&H: Astratech 100, Elcomed 100, Elcomed 200	10 pz
270603	1/2Y	ATR: PhysioPlus, 3000 Krugg, 3000 New, 3000 Plus / B&B DENTAL: Physiodispenser 3000 / KRUGG: Implant Surgery System / NOBEL BIOCARE: Steri Oss	10 pz
270604	1	NOUVAG: MD 10, MD 10S, MD 20, SEM 2, SU 100, CBM, MD 7000, MD 8000, TCM 3000 / NOVAXA: Assistant 2	10 pz
270606	1/2Y	DE GIORGI: Intramatic 2, Intramatic Plus, Steril Intraplant / FRIATEC AG: Implantology surgical / TISSIDENTAL: Oral Max System	10 pz
270607	1/2Y	KAVO: INTRAsept 905 / MECTRON: Piezosurgery II, Piezosurgery 3	10 pz
270609	1/2Y	ASEPTICO: AEU 260S, AEU-17Bv2, AEU-6000-70V, AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, AEU-707Av2 / BONART: Piezo Surgical System / INTRA-LOCK: Delfin / KYOCERA: Implantor Neo / SAEYANG: Ki-20 / NSK: Surgic Pro, Surgic XT, Surgic XT Plus, Variosurg, Osseocision	10 pz
270610	1/2Y T	3I: Implantmed / ASTRATECH: Implant Med SI 923 I / DENTIUM: iCTmotor / NOBEL BIOCARE: Osseoset 100, Osseoset 200 SI-915, Osseoset SI-923, OsseoCare / W&H: Elcomed SA-310, Implantmed, Implantmed SI923, Implantmed New Design, DU 900, Piezomed, Surgical Motor System, Frios Unit S, Frios Unit S/i, Drilltech	10 pz
270613	1	ANTHOGRYR: Implanteo, Implanteo Led	10 pz
270616	1/2Y T	DENTSPLY: Frios Unit E / W&H: Elcomed SA-200C	10 pz
270617	1/2Y	KAVO: INTRAsurg 300/500, INTRAsurg 300 Plus, INTRAsurg 1000, INTRAsurg 1000 Air	10 pz
270618	1/2Y	BIEN AIR: Chiropro 980, Osseo Doc / BIOSAFIN: Easy Surgery, MyTUTOR / CEFLA: Riunito Cefla / EMS: Piezon Master Surgery / ESACROM: Surgysonic I, Surgysonic II, Surgysonic Moto / IDI EVOLUTION: TMM2 / PLANMECA: Riunito Planmeca / SILFRADENT: Acrobone, Easybone 4, Surgybone / SYMPLA: Prosurgy / SWEDEN&MARTINA: Spin, Heracle / UBS: Ultrasonic Bone Surgery	10 pz
270621	1	KAVO: MASTERsurg, EXPERTsurg	10 pz
270624	1	MECTRON: Piezosurgery Touch, Piezosurgery White	10 pz

Codice	Modelli	Pezzi
270626	Prolunga per irrigazione con luer lock senza perforatore	10 pz

Dettagli linee di irrigazione Pure

Codice	Tipo	Modelli	Pezzi
270623	1	3I: Implantmed / ASTRATECH: Implant Med SI 923 I / DENTIUM: iCTmotor / NOBEL BIOCARE: Osseoset 100, Osseoset 200 SI-915, Osseoset SI-923, OsseoCare / W&H: Elcomed SA-310, Implantmed, Implantmed SI923, Implantmed New Design, DU 900, Piezomed, Surgical Motor System, Frios Unit S, Frios Unit S/i, Drilltech	10 pz
270625	1	ASEPTICO: AEU 260S, AEU-17Bv2, AEU-6000-70V, AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, AEU-707Av2 / BONART: Piezo Surgical System / INTRA-LOCK: Delfin / KYOCERA: Implantor Neo / SAEYANG: Ki-20 / NSK: Surgic Pro, Surgic XT, Surgic XT Plus, Variosurg, Osseocision	10 pz

Linea di irrigazione manuale

Sistema di irrigazione manuale con regolatore di flusso a pulsante che permette all'assistente di tenere pulito e di raffreddare il sito implantare. Il sistema è idoneo anche per l'irrigazione durante l'avvitamento finale dell'impianto mediante chiave dinamometrica.



Classificazione

Dispositivo Medico classe II a



Materiale

PVC trasparente
Privi di lattice e ftalati



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi
dalla data di sterilizzazione



Codice	Pezzi
270630	5

Dieci ottimi motivi per scegliere le linee di irrigazione Alle[®]

- 1 Versatili**
Ideali per la monoirrigazione interna con possibilità di doppia irrigazione interna ed esterna.
- 2 Compatibili**
Con i modelli di physiodispenser e i sistemi meccanizzati più diffusi.
- 3 Confezionamento**
Confezionate singolarmente in blister sterile.
- 4 Tracciabili**
Dotate di doppia etichetta adesiva per la massima tracciabilità.
- 5 Garantite**
Con i prodotti Alle[®] hai tutta l'affidabilità, la funzionalità e la qualità del marchio Euronda.
- 6 Sterilità**
Sterilizzate con ossido di etilene secondo un processo scrupoloso nel rispetto delle norme vigenti sui residui.
- 7 Prive di lattice e ftalati**
Nel rispetto totale della salute del paziente e dell'ambiente.
- 8 Scadenza 59 mesi**
La sterilità delle linee di irrigazione Alle[®] è valida per 59 mesi dalla data di sterilizzazione.
- 9 Qualità**
La linea Alle[®] offre gli standard qualitativi più alti sul mercato, senza compromessi.
- 10 Complete**
Dotate di perforatore con cappuccio "Apri e chiudi", filtro d'aria e puntalino finale in silicone per facilitare l'inserimento.




Alle® Sistemi per l'aspirazione

Assicurano un'aspirazione
precisa

Una selezione di prodotti per l'aspirazione indicata per tutte quelle operazioni chirurgiche dove si necessita di un'aspirazione precisa senza compromettere la visibilità del campo operatorio.

Aspiratori chirurgici

Pratici, leggeri, maneggevoli e comodi durante le lunghe sessioni di chirurgia. I connettori antipiega impediscono la torsione accidentale degli stessi. Permettono di connettersi sia al riunito che ad un sistema centralizzato. Cannula Yankauer disponibile con aperture di 2,5 mm.



Classificazione

Dispositivo Medico classe II a



Materiale

PVC trasparente



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di sterilizzazione

Senza cannula


Codice	Misure (cm)	Pezzi
270650	lunghezza 22	10

Con cannula Yankauer

Codice	Misure (cm)	Pezzi
270651	lunghezza 25	10

Cannule chirurgiche

Cannule per aspirazione chirurgica sterile, disponibili con apertura di 2,5 mm con puntale e di 4,8 mm rimuovendo il puntale azzurro. Adattatori in PVC inclusi (11 mm, 16 mm).



Classificazione

Dispositivo Medico classe II a



Materiale

PVC



Dimensioni

20,5 cm
18 cm - senza puntale



Sterilità

Sterilità garantita 59 mesi dalla data di sterilizzazione

Codice	Pezzi
270644	20

Cannule EM40 Evo per aspirazione

Euronda | Monoart®

Cannule sagomate universali per aspiratore chirurgico. Autoclavabili a 134°C. Disponibile l'adattatore per cannula EM40: pratico, sicuro ed autoclavabile a 134°C. Consente di passare da un attacco di diametro 16 mm ad un'uscita di diametro 11 mm.



Classificazione

Dispositivo Medico
Classe II a



Dimensioni

Attacco diametro: 11 mm
Lunghezza: 200 mm



CE Type Ref

MONOART® CANNULA
EM40, EM40
ASPIRATOR TIPS, EM40
ABSAUGKANÜLEN

Codice	Tipologia	Pezzi
22910110	Cannula EM40	10
230002	Adattatore 16 mm	10

Cannule EM19 e EM21 Evo per aspirazione

Euronda | Monoart®

Cannule universali per aspiratore chirurgico, disponibili in due misure. L'impugnatura ergonomica antiscivolo facilita il lavoro dell'operatore mentre la forma arrotondata garantisce un elevato comfort al paziente. Autoclavabili a 134°C fino a 100 volte.



Classificazione

Dispositivo Medico
classe II a



Dimensioni

Attacco diametro: 16 mm
Lunghezza EM19: 114 mm
Lunghezza EM21: 129 mm



CE Type Ref

MONOART® EM19
MONOART® EM21

Codice	Modello	Pezzi
22930001	EM19 Evo	10
22931001	EM21 Evo	10



Altri prodotti

Utili complementi a sostegno dell'attività quotidiana

Una selezione di prodotti complementari per le pratiche odontoiatriche giornaliere che garantiscono una totale sicurezza e protezione del paziente e degli spazi di lavoro.

Ghiaccio istantaneo

Euronda | Monoart®

Grazie alla sua formula, il ghiaccio istantaneo Euronda Monoart® assicura ottime performance in termini di freddo prodotto, durata, e sicurezza. Il mix di sali azotati garantisce una migliore qualità ed una maggior durata del freddo, mentre le dimensioni ridotte della busta forniscono una maggior concentrazione del freddo nella zona da trattare.



Classificazione

Dispositivo Medico classe II a



Dimensione

15 x 17,5 cm



Durata di conservazione

5 anni



CE Type Ref


MONOART®
GHIACCIO ISTANTANEO
INSTANT ICE
KÄLTEKOMPRESSE

Codice	Pezzi
23230020	24

Rotoli per sterilizzazione

Euronda | Eurosteril®

I rotoli per sterilizzazione Eurosteril® sono realizzati con materiali certificati: carta medicale ad elevata grammatura (60g/m²) e un doppio strato di film azzurro in poliestere/polipropilene per una tenuta costante in fase di sterilizzazione, estrema facilità di apertura e massima protezione microbica. Gli indicatori colorati chimici segnalano a colpo d'occhio l'avvenuto passaggio in autoclave, per dare massima sicurezza ai pazienti. Disponibili in due misure anche nella versione a soffietto.



Classificazione

Dispositivo Medico di classe I prodotti in piena conformità alla direttiva 93/42/EEC (e successiva modifica 2007/47/CE) e alle norme EN 868-5 e EN ISO 11607-1



CE Type Ref

EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN



Sterilità

Sei mesi di sterilità dalla data di produzione in condizioni di stoccaggio idonee e previa validazione del processo di sterilizzazione e di sigillatura

Codice	Misure	Pezzi
20410591	5 cm x 200 m	8
20410352	7,5 cm x 200 m	5
20410353	10 cm x 200 m	4
20410354	15 cm x 200 m	2
20410356	20 cm x 200 m	2
20410357	25 cm x 200 m	1
20410358	30 cm x 200 m	1
20410590	40 cm x 200 m	1
20410355	soffietto 20 x 5 cm - lunghezza 100 m	2
20450036	soffietto 25 x 5 cm - lunghezza 100 m	1
20410359	soffietto 25 x 6,5 cm - lunghezza 100 m	1

Buste per sterilizzazione

Euronda | Eurosteril®

Buste termosaldabili in carta medica bianca ad elevata grammatura (60g/m²) e doppio strato di film azzurro in poliestere/polipropilene. Tre saldature laterali a canali impermeabili e uniformi per la massima protezione microbica. Dotate di indicatori chimici di viraggio per sterilizzazioni a vapore o ad EO gas (ossido di etilene). Idonea pelabilità senza il rilascio di fibre della carta o lacerazione del film al momento dell'apertura della confezione.



Classificazione

Dispositivo Medico di classe I prodotti in piena conformità alla direttiva 93/42/EEC (e successiva modifica 2007/47/CE) e alle norme EN 868-5 e EN ISO 11607-1



CE Type Ref

EUROSTERIL® BUSTE PER STERILIZZAZIONE, STERILIZATION POUCHES, STERILISATIONS BEUTEL



Sterilità

Sei mesi di sterilità dalla data di produzione in condizioni di stoccaggio idonee e previa validazione del processo di sterilizzazione e di sigillatura

Codice	Misure	Pezzi
20310655	5 x 25 cm	500
20310622	7,5 x 25 cm	500
20310623	10 x 25 cm	500

Buste per sterilizzazione autosigillanti

Euronda | Eurosteril®

Stessi materiali e stesse caratteristiche tecniche delle buste per sterilizzazione termosaldabili con l'aggiunta di una pratica banda adesiva in gomma sintetica e piega di chiusura.



Classificazione

Dispositivo Medico di classe I prodotti in piena conformità alla direttiva 93/42/EEC (e successiva modifica 2007/47/CE) e alle norme EN 868-5 e EN ISO 11607-1



CE Type Ref

EUROSTERIL® BUSTE PER STERILIZZAZIONE AUTOSIGILLANTI, SELF ADHESIVE STERILIZATION POUCHES, STERILISATIONSBEUTEL SELBSTKLEBEND



Sterilità

Sei mesi di sterilità dalla data di produzione in condizioni di stoccaggio idonee e previa validazione del processo di sterilizzazione e di sigillatura




Codice	Misure	Pezzi
20210709	9 x 25 cm	200
20210714	14 x 26 cm	200
20210719	19 x 33 cm	200

Helix test

Euronda | Pro System®

Test di controllo per autoclavi di Classe B che permette di valutare la capacità di penetrazione del vapore nei carichi cavi. Composto da una cannula e 250 viratori di controllo.



Codice	Pezzi
242005	1

Bowie & Dick test

Euronda | Pro System®

Test di controllo per autoclavi che permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei carichi porosi.



Codice	Pezzi
243001	10

Prion test

Euronda | Pro System®

Test per autoclavi di Classe B conforme alla norma ISO 11140 1:2005 classe 6. Tarato sui parametri di temperatura tempo e pressione ritenuti efficaci nella sterilizzazione dei cicli 134° Prion (134° per 18 minuti). Composto da 200 viratori di controllo.



Codice	Pezzi
242004	1

Euronada Spa® 2021

Questo catalogo non può essere copiato, riprodotto o scansionato con qualsiasi mezzo. Tutti i diritti riservati.

Immagini, descrizioni, citazioni, dimensioni e caratteristiche tecniche sono da ritenersi puramente indicative.

Pur mantenendo le caratteristiche di base del prodotto, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento con il solo scopo di miglioramento.

Euronda Spa

Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t +39 0444 656111
f +39 0444 656199
m info@euronda.com
www.euronda.it

Deutschland

Euronda Deutschland
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t +49 2505 9389 0
f +49 2505 9389 29
m info@euronda.de
www.euronda.de

France

Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t + 33 (0) 3 44 06 69 70
f + 33 (0) 3 44 02 03 89
m info@euronda.fr
www.euronda.fr

España

Identyd, Calle Músico
Antonio Rodríguez de Hita, 12
Bajo 30007 Murcia
t 900102034
m info@euronda.es
www.euronda.es

Russia

OOO Euronda Russia
193149 Leningradsakaya obl.,
Vsevolozhsky r-on,
d. Novosaratovka, ul.
Pokrovskaya, dom 41, litera B. Russia
t + 7 (812) 635 88 94
m info@eurondarussia.com
www.eurondarussia.com

Euronda[®]