

# Asepsi totale per la chirurgia odontoiatrica



**Alle**

# Indice

## Set sterili

5

Set Paziente	6
Set Dottore	7
Set Assistente	8
Set Implantologia	9
Set Base	10
Set Protezione	11
Set Teli	12

## Protezione della persona

15

### Camici e cuffie

17

Camice in microfibra SMS modello Expo	18
Camice Softesse® modello Expo	18
Camice idrorepellente	19
Pigiama chirurgico in microfibra	19
Cuffia Softesse®	20
Cuffia rotonda con elastico	20
Cuffia con laccio posteriore	20
Bandana Monoart®	21

### Altri prodotti per la vestizione

23

Guanti in lattice Monoart®	23
Mascherina Monoart® Protection 3	24
Mascherina Monoart® Protection 4	24
Monoart® occhiale Cube	25
Monoart® occhiale Stretch	25
Copriscarpe impermeabile	25

## Protezione e preparazione del campo chirurgico

27

### Teli e panni sterili

29

Telo da tavolo	30
Telo standard	30
Telo rettangolare	31
Telo rettangolare con lato adesivo	31
Telo con foro centrale e adesivo	32
Telo con foro decentrato e adesivo	32
Telo con fessura a U senza adesivo	33
Telo con fessura a U e adesivo	33
Teli in Softesse®	34
Copririunito	35

### Protezioni sterili

37

Guaine per la chirurgia con elastici	38
Guaine per la chirurgia con adesivi	38
Pellicole adesive	39
Teli trasparenti con lato adesivo	39

## Irrigazione e aspirazione

41

### Linee di irrigazione e aspirazione sterili

43

Linea di irrigazione meccanica	44
Linea di irrigazione manuale	45
Aspiratori chirurgici	46
Cannula chirurgica	46

# Alle, asepsi totale per la chirurgia odontoiatrica

Alle è la nuova linea di prodotti monouso pensata appositamente per la creazione di un campo chirurgico odontoiatrico sterile ed incontaminato, necessario a prevenire il rischio di infezioni.

Alle offre una linea completa di prodotti volta ad introdurre negli studi dentistici i criteri di protezione previsti nelle sale operatorie.

Alle è un marchio di Euronda S.p.a. azienda leader nella produzione di dispositivi medici per il controllo dell'infezione in ambito odontoiatrico. Con Alle, Euronda integra un tassello importante alla propria offerta, in perfetto accordo con la mission: la protezione totale di dentisti, assistenti e pazienti.

# Trasforma la tua clinica dentale in una sala operatoria, con Alle

## Camici e cuffie

pag 17

## Occhiali

pag 25

## Teli e panni sterili

pag 29





## Mascherine

pag 24

## Set sterili

pag 5

## Irrigazione e aspirazione

pag 43





Una linea completa di set sterili monouso dedicati alla protezione del dottore, dell'assistente e del paziente, nonché alla preparazione del campo chirurgico, studiati per rispondere al meglio alle esigenze di ogni intervento chirurgico in ambito odontoiatrico. I set, la cui composizione varia a seconda del tipo di intervento, sono composti da diversi prodotti sterili che rispondono alle esigenze dei vari protocolli, in particolare due set pensati per l'implantologia e altri due per la preparazione del campo operatorio.

5

## Plus

- Studiati per rispondere alle esigenze di ogni intervento chirurgico
- Comprensivi di: camici, cuffie, mascherine e copriscarpe
- Forniti in packaging compatti per ottimizzare lo spazio nel tuo magazzino
- Sterilità garantita per 5 anni





## Set Paziente

L'abito sterile per il tuo paziente. Set disegnato per la vestizione del paziente in tutti i tipi di interventi di implantologia, parodontologia, chirurgia odontoiatrica e maxillofacciale.

Codice Set	Contenuto	Misure cm	Materiale	Colore	N pezzi
270101	Camice idrorepellente con polsini elastici	L= 115	TNT	bianco	1
	Cuffia rotonda con elastico		TNT	azzurro	1
	Copriscarpe		PVC	azzurro	2





## Set Dottore

Il kit sterile per gli interventi di routine. Set pensato appositamente per il dottore, per interventi di breve durata.

Codice Set	Contenuto	Misure cm	Materiale	Colore	N pezzi
270102	Camice idrorepellente con polsini in cotone	L= 115	TNT	azzurro	1
	Cuffia con laccio posteriore		TNT	azzurro	1
	Mascherina Monoart® PTC 3		TNT	azzurro	1
	Copriscarpe impermeabile		PVC	azzurro	2



## Set Assistente

Per assistere l'odontoiatra in tutta sicurezza.  
Set disegnato appositamente per l'assistente,  
per interventi di breve durata.

Codice Set	Contenuto	Misure cm	Materiale	Colore	N pezzi
270103	Camice idrorepellente con polsini in cotone	L= 115	TNT	azzurro	1
	Cuffia rotonda con elastico - mod. Charlotte		TNT	azzurro	1
	Mascherina Monoart® PTC 3		TNT	azzurro	1
	Copriscarpe impermeabile		PVC	azzurro	2



## Set Implantologia

Proteggi al meglio ogni intervento di implantologia. Set disegnato appositamente per l'implantologia, realizzato e condiviso con medici esperti di chirurgia odontoiatrica.

Codice Set	Contenuto	Materiale	Misure cm	Colore	N pezzi
270105	Camice idrorepellente con polsini in cotone	TNT	L= 115	azzurro	3
	Cuffia chirurgica con laccio posteriore	TNT		azzurro	1
	Cuffia rotonda con elastico	TNT		azzurro	2
	Mascherina Monoart® PTC 3	TNT		azzurro	3
	Telo rettangolare	TNT + polietilene	75x90	azzurro	1
	Telo rettangolare	TNT + polietilene	50x50	azzurro	2
	Telo con foro centrale e senza adesivo	TNT + polietilene	50x75-Ø6	azzurro	1
	Asciugamani - Dry paper	TNT	30x40	bianco	2




## Set Base

L'essenziale per iniziare ogni intervento. Set disegnato appositamente per l'Implantologia, frutto dello studio condiviso con medici esperti di chirurgia odontoiatrica. Variante del Set Implantologia.

Codice Set	Contenuto	Materiale	Misure cm	Colore	N pezzi
270106	Camice idrorepellente con polsini in cotone	TNT	L=115	azzurro	1
	Camice idrorepellente con polsini elastici	TNT	L=120	azzurro	2
	Cuffia chirurgica con laccio posteriore	TNT		azzurro	1
	Cuffia rotonda con elastico	TNT		azzurro	2
	Mascherina 3 strati antiallergica con laccio	TNT		azzurro	1
	Mascherina Monoart® PTC 3	TNT		azzurro	2
	Telo con fessura a U e adesivo medico	TNT + polietilene	75x90 fessura 11x9	azzurro	1
	Telo rettangolare	TNT + polietilene	50x75	azzurro	2
	Guaina con elastici	PVC	120x7	trasparente	1






## Set Protezione

Proteggi il paziente e l'ambiente di lavoro. Set composto da teli e protezioni sterili per la copertura e preparazione di superfici e pazienti durante l'intervento chirurgico.

Codice Set	Contenuto	Materiale	Misure cm	Colore	N pezzi
270107	Telo con fessura a U senza adesivo medico	TNT + polietilene	100x150 fessura 11x30	azzurro	1
	Telo rettangolare	TNT + polietilene	75x90	azzurro	1
	Telo rettangolare	TNT + polietilene	50x75	azzurro	2
	Guaina con adesivo	PVC	120x7	trasparente	2



Set Teli

I teli sterili pronti per ogni esigenza. Set di teli per la preparazione del sito chirurgico, pensato per il rivestimento di superfici e paziente.

Codice Set	Contenuto	Materiale	Misure cm	Colore	N pezzi
270108	Telo rettangolare	TNT + polietilene	50x75	azzurro	2
	Telo con fessura a U e adesivo medico	TNT + polietilene	50x75 fessura 11x9	azzurro	1







# Protezione della persona



L'adozione di sistemi barriera (camici e teleria monouso sterile) durante gli interventi chirurgici, ha l'obiettivo di interrompere il passaggio di microorganismi tra la zona sterile e la zona non sterile. Indossati con la tecnica adeguata, consentono di preservare la sterilità del campo operatorio. Confortevoli, impermeabili morbidi e traspiranti, garantiscono il massimo comfort durante gli interventi. Alcuni sistemi barriera monouso sono disponibili anche non sterili, (cuffie e bandane) per rispondere alle esigenze di comfort di ogni operatore e paziente.

17 |

## Plus

- Resistenti e impermeabili
- Altamente traspiranti
- Realizzati in microfibra, TNT idrorepellente e Softesse®
- Dotati di polsino in cotone, asciugamano e piega chirurgica
- Sterilità garantita per 5 anni



## Camice in microfibra SMS modello Expo

Realizzato in microfibra SMS: leggero, idrorepellente e altamente traspirante. Disponibile sia sterile che non sterile, a seconda delle esigenze.

**Materiale:** microfibra SMS 45 gr/m<sup>2</sup> **Colore:** azzurro

### Modello non sterile

Codice	Taglia	N Pezzi
270402	M	30
270403	L	30
270404	XL	30

### Modello sterile

Codice	Taglia	N Pezzi
270405	M	12
270406	L	12
270407	XL	12



## Camice Softesse® modello Expo

Il TNT Softesse® rappresenta il materiale più evoluto disponibile sul mercato. Unisce un comfort eccezionale ad un'elevata idrorepellenza. Studiato appositamente per operazioni chirurgiche lunghe e delicate. Prodotto sterile.

**Materiale:** TNT Softesse® 70 gr/m<sup>2</sup> di lunga durata  
**Colore:** azzurro

Codice	Taglia	N Pezzi
270408	M	12
270409	L	12
270410	XL	12





## Camice idrorepellente

Comodo, pratico e funzionale: un camice idrorepellente con polsino, indicato per operazioni quotidiane brevi e come complemento alla protezione del paziente. Disponibile sia sterile che non sterile, a seconda delle esigenze.

**Materiale:** TNT idrorepellente Spunbond 25 gr/m<sup>2</sup>

**Taglia:** unica, lunghezza 110 cm

### Modello non sterile

Codice	Colore	N Pezzi
270411	verde	50
270412	azzurro	50

### Modello sterile

Codice	Taglia	N Pezzi
270413	verde	50
270414	azzurro	50



## Pigiama chirurgico in microfibra

Completo chirurgico a manica corta composto da casacca e pantaloni. Realizzato in microfibra SMS: leggero, idrorepellente e altamente traspirante. Prodotto non sterile.

**Materiale:** microfibra SMS 35 gr/m<sup>2</sup> **Colore:** azzurro

Codice	Taglia	N Pezzi
270415	M	20
270416	L	20
270417	XL	20



## Cuffia Softesse®

Cuffia chirurgica con elastico posteriore. Pratica e veloce da indossare. Realizzata in TNT Softesse®, materiale che unisce un comfort eccezionale ad un'idrorepellenza elevata. Prodotto non sterile.

**Materiale:** TNT Softesse®

Codice	Colore	N Pezzi
270502	azzurro	50



## Cuffia rotonda con elastico

Cuffia rotonda con elastico realizzata in TNT. Prodotto non sterile.

**Materiale:** TNT assorbente

Codice	Colore	N Pezzi
270505	azzurro	100
270506	verde	100



## Cuffia con laccio posteriore

Cuffia con laccio posteriore regolabile realizzata in TNT. Prodotto non sterile.

**Materiale:** TNT assorbente

Codice	Colore	N Pezzi
270503	azzurro	100
270504	verde	100



**Sotto:**  
dettaglio della bandana Monoart®  
verde, abbinata a mascherina  
Monoart® e camice idrorepellente.



## **Bandana Monoart®**

Comoda bandana in cotone, piacevole e confortevole da indossare, dotata di lacci, adattabile a tutte le misure, autoclavabile a 121°C. Prodotto non sterile.

**Materiale:** cotone autoclavabile

Codice	Colore	N Pezzi
262001	azzurro	10
262003	verde	10







# Altri prodotti per la vestizione



## Guanti in lattice Monoart®

I guanti in lattice monouso per esame Monoart® proteggono la mano in modo igienico e confortevole. Sono resistenti, elastici e garantiscono un'ottima sensibilità tattile. Il rivestimento interno in polimeri li rende particolarmente facili da indossare e riduce il rischio d'irritazione della pelle. Inoltre, la superficie micro-ruvida assicura la presa in ogni condizione.

- Lattice privo di polveri
- Non sterile
- Ambidestro
- AQL 1,5
- Livello basso di residui proteici (< 50 mg/g)

**Materiale:** lattice **Colore:** blu

Codice	Taglia	N Pezzi
260105	XS	100
260106	S	100
260107	M	100
260108	L	100



## Mascherina Monoart® Protection 3

Mascherina ipoallergenica monouso composta da 3 strati, ideale per la protezione da aerosol e polveri: morbido TNT idrorepellente all'esterno; filtro antiparticolato e filtro antibatterico; confortevole TNT idrofilo all'interno, per un efficace assorbimento di sudore e umidità. Fermanaso incorporato. Prodotto non sterile.

**Materiale:** TNT

Codice	Colore	N Pezzi
217112	azzurro	50
217114	verde	50

## Mascherina Monoart® Protection 4

Mascherina ipoallergenica monouso composta da 4 strati, ideale per la protezione da aerosol e polveri: morbido TNT idrorepellente all'esterno; filtro antiparticolato e filtro antibatterico; filtro polimerico resistente ai fluidi (120 mmHg); TNT idrofilo all'interno, per assorbire sudore e umidità. Fermanaso incorporato. Prodotto non sterile.

**Materiale:** TNT

Codice	Colore	N Pezzi
217132	azzurro	50
217134	verde	50



## Monoart® occhiale Cube

Sovraocchiale trasparente per operatore, può essere indossato sopra qualsiasi occhiale correttivo e permette una visione a 180°. Design squadrato e moderno, con aste regolabili in profondità che garantiscono ottima vestibilità grazie alla tecnologia Soft Pad. Lenti in policarbonato antiappannamento e antigraffio, proteggono da impatti e raggi UV. Conformi ad EN166 ed EN170.

**Montatura:** bianca e blu

Codice	Peso gr	N Pezzi
261010	37	1



## Monoart® occhiale Stretch

Occhiale leggero e discreto, dal design sportivo ed avvolgente, con montatura studiata per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale sul viso. Aste regolabili in profondità, super flessibile e confortevole grazie alla tecnologia Soft Pad. Lenti antiappannamento e antigraffio, ad alta resistenza, proteggono dai raggi UV. Conformi ad EN166 ed EN170.

**Montatura:** bianca e blu

Codice	Peso gr	N Pezzi
261030	26	1

25



## Copriscarpe impermeabile

Protezione con elastico per le calzature. Permette di evitare le contaminazioni limitando l'interferenza dei microorganismi presenti nelle suole di pazienti e del personale sanitario. Prodotto non sterile.

**Materiale:** PVC **Colore:** azzurro

Codice	Taglia	N Pezzi
270420	unica	100

**Pagina precedente:**  
dettaglio dell'occhiale Stretch  
abbinato a mascherina Monoart®  
e cuffia con laccio posteriore.





# Protezione e preparazione del campo chirurgico





# Teli e panni sterili

I teli sterili monouso, utilizzati nel rispetto delle regole del "draping", favoriscono la creazione di un ambiente incontaminato proteggendo il sito chirurgico e gli operatori. Disponibili in diversi materiali, misure e modelli, sono realizzati con uno strato in TNT, morbido e assorbente, e uno strato con un film in polietilene che crea l'effetto barriera e riduce il rischio di infezioni post operatorie da migrazione di germi patogeni.

29

## Plus

- Forma a U per una perfetta adesione al collo del paziente
- La banda adesiva evita movimenti e contaminazioni accidentali
- Realizzato in TNT idrorepellente, morbido e altamente traspirante
- Lato in PVC impermeabile progettato per creare un effetto barriera
- Sterilità garantita per 5 anni

**A destra:**  
esempio di utilizzo del telo  
da tavolo per la protezione  
del tavolo ponte portastrumenti.



## Telo da tavolo

Pensato per la copertura del tavolo chirurgico e per la protezione delle apparecchiature. Il telo madre copre il tavolo ponte portastrumenti e può essere utilizzato come telo busta nei set personalizzati. Piegato in modo da poter essere maneggiato dal personale mantenendo la sterilità.

**Materiale:** Pvc + TNT **Colore:** blu

Codice	Tipo	Misure cm	N Pezzi
270213	Tav. Mayo	80x120	25
270214	Tav. Ponte	160x190	25

## Telo standard

Telo dall'alto potere di assorbimento composto da 100% cellulosa accoppiato ad uno strato impermeabile in polietilene. Ideale per proteggere le superfici di lavoro.

**Materiali:** cellulosa + polietilene **Colore:** azzurro

Codice	Misure cm	N Pezzi
270218	50x50	150
270219	50x75	125
270220	75x90	75
270221	90x150	25





## Telo rettangolare

TNT accoppiato a polietilene. Assorbe rapidamente i liquidi biologici senza pregiudicare l'effetto barriera.

**Materiale:** TNT + polietilene **Colore:** azzurro

Codice	Misure cm	N Pezzi
270201	50x50	125
270202	50x75	100
270203	75x90	50
270204	100x150	25
270205	150x200	25



## Telo rettangolare con lato adesivo

Pratico adesivo medico di 5 cm situato nel lato più corto del telo, fissa il medesimo ad un punto di appoggio evitando movimenti o contaminazioni accidentali.

**Materiale:** TNT + polietilene **Colore:** azzurro

Codice	Misure cm	N Pezzi
270206	50*x75	75
270207	75*x90	50
270208	100*x150	25

\*lato adesivo





## Telo con foro centrale e adesivo

La sua forma adesiva circolare, posizionata al centro del telo chirurgico, crea una barriera sterile efficace per qualsiasi tipo di operazione chirurgica.

**Materiale:** TNT + polietilene **Colore:** azzurro

Codice	Misure cm	N Pezzi
270215	50x50 / foro 6x9	100
270216	50x75 / foro 6x9	75
270217	75x90 / foro 6x9	50



## Telo con foro decentrato e adesivo

Caratteristiche identiche al telo con foro centrale, ma la sua posizione decentrata permette di ottimizzare le dimensioni del telo.

**Materiale:** TNT + polietilene **Colore:** azzurro


Codice	Misure cm	N Pezzi
270228	100x150 / foro 6x9	25





**Pagina precedente:**  
esempio di utilizzo del telo  
con foro decentrato.

**A destra:**  
esempio di utilizzo del telo  
con fessura a U.



## Telo con fessura a U senza adesivo

Pratico per il chirurgo e confortevole per il paziente:  
la forma a "U" facilita la sua collocazione sia sul labbro  
inferiore che sul collo, creando un'efficace barriera sterile.

**Materiale:** TNT + polietilene **Colore:** azzurro

Codice	Misure cm	N Pezzi
270209	100x150 / fessura 11x30	25

## Telo con fessura a U e adesivo

La forma a "U" facilita la sua collocazione sia sul labbro  
inferiore che sul collo, creando un'efficace barriera sterile.  
Il pratico adesivo medico evita spostamenti del telo  
e conseguenti contaminazioni accidentali.

**Materiale:** TNT + polietilene **Colore:** azzurro

Codice	Misure cm	N Pezzi
270210	50x75 / fessura 11x9	50
270211	75x90 / fessura 11x9	50
270212	100x150 / fessura 6,5x30	25



## Teli in Softesse®

Il TNT Softesse® rappresenta il materiale più evoluto disponibile sul mercato. Unisce un comfort eccezionale ad un'elevata idrorepellenza. Studiato appositamente per operazioni chirurgiche lunghe e impegnative. Sono disponibili diversi modelli studiati appositamente per soddisfare qualsiasi esigenza chirurgica.

**Materiale:** TNT Softesse® **Colore:** azzurro

Codice	Tipo	Misure cm	N pezzi
270222	Telo rettangolare	75x100	40
270223	Telo con fessura ad U senza adesivo e passante per tubo di aspirazione	133x200 / fessura 6,5x50	10
270224	Telo con fessura ad U adesiva e passante per tubo di aspirazione	133x200 / apertura *6,5x50	10
270225	Telo con foro decentrato e adesivo	100x150 / apertura *6x9	25
270226	Telo con apertura triangolare, finestra adesiva antipanico e fissatubo in velcro	133x200 / apertura *11x10	5

\*lato adesivo





## Copriunito

Copriunito monouso composto da copritestiera, coprischienale e coprisedile, realizzato in morbido TNT di polipropilene, anallergico e traspirante, per la protezione e la sicurezza del paziente. Misura universale, adattabile su tutti i modelli di riunito grazie alla bordatura elastica ed ai lacci che ne garantiscono la completa adattabilità. Prodotto non sterile.

**Materiale:** TNT 30 g/m<sup>2</sup>

Codice	Colore	N Pezzi
264101	verde	25
264100	azzurro	25







Molteplicità di prodotti sterili destinati alla protezione delle più diverse superfici e delle parti fondamentali del campo operatorio (es: tubi, manipoli, ecc...) volti a mantenere la sala chirurgica incontaminata.

## Plus

- Proteggi tutte le superfici esposte a contaminazione e difficili da sterilizzare e decontaminare (maniglie, interruttori...)
- Guaine tubolari monouso in polietilene per proteggere i tubi non sterilizzabili
- Sterilità garantita per 5 anni

**A destra:**  
protezione del manipolo  
mediante guaina in polietilene  
e striscia adesiva.

**Pagina successiva:**  
applicazione della pellicola  
adesiva su un pannello  
di controllo digitale.




### Guaine per la chirurgia con elastici

Guaine monouso in polietilene trasparente antiriflesso con estremità aperte. Dotate di elastici e di un comodo insertore in cartoncino per una facile applicazione.

**Materiale:** LPDE **Colore:** trasparente

Codice	Misure cm	N Pezzi
270310	120x7	10



### Guaine per la chirurgia con adesivi

Guaine monouso in polietilene trasparente antiriflesso con estremità aperte. Comprensive di due strisce adesive azzurre in TNT per il fissaggio delle estremità.

**Materiale:** LPDE **Colore:** trasparente

Codice	Misure cm	N Pezzi
270302	120x7	50
270303	240x7	50



## Pellicole adesive

Destinate alla protezione di superfici difficili da sterilizzare o pulire durante processi clinici, ma esposte a contaminazione (pannelli di controllo, maniglie, interruttori, ecc...). Lo speciale PVC a bassa aderenza non lascia residui adesivi nelle superfici protette.

**Materiale:** PVC autoadesivo **Colore:** azzurro

Codice	Misure cm	N Pezzi
270301	20x20	50 (10x5)



## Teli trasparenti con lato adesivo

Teli trasparenti in PVC medico con lato adesivo per coprire il physiodispenser e l'unità di controllo.

**Materiale:** PVC **Colore:** trasparente

Codice	Misure cm	N Pezzi
270227	40*x50	20

\*lato adesivo







# Irrigazione e aspirazione



# Linee di irrigazione e aspirazione sterili

Una corretta irrigazione durante la creazione del sito implantare è un elemento essenziale per la necessaria osteointegrazione dell'impianto e quindi per la buona riuscita dell'intervento. Le linee di irrigazione, meccaniche e manuali, sono compatibili con i principali physiodispenser e sistemi meccanizzati disponibili sul mercato. Tutte le linee di irrigazione sono prodotti monouso soggetti alla Direttiva 93/42/CE e 2007/47/CE, classe IIa.

43

## Plus

- Compatibilità totale con i principali physiodispenser e sistemi meccanizzati
- Componentistica di elevatissima qualità
- Sterilità garantita per 5 anni



## Linea di irrigazione meccanica

Un corretto e misurato getto di liquido refrigerante, in grado di portare "a temperatura" ottimale la fresa, si ottiene solamente mediante un sistema di irrigazione realizzato ad hoc per i differenti tipi di physiodispenser presenti sul mercato.

Le linee di irrigazione Alle si contraddistinguono per l'adattabilità del puntalino finale ai differenti diametri degli aghi di raffreddamento dei manipoli.

### Legenda

1 - Monoirrigazione Interna

1/2 - Irrigazione interna ed esterna senza raccordo ad Y

1/2Y - Irrigazione interna ed esterna con raccordo ad Y

T - Rubinetto per il collegamento della seconda linea

di irrigazione al secondo contrangolo o per il collegamento dell'Irrigator

Codice	Tipo	N pezzi	Modelli
270602	1/2Y	10	W&H Elcomed 100/200 / Astratech Elcomed 100
270606	1/2Y	10	De Giorgi Steril Implant, Intramatic 2 / Intramatic Plus Tissi Dental Oral Max System
270607	1/2Y	10	Kavo Intrasept 905 / Mectron Piezosurgery II, Piezosurgery 3
270608	1	10	De Giorgi Ultrasurgery
270609	1/2Y	10	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg / Aseptico Aeu 6000-70V, 7000E-70V, 7000L-70V, 17Bv2, 26OS, 707Av2 / Bonart Piezo Surgical System / Kyocera Implantor Neo
270610	1/2Y T	10	W&H Implantmed / Implant Med new design 2005 / Implantmed SI 923 Nobel Biocare80 / Astratech Implant Med Si 923 / Nobel Biocare OsseoSet™ 100, 200 SI-923 y SI-915, Osseocare / Implantmed SI 923, Elcomed SA-310, DU 900, Piezomed, Implantmed New Desing, Surgical Motor System for Zimmer, Frios Unit S for Dentsplay, S / i for Dentsplay, Drilltech for BTI / Osseoset 100 / Osseoset 200 / Osseocare / Ace / Strauman / Innova Corp. 3l / Centrepulse / Lifecore / Dentium iCTmotor
270616	1/2Y	10	W&H Elcomed SA-200C / Frios Unit E for Dentsplay / Innova Corp-Strauman
270617	1/2Y	10	KaVo Intrasurg 300/500, Intrasurg 300 PLUS, Intrasurg 1000, Intrasurg, 1000 Air
270618	1/2Y	10	Bien Air Chiropro 980 / BioSAFin Easy Surgery, MyTUTOR / EMS Piezon, Master Surgery® / Esacrom Surgysonic I Surgysonic II, Surgysonic, Moto / Idievolution TMM2 / Resista UBS-Ultrasonic Bone Surgery / Hersel

\*Tutti i marchi menzionati sono registrati e di proprietà dei produttori.




**Sotto:**  
esempio d'utilizzo del sistema  
di irrigazione manuale con  
regolatore di flusso a pulsante.



## Linea di irrigazione manuale

Sistema di irrigazione manuale con regolatore di flusso a pulsante che permette all'assistente di tenere pulito il campo operatorio e di raffreddare il sito implantare. Il sistema è idoneo anche per l'irrigazione durante l'avvitamento finale dell'impianto mediante chiave dinamometrica.

Codice	N Pezzi
270630	5






## Aspiratori chirurgici

Pratici, leggeri, maneggevoli e comodi durante le lunghe sessioni di chirurgia. I connettori anti piega impediscono la torsione accidentale degli stessi. Permettono di connettersi sia al riunito che ad un sistema centralizzato.

**Materiale:** PVC trasparente **Misure:** lunghezza 2,20 m

Codice	Tipo	N Pezzi
270650	senza cannula	10
270651	con cannula Yankauer	10



## Cannula chirurgica

Cannula per aspirazione chirurgica sterile. Con adattatori in PVC inclusi (11mm, 16mm).

Codice	N Pezzi
270644	20

# Missione asepsi, un ambiente di lavoro incontaminato

L'asepsi è l'assenza di contaminati batterici nonché, l'insieme delle tecniche volte ad eliminare la presenza di agenti contaminanti che possono creare infezioni durante gli interventi chirurgici.

Perseguendo l'obiettivo di evitare la contaminazione crociata e di favorire in ogni clinica la creazione di un ambiente incontaminato, Alle fornisce tutto il materiale necessario per:

47

- La protezione di operatori e pazienti con abbigliamento adeguato
- La protezione del campo operatorio con teleria monouso sterile
- La protezione sterile di irrigazione e aspirazione
- La preparazione e protezione dei tavoli chirurgici
- La protezione di apparecchiature e dispositivi per la chirurgia

**Alle è un marchio Euronda Spa**

via dell'Artigianato, 7  
36030 Montecchio Precalcino  
Vicenza, Italy

Tel. +39 0445 329811  
Fax +39 0445 865246  
[info@alle.dental](mailto:info@alle.dental)

**[www.alle.dental](http://www.alle.dental)**



# Euronda, oltre 40 anni di protezione nel settore dentale

Con sede in Italia, 4 filiali operative e prodotti venduti in oltre 100 paesi del mondo, Euronda è una delle aziende di riferimento per il controllo delle infezioni in ambiente odontoiatrico. La produzione comprende due linee specifiche di prodotti, cui si aggiunge il monouso sterile di Alle:

Monoart<sup>®</sup>, una gamma completa di prodotti monouso che rispondono alle esigenze di ogni studio dentistico.

Un sistema di controllo delle infezioni che accompagna gli operatori in ogni fase del processo di sterilizzazione con una linea completa di dispositivi per la pulizia, la sigillatura e la sterilizzazione.

Tutti i prodotti Euronda garantiscono i massimi standard di qualità e protezione per odontoiatri, operatori e pazienti.

**Alle è un marchio Euronda Spa**

via dell'Artigianato, 7  
36030 Montecchio Precalcino  
Vicenza, Italy

Tel. +39 0445 329811  
Fax +39 0445 865246  
info@alle.dental

[www.alle.dental](http://www.alle.dental)

