



COOOOSÌ ADESIVO
È **MUCOPREN**[®] SOFT

RIBASATURA



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

MUCOPREN® SOFT – MANTIENE LE PROMESSE

Ribasatura di protesi

Mucopren® Soft è un materiale per la ribasatura morbida permanente a base di silicone A per l'uso diretto o indiretto.



INDICAZIONI

- Per realizzare ribasature che rimangono sempre morbide
- Per compensare aree della mucosa a differente resilienza
- Per scaricare margini ossei a spigoli vivi
- Per scaricare zone interessate da interventi implantochirurgici
- Per ribasare protesi provvisorie
- Come condizionatore della mucosa in caso di stomatiti provocate da protesi
- Per realizzare e ribasare otturatori

Specifiche tecniche

Nome del prodotto	Rapporto di miscelazione	Tempo di lavorazione a 23 °C ≤	Tempo di permanenza in bocca a 35 °C ≥			Durezza Shore (ca.)	Variazione dimensionale lineare (max) %	Recupero elastico dopo deformazione (ca.) %	Deformazione sotto pressione (ca.) %
			Tempo di lavorazione a 35 °C ≤	Tempo di permanenza in bocca a 35 °C ≥	Tempo di presa totale ≥				
Mucopren® Soft ribasatura diretta	1:1	2:15 min	–	3:15 min	5:30 min*	A 28	-0,20	99,5	9,4
Mucopren® Soft ribasatura indiretta	1:1	2:15 min	–	–	> 30 min in pentola a pressione	A 28	-0,20	99,5	9,4

*Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione

IMPEDISCE LA PROLIFERAZIONE BATTERICA



- Grazie alla superficie in silicone liscia e idrofoba

SEMPLICITÀ DI LAVORAZIONE



- Grazie alla possibilità di lavorazione ottimale con la fresa

ELEVATO COMFORT PER IL PAZIENTE

- Grazie alle proprietà di elasticità a lungo termine

GARANTISCE L'ADESIONE DUREVOLE ALLA PROTESI

- Grazie all'eccellente fissaggio adesivo con **Mucopren®** Adesivo



MUCOPREN® SOFT – ASSORTIMENTO

Mucopren® Soft

Set base

Silicone per ribasatura da 50 ml, silicone sigillante da 50 ml, adesivo 10 ml, 1 fresa in acciaio, accessori completi

Silicone per ribasatura

2 cartucce da 50 ml, 12 puntali di miscelazione

Mucopren®

Silicone sigillante

Cartuccia da 50 ml, 10 puntali di miscelazione

Mucopren® Adesivo

Flacone da 10 ml



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg, Germany
Phone +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.com

062797-1519


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent