


COOOOSÌ PRECISO
È **PANASIL**®

IMPRONTA DI PRECISIONE



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

PRECISIONE SENZA COMPROMESSI

ECCEZIONALE IDROFILIA FIN DAL PRIMO ISTANTE

Materiale per impronta di precisione (silicone A)

La famiglia di prodotti **Panasil®** comprende materiali innovativi perfettamente coordinati tra loro per tutte le tecniche di impronta e le indicazioni.




TECNICA DI IMPRONTA

- Doppia impronta
- Impronta simultanea
- Impronta monofasica
- Impronta a sandwich
- Impronta di fissaggio
- Impronta pick-up
- Impronta funzionale
- Impronta per ribasatura

ECCELLENTE IDROFILIA



- **Panasil®** supera immediatamente qualsiasi problema di **umidità residua** al contatto diretto con la superficie del dente e assicura un risultato preciso.




- **Panasil®** garantisce l'eccellente riproduzione dei margini di preparazione anche in **situazioni estreme**, quali ad es. difficoltà di emostasi.



Misurazione dell'angolo di contatto

(parametro per l'idrofilia di un materiale)

Quanto più piatte sono le gocce, tanto più marcata è l'idrofilia del materiale



Panasil® initial contact mostra una diffusione estremamente rapida della goccia d'acqua e, nel confronto con la concorrenza, raggiunge l'angolo minimo di contatto dopo 3 secondi.

PER QUALSIASI TECNICA E QUALSIASI INDICAZIONE

DOPPIA IMPRONTA

Panasil® binetics Putty Fast

Premere anziché impastare –

Scoprite i vantaggi di un vero putty nella cartuccia grande.

- Economico
- Semplice e igienico
- Facile da tagliare



Panasil® initial contact

Idrofilia convincente –

Per risultati particolarmente precisi e ad elevata stabilità dimensionale.


IMPRONTA SIMULTANEA

Panasil® tray Soft Heavy

Stabilità senza se e senza ma –

Scoprite i vantaggi di un materiale Heavy convincente.

- Stabile
- Comodo e semplice
- Facile da rimuovere



- Straordinaria fluidità ed elevata tissotropia
→ scorrevolezza ottimale in spazi stretti e assenza di gocciolamento dal dente
- Tre viscosità per ogni situazione
→ a molto bassa viscosità (X-Light), a bassa viscosità (Light) e a media viscosità (Regular)

PANASIL® – ASSORTIMENTO

Panasil®			
	Panasil® Putty	Panasil® Putty Soft	Panasil® Putty Fast
PUTTY	Normal pack	Base paste da 450 ml, catalyst paste da 450 ml, 2 cucchiari dosatori	
	Economy pack	4 base paste da 450 ml, 4 catalyst paste da 450 ml, 2 cucchiari dosatori	
		Panasil® binetics Putty Soft	Panasil® binetics Putty Fast
	Intro pack	Cartuccia da 380 ml, 10 miscelatori dinamici	
	Refill pack	2 cartucce da 380 ml	
	Panasil® tray Soft Heavy	Panasil® tray Fast Heavy	
HEAVY	Intro pack	Cartuccia da 380 ml, 10 miscelatori dinamici	
	Refill pack	2 cartucce da 380 ml	
	Panasil® monophase Medium		
MEDIUM	Intro pack	Cartuccia da 380 ml, 10 miscelatori dinamici	
	Refill pack	2 cartucce da 380 ml	
	Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, verde	
	Panasil® initial contact X-Light	Panasil® initial contact Light	Panasil® initial contact Regular
LIGHT	Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, giallo	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, verde
	Bonus pack	10 cartucce da 50 ml, 40 puntali di miscelazione, giallo	-
		Panasil® contact plus X-Light	Panasil® contact two in one Light
	Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, giallo	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, verde

Kettenbach GmbH & Co. KG
 Im Heerfeld 7
 35713 Eschenburg · Germany
 Telefono +49 (0)2774 7050
 info@kettenbach.com
 www.kettenbach-dental.com



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

062793_1519

