




COO SÌ EFFICIENTE
È **SILGINAT**[®]

IMPRONTA ANATOMICA



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

SILGINAT® – SEMPLICE, RAPIDO, EFFICIENTE!

Impronta anatomica

Silginat® è un materiale per la sostituzione dell'alginato a base di silicone A, appositamente studiato per **applicazioni in alginato**.



INDICAZIONI

- **Impronte anatomiche**
- **Impronte per antagonista di precisione**
- **Impronte per la realizzazione di corone e ponti provvisori**
- **Impronte per la realizzazione di protesi rimovibili semplici**
- **Impronte per la realizzazione di mascherine**
- **Impronte per apparecchi ortodontici**
- **Impronte per modelli di studio**



Specifiche tecniche

Tempo di lavorazione a 23 °C ≤	Tempo di permanenza in bocca a 35°C ≥	Tempo di presa totale* ≥	Recupero dopo deformazione (ca.) %	Variazione dimensionale lineare (max.) %	Durezza Shore (ca.)
90 s	90 s	3:00 min	99,5	-0,20	A 45

* Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione

SILICONE A TIPICO



- Stabilità dimensionale e allo stoccaggio, precisione elevata

Silginat vs alginato
circa 24 ore dopo la presa dell'impronta



VANTAGGIO IN FASE DI MANIPOLAZIONE



- Applicazione pulita, semplice e sicura grazie alla cartuccia grande 5:1 con risultati riproducibili a piacimento



IMPRONTE CONVENIENTI

- Colabile più volte, è necessario realizzare una sola impronta anatomica per ogni paziente



PER UN'EFFICIENZA ANCORA MAGGIORE!

Risparmio di tempo e alleggerimento del lavoro in numerosi processi.



SILGINAT® – ASSORTIMENTO

Silginat®

Intro pack

Cartuccia da 380 ml,
10 miscelatori dinamici,
4 Multi Tray

Refill pack

2 cartucce da 380 ml



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg, Germany
Phone +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.com



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

062796_1519

