

NOVITÀ



COOOOSÌ **2 IN 1**
È **VISALYS[®] CEMCORE**

CEMENTAZIONE E RICOSTRUZIONE DI MONCONI




KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

VISALYS® CEMCORE – È 2 IN 1

Cementazione e ricostruzione di monconi



Compatibile con tutti i materiali

Restauro	Materiale				
	Metallo (nobile)	Ossido-ceramica (ceramica a base di ossido di zirconio e ossido di alluminio)	Ceramica a base di silicato (ceramica feldspatica, vetroceramica)	Ceramica ibrida	Composito
Faccette		✓	✓	✓	✓
Inlay/onlay/corone parziali	✓	✓	✓	✓	✓
Corone/ponti	✓	✓	✓	✓	✓
Ponti Maryland	✓	✓			
Perni radicolari	✓	✓			✓
Ricostruzione indiretta di monconi	✓				

VISALYS® CEMCORE – RAFFINATA COMBINAZIONE

Composito adesivo a polimerizzazione duale per la
cementazione e la ricostruzione di monconi


2IN1

Meno materiale,
minori costi, più tempo



ESCLUSIVA ACTIVE- CONNECT-TECHNOLOGY

- Per un'adesione ottimale
→ **Catalizzatore di trasferimento di fase**




ECCELLENTE STABILITÀ

- A fronte di ottime caratteristiche di fluidità
→ **Speciale agente reticolante**


VISALYS® CEMCORE – MANTIENE LE PROMESSE

Adesione resistente al di facile rimozione dopo solo autopolimerizzazione




Visalys® CemCore garantisce eccellenti risultati di adesione grazie all'esclusiva Active-ConnectTechnology.

Assorbimento d'acqua




Il minimo assorbimento d'acqua garantisce un'ottima stabilità dimensionale e riduce il rischio di fratture del restauro.

Stabilità



Visalys® CemCore: confronto diretto con la concorrenza.

VISALYS® CEMCORE – DEL TUTTO CONVINCENTE



**Facile rimozione
del materiale in eccesso**



Minor numero di componenti

- 1 siringa automiscelante, 1 Tooth Primer
1 Restorative Primer
- Nessuna necessità di premiscelazione




Privo di bisfenolo A



Radiopaco



In 5 colori



VISALYS® CEMCORE – ASSORTIMENTO

Visalys® CemCore

Starter pack

Universal (A2/A3)

Siringa automiscelante da 2,5 ml,
Tooth Primer da 2 ml, Restorative Primer da 2 ml,
puntali di miscelazione, blu, smussati/appuntiti da 5 pz.,
3 Intraoral tips, 2 Endo tips

Normal pack

Universal (A2/A3)
Opaque
Translucent
Bleach
Dark (A4)

Siringa automiscelante da 5 ml,
puntali di miscelazione, blu, smussati/appuntiti da 10 pz.,
6 Intraoral tips, 4 Endo tips

Visalys® Tooth Primer

Flacone da 4 ml

Visalys® Restorative Primer

Flacone da 4 ml

Visalys® CemCore Try In Paste

Universal (A2/A3)
Opaque
Translucent
Bleach
Dark (A4)

Siringa da 1,4 ml,
puntali di applicazione



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefono +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.com


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

