




COOOO SÌ STABILE  
È **VISALYS**<sup>®</sup> CORE

**RICOSTRUZIONE DI MONCONI E FISSAGGIO DI PERNI RADICOLARI**



**KETTENBACHDENTAL**

Simply intelligent

# VISALYS® CORE – ECCEZIONALE BASE DI RICOSTRUZIONE

**Materiale a polimerizzazione duale per la  
ricostruzione di monconi e il fissaggio di perni radicolari**

**Visalys® Core** – appositamente concepito per ricostruzioni di monconi complesse e a mano libera.



## ECCELLENTE STABILITÀ

- A fronte di ottime caratteristiche di fluidità



## ESCLUSIVA ACTIVE- CONNECT-TECHNOLOGY

- Per un'adesione ottimale
- Utilizzabile con tutti gli adesivi normalmente disponibili in commercio

## RIFINITURA SIMILE ALLA DENTINA




## PRIVO DI BISFENOLO A



**Premiato dagli esperti di  
“The Dental Advisor”**

# VISALYS® CORE – RISULTATI STABILI


## Adesione tra Visalys® Core e dentina con diversi adesivi



Misurazioni interne Kettenbach, adesione resistente al cesoiamento, in conformità a DIN EN ISO 29022.

**Visalys® Core raggiunge l'adesione clinicamente rilevante di circa 10 MPa con tutti i materiali.**

## Profondità media di asportazione durante la rifinitura di diversi materiali per la ricostruzione di monconi



Tangku Ibrahim Mautana. Grindability analysis of dental core build-up materials under clinical relevant test procedure. Journal of Medical Materials and Technologies (Thesis Series Edition), Vol 1 No 1, 1-21 (2017)

**Visalys® Core può essere rifinito con precisione simile alla dentina.**

# VISALYS® CORE – ASSORTIMENTO

## Visalys® Core

### Intro pack

Bianco  
Dentina

Siringa automiscelante da 5 ml,  
10 puntali di miscelazione, marrone,  
5 Intraoral tips, 5 Endo tips

### Normal pack

Bianco  
Dentina

2 siringhe automiscelanti da 5 ml,  
20 puntali di miscelazione, marrone,  
10 Intraoral tips, 10 Endo tips

### Normal pack

Bianco  
Dentina

Cartuccia da 25 ml,  
20 puntali di miscelazione, giallo,  
20 Intraoral tips



Kettenbach GmbH & Co. KG  
Im Heerfeld 7  
35713 Eschenburg · Germany  
Telefono +49 (0)2774 7050  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.com



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

062791\_1519

