




COOOO SÌ RESISTENTE  
È **VISALYS**<sup>®</sup> TEMP

PROVVISORIO



**KETTENBACHDENTAL**

Simply intelligent



# VISALYS® TEMP – DAVVERO BRILLANTE

## Materiale per corone e ponti provvisori

Visalys® Temp – per la realizzazione di corone, corone parziali, ponti, inlay, onlay e veneer provvisori.

STRAORDINARIAMENTE RESISTENTE

IDEALE ANCHE COME PROVVISORIO  
DI LUNGA DURATA

LUCIDATURA A SPECCHIO

FINITURA SEMPLICE E PRECISA

100%  
BPA FREE

Free of Bisphenol A

PRIVO DI BISFENOLO A




Premiato dagli esperti di  
“The Dental Advisor”



# VISALYS® TEMP – PRONTO AGLI URTI


## Elevata resistenza agli urti



Misurazioni dell'Università di Erlangen, in conformità a DIN EN ISO 179, DIN 53453

**L'elevata resistenza agli urti riduce il rischio di rottura del provvisorio nella bocca del paziente per un carico masticatorio elevato o improvviso .**

## Tempi di lavorazione e di presa



### Nota:

I tempi di lavorazione si applicano a prodotti conservati e lavorati ad una temperatura di 23°C/74°F e umidità relativa dell'aria del 50%. Temperature più elevate riducono tali tempi, mentre temperature più basse li prolungano.



# VISALYS® TEMP – ASSORTIMENTO

## Visalys® Temp

### Normal pack

A1  
A2  
A3      Cartuccia da 50 ml,  
15 puntali di miscelazione, azzurro-arancione

### Bonus pack

A2  
A3      5 cartucce da 50 ml,  
15 puntali di miscelazione, azzurro-arancione



Kettenbach GmbH & Co. KG  
Im Heerfeld 7  
35713 Eschenburg, Germany  
Phone +49 (0)2774 7050  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.com



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

062792\_1519

