



BLACK

FRIDAY

Scopri le nostre imperdibili offerte!

Prodotti Equipment Nuovi e da Show Room

Validità: dal 21 al 25 novembre
Fatturazione entro il 30/12/22



Riunito A-dec 300 su 500 (NUOVO), disponibile sia SPRIDO che Cordoni Pendenti composto da:

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore elettrico NSK a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito A-dec 571 Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Plus



Prezzo Listino € 30.122,00 + iva
Prezzo Scontato € 22.591,50 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 19.500,00 + IVA



Riunito A-dec 541 Murale-Cervicale – prodotto nuovo di magazzino – (con mobile Dentalart con colori frontali a scelta) composto da:

- 2 Cordoni turbina F.O.
- 1 micromotore elettrico NSK LED a induzione
- 1 Siringa aria/acqua



Prezzo Listino € 15.019,00 + iva
Prezzo Scontato € 10.513,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 4.990,00 + IVA

Credito
d'imposta
40%



Riunito Planmeca COMPACT I Classic (SHOW ROOM FIUMANA):


- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore Bien Air MCX a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito Solanna a Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Comfy Fucsia

Prezzo Listino € 31.099,00 + iva
Prezzo Scontato € 22.391,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 16.900,00 + IVA

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:
Credito d'imposta del 40% per Industria 4.0

Credito
d'imposta
40%



Riunito OMS Carving:

- 2 Cordonni turbina F.O.
- Micromotore Bien Air MCX a induzione con luce Led
- Ablatore Satelec
- Supporto cannule in faretra
- Lampada a Riunito Faro Alya a Led
- Gruppo idrico con apertura 90°
- Tappezzeria Soft colore Blu

Prezzo Listino € 26.401,00 + iva
Prezzo Scontato € 17.949,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 15.000,00 + IVA

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:
Credito d'imposta del 40% per Industria 4.0

Seggiolini Adec 1622 SHOW ROOM FIUMANA

Colori: Chianti/Moonshade/Sorbet/Sunset

Seduta per assistente con poggiatesta e schienale regolabile



Prezzo Listino € 1.156,00 + iva
Prezzo Scontato € 809,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 399,00 + IVA
Completamente deducibile nell'anno

Seggiolino Adec 1622 NUOVO

Colore: Grenadine (5 pz disponibili)

Seduta per assistente con poggiatesta e schienale regolabile



Prezzo Listino € 1.156,00 + iva
Prezzo Scontato € 809,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 420,00 + IVA
Completamente deducibile nell'anno

Seggiolino Adec 522 NUOVO

Colore: Silver Pearl (5 pz disponibili)

Seduta per assistente con poggiatesta e schienale regolabile



Prezzo Listino € 1.521,00 + iva
Prezzo Scontato € 1.064,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 560,00 + IVA

SEGGIOLINO EURONDA ONYX BIANCO E02 (2 disponibili) NUOVO

Seggiolino per operatore con struttura in alluminio a cinque razze.

Altezza regolabile grazie alla leva posta sotto la seduta azionabile a 360°.

Seduta rotonda diametro 39x9 cm.

Schienale avvolgente anatomico, regolabile in tre posizioni (destra, centro e sinistra) e in profondità.

Diametro base 58 cm. Altezza regolabile 50-65cm, peso 11 kg.



Prezzo Listino € 536,00 + iva
Prezzo Scontato € 350,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 290,00 + IVA
Completamente deducibile nell'anno

CARRELLO W&H CART-ST-GC A 3 PIANI IN ACCIAIO LACCATO BIANCO



Prezzo Listino € 931,00 + iva
Prezzo Scontato € 823,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 198,00 + IVA
Completamente deducibile nell'anno

LASER WISER III CON 10 SCATOLE DI TIPS A SCELTA IN OMAGGIO (NUOVO) - Disponibili solo 5 PZ

Credito
d'imposta
40%



Prezzo Listino € 9.980,00 + iva
Prezzo Scontato € 9.490,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 8.490,00 + IVA



Aspiratore di Aerosol TBH DF10

Garantisce una filtrazione ad alto livello delle particelle disperse in aria tramite aerosol.

Il sistema di filtraggio a triplo strato di cui è dotato permette la rimozione di batteri e particelle virali compresi i coronavirus. Estremamente silenzioso, compatto, mobile e di facile impiego, si adatta alla collocazione anche in ambienti ristretti.

Dotato di una capacità di aspirazione effettiva di 200 m³/h e di un grado di filtrazione del 99,95%.

Completo di cappa di aspirazione BF10 abbinata al braccio aspirante.

Prezzo Listino € 1.720,00 + iva
Prezzo Scontato € 1.350,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 590,00 + IVA



Hygieno sanificatore 360

Sistema di sanificazione che garantisce elevatissimi abbattimenti della carica microbica grazie a un mix di disinfettante e vapore caldo che penetra in profondità, senza bagnare, su superfici, arredi e attrezzature di qualsiasi forma e materiale, assicurando una disinfezione uniforme ed efficace in tempi rapidi e con riutilizzo immediato degli spazi e delle attrezzature.

€ 4.145,00

Adantium Plus Disinfettante concentrato di ultima generazione a spettro totale di abbattimento (batteri, lieviti, funghi, virus):

- > Totale assenza di tossicità
- > Biodegradabile oltre il 94%
- > Eccezionale rapidità di disinfezione: batteri, 5 minuti di azione; spore e funghi, 10 minuti di azione; virus, entro 1 minuto
- > Nessun residuo dopo il risciacquo
- > Non contiene Perossido

€ 15,20 cad. - conf 12 pz € 150,00

Prezzo Listino € 4.145,00 + iva
Prezzo Scontato € 3.300,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 1.290,00 + IVA

Medibios Micronebulizzatore

Dispositivo dotato di controllo elettrico per la disinfezione delle attrezzature, degli arredi e dell'aria negli studi.



Prezzo Listino € 4.587,00 + iva
Prezzo Scontato € 3.280,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 1.350,00 + IVA

Sterilizer AGS UVC-03 con supporto mobile

Dispositivo Medico di Classe I, completamente Made in Italy, sicuro ed efficace, per la sterilizzazione di DPI ed altri oggetti potenzialmente contaminati come indumenti e attrezzi di protezione, mascherine, guanti, camici, tute protettive, calzari, cuffie, occhiali e visiere.

Viene fornito completo di supporto mobile.

Utilizza la combinazione di 3 tecnologie:

- > Le **onde UVC**, che agiscono sulle superfici degli oggetti garantendo una totale azione antivirale
- > Il **ciclo O3 – ozono**, che permette di raggiungere con l'azione sterilizzatrice anche le parti più interne di oggetti con forme complesse
- > I **raggi infrarossi**, che completano l'azione germicida innalzando le temperature all'interno del vano di sterilizzazione.

La tripla azione di UVC, ozono e infrarossi garantisce in breve tempo (circa 15 minuti) la disinfezione da batteri e virus con un **livello di abbattimento del 99.999%**.



Credito
d'imposta
40%



Prezzo Listino € 7.150,00 + iva
Prezzo Scontato € 6.430,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.500,00 + IVA



Dispenser Tecnomed My Safety Job

Distributore multifunzionale da collocare in reception/sala d'attesa: una soluzione semplice, ma altamente funzionale, per garantire la disponibilità di dispositivi di protezione individuale. Dalle linee pulite e con un design sobrio, è strutturato con dispenser per guanti e mascherine nel top e disinfettante per mani e vano rifiuti nella parte frontale. In melaminico bianco, dimensioni 500x500xh 1000 mm.

Prezzo Listino € 234,00 + iva
Prezzo Scontato € 180,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 59,00 + IVA
Completamente deducibile nell'anno



Dispenser Tecnomed My Safety Pro

Distributore multifunzionale da collocare in reception/sala d'attesa: comunica al paziente tutti i provvedimenti di igiene e sicurezza adottati dallo studio, indicando la procedura da eseguire in maniera intuitiva, grazie agli appositi simboli grafici e ai relativi prodotti da utilizzare. La postazione è dotata di distributore per buste a strappo, distributore per mascherine, guanti e calzari, vano per dispenser automatico disinfettante mani, vano portarifiuti con supporto sacchetto in metallo. In lamiera bianca, dimensioni 510x p470 x h1140 mm.

Prezzo Listino € 199,66 + iva
Prezzo Scontato € 169,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 49,00 + IVA
Completamente deducibile nell'anno



IQ Allergen 100

Prodotto nuovo (3 pz disponibili)

Purificatore d'aria con elevata riduzione di polveri, batteri, allergeni.

- Dimensioni 41 x 38 x h 61 cm
- Peso 12 kg
- Colore grigio chiaro/bianco
- Portata massima 380 m³/h
- Adatto per ambienti fino a 65 mq

Equipaggiamento in dotazione: monitoraggio della durata dei filtri, timer, 6 livelli di ventilazione.

Prezzo di Listino € 1440,00 + iva
Prezzo Scontato € 950,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 590,00 + iva

Durr Recuperatore di Amalgama (5 pz disponibili)

Ricuperatore di amalgama senza carrozzeria, parti di collegamento, indicatore a distanza e box riciclo.



Prezzo Listino € 2359,00 + iva
Prezzo Scontato € 1.890,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 590,00 + IVA

LAMPADA FARO EVA CAM CON THEIATECH – SHOW ROOM ROMA -

EVA Tunable White offre la possibilità di selezionare la temperatura colore ideale per la pratica odontoiatrica in corso: 5700K, 5000K, 4000K e 2700K. Funzione Composave. DIMENSIONI SPOT (alla distanza di 700mm) 190x100; LUX (alla distanza di 700mm) 50.000 in funzione standard e 11.000 in funzione composave OMBRA NETTA S-FX 10x5mm; CRI 95/96; Rf 93; Rg 102. Sistema di rotazione 3° Asse. Con sistema Theiatech (54 led integrati nel braccio posteriore). Versione con telecamera integrata, per fotografare, filmare, confrontare e condividere foto e video sia live che a distanza. Lo zoom specifico per la pratica dentale garantisce un'inquadratura primaria diretta e precisa. Il comando a pedale consente di non interrompere la procedura né distogliere l'attenzione dal campo operatorio. Ideale per una comunicazione efficace e continua con il paziente, i colleghi e gli studenti un archivio completo per diagnosi, terapie e tracciabilità.



Credito
d'imposta
40%

**Con l'acquisto degli accessori dedicati, per le Società:
Credito d'imposta del 40% per Industria 4.0**

Prezzo Listino € 7.000,00 + iva
Prezzo Scontato € 4.370,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.900,00 + IVA

LAMPADA SCIALITICA MACH LED 6 MC - SHOW ROOM FIUMANA -

Lampada scialitica LED 6 a soffitto con temperatura colore variabile 140.000 lux a 1m, Ra 98. Altezza soffitto da 2,80mt fino a 3mt. Pannello a bordo lampada incluso, impugnatura sterilizzabile.



Prezzo Listino € 6.550,00 + iva
Prezzo Scontato € 6.200,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 4.500,00 + IVA

**PLAFONIERA ELENE DE MARCO 4X58W
(2 pz disponibili)**

Plafoniera a luce bidirezionale 4 tubi da 54 watt.
Temperatura di colore 6.500 K. Indice di resa
cromatica 90%. Alimentazione elettronica.
Dimensioni: 48x122x4,6cm - Peso 14 kg.



Prezzo Listino € 745,00 + iva
Prezzo Scontato € 700,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 420,00 + IVA

Plafoniera Faro Siderea Slim Led – SHOW ROOM MI-FC-RM-PD-PA-NA

Plafoniera a LED con spettro simile a quello del Sole, in grado di riprodurre la stessa qualità della luce naturale. È noto
Caratteristiche: LED riproducente lo spettro solare; memorizzazione dell'ultimo livello di illuminamento;

Nuova grafica radiocomando.

Temperatura colore: indiretta: 4000 K/ diretta: 6500 K. Versione SLIM. Ideale per ambienti fino a 12mq, 1025 mm X 641 mm.



Prezzo Listino € 2.760,00 + iva
Prezzo Scontato € 1.690,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 990,00 + IVA

Plafoniera Eclairè a LED (NUOVO)

Lampada a sospensione. Assicura una resa luminosa eccellente per lo svolgimento dell'attività del dentista e non crea disturbi alla vista al paziente. Distribuzione luminosa equilibrata, risparmio energetico per una luce con una perfetta resa cromatica. Potenza 195W; Temperatura di colore 5000K.



Prezzo Listino € 913,00+ iva
Prezzo Scontato € 790,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 650,00 + IVA

Linea mobile Dental Art Ecco con ripiano acciaio Inox



Prezzo Listino € 6.473 + iva
Prezzo Scontato € 4.531 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.890 + iva

Serie mobile TAO Dentalart (Show room Fiumana pari al nuovo)

Serie lunghezza cm 200 con ripiano in corian e lavandino integrato completo di comando elettromagnetico a pedale e con miscelatore telescopico.

Composta da: modulo portarifiuti a ribalta con lavabo a DX e 3 cassettiere complete di interni con struttura su piedini e TAG colorati per l'identificazione dei materiali all'interno dei cassetti



Prezzo Listino € 7.240,00 + iva
Prezzo Scontato € 5.430,00+ iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 4.600,00 + iva

Termodisinfettore Mocom Tethys H10 (Show room Fiumana rigenerato)

Il termodisinfettore odontoiatrico Tethys H10 Plus rende il processo di ricondizionamento semplice e funzionale: decontaminazione, lavaggio, termodisinfezione e asciugatura sono svolte in un unico rapido processo automatico. Un solo ciclo che elimina ogni rischio per l'odontoiatra e completa efficacemente le quattro fasi che precedono l'imbustamento e la sterilizzazione degli strumenti. Dimensioni esterne (LxAxP) 470x430x500 mm, peso 37 kg;

dimensioni vasca (LxAxP) 224x314x 125mm, volume nominale vasca 8 litri, volume utile vasca 6 litri.

Carico massimo 2 Kg. Montaggio incluso



Credito
d'imposta
40%

Prezzo Listino € 6.140,00 + iva
Prezzo Scontato € 2.990,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.500,00 + iva

Autoclave Mocom Classic 17LT (NUOVO)

Autoclave di classe B, 7 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix test), Display grafico monocromatico con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato. Asciugatura finale, filtro antipolvere. Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico. Wifi integrato. Porta USB; Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna; Sistema di scarico diretto a rete idrica. Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc; Predisposizione per assistenza remota EasyCheck. In dotazione per B Classic-17: 5 vassoi in alluminio (288x188x17 mm); Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP): 250x350 mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso: 49 kg. Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W. Dotata del ciclo denominato S 134 gradi C. VELOCE

Credito
d'imposta
40%



**Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:
Credito d'imposta del 40% per Industria 4.0**

Prezzo Listino € 5.360,00 + iva
Prezzo Scontato € 2.865,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.450,00 + iva

Autoclave Mocom Classic 22LT (NUOVO)

Autoclave di classe B, 7 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix test), Display grafico monocromatico con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato. Asciugatura finale, filtro antipolvere. Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico. Wifi integrato. Porta USB; Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna; Sistema di scarico diretto a rete idrica. Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc; Predisposizione per assistenza remota EasyCheck. In dotazione per B Classic-22: 5 vassoi in alluminio (288x188x17 mm); Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP): 250x350 mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso: 49 kg. Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W. Dotata del ciclo denominato S 134 gradi C. VELOCE

Credito
d'imposta
40%



**Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:
Credito d'imposta del 40% per Industria 4.0**

Prezzo Listino € 6.250,00 + iva
Prezzo Scontato € 3.279,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.590,00 + iva

Autoclave Mocom Futura 17LT (NUOVO)

Autoclave di classe B, 7 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum+Helix Test), Display 4.3 touch screen a colori resistivo. Sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato. Asciugatura finale, Barra LED frontale interna. Filtro antipolvere. Sensore di conducibilità acqua; porta Ethernet Rj45; Wifi integrato, Porta USB; porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna; sistema di carico diretto a rete idrica; Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc; Predisposizione per assistenza remota EasyCheck. In dotazione per B Futura-17: 5 vassoi in alluminio (288x188x17 mm). Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP) 250x350 mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso: 51 kg. Tensione di alimentazione: 220 - 240Vac 50Hz - 2300W. Dotata del ciclo denominato S 134 gradi C. VELOCE.



Credito
d'imposta
40%

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:
Credito d'imposta del 40% per Industria 4.0

Prezzo Listino € 6.930,00 + iva
Prezzo Scontato € 3.637,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 2.890,00 + iva

Autoclave Melag 31B con Melaflash (Nuova)

Autoclave di classe B dotata di un generatore di vapore che permette di iniettare il vapore direttamente nella camera di sterilizzazione, consentendo così carichi maggiori (fino a 7 kg di strumentario o 2,5 kg di tessuto). Questa tecnologia consente inoltre di avere tempi particolarmente rapidi (10 minuti circa) per una maggior flessibilità ed ergonomia nei cicli di lavoro e per l'ottimizzazione dei protocolli di sterilizzazione. Presenta: possibilità di scelta tra diversi cicli di classe B, S; imbustato o non; cicli per carichi delicati a 121°C o ciclo Prione a 134°C. Completa di 5 tray e 1 porta tray.

Capacità 18 lt - Dimensioni L=42,5 cm H= da 48,5 a 53,5cm per escursio
ni piedini di regolazione P=57cm - Peso: 45kg - Alimentazione: 230V-
50Hz - Camera: 25x35cm.



Prezzo Listino € 6.067,00 + iva
Prezzo Scontato € 4.300,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 3.890,00 + iva

Autoclave Melag 30B con Melafash Meladem e Melajet (Nuova)

Autoclave di classe B dotata di un generatore di vapore che permette di iniettare il vapore direttamente nella camera di sterilizzazione, consentendo così carichi maggiori (fino a 7 kg di strumentario o 2,5 kg di tessuto). Questa tecnologia consente inoltre di avere tempi particolarmente rapidi (10 minuti circa) per una maggior flessibilità ed ergonomia nei cicli di lavoro e per l'ottimizzazione dei protocolli di sterilizzazione. Presenta: possibilità di scelta tra diversi cicli di classe B, S; imbustato o non; cicli per carichi delicati a 121°C o ciclo Prione a 134°C. Completa di 5 tray e 1 porta tray.

Capacità 18 lt - Dimensioni L=42,5 cm H= da 48,5 a 53,5cm per escursioni piedini di regolazione P=57cm - Peso: 45kg - Alimentazione: 230V-50Hz - Camera: 25x35cm.



Prezzo Listino € 6.142,00 + iva
Prezzo Scontato € 4.500,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 3.990,00 + iva

Autoclave Melag 44B con Melafash Meladem e Melajet

(Nuova)

Autoclave di classe B dotata di doppia camera per cicli veloci (17 minuti compresa asciugatura); display touch screen di grandi dimensioni; chiusura automatica dello sportello; controllo automatico della qualità dell'acqua; Start/Stop programmabile per ciclo notturno; collegamento in rete per la memorizzazione diretta dei dati e la rintracciabilità (MELAssoft optional); Meladem40 per la fornitura diretta di acqua demineralizzata; CF CARD per la memorizzazione digitale dei dati.

Dotazione: 6 tray, Meladem40, Melajet e CF CARD.

Dimensioni esterne: L=46cm. P=68cm. H(con display)=56cm.

Dimensioni camera: 25x45cm - Capacità (volume): 22 litri - Peso: 59kg

Potenza: 3400Watt pari a 3,4 Kw - Alimentazione: 230 volt.

Compresi 2 tray piccoli (inclusi 01043 e 01048).



**Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:
Credito d'imposta del 40% per Industria 4.0**

Prezzo Listino € 10.086,00 + iva
Prezzo Scontato € 7.500,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 6.390,00 + iva

Autoclave W&H Lisa 22 Litri (Show room Milano)

Autoclave di classe B completamente automatica che integra un avanzato microprocessore ad un efficace sistema di rintracciabilità e a cicli su misura. Dotata di: touch-screen ad alta definizione; tecnologia a doppio microprocessore (computer di bordo) che gestisce il software integrato per l'intera procedura di rintracciabilità; maggiore durata della vita degli strumenti grazie al sistema ECOdry; connessione WiFi e Lisa App per il monitoraggio da remoto in tempo reale; ciclo automatico di auto-diagnosi.

Dati tecnici: alimentazione 200/240 VCA 50-60Hz/10A - potenza assorbita 2,0-2,4Kw - dimensioni esterne (LxH xP): 465x449x599mm - capacità serbatoio acqua: 4/3,5lt; autonomia: 7-12 cicli - volume camera 22 litri - peso 50,2kg.

Dotazione: 5 vassoi, tubo scarico, supporto vassoio, chiavetta USB 8GB aprisportello.



Credito
d'imposta
40%

**Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:
Credito d'imposta del 40% per Industria 4.0**

Prezzo Listino € 10.725,00 + iva
Prezzo Scontato € 5.590,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 4.990,00 + iva

Autoclave Euronda E8XD 24 LT (Nuovo)

Autoclave di classe B, conforme alla normativa EN 13060. 5 cicli di tipo B, 3 cicli test, Funzioni Personal (Ciclo rapido, Ciclo emergenza, Ciclo prima visita, ciclo multi -test). Display soft-touch. Rintracciabilità espandibile con 2 Print set applicabili in autonomia (opzionali). Grazie all'Inspection System, anche le operazioni di pulizia diventano semplici e rapide. Sicurezza garantita nel tempo grazie al conducimetro che monitora la qualità dell'acqua e al Dirt Control System che fa defluire lo sporco dal circuito idraulico. Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 97/23/CEE. E8 XD Extra Data - è la versione E8 che assicura la totale connettività attraverso la connessione Ethernet oltre alla SD Card della versione standard. Capacità camera: 24 lt. Consumo d'acqua: 300 ml. Peso: 48 Kg. Dimensioni esterne: 460x455x610 mm (LxHxP). Potenza assorbita: 2300 W - 10A. Garanzia Standard 24 mesi o 1500 cicli.



Prezzo Listino € 5.490,00 + iva
Prezzo Scontato € 3.900,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 3.290,00 + iva

Compressore Durr Trio (Nuovo) – 5 pz disponibili

Compressore con essiccamento a membrana, 3 cilindri, senza olio.

Dati tecnici: tensione 230V(1~) - Frequenza: 50Hz - Aria aspirata: 250 l/min - Aria resa a 5 bar 160l/min - Volume serbatoio: 50l - Rumorosità a 5 bar: 69 dB(A) - Rumorosità con mobile: 54 dB(A) - Peso netto: 70kg

Misure(HxLxP): 76x74x52cm.

Contiene REGISTRO DI MANUTENZIONE che se, debitamente compilato ed inviato, offrirà la possibilità di estendere il periodo di garanzia legale da 12 a 36 mesi, semplicemente effettuando le manutenzioni programmate (sostituzione annuale dei filtri).



Prezzo Listino € 6.484,00 + iva
Prezzo Scontato € 4.539,00 + iva

Prezzo BLACK FRIDAY € 3.850,00 + iva

Per maggiori
informazioni

Per prenotare
la tua offerta

Clicca QUI