

E10

Il top della sterilizzazione Euronda, a misura d'uomo



Classificazione:

DM Classe IIb, Autoclave di classe B, completamente conforme alla normativa EN 13060. Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 2014/68/EC



Capacità camera:

18-24 L



Peso:

47.5 Kg (18 L) - 50.5 Kg (24 L) (macchina vuota con cestello e vassoi)



Dimensioni (lxhxp):

460 x 455 x 610 mm



Potenza assorbita:

2300 W 10 A



Consumo d'acqua:

300 ml



CE Type Ref:

E10-18L, E10-24L



Connettività:

Ethernet, SD Card e WiFi (opzionale)



Performance

La miglior sterilizzazione Euronda è potente, garantisce un'asciugatura ottimale ed è attenta ai consumi.



Ergonomia

L'evoluzione del concetto di user-friendly: totale armonia tra operatore, dispositivo e ambiente di lavoro.



Design

E10 porta l'estetica delle autoclavi a nuovi traguardi, grazie al design elegante e contemporaneo.



Innovazione

Tecnologia al servizio delle persone con i nuovi sistemi E-Touch, E-Light, E-Timer, E-Help ed E-Backup.



Tracciabilità

Realizza un sistema di tracciabilità totale espandibile grazie alla connettività di serie e ai set di stampanti integrabili.



Sicurezza

Nuovi sistemi per garantire la qualità della sterilizzazione in ogni momento, dall'installazione alla manutenzione.

E-Light

Luce verde: fine ciclo, carico sterile

Luce gialla: fine ciclo, carico bagnato per uso immediato

Luce rossa: carico non sterile

