

E8 XD

Efficiente e affidabile
e da oggi 4.0

**Classificazione:**

Dispositivo Medico Classe IIb

**Capacità camera:**

24 L (5 vassoi)

**Peso:**

48 kg (macchina vuota con cestello e vassoi)

**Dimensioni esterne:**

450 x 445 x 610 mm (lxhxp)

**Potenza assorbita:**

2300 W 10 A

**Consumo d'acqua:**

300 ml

**CE Type Ref:**

E8 24L

**Connettività:**

SD Card e Ethernet



Connettività

Tracciabilità espandibile grazie alla connessione Ethernet e SD card di serie e alle due stampanti integrabili. Software E-Memory gratuito che consente la connettività tra PC e autoclave.



Ergonomia

Facile da installare e ancor di più da utilizzare. E8 XD con camera da 24 L (5 vassoi), è pensata per ridurre al minimo gli ingombri e semplificare il lavoro.



Affidabilità

Sistema di controllo e funzioni all'avanguardia garantiscono processi e risultati sicuri nel tempo: l'Inspection® System facilita e velocizza le operazioni di pulizia, il conducimento monitora la qualità dell'acqua e il Dirt Control System fa defluire lo sporco dal circuito idraulico.



Covid-19 Control

La nuova funzione elimina l'umidità che contiene i microrganismi patogeni, attraverso il riscaldamento della camera dell'autoclave fino a 90° per 10 minuti, prima di iniziare il ciclo di sterilizzazione, minimizzando il rischio di esposizione a virus potenzialmente pericolosi per gli operatori.



QR-Code

In tutti i casi in cui l'autoclave Euronda richiede manutenzione o segnala un avvertimento grazie al nuovo firmware è possibile accedere tramite un comodo QR-Code ad una guida multilingua con la spiegazione del messaggio di errore e le modalità di risoluzione.

Novità Industria 4.0

E8 diventa XD (Extra Data): una versione speciale che unisce robustezza e affidabilità alla possibilità di avere la piena connettività e il controllo da remoto. Questo upgrade tecnologico permette a E8 XD di **godere di tutti i benefici fiscali dei beni industria 4.0** e amplia la gamma delle autoclavi Euronda offrendo la massima scelta possibile.

Secondo il **Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0**, approvato con la Legge di Bilancio 2021, acquistando un'autoclave E8 XD è possibile beneficiare di un Credito di Imposta del 50% sulla spesa effettuata. I tempi per la compensazione passano a soli 3 anni rispetto ai 5 previsti in passato.