

E8

L'avanguardia della sterilizzazione, per tutti



Classificazione:

DM Classe IIb. Autoclave di classe B, completamente conforme alla normativa EN 13060. Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 2014/68/EC



Capacità camera:

24 L



Peso:

48 kg (macchina vuota con cestello e vassoi)



Dimensioni esterne:

450 x 445 x 610 mm (lxhxp)



Potenza assorbita:

2300 W 10 A



Consumo d'acqua:

300 ml



CE Type Ref:

E8 24L



Connettività:

SD Card



Tracciabilità

Il sistema di tracciabilità espandibile di E8 consente di scegliere tra due diverse tipologie di stampanti a seconda delle esigenze.



Ergonomia

Facile da installare e ancor di più da utilizzare. E8 è pensata per ridurre al minimo gli ingombri e semplificare il lavoro degli operatori.



Affidabilità

Sistema di controllo e funzioni all'avanguardia garantiscono processi e risultati sicuri nel tempo, frutto dell'esperienza Pro System.



Innovazione

Tutta la migliore tecnologia Euronda Pro System, in un'autoclave adatta a ogni studio dentistico.



Design

Essenziale, compatta e moderna: E8 è il connubio perfetto tra piacere estetico e funzionalità.



Performance

Potente, rapida e intelligente: limita i consumi e la durata del ciclo in funzione del carico.

Dettagli

SD Card di serie

Display Soft Touch semplice e intuitivo

