

Tecnocare® propone l'unica linea di sedute medicali studiate per la **medicina estetica**: una gamma di poltrone e seggiolini di fascia alta, confortevoli ed ergonomici per medico e paziente, capaci di rendere unica e memorabile la seduta medica.

Le configurazioni **Tecnocare® AES**, dotate di accessori specifici, sono **il primo concept integrato per la medicina estetica**. Uno strumento di lavoro **innovativo e specialistico**, idoneo a rispondere alle necessità dei professionisti di medicina estetica più esigenti.

I prodotti **Tecnocare® AES** nascono dalla collaborazione con un comitato scientifico costituito da medici e chirurghi specializzati e sono **dispositivi medici certificati, garanzia di sicurezza ed ergonomia per medico e paziente**.



**100%
Made in Italy.**

Progettato e realizzato da un'azienda italiana che ha una particolare e riconosciuta attenzione al design e alla qualità dei materiali di finitura.



**Ergonomia e
Comfort.**

Per il paziente ma anche per il medico, che può lavorare in posizione eretta e seduta rispettando la propria fisicità.



**Funzionalità e
Design.**

Gli innovativi aspetti funzionali sono inseriti all'interno di una poltrona medica dal design raffinato ed accurato che diviene un elemento memorabile e di grande impatto all'interno degli spazi ambulatoriali



Performance.

Studiato per rendere più efficaci i trattamenti di medicina estetica, grazie ad un attento studio dell'ergonomia che ne facilita la somministrazione, permettendo tra l'altro alla poltrona di assumere la posizione memorizzata per il trattamento.



Versatilità.

Ideale per le pratiche estetiche più remunerative, vincente in termini di R.O.I.: si ripaga con un numero contenuto di trattamenti e rende memorabile l'esperienza del paziente, elevando la brand reputation del centro.



Marketing.

Il nostro prodotto facilita lo studio di azioni di marketing e comunicazione in termini di affidabilità e professionalità del centro che sceglie il riunito **Tecnocare®** per i propri pazienti.

PALETTE COLORI


Il design e la varietà dei colori di finitura sono da sempre tra i punti di forza dell'azienda, permettendo di rendere la poltrona medica un elemento unico e distintivo dell'ambulatorio.



TECNOCARE
ERGONOMIC SOLUTIONS

Tecnodent S.r.l. Via 63° Brigata Bolero, 24 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italy
Tel. +39 051 6131143 – Fax +39 051 575402 – info@tecnocare.it – www.tecnocare.it

Il primo **concept integrato** distintivo per la **Medicina Estetica**



TECNOCARE
ERGONOMIC SOLUTIONS

LINDA NEXT AES

La poltrona medicale Tecnocare® top di gamma per i trattamenti di medicina estetica, che coniuga **design, ergonomia e tecnologia**, con un'ampia possibilità di personalizzazione nei colori, nelle tipologie di tappezzerie (standard, memory e soft) e negli accessori, e un'elevata capacità di sollevamento (fino a 300 kg).

4 programmi pre-impostati (comfort, lettino, trendelenburg e uscita paziente), **3 profili utente** con 3 posizioni personalizzabili cadauno, appoggiatesta ampio e multiarticolato COMFORT, braccioli chirurgici avvolgenti e regolabili, funzione **SLOW MODE** per movimenti di precisione, appoggiapiedi estraibile richiudibile automaticamente, cuscino appoggiamano in gel poliuretano, telecomando a infrarossi, lampada medicale di alta tecnologia con incorporata **telecamera 4K**, ruote, base girevole a 320° e molti altri optional.



CARATTERISTICHE TECNICHE		
Altezza minima	mm	500
Altezza massima	mm	875
Regolazione h schienale	mm	60
Inclinazione schienale	°	0-90
Larghezza	mm	630
Lunghezza	mm	2000
Peso netto	Kg	140
Capacità max di sollevamento	Kg	300
Velocità di sollevamento	mm/sec	22
Trendelenburg	°	21,5
Angolo di rotazione	°	320
Classificazione		I
Classe		B

SURGY AES

Tecnocare® presenta l'innovativo lettino a due sezioni **per la medicina estetica**, con foro viso, cuscino copriforo, **tappezzerie fatte a mano** in memory foam ad alta densità, regolazione elettrica con pulsantiera e/o pedaliera, barre laterali porta strumenti, supporto rotolo, ruote per piccoli spostamenti bloccabili con pedale.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Altezza minima	mm	690
Altezza massima	mm	1090
Inclinazione schienale	°	0 / +73
Larghezza	mm	650
Lunghezza	mm	1900
Peso netto approssimativo	Kg	90
Capacità max di sollevamento	Kg	250
Trendelenburg	°	13
Classificazione		I



SEGGIOLINI MEDICALI

Tecnocare® offre un'ampia gamma di **seggolini professionali** espressamente progettati per utilizzo in ambito medico, studiati per adattarsi perfettamente ad ogni posizione di lavoro seduta. **Innovativi, eleganti e di design**, i seggiolini medicali Tecnocare® incarnano la ricerca del comfort ottimale combinato alla perfetta **ergonomia**. La minuziosa cura dei dettagli impreziosisce il piacere della comodità.



PLUTO



ERGO D



ERGO A

LINDA EVO AES

La poltrona medicale Tecnocare® **semplice e versatile, dal design moderno ed ergonomico** per i trattamenti di medicina estetica: **3 posizioni personalizzabili**, 1 programma pre-impostato di fine lavoro, appoggiatesta ampio e multiarticolato COMFORT, braccioli chirurgici avvolgenti e regolabili, cuscino appoggiamano in gel poliuretano, telecomando a infrarossi, lampada medicale compatta, base girevole a 320° e altri optional.

Grazie agli **accessori** con i quali può essere personalizzata, si presta ai trattamenti di medicina estetica più praticati. Una **vasta gamma di colori** e diverse tipologie di tappezzerie, permettono di completare la personalizzazione, adattandola allo stile dell'ambulatorio.



CARATTERISTICHE TECNICHE		
Altezza minima	mm	550
Altezza massima	mm	885
Inclinazione schienale	°	0 - 76
Inclinazione sedile	°	+ 7 / +18
Larghezza	mm	615
Lunghezza	mm	1750
Peso netto	Kg	80
Capacità max di sollevamento	Kg	210
Trendelenburg	°	18
Angolo di rotazione	°	320
Classificazione		I
Classe		B