

SCHEDA TECNICA HAEQUEO MILLESIME

SCHEDA CARATTERISTICHE TECNICHE

FILLER

Famiglia/Linea	HAEQUEO	HAEQUEO	HAEQUEO	HAEQUEO
Modello	CLASSIC	PRECISION	EXTRA	SUMIA
siringa/ml	1,0 ml	1,0 ml	1,0 ml	1,5 ml
Reticolante	BDDE	BDDE	BDDE	BDDE
Struttura	a particelle	a particelle	a particelle	a particelle
Dimensione particelle μm	150-280	280-500	280-500	500-1250
Concentrazione	20 mg/ml	20 mg/ml	20 mg/ml	20 mg/ml
N° particelle	100.000	10.000	10.000	5.000
Durata	6-12 mesi	10-12 mesi	10-12 mesi	12-14 mesi
Ago	2x 27G	2x 27G	2x 27G	1x25G-1x23G
Confezionamento/ Siringa	1 Sir. 1,0ml	1 Sir. 1,0ml	1 Sir. 1,0ml	1 Sir. 1,5ml
Applicazioni	Rughe superficiali , come angoli della bocca di leone, , correzione del bordo delle labbra.	Rughe di medie dimensioni, c riempimento delle labbra, correzione del profilo del naso, correzioni delle palpebre.	Rughe e linee del viso più profonde - pieghe naso-labiali, riempimento delle labbra, sottolineando i contorni delle guance.	Volumizzante dalle elevate proprietà proiettive dei tessuti. Iniettato con un ago o una cannula negli strati profondi del derma o nello strato sottocutaneo superficiale.