

## SCHEDA TECNICA INNEA FISIOLHOGY

Famiglia/Linea	INNEA	INNEA	INNEA
Modello	CLASSIC	AQUA	EVIDENCE
Siringa/ml	2,0 ml	2,0 ml	2,0 ml
Peso molecolare	(1200-1500 kDa)	20% (200-400 kDa) 80%( 1200-1500 kDa)	(1800-2600 kDa)
Struttura	HA lineare	HA lineare + Trealosio	HA lineare
Concentrazione HA	18-22 mg/ml	23-26 mg/ml	18-22 mg/ml
Concentrazione Trealosio	-	10mg/ml	-
Ph	6,5-7,5	6,5-7,5	6,5-7,5
Terapie	2-3 trattamenti	2-3 trattamenti	2-3 trattamenti
Ago	2x30G	2x30G	2x30G
Conf./ Siringa	1 Sir. 2,0ml	1 Sir. 2,0ml	1 Sir. 2,0ml
Applicazioni	Studiato per indurre una efficace idratazione e stimolazione dei naturali processi rigenerativi. Adatto a tutte le età da solo o in combinazione con gli altri prodotti della linea.	caratteristiche peculiari studiato per generare una forte idratazione con effetto liftante ed una rigenerazione prolungata, resistenza ai processi di degradazione enzimatici	Formulazione HA ad alto peso molecolare stabilizzante e omeostatica. Studiato per coadiuvare supportare i naturali progressivi processi bio-rigenerativi