

	CODICE GO	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	Rata 12 mesi T0 (Iva compresa)
STERILIZZAZIONE			
W&H	10056325	AUTOCLAVE LINA 22 LITRI - 2020 Nuova autoclave entry-level con schermo touch screen 3.5', serbatoi ispezionabili con sensore di conducibilità, ciclo Eco-B per 0.5Kg di materiale (tempo di 25' inclusa asciugatura), ciclo S-Fast opzionale. Due porte USB per la tracciabilità, stampanti opzionali (anche bar-code da collegare con cavo o modulo Wi-Fi). Garanzia 2 anni con servizio di muletto gratuito e copertura dei costi di manodopera.	€ 344,65
	10053445	AUTOCLAVE LARA 22 LITRI di classe B con volume camera 22 L, dimensioni esterne 465x452x646 mm e peso 44 Kg. Caratteristiche: display touch-screen a colori, partenza programmabile, cicli test, serbatoi ispezionabili, sensore di conducibilità e filtro HEPA. I cicli sono scaricabili tramite chiavetta USB; Wi-Fi opzionale. Possibilità di collegare una stampante esterna per report cartacei o etichette bar-code. Inclusa nella fornitura: 3 vassoi. Garanzia: 2 anni	€ 455,47
	10046917	AUTOCLAVE LISA 22 LITRI di classe B con volume camera 22 L, dimensioni esterne 465x452x634 mm e peso 48 Kg. Caratteristiche: display touch-screen a colori, partenza programmabile, cicli test, serbatoi ispezionabili, sensore di conducibilità e filtro HEPA. Sistema EliSense che tramite LED frontali informa l'operatore sullo stato del ciclo o sulla macchina. Video tutorial per la manutenzione. Sw EliTrace che tramite etichette bar-code consente di tracciare ogni singolo strumento utilizzato sul paziente. Asciugatura EcoDry plus che si adatta in base alla quantità del carico. I cicli sono scaricabili tramite chiavetta USB; Ethernet di serie e Wi-Fi opzionale. Possibilità di collegare una stampante esterna per report cartacei o etichette bar-code. Inclusa nella fornitura: 5 vassoi. NOVITA': in dotazione un ciclo S-Fast che consente di sterilizzare 6-7 manipoli non imbustati in 15 minuti. Garanzia: 2 anni	€ 598,82
EURONDA	10051631	AUTOCLAVE E8 24 LITRI dimensioni (LxHxP) 460*455*610mm, dimensioni camera (DxP) 250*440mm e peso 48Kg. Consumo d'acqua per ciclo:300ml. Display touch a colori, serbatoi ispezionabili con sensore di conducibilità, cicli programmabili; i cicli di tipo S e N attivabili solo tramite password. I dati del ciclo di sterilizzazione sono salvati su SD card (WiFi opzionale). Possibilità di collegare due stampanti per report cartacei o etichette. Garanzia 2 anni	€ 303,98
	50010007	AUTOCLAVE E8 XD 24 LITRI classe B, conforme alla normativa EN 13060. 5 cicli di tipo B, 3 cicli test, Funzioni Personal (Ciclo rapido, Ciclo emergenza, Ciclo prima visita, ciclo multi-test). Display soft-touch. Rintracciabilità espandibile con 2 "Print set" applicabili in autonomia (opzionali). Grazie all'Inspection® System, anche le operazioni di pulizia diventano semplici e rapide. Sicurezza garantita nel tempo grazie al conducimetro che monitora la qualità dell'acqua e al Dirt Control System che fa defluire lo sporco dal circuito idraulico. Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 97/23/CEE. E8 XD - Extra Data - è la versione E8 che assicura la totale connettività attraverso la connessione Ethernet oltre alla SD Card della versione standard. Capacità camera: 24 L. Consumo d'acqua: 300 ml. Peso: 48 Kg. Dimensioni esterne: 460x455x610 mm (LxHxP). Potenza assorbita: 2300W - 10A. Garanzia Standard* 24 mesi o 1500 cicli (rispettando il piano di manutenzione Euronda).	€ 375,15
	50011403	AUTOCLAVE E10 24 LITRI NEW dimensioni (LxHxP) 460*455*610mm, dimensioni camera (DxP) 250*440mm e peso 50,5Kg. Consumo d'acqua per ciclo:300ml. Facile ed intuitiva: display touch a colori, funzione E-light che informa l'operatore sulla funzionalità della macchina, funzione E-help che aiuta l'operatore a scegliere il ciclo di sterilizzazione in base al carico. Tracciabilità: i dati del ciclo di sterilizzazione sono salvati su SD card e trasferiti al PC tramite porta Ethernet o WiFi; possibilità di collegare tre stampanti. Con il sw E-Data è possibile collegare una o più autoclavi al proprio sistema gestionale. Cicli: programmabili e personalizzabili. I cicli di tipo S e N attivabili solo tramite password. Autoclave detraibile con l'iperammortamento del 270%. Garanzia 2 anni (salvo diverse indicazioni)	€ 608,98
RADIOGRAFICI ENDORALI			
	50010535	NEWTOM RX-DC EXTEND WIFI CON BRACCIO DA 40 per installazione a parete (230V)** Radiografico ad alta frequenza Wireless con collimatore incorporato da 30cm (12") e macchia focale 0,4 mm per la migliore qualità di immagine. Dotato di palmare wireless portatile. Controllo totale ovunque. I bracci solidi e leggeri in alluminio estruso con sistema di autobilanciamento integrato riducono ogni rischio di vibrazione della testata durante l'acquisizione dell'immagine. Dotato di una collimazione tonda. Dotato di Palmare di controllo e comando di emissione senza fili. Macchia focale di 0,4 mm. Parametri di esposizione*: 60 / 65 / 70 KV , 4 / 8 mA (Multi-Mode). (*) valori dipendenti dal paese dove il prodotto è commercializzato Disponibili bracci in 3 lunghezze. L'opzione innesto inferiore del braccio consente un'installazione compatta in armadi passanti.	€ 218,58

NEWTOM	50010536	NEWTOM RX-DC EXTEND WIFI CON BRACCIO DA 60 per installazione a parete (230V)** Radiografico ad alta frequenza Wireless con collimatore incorporato da 30cm (12") e macchia focale 0,4 mm per la migliore qualità di immagine. Dotato di palmare wireless portatile. Controllo totale ovunque. I bracci solidi e leggeri in alluminio estruso con sistema di autobilanciamento integrato riducono ogni rischio di vibrazione della testata durante l'acquisizione dell'immagine. Dotato di una collimazione tonda. Dotato di Palmare di controllo e comando di emissione senza fili. Macchia focale di 0,4 mm. Parametri di esposizione*: 60 / 65 / 70 KV , 4 / 8 mA (Multi-Mode). (*) valori dipendenti dal paese dove il prodotto è commercializzato Disponibili bracci in 3 lunghezze. L'opzione innesto inferiore del braccio consente un'installazione compatta in armadi passanti.	€ 218,58
	50010537	NEWTOM RX-DC EXTEND WIFI CON BRACCIO DA 90 per installazione a parete (230V)** Radiografico ad alta frequenza Wireless con collimatore incorporato da 30cm (12") e macchia focale 0,4 mm per la migliore qualità di immagine. Dotato di palmare wireless portatile. Controllo totale ovunque. I bracci solidi e leggeri in alluminio estruso con sistema di autobilanciamento integrato riducono ogni rischio di vibrazione della testata durante l'acquisizione dell'immagine. Dotato di una collimazione tonda. Dotato di Palmare di controllo e comando di emissione senza fili. Macchia focale di 0,4 mm. Parametri di esposizione*: 60 / 65 / 70 KV , 4 / 8 mA (Multi-Mode). (*) valori dipendenti dal paese dove il prodotto è commercializzato Disponibili bracci in 3 lunghezze. L'opzione innesto inferiore del braccio consente un'installazione compatta in armadi passanti.	€ 218,58
	50010532	NEWTOM RX-DC COMPLETO DI BRACCIO DA 40 per installazione a parete (230V)** Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo Radiografico ad alta frequenza di ultima generazione, con collimatore incorporato da 30cm (12") e macchia focale 0,4 mm per la migliore qualità di immagine. Massime performance. bracci solidi e leggeri in alluminio estruso con sistema di autobilanciamento integrato riducono ogni rischio di vibrazione della testata durante l'acquisizione dell'immagine. Dotato di un collimazione tonda. Parametri di esposizione: 60 - 70 KV , 4 - 8 mA (Multi-Mode)Macchia focale di 0,4 mm. Disponibili bracci in 3 lunghezze. L'opzione innesto inferiore del braccio consente un'installazione compatta in armadi passanti. Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo.	€ 202,32
	50010533	NEWTOM RX-DC COMPLETO DI BRACCIO DA 60 per installazione a parete (230V)** Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo Radiografico ad alta frequenza di ultima generazione, con collimatore incorporato da 30cm (12") e macchia focale 0,4 mm per la migliore qualità di immagine. Massime performance. bracci solidi e leggeri in alluminio estruso con sistema di autobilanciamento integrato riducono ogni rischio di vibrazione della testata durante l'acquisizione dell'immagine. Dotato di un collimazione tonda. Parametri di esposizione: 60 - 70 KV , 4 - 8 mA (Multi-Mode)Macchia focale di 0,4 mm. Disponibili bracci in 3 lunghezze. L'opzione innesto inferiore del braccio consente un'installazione compatta in armadi passanti. Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo.	€ 202,32
	50010534	NEWTOM RX-DC COMPLETO DI BRACCIO DA 90 per installazione a parete (230V)** Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo Radiografico ad alta frequenza di ultima generazione, con collimatore incorporato da 30cm (12") e macchia focale 0,4 mm per la migliore qualità di immagine. Massime performance. bracci solidi e leggeri in alluminio estruso con sistema di autobilanciamento integrato riducono ogni rischio di vibrazione della testata durante l'acquisizione dell'immagine. Dotato di un collimazione tonda. Parametri di esposizione: 60 - 70 KV , 4 - 8 mA (Multi-Mode)Macchia focale di 0,4 mm. Disponibili bracci in 3 lunghezze. L'opzione innesto inferiore del braccio consente un'installazione compatta in armadi passanti. Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo.	€ 202,32
SALA MACCHINE (COMPRESSORI / ASPIRATORI)			
cattani	50003723	TURBO SMART "A" SCARENATO CON IDROCICLONE ISO 18 COMPLETO DI SEPARATORE DI AMALGAMA Potenza resa 1,22 kW – 7A. Prevalenza massima d'esercizio per il servizio continuo 2.000 mm H2 O. Livello di pressione sonora con aria canalizzata 68,2 dB (A) Dimensioni L=400 mm P=360 mm H=650 mm	€ 258,13
	50001991	PASSWORD TURBO SMART (PORTA LA T.S. DA 2 A 4 RIUNITI) PASSWORD PER TRASFORMARE IL TURBO-SMART IN VERSIONE "B" Potenza resa 1,5 kW - 6,5 A. Prevalenza massima d'esercizio per il servizio continuo 2000 mm H2O. Portata massima 1800 l/min. Consigliato per 3/4 studi in contemporanea. Livello di pressione sonora con aria canalizzata 69,6 dB (A). In versione carenata 68,5 dB (A).	€ 48,13
durr	50008360	ASPIRAZIONE CHIRURGICA VSA 600 con CENTRALINA e SEPARATORE D'AMALGAMA CA2; Base a Pavimento (max 2 operatori /3 riuniti)	€ 240,63
A DUE CILINDRI			
ANI	50006198	AC 200 (1~) 230 50 Hz Compressore a 2 cilindri a secco (privo di lubrificazione ad olio) completo d'impianto d'essiccazione e di 4 filtri in linea di serie per fornire aria compressa secca di elevata qualità e purezza. Caratteristiche: motore monofase 50 Hz, 1.2 kW, 7.7 A, capacità serbatoio aria 30 L, peso 54Kg, 160 NI/min d'aria resa a 5 bar, livello di pressione sonora: 71 dB (A). Dimensioni (LxPxH) 620x460x720 mm.	€ 223,67

CATTI	50002704	Compressore a 2 cilindri, aria resa 110/120L, capacità serbatoio 20L, senza olio, con essiccamento a membrana. Misure: L=49cm. P=46cm. H=70cm - Peso netto 47kg - Tensione 400V (3~). Contiene REGISTRO DI MANUTENZIONE che se, debitamente compilato ed inviato, offrirà la possibilità di estendere il periodo di garanzia legale da 12 a 36 mesi, semplicemente effettuando le manutenzioni programmate (sostituzione annuale dei filtri).	€ 223,67
	LASER		
DOCTOR SMILE	50010347	DOCTOR SMILE WISER 3 BLU 450-635-980 - Unità laser a diodo completa di: 01 Wiser tip Endodonzia (Azzurro conf. 4 pz) 01 Wiser tip Parodontologia (Giallo conf. 4 pz) 01 Wiser tip Chirurgia (Verde conf. 4 pz) 01 Wiser tip Impianti (Bianco conf. 4 pz) 01 Wiser tip Terapia (Nero conf. 4 pz) 01 Wiser tip Sbiancamento grande area 01 Wiser tip Biostimolazione 01 Piegia Tip 10 Swab per pulizia lenti 03 Paia di occhiali protettivi 01 Pedale di comando wireless 02 Adesivi Rad. Laser Accessori Vari	€ 913,98
ILLUMINAZIONE			
FARO	50009899	LAMPADA EVA - STD TW	€ 161,65
	50010020	LAMPADA FARO EVA - CAM 4K THEIATECH TW RIU	€ 436,15
	50009598	PLAFONIERA LED SIDEREA la prima plafoniera faro destinata allo studio odontoiatrico, a luce multidirezionale che dona allo studio un'illuminazione omogenea e proporzionata, evitando zone d'ombra. Potenza max 300 W - Dimensioni 1.595 x 635 mm - Peso 18,5 Kg - Temperatura colore Indiretta: 4.000 K / Diretta: 6.500 K - Resa cromatica > 95 - Illuminamento fino a 3.000 LUX (alla distanza di 1,4 m) - UGR < 10 adatta per ambienti da 12 a >20 mq, 1595 mm X 635 mm	€ 256,43
	50009597	PLAFONIERA LED SIDEREA SLIM la prima plafoniera faro destinata allo studio odontoiatrico, a luce multidirezionale che dona allo studio un'illuminazione omogenea e proporzionata, evitando zone d'ombra. ideale per ambienti fino a 12 mq, dimensioni 1025 mm X 641 mm Peso 14,5 kg, Illuminamento fino a 2.200 LUX (alla distanza di 1,4 m), Temperatura Colore Indiretta: 4.000 K / Diretta: 6.500 K	€ 199,94
SEDAZIONE			
TECNO GAZ	50010607	MASTER FLUX SMART Il primo sistema di sedazione cosciente in cloud con tecnologia IOT Gestione elettronica - Interconnesso IOT - Archiviazione e statistiche - Dati d'uso. Sul display di MasterFlux Smart è possibile visualizzare l'aspirazione della poltrona in litri al minuto. In questo modo è possibile regolare il flusso respirato dal paziente per rendere ancor più efficace la sedazione evitando qualsiasi dispersione in ambiente dei gas esalati. visualizza il gas residuo nelle bombole espresso in minuti di utilizzo.	€ 701,50
	50010742	SERVIZIO IOT 3 ANNI MASTER FLUX SMART	€ 91,50
	50010741	SERVIZIO IOT 1 ANNI MASTER FLUX SMART	€ 30,50
SISTEMI AI FOSFORI			
DURR DENTAL	50010729	VISTASCAN MINI VIEW 2.0 Scanner per tecnica ai fosfori con sistema PCS per 5 formati di film ai fosfori intraorali (2x3 - 2x4 - 3x4 - bitewing occlusale). Caratteristiche: ampio touchscreen in alta risoluzione che consente la visualizzazione RX e Scan Manager con informazioni paziente. Grande affidabilità grazie ad una memoria interna USB STICK che consente anche "una gestione stand alone; Risoluzione: 40 LP/mm (teoriche) / 22 LP mm (reali). Connessione LAN / WIFI. VistaScan Mini View lavora esclusivamente con i nuovi film ai fosfori IQ (Size 0-4). Dotazione: corpo macchina, alimentatore, cavo di rete, scheda memoria SDHC 16GB, DVD software VISTASOFT e VistaEasy (TWIN). Film ai fosfori IQ S0 (2pz), S2 (4pz), involucri anti-luce PLUS S0 (100pz) S2 (300pz), Slot per film S0, S1, S2, S3, S4.	€ 604,92