



occhiale semi personalizzabile

Luxe è un occhiale semi personalizzabile con l'ingrandimento tra i più apprezzati della gamma - 2.5X. Il professionista può scegliere tra tre distanze interpupillari e due distanze di lavoro diverse tra cui scegliere.

Questo permette all'operatore di avere un occhiale adatto alle proprie esigenze e quasi totalmente personalizzato ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Caratteristiche principali:

- prodotto semi personalizzato: scelta tra 3 distanze interpupillari
- rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso;
- ampiezza e profondità di campo generose e occhiale particolarmente leggero, 51gr;
- non vi è possibilità di personalizzazione con prescrizione oculistica.



Luxe 2.5X

Montatura Sportiva colore Nero

Ref. ORA25LUXE-SP-NA-S

Ref. ORA25LUXE-SP-RE-S

Ref. ORA25LUXE-SP-WI-S

PROMO EXPODENTAL 41

€ 995,00
+iva

Prezzo di listino €1.453,00 + iva



HDL 2.5X MACRO

ORASCOPTIC™

Offrendo una qualità di immagine equivalente al sistema ingrandente HDL 2.5 MICRO, il nuovo HDL 2.5 MACRO offre una larghezza di campo consistente che permette di muoversi facilmente all'interno del campo di lavoro e visualizzarlo con facilità. L'oculare ha una copertura in alluminio con finitura nichel spazzolato. La maggiore dimensione dell'oculare che entra nella lente aumenta quantità di luce che entra oculare per una migliore visualizzazione. Immagine più luminosa grazie all'alta definizione delle ottiche.

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
HLD	2.5x macro	Personalizzabile	10.4 cm	12.7 cm	48,7 gr.

Configurazioni

TTL - TTF - FLIP UP

HDL MACRO 2.5X

Montatura Victory (Ref. ORAHDL25MACRO-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAHDL25MACRO-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAHDL25MACRO-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAHDL25-TR)

PROMO EXPODENTAL 42

€ 1.650,00
+ iva

Prezzo di listino € 2946,00 + IVA



Con prescrizione standard: € 150,00

HDL - 3,0X

Sistema di ingrandimento Galileiano

Compatto e leggero, HDL 3x è stato progettato per garantire un comfort di visione unico per un occhiale di tale ingrandimento. Oculari del 50% più piccoli rispetto al suo predecessore HiRes 3.25X.

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
HDL	3.0x	Personalizzabile	7.9 cm	13.97 cm	48.7 gr.

Montature

TEMPO - RYDON - VICTORY - TRIUMPH

HDL MICRO 3.0X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORAHDL30-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAHDL30-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAHDL30-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAHDL30-TR)

PROMO EXPODENTAL 43

€ 1.800,00
+ iva

Prezzo di listino € 3.175,00 + IVA



Con prescrizione standard: € 150,00

HDL PRISMATICI



Nuova gamma di sistemi ingrandenti prismatici disponibili da 3.5X a 5.5X. Design compatto e durevole. Offrono una distanza di lavoro personalizzata e sono dotati di rivestimento anti-graffio ed anti-riflesso. La maggiore dimensione dell'oculare che entra nella lente permette l'ingresso di una maggiore quantità di luce per una migliore visualizzazione. Sugli oculari è stampato un ingrandimento per una più facile identificazione.

HDL Prism è disponibile anche con Montatura sportiva allo stesso prezzo della montatura Victory.

Configurazioni: TTL - FLIP UP

HDL 3.5X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORA35PZ-V1)
Montatura Tempo (Ref. ORA35PZ-TE)
Montatura Rydon (Ref. ORA35PZ-RY)
Montatura Triumph (Ref. ORA35PZ-TR)

PROMO EXPODENTAL 44

€ 2.190⁰⁰ + iva

Prezzo di listino € 3.652,00 + IVA



HDL 4.5X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORA45PZ-V1)
Montatura Tempo (Ref. ORA45PZ-TE)
Montatura Rydon (Ref. ORA45PZ-RY)
Montatura Triumph (Ref. ORA45PZ-TR)

PROMO EXPODENTAL 45

€ 2.390⁰⁰ + iva

Prezzo di listino € 3.975,00 + IVA



HDL 5.5X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORA55PZ-V1)
Montatura Tempo (Ref. ORA55PZ-TE)
Montatura Rydon (Ref. ORA55PZ-RY)
Montatura Triumph (Ref. ORA55PZ-TR)

PROMO EXPODENTAL 46

€ 2.590⁰⁰ + iva

Prezzo di listino € 4.296,00 + IVA



RDH & HDL ERGO

nuovi sistemi con ottica a deflessione



RDH & HDL Ergo™

sono i nuovi sistemi con ottica a deflessione che permette di lavorare in tutta comodità mantenendo una postura eretta.

Il sistema ottico utilizza dei prismi di rifrazione all'interno della lente e questo consente ai medici di stare seduti in posizione eretta riducendo l'inclinazione del collo.

La linea Ergo è un'opzione ergonomica che offre comfort per tutto il giorno.

Prescrizione standard di € 150,00



HDL 3.5X Ergo

Montatura Victory (Ref. ORAERGO35PZ-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAERGO35PZ-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAERGO35PZ-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAERGO35PZ-TR)

PROMO EXPODENTAL 47

€ 2.390,00 +iva

Prezzo di listino €4.085,00 + iva

IL NUOVO SISTEMA INTEGRATO LUCE + SISTEMA INGRANDENTE DI ULTIMA GENERAZIONE

La parte elettronica e le batterie sono completamente contenute all'interno della montatura, quindi senza fili visibili e l'innovativo design offre comfort per tutto il giorno riducendo il peso fino al 30% rispetto a una lente tradizionale.

Il modello PRO è un sistema integrato con luce con 2 intensità di illuminazione, 4 colori e rivestimento in plimero ceramico supporta e supporta la linea completa di oculari Orasoptic.

Disponibili nei seguenti Colori:



DragonFly Pro 2.5X Macro (Ref. ORAHDL25MACRO-DFP-TC)

PROMO EXPODENTAL 48

€ 3.390,00
+ iva

Listino € 6.415,00 + IVA

DragonFly Pro 3.0X (Ref. ORAHDL30-DFP-TC)

PROMO EXPODENTAL 49

€ 3.590,00
+ iva

Listino € 6.741,00 + IVA

DragonFly Pro 3.5X (Ref. ORA35PZ-DFP-TC)

PROMO EXPODENTAL 50

€ 4.050,00
+ iva

Listino € 7.066,00 + IVA

DragonFly Pro 4.5X (Ref. ORA45PZ-DFP-TC)

PROMO EXPODENTAL 51

€ 4.190,00
+ iva

Listino € 7.392,00 + IVA

DragonFly Pro 5.5X (Ref. ORA55PZ-DFP-TC)

PROMO EXPODENTAL 52

€ 4.350,00
+ iva

Listino € 7.717,00 + IVA

DragonFly Pro Eyezoom (Ref. ORAEYEZ-DFP-TC)

PROMO EXPODENTAL 53

€ 5.050,00
+ iva

Listino € 9.344,00 + IVA

DragonFly Pro Eyezoom mini (Ref. ORAEYEZMINI-DFP-TC)

PROMO EXPODENTAL 54

€ 4.550,00
+ iva

Listino € 7.171,00 + IVA

DragonFly Pro Eyezoom max (Ref. ORAEYEM-DFP-TC)

PROMO EXPODENTAL 55

€ 5.450,00
+ iva

Listino € 9.441,00 + IVA



DRAGONFLY NEO



La parte elettronica e le batterie sono completamente contenute all'interno della montatura, quindi senza fili visibili e l'innovativo design offre comfort per tutto il giorno riducendo il peso fino al 30% rispetto a una lente tradizionale.

Il modello NEO è un sistema integrato con luce con un unico livello di illuminazione a 78 lumens

Colore: Blue Notte



Disponibili nel seguente Colori:



BLU NOTTE

DragonFly NEO 2.5X MACRO

(Ref. ORAHDL25MACRO-DF-TC)

PROMO EXPODENTAL 56

€ 3.190,00 + iva

Listino € 6.010,00 + IVA

DragonFly NEO 3.0X

(Ref. ORAHDL30-DF-TC)

PROMO EXPODENTAL 57

€ 3.350,00 + iva

Listino € 6.336,00 + IVA

DragonFly NEO 3.5X

(Ref. ORA35PZ-DF-TC)

PROMO EXPODENTAL 58

€ 3.790,00 + iva

Listino € 6.661,00 + IVA

DRAGONFLY RDH 2.5X

La parte elettronica e le batterie sono completamente contenute all'interno della montatura, quindi senza fili visibili e l'innovativo design offre comfort per tutto il giorno riducendo il peso fino al 30% rispetto a una lente tradizionale.

Il modello RDH è un sistema integrato con luce con un unico livello di illuminazione a 78 lumens e supporta gli oculari progettati per igienisti dentali.

colori disponibili



CHAMPAGNE



LILLA



BLU NOTTE

PROMO EXPODENTAL 59

€ 3.090,00 + iva

Listino € 4.711,00 + IVA



Il nuovo Eyezoom™ offre 3 livelli di ingrandimento regolabili da 3x a 5x



Qualità

Rivestimenti ottici e lenti ingegnerizzati e prodotti in collaborazione con KONICA MINOLTA



Ingrandimento adattabile

Tecnologia variabile su 3 livelli da 3x a 5x di ingrandimento

Montature

TRIUMPH - RAVE - RYDON - VICTORY

Ingrandimento	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3X	10,2 cm	10,2 cm	Personalizzabile	97,6 gr.
4X	8,3 cm	8,3 cm		
5X	6,35 cm	6,35 cm		



EyeZoom

Montatura Victory (Ref. ORAOEYEZ-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAEYEZ-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAEYEZ-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAEYEZ-TR)

PROMO EXPODENTAL 60

€ 3.390,00 + IVA

Prezzo di listino € 5.856,00 + IVA

Eyezoom™ mini è un sistema ingrandente compatto con ingrandimento variabile da 2,5x a 3,5x

Questa ottica innovativa garantisce all'utilizzatore l'ingrandimento ottimale per ciascuna procedura di lavoro.

Con una versatilità senza precedenti e distanza di lavoro costante ad ogni livello di ingrandimento, eyezoom mini è lo strumento ideale per coloro che si affacciano per la prima volta all'utilizzo dei sistemi ingrandenti.

Ingrandimento	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
2,5X	10,16 cm	10,16 cm	Personalizzabile	73,7 gr.
3,5X	8,10 cm	8,10 cm		

Montature

TRIUMPH - TEMPO - RYDON - VICTORY

EyeZoom Mini

Montatura Victory (Ref. ORAOEYEZMINI-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAOEYEZMINI-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAOEYEZMINI-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAEYEZMINI-TR)

PROMO EXPODENTAL 61

€ 2.790,00 + IVA

Prezzo di listino € 4.350,00 + IVA



Con prescrizione standard: € 150,00



Porta le tue prestazioni
al massimo con

EYE **ZOOM** MAX™

il nuovo sistema
di ingrandimento
creato per supportare
il dentista in ogni
procedura

*Disponibile nelle seguenti
montature:*

ORAEYEM-RY - Rydon

ORAEYEM-V1 - Victory

ORAEYEM-TE - Tempo

ORAEYEM-TR - Triumph

PROMO EXPODENTAL 62

€ 3.690,00
+iva

Prezzo di Listino: € 6.489,00 + iva



SISTEMA INGRANDENTE 2.5X RDH ELITE

Il sistema ingrandente 2.5X RDH Elite presenta una tecnologia all'avanguardia con un angolo di declinazione regolabile per una corretta postura e comprende una larghezza e profondità di campo generose consigliati per i professionisti dentali.

La montatura con stanghette colorate intercambiabili ed un telaio profondo per il massimo confort.

Specifiche:

Ogni occhiale include protezioni laterali, laccetto, stringitesta, custodia, cacciavite ottico e panno per la pulizia.

Come per tutti i sistemi ingrandenti Orascoptic, l'occhiale può essere personalizzato con prescrizione oculistica

Colori disponibili montatura Elevate:



BLACK



**CRYSTAL
CLEAR**



GLACIER



TORTOISE



**PINK
PEARL**

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
RDH	2.5x	Personalizzabile	10,20 cm	15,20 cm	43,30 gr.

PROMO EXPDENTAL 63


€ 1.290,00
+ iva

Prezzo di listino € 1.794,87 + IVA



RDH & HDL ERGO

Nuovi sistemi con ottica a deflessione



RDH & HDL Ergo™

sono i nuovi sistemi con ottica a deflessione che permette di lavorare in tutta comodità mantenendo una postura eretta.

Il sistema ottico utilizza dei prismi di rifrazione all'interno della lente e questo consente ai medici di stare seduti in posizione eretta riducendo l'inclinazione del collo.

La linea Ergo è un'opzione ergonomica che offre comfort per tutto il giorno.

Prescrizione standard di € 150,00

Per ogni ordine Orascope preso in fiera

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.2 Occhiali protettivi

(cod. BS162001) del valore di € 23,80



RDH 3.0X Ergo

Montatura Elevate (Ref. ORAERGORDHEL)

Promo Expodental 64

€ 1.550,00 +iva

Prezzo di listino €2.511,00 + iva

HDL 3.5X Ergo

Montatura Victory (Ref. ORAERGO35PZ-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAERGO35PZ-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAERGO35PZ-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAERGO35PZ-TR)

Promo Expodental 65

€ 2.950,00 +iva

Prezzo di listino €3.232,00 + iva