



**FUORI  
TUTTO**

Prodotti showroom o provenienti  
da stock magazzino Dental Trey

Offerta soggetta a disponibilità limitata

Per info:



[attrezzature@dentaltre.it](mailto:attrezzature@dentaltre.it)



Prezzo Listino € 39.468 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 21.500 + IVA**

## Riunito A-dec 533 SPRIDO Show room NAPOLI

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore elettrico NSK a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito A-dec 572 Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Plus Silver Pearl



Prezzo Listino € 27.445 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 12.900 + IVA**

## Riunito A-dec 333 SPRIDO Show room ROMA

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore elettrico NSK a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito A-dec 372 Led
- Braccio assistente a 2+2 alloggi con imbuto
- Tappezzeria Plus Ebony
- Riunito in versione chirurgica – senza Gruppo idrico



Prezzo Listino € 49.900 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 17.500 + IVA**

## Riunito Anthos L9 Show room NAPOLI

- Freno braccio pneumatico
- Modulo Siringa operatore
- Modulo per turbina Midwest con F.O.
- Micromotore elettrico ad induzione iMMr
- Modulo ablatore UPZ6
- Sistema SHS con bottiglia
- Vassoio portatray standard
- Bacinella motorizzata con led pack
- Braccio assistente a 3 alloggi con aspirasaliva e asp. Chirurgico
- Valvola parzializzatrice
- Pedaliera multifunzione
- Poltrona con poggiatesta manuale e tappezzeria termoformato colore GRIGIO ANTRACITE
- Piastra antiribaltamento
- Incluso bracciolo SX
- Lampada Venus Led MCT
- Seggiolino operatore S7

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:

Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0



Prezzo Listino € 33.390 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 11.900 + IVA**

## Riunito Anthos L6 NUOVI

- Freno braccio pneumatico
- Modulo Siringa operatore
- Modulo per turbina Midwest con F.O.
- Micromotore elettrico ad induzione iMMr
- Modulo ablatore UPZ6
- Vassoio portatray standard
- Braccio assistente a 3 alloggi con aspirasaliva e asp. Chirurgico
- Valvola parzializzatrice
- Pedaliera multifunzione
- Poltrona con poggiatesta manuale e tappezzeria termoformato colore
- Incluso bracciolo SX
- Lampada Venus
- 106 Azzurro Mediterraneo
- 121 Grigio Antracite
- 115 Salmone Scozzese
- 123 Verde Polinesia
- 132 Viola Mirtillo

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:  
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0





Prezzo Listino € 24.145 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 15.500 + IVA**

## Riunito Planmeca Compact I Classic Special Edition, con Touch Pad a membrana – Show Room FIUMANA

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore Bien Air MCX a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito Solanna a Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Comfy

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:  
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0

## Seggiolino Adec per assistente 1622 Show Room FIUMANA



Prezzo Listino € 1.156 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 423 + IVA**

- Seduta per assistente con poggiatesta e schienale regolabile
- Colore Chianti e Sorbet




Prezzo Listino € 1.156 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 430 + IVA**

## Seggiolino Adec per assistente 1622 Show Room FIUMANA

- Seduta per assistente con poggiatesta e schienale regolabile
- Colore Fucsia, Sapphire e Parrot








Prezzo Listino € 1.412 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 550 + IVA**

## Seggiolino Adec per assistente 522 Show Room FIUMANA

- Seduta per assistente con poggiatesta e schienale regolabile
- Colore Red e Timberwolf





Prezzo Listino € 3.190 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 2.250 + IVA**

## Serie Mobili Rossicaws Adam Show room PADOVA

Rossicaws 1P

- Lavello in ceramica a filo piano con miscelatore e comando elettromagnetico a molla
- Posizione lavello DX
- Dimensioni: L209, P52cm

Ripiamo in laminato

Comprensiva di servomobile a 5 cassetti con garage, 1 anta con ripiano interno, modulo sottolavello con bidone e cassettera a 4 cassetti.

Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusure soft.



Prezzo Listino € 3.866 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 2.200 + IVA**

## Serie Mobili Loran Show room FIUMANA

LIKE

- Lavello in ceramica a filo piano con miscelatore e comando elettromagnetico a molla
- Posizione lavello DX
- Dimensioni: L209, P46cm

Ripiamo in laminato

Comprensiva di servomobile a 5 cassetti con garage, 1 anta con ripiano interno, modulo sottolavello con bidone e cassettera a 4 cassetti.

Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusure soft.



Prezzo Listino € 6.535 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 3.900 + IVA**

## Serie mobili Dental Art Show room FIUMANA

### Serie POP

- Ripiano in LAP con lavello ceramica a filo e miscelatore a leva lunga cromato, compreso comando elettromagnetico a pedale

Dimensioni: L203, P52 cm

- Comprensiva di 1 anta con due ripiani interni, 2 cassetiere di cui una a 5 cassetti e una a 6 cassetti + modulo portarifiuti
- Lavello a DX
- Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusura soft.
- Colore frontali verde opaco

## Serie mobili Loran Show room FIUMANA

### Serie LOOK

- Ripiano in Corian con lavello termoformato e miscelatore a leva lunga cromato, compreso comando elettromagnetico a pedale

Dimensioni: L203, P46 cm

- Comprensiva di 1 anta con due ripiani interni, 2 cassettiere a 5 cassetti + modulo portarifiuti sottolavello
- Lavello a SX
- Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusura soft.
- Colore frontali, maniglie e piedini BLUE HURON opaco



Prezzo Listino € 5.306 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 3.300 + IVA**



Prezzo Listino € 977 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 530 + IVA**

## Servomobile Loran Show room FIUMANA

Serie LIKE

- Ripiano in laminato
- 5 cassetti con chiusura soft
- Inclusi tutti gli interni per cassetti





Prezzo Listino €1.336 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 770 + IVA**

## Pensile Loran Show room FIUMANA

Penisile ALA10

- Modulo per lo stoccaggio di materiali monouso
- Dimensioni: L103, P20, H40 cm

COLORE BLUE HURON opaco

\*\*\* Montaggio a carico del cliente



Prezzo Listino € 835 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 570 + IVA**

## Carrello per IOS Show room FIUMANA

Carrello con antina asportabile calamitata color argento

Ripiano di appoggio per PC portatile

Supporto per Monitor

Elettrificato



Prezzo Listino € 731 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 570 + IVA**

## Carrello Loran Logo C Show room FIUMANA

Carrello con cassetto estraibile

Ripiano di appoggio per PC portatile

Elettrificato



Prezzo Listino € 9.815 + iva


**PREZZO SPECIALE**

**€ 5.490 + IVA**

## LASER BIOLASE Show Room FIUMANA

Laser Epic X a diodi

Comprensivo di tutti i manipoli



Prezzo Listino € 3.420 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€1.690 + IVA**

## Plafoniera Faro Show room FIUMANA

Plafoniera Sidera

- Plafoniera a LED con spettro simile a quello del Sole, in grado di riprodurre la stessa qualità della luce naturale
- Memorizzazione dell'ultimo livello di illuminamento
- Temperatura colore indiretta 4000 K e diretta 6500 K
- Con telecomando per la regolazione delle intensità luminose
- Adatta a stanze fino a 20 mq

\*\*\* Montaggio a carico del cliente, tramite suo elettricista



Prezzo Listino € 9.300 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 6.190 + IVA**

## Autoclave Melag Show room FIUMANA

- Autoclave Melag 44B
- Autoclave di classe B dotata di doppia camera per cicli veloci (17 minuti compresa asciugatura).
- Dotazione: 6 tray, Meladem40, Melajet e CF CARD.
- Dimensioni esterne: L=46 cm. P=68 cm. H(condisplay)=56 cm.
- Dimensioni camera: 25x45 cm. Capacità (volume): 22 litri.
- Peso: 59 kg
- Potenza: 3400Watt pari a 3,4 Kw. Alimentazione: 230 volt.
- Compresi 2 tray piccoli (inclusi 01043 e 01048).
- Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società





Prezzo Listino € 5.090 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 2.590 + IVA**

## Autoclave Euronda Show room NAPOLI

- Autoclave Euronda E8
- Autoclave di classe B, completamente conforme alla normativa EN13060.
- Capienza 5 trays o 3 cassette.
- Gestione 5 cicli di tipo B, 3 cicli test, Funzione Personal (Ciclo rapido, Ciclo emergenza, Ciclo prima visita, ciclo multi-test),
- Display soft-touch.
- Gestione e tracciabilità del dato tramite SD card o WiFi (opzionale)
- Rintracciabilità espandibile con 2 moduli stampanti "Print set« applicabili in autonomia (opzionali).
- Lettore di conducibilità a bordo.
- Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 97/23/CEE
- Capacità camera 24l. Consumo d acqua 300 ml. Peso 48 Kg
- Dimensioni esterne 460x455x610 mm (LxHxP).
- Garanzia convezionale 12 mesi o 1.500 cicli



Prezzo Listino € 1.476 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 423 + IVA**

**(DETRAIBILE NELL'ANNO)**

## Aspiratore di Aerosol ASPISOL Show Room FIUMANA

- Depolverizzatore dotato di sistema di sterilizzazione e abbattimento aerosol e particelle sospese tramite filtro Hepa H13/14 al 99,97% 0,3 micron e lampada UV-C 254nm. Dotato di braccio articolato a 3 snodi che permette un corretto posizionamento direttamente sull'area di lavoro.
- Trasportabile e posizionabile in ogni area operativa grazie alla maniglia integrata ed alle ruote piroettanti.



Prezzo Listino € 1.690 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 750 + IVA**

## Aspiratore di Aerosol TBH Show Room FIUMANA

- L'aspiratore TBH DF10 garantisce una filtrazione ad alto livello delle particelle disperse in aria tramite aerosol.
- Il sistema di filtraggio a triplo strato di cui è dotato permette la rimozione di batteri e particelle virali compresi i coronavirus.
- Estremamente silenzioso, compatto, mobile e di facile impiego, si adatta alla collocazione anche in ambienti ristretti.
- Dotato di una capacità di aspirazione effettiva di 200 m<sup>3</sup>/h e di un grado di filtrazione del 99,95%.
- Completo di cappa di aspirazione BF10 abbinata al braccio aspirante.



Prezzo Listino € 234 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 59 + IVA**

## DISPENSER TECNOMED MY SAFETY ZONE JOB Show Room FIUMANA

- Distributore multifunzionale da collocare in reception/sala d'attesa: una soluzione semplice, ma altamente funzionale, per garantire la disponibilità di dispositivi di protezione individuale.
- Dalle linee pulite e con un design sobrio, è strutturato con dispenser per guanti e mascherine nel top e disinfettante per mani e vano rifiuti nella parte frontale. In melaminico bianco, dimensioni 500x500xh 1000 mm.



Prezzo Listino € 3.100 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 490 + IVA**

## IQ Allergen 250 + supporto con route Show Room FIUMANA

- Purificatore d'aria con elevate prestazioni sulla riduzione di allergeni, patogeni, gas e odori presenti negli studi.
- Dimensioni 41x38 x h 70cm.
- Peso 16kg.
- Colore grigio chiaro / bianco.
- Portata massima 380 m<sup>3</sup>/h.
- Adatto per ambienti fino a 75 mq.



Prezzo Listino € 1.450 + iva

**PREZZO SPECIALE**

**€ 423 + IVA**

**(DETRAIBILE NELL'ANNO)**

## PLAFONIERA DEMA-LED 5K Show Room FIUMANA

- Plafoniere a sospensione a luce bidirezionale con led di ultima generazione. Sono state concepite per fornire ottimali condizioni di lavoro nello studio odontoiatrico.
- La ripartizione della luce diretta ed indiretta consente una corretta ed uniforme diffusione evitando contrasti fra le varie zone illuminate DEMA-LED 5K offre la possibilità di regolare l'intensità luminosa nelle due direzioni e variare la temperatura di colore della luce in modo da abbinarla a quella della lampada del riunito affinché non venga alterata la visione attorno e nel cavo orale. Le varie regolazioni avvengono tramite un pratico telecomando. Dimensioni: cm. 120x20x4,5





Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next

**Prezzo listino € 77.970 + IVA**  
**Prezzo scontato € 33.275+ IVA**

**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 28.900 + IVA 5%**

**PEZZI DISPONIBILI 7**

## NEWTOM GO 2D-3D CBCT Show room DT Fiumana / Viareggio / Roma Napoli / Padova / Bari / Palermo (2023) Prodotto espositivo ZERO SCATTI RX

1 SENSORE: 2D Pan / 3D  $\geq 6$  LP/mm Voxel 80  $\mu$ m

ORTOPANORAMICA: Adaptive PAN 5 strati

FOV VOLUMI : (10x10; 10x6; 8x7; 8x6; 8x10; 6x7; 6x6)

GENERATORE RX: Potenziale costante 90 kW

aMAR (Autoadaptative Metal Artifact Removed)

WORSTATION 3D + MONITOR FULL HD 24"

❖ Garanzia 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next

**Prezzo listino € 94.775 + IVA**  
**Prezzo scontato € 38.300+ IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 34.900 + IVA 5%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

# NEWTOM GO 2D-3D CBCT CEPH STOCK MAGAZZINO DT Fiumana (12/2023) Prodotto nuovo ZERO SCATTI RX

1 SENSORE: 2D Pan / 3D  $\geq 6$  LP/mm Voxel 80  $\mu$ m

1 SENSORE 2D: Ceph

ORTOPANORAMICA: Adaptive PAN 5 strati

CEFALOMETRIA: proiezioni LL AP PA SV CARPO (Opzione)

FOV VOLUMI : (10x10; 10x6; 8x7; 8x6; 8x10; 6x7; 6x6)

GENERATORE RX: Potenziale costante 90 kW

aMAR (Autoadaptive Metal Artifact Removed)

WORSTATION 3D + MONITOR FULL HD 24"

❖ Garanzia 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next

**Prezzo listino € 134.745+ IVA**  
**Prezzo scontato € 58.780+ IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 54.780 + IVA 5%**

PEZZI DISPONIBILI 1

# NEWTOM GIANO HR 3D CEPH ADV

## Show room DT Fiumana

(12/2022) Prodotto espositivo ZERO SCATTI RX

1 SENSORE 2D: DC PAN-CEPH Rilocabile

1 SENSORE 3D: Voxel da 68 a 300 µm

ORTOPANORAMICA: DC III Pan Ultra HD 11 strati

CEFALOMETRIA: DCIII CEPH Ultra HD e ECO

FOV VOLUMI: 13 x 16; 13 x 14; 13 x 10; 13 x 8;

10 x 10; 10 x 8; 10 x 6; 8 x 8; 8 x 6; 6 x 6

Consolle FULL-TOUCH 10"

WORSTATION 3D + MONITOR HD 24"

❖ Garanzia 24 mesi

#### INCLUSO:

- ❖ XF PACK XF Pack (eXtended Functions) aggiunge FOV (4x4; 7x6; 9x9) per esami a campo ridotto (minima dose) e altissima risoluzione (voxel 68 µm) **Valore 2.100€**

INCLUSO NELL'OFFERTA:

INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO

QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



**PLANMECA**

Prezzo listino € 59.125 + IVA  
Prezzo scontato € 43.275+ IVA  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 36.274 + IVA 5%**

PEZZI DISPONIBILI 3

# PLANMECA PROMAX CLASSIC

Stock magazzino DT Fiumana  
(11/2022) Prodotto nuovo ZERO SCATTI RX

Modello: Protouch Control

1 SENSORE 2D-3D. Voxel da 100 a 400 µm

Voltaggio emettitore RX: 90 kW

ORTOPANORAMICA: 2D SMART PAN Multistrato

CBCT FOV VOLUMI: 11 x 8; 8 x 8; 5 x 8; 8 x 5; 5 x 5;

Modalità ENDO 75 µm

CALM correzione dei movimenti

PROGETTAZIONE IMPLANTARE

❖ Garanzia 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:

INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO

QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)

ASSISTENZA POST VENDITA - CARE PLUS (1 anno)



**PLANMECA**

Prezzo listino € 95.431 + IVA  
Prezzo scontato € 51.100+ IVA  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 46.890 + IVA 5%**

PEZZI DISPONIBILI 2

# PLANMECA PROMAX PLUS CEPH

Stock magazzino DT Fiumana  
(2022) Prodotto nuovo ZERO SCATTI RX

MODELLO: CBCT 3D Protouch Control

1 SENSORE 2D-3D Voxel da 100 a 400 µm

1 SENSORE CEPH: ingrandimento fino a 30 x 27cm

VOLTAGGIO emettitore RX: 120 kW **SPECIAL**

ORTOPANORAMICA: 2D SMART PAN Multistrato

CBCT FOV VOLUMI: 20 x 10; 20 x 6; 16 x 10; 10 x 10;

10 x 6; 8 x 8; 8 x 5; 4 x 8; 4 x 5;

MODALITA ENDO 75 µm

CALM correzione dei movimenti

❖ Garanzia 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:

INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO

QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)

ASSISTENZA POST VENDITA - CARE PLUS (1 anno)



**Prezzo listino € 95.431 + IVA**  
**Prezzo scontato € 51.100+ IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 46.890 + IVA 5%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

# DURR VISTAVOX S 3D CEPH

## Show room DT Milano

(2024) Prodotto espositivo ZERO SCATTI RX

MODELLO: VISTAVOX S 3D CEPH

Macchia focale 0,5 mm -100 Kv 16mA

FOV 3D: 13 x 8,5; 13 x 7; 13 x 5;

5 volumi 5x5 acquisibili mascella + 5 mandibola

CEPH Sensore CMOS dedicato

Workstation DELL

EIZO Monitor medicale 24»

❖ EXTRA GARANZIA STD fino a 5 anni

INCLUSO NELL'OFFERTA:

INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO

QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)

# NEWTOM X-PSP

## Stock magazzino DT Fiumana

(2024) Prodotto nuovo

NewTom X-PSP è il sistema CR (Computed Radiography) che unisce l'avanzata tecnologia diagnostica digitale ai fosfori ai vantaggi delle lastre a pellicola tradizionali. Elegante e compatto, il sistema risulta veloce e semplice da utilizzare. In pochi secondi, il lettore X-PSP importa e digitalizza in rapida sequenza ogni immagine dalle relative piastrine ai fosfori, permettendone l'immediata visualizzazione su PC o, grazie ad apposita APP, su iPad.

Fondamentali per diagnosi affidabili, le immagini sono in alta risoluzione.

❖ Garanzia 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next



Prezzo listino € 4.962 + IVA  
Prezzo scontato € 4.350 + IVA  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 3.590 + IVA 22%**

PEZZI DISPONIBILI 2





**Prezzo listino € 14.423 + IVA**  
**Prezzo scontato € 8.490 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 7.575 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

# DÜRR VISTASCAN ULTRA VIEW

## Show room DT Fiumana

(2023) Prodotto espositivo

Lo scanner per film ai fosfori VistaScan Ultra View è un apparecchio di fascia alta che combina la qualità superiore delle immagini realizzate tramite tecnologia PCS con prestazioni eccellenti e funzioni innovative.

Il nuovo design di VistaScan Ultra View consente di utilizzare lo scanner in modo efficiente e senza compromessi, poiché i film ai fosfori possono essere scansionati contemporaneamente su 2 slot, risparmiando tempo prezioso.

Schermo da 7 pollici

Supporta tutti i formati di lastrine

2 lastrine size 0 incluse (2x3 cm)

4 lastrine size 2 incluse (3x4)

Software VistaSoft

❖ Garanzia 36 mesi

**INCLUSO NELL'OFFERTA:**  
**INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO**  
**QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)**





**Prezzo listino € 11.052 + IVA**  
**Prezzo scontato € 6.590 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 5.742 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

# DÜRR VISTASCAN MINI VIEW 2.0

## Show room DT Fiumana

(2023) Prodotto espositivo

Il nuovo VistaScan Mini View 2.0 offre design e tecnica d'avanguardia, e insieme ai moderni film ai fosfori IQ VistaScan, l'Intelligenza Artificiale permette numerose funzioni innovative.

Schermo da 5 pollici

Supporta tutti i formati di lastrine

2 lastrine size 0 incluse (2x3 cm)

4 lastrine size 2 incluse (3x4)

Software VistaSoft

❖ Garanzia 36 mesi

**INCLUSO NELL'OFFERTA:**  
**INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO**  
**QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)**



**Prezzo listino € 10.4002 + IVA**  
**Prezzo scontato € 5.900 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 5.490 + IVA 22%**

PEZZI DISPONIBILI 1

## DURR VISTASCAN MINI VIEW 1.0 STOCK magazzino DT Fiumana (2023) Prodotto nuovo

VistaScan Mini View, lo scanner per film ai fosfori compatto, rapido ed efficiente, hai a disposizione tutti i formati intraorali (0-4), con una scala di 65.536 tonalità di grigi, equivalente a 16 bit, una risoluzione effettiva di 22,7 LP/mm e il pratico display touch da 4,3" per un controllo intuitivo. Schermo da 5 pollici.

Per tutti i formati intraorali, da 0 a 4.

VistaScan Mini View continua a eseguire scansioni e salva le immagini radiografiche, collocandole temporaneamente in una memoria interna (SD card).

Funzionalità WLAN integrata: collega facilmente VistaScan Mini View alla rete WI-FI esistente, posizionandolo pressoché ovunque. Disponibile anche l'interfaccia LAN. Software VistaSoft

❖ Garanzia 36 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



**marathon**



**Prezzo listino € 16.052 + IVA**  
**Prezzo scontato € 13.900 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 11.200 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

## MARATHON MT-1000

### Show room DT Bari

(2023) Prodotto espositivo

Nuova generazione di scanner intraorale / Frame di scansione fino a 70 FPS / Tecnologia video 3D in movimento.

Acquisizione in streaming 3D a colori.

Questa tecnologia permette agli utenti di acquisire impronte digitali in modo più veloce e più preciso con riconoscimento texture super fedele.

NOTEBOOK 15»

Borsa in pelle

❖ Garanzia 24 mesi

**INCLUSO NELL'OFFERTA:**  
**INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO**  
**QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)**



**Prezzo listino € 17.540 + IVA**  
**Prezzo scontato € 14.900 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 13.450 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

## NEWTOM VISIOSCAN WL

### Show room DT Fiumana

(2024) Prodotto espositivo

Scanner intraorale 3D wireless

Scansione ultraveloce con precisione impeccabile

Design compatto ed ergonomia avanzata

Struttura molto robusta

Peso di 245 g (con la batteria)

Punta standard e punta piccola disponibili

Bottoni a pressione su ciascun lato

Durata della batteria per tutto il giorno (fino a 2 ore di scansione continua o fino a 60 casi)

- Notebook HP Zbook G10 incluso (3 anni assistenza onsite)
- ❖ Garanzia 24 mesi

**INCLUSO NELL'OFFERTA:**  
**INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO**  
**QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)**



**3shape** 

**Prezzo listino € 22.100 + IVA**  
**Prezzo scontato € 17.800 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 16.900 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

## 3SHAPE TRIOS 3 POD STOCK magazzino DT Fiumana (2024) Prodotto espositivo

Scanner intraorale 3D cablato a colori

Powered by 3Shape Unite

Patient Engagement APPs ( Smile Design, Patient treatment, Model maker,

Connessione INVISALIGN

Peso 340 g / 1875 frame/sec.

1 anno TRIOS CARE + Assicurazione FULL RISK

Dell Precision Workstation Intel i7 (7560) Touchscreen

❖ Garanzia 12 mesi

**INCLUSO NELL'OFFERTA:**  
**INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO**  
**QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)**



**vhf**

Prezzo listino € 34.073 + IVA  
Prezzo scontato € 30.900 + IVA  
**OFFERTA SPECIALE**  
€ 22.950 + IVA 22%

PEZZI DISPONIBILI 1

## VHF Z4

### Show room DT Fiumana

(2023) Prodotto espositivo

Fresatrice 4 assi ad umido

Per le applicazioni Same-Day: lavorazione a umido di blocchi

- Compressore integrato
- PC integrato
- Mandrino 100.000 giri/min
- Serraggio automatico fresa
- Serraggio automatico blocchetto
- Precisione di ripetizione di 3µm

TOOL SET STARTER KIT 5 tools, tool length 35 mm

❖ Garanzia 12 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



Compositi

PMMA & Cera

Vetroceramica



**vhf**



Prezzo listino € 34.073 + IVA  
Prezzo scontato € 18.900 + IVA  
**OFFERTA SPECIALE**  
€ 15.810 + IVA 22%

PEZZI DISPONIBILI 1

## VHF E4 STOCK magazzino DT Fiumana (2024) Prodotto nuovo

Rettificatrice e fresatrice a 4 assi con un potente mandrino da 800 Watt con 60.000 giri/min. Fresata tutti i materiali in blocco comuni con un massimo di 45 mm di lunghezza, come vetroceramica, compositi, ossido di zirconio o plastiche. La rettifica a umido senza additivi con la tecnologia PUREWATER o la fresatura senza aria compressa con AIRTOOL.

Per le applicazioni Same-Day: lavorazione a umido di blocchi,

- 7 UTENSILI ( Cambio automatico)
- UMIDO / SECCO (kit da aggiungere)
- AIRTOOL

TOOL SET STARTER KIT 5 tools, tool length 35 mm

❖ Garanzia 12 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



 **DÜRR  
DENTAL**

**Prezzo listino € 6.843 + IVA**  
**Prezzo scontato € 3.880 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 2.333 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 3**

## DÜRR VISTACAM IX HD SMART STOCK magazzino DT Fiumana (2024) Prodotto Nuovo

Telecamera HD 1280x1024: nuova ottica migliorata e straordinaria profondità di campo per immagini nitide.

Il terminale intercambiabile Proxi è un valido supporto nel rilevare precocemente le carie interprossimali.

Con il terminale intercambiabile Proof, è possibile rilevare facilmente le carie occlusali e superficiali, la placca sulle superfici e il tartaro

❖ **Garanzia 36 mesi**

**INCLUSO NELL'OFFERTA:**  
**INSTALLAZIONE IN REMOTO**  
**QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)**





We make it visible.

**Prezzo listino € 42.030 + IVA**  
**Prezzo scontato € 33.450 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 30.875 + IVA 22%**

PEZZI DISPONIBILI 1

## ZEISS EXTARO 300 PREMIUM

### Stock magazzino DT Fiumana

(2024) Prodotto nuovo

Modello: Stativo a pavimento a ruote

- Corpo ottico EXTARO PREMIUM, con variatore galileiano a 5 fattori di ingrandimento, impugnatura frontale regolabile a corna di bue, interfaccia unica di controllo vicino all'impugnatura, variatore di focale Varioskop 230, fonte luce TriLED comprensiva di LightBoost, dispositivo SpotLight per la regolazione del diametro del campo illuminato, filtro ARANCIO per lavorare al composito e filtro VERDE per maggiore contrasto tra sangue e tessuto, oculari 12.5x, interfaccia MORA (senza uscita ottica laterale), kit Augmented Visualization, kit Comunicazione Completo (videocamera 1080p, videorec su USB o app Zeiss Connect, interfaccia network e wifi).

Raccordo meccanico angolato a 120°, tubo binoculare pieghevole 180° f=170

Certificazione Zeiss DICOM Industria 4.0

❖ Garanzia 12 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)

# SEMORR DOM3000D-4k PRO

## Show room DT Fiumana

(2023) Prodotto showroom

Ingrandimento Zoom

Tubo binoculare var. 0~210°

Vario Focus f=180-460mm

Illuminazione a LED

Modulo telecamera 4K HD integrato

Supporto mobile a 4 ruote

Schermo LG da 27"

❖ Garanzia: 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:

INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO

QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



**Prezzo listino € 18.000 + IVA**  
**Prezzo scontato € 15.900 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 14.600 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**



Per richiedere le offerte  
[attrezzature@dentaltrey.it](mailto:attrezzature@dentaltrey.it)  
[hitech@dentaltrey.it](mailto:hitech@dentaltrey.it)  
oppure

**CLICCA QUI**