

# Promozioni ORASCOPTIC

VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 2024

## RDH & HDL ERGO

nuovi sistemi con ottica a deflessione



### RDH & HDL Ergo™

sono i nuovi sistemi con ottica a deflessione che permette di lavorare in tutta comodità mantenendo una postura eretta.

Il sistema ottico utilizza dei prismi di rifrazione all'interno della lente e questo consente ai medici di stare seduti in posizione eretta riducendo l'inclinazione del collo.

La linea Ergo è un'opzione ergonomica che offre comfort per tutto il giorno.

Prescrizione standard di € 150,00



### RDH 3.0X Ergo

Montatura Elevate (Ref. ORAERGORDH-EV)

Promo Sellout 2432

**€ 1.650,00**  
+iva

Prezzo di listino €2.511,00 + iva

### HDL 3.5X Ergo

Montatura Victory (Ref. ORAERGO35PZ-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAERGO35PZ-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAERGO35PZ-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAERGO35PZ-TR)

Promo Sellout 2433

**€ 2.550,00**  
+iva

Prezzo di listino €4.085,00 + iva



## SISTEMA INGRADENTE 2.5X RDH ELITE

Il sistema ingrandente 2.5X RDH Elite presenta una tecnologia all'avanguardia con un angolo di declinazione regolabile per una corretta postura e comprende una larghezza e profondità di campo generose consigliati per i professionisti dentali.

La montatura con stanghette colorate intercambiabili ed un telaio profondo per il massimo confort.

### Specifiche:

Ogni occhiale include protezioni laterali, laccetto, stringitesta, custodia, cacciavite ottico e panno per la pulizia.

*Come per tutti i sistemi ingrandenti Orascoptic, l'occhiale può essere personalizzato con prescrizione oculistica*

### Colori disponibili montatura Elevate:



Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
RDH	2.5x	Personalizzabile	10,20 cm	15,20 cm	43,30 gr.

Promo Sellout 2437

**€ 1.390,00** + iva

Prezzo di listino € 1.794,87 + IVA

occhiale semi personalizzabile

Luxe è un occhiale semi personalizzabile con l'ingrandimento tra i più apprezzati della gamma - 2.5X. Il professionista può scegliere tra tre distanze interpupillari e due distanze di lavoro diverse tra cui scegliere. Questo permette all'operatore di avere un occhiale adatto alle proprie esigenze e quasi totalmente personalizzato ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

**Caratteristiche principali:**

- prodotto semi personalizzato: scelta tra 3 distanze interpupillari
- rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso;
- ampiezza e profondità di campo generose e occhiale particolarmente leggero, 51 gr;
- non vi è possibilità di personalizzazione con prescrizione oculistica.



**Acquista  
n.1 Luxe**

occhiale semi-personalizzabile con  
ingrandimento 2.5x

**Montatura Sportiva colore Nero**

Ref. ORA25LUXE-SP-NA-S

Ref. ORA25LUXE-SP-RE-S

Ref. ORA25LUXE-SP-WI-S



**Prezzo Promo**

**€ 995,00**  
+iva

**Acquista  
n.1 Luxe**

occhiale semi-personalizzabile  
con ingrandimento 2.5x

+

**n.1 luce Zeon Led Spark Trucolor**

(Ref. ORALED-SPARK-TC)



**Prezzo Promo**

**€ 2.085,00**  
+iva

**Acquista  
n.1 Luxe**

occhiale semi-personalizzabile con  
ingrandimento 2.5x

+

**n.1 luce Zeon Led Endeavour Trucolor**

(Ref. ORALED-ENDEAVOUR-TC)



**Prezzo Promo**

**€ 1.895,00**  
+iva

## HDL 2.5X MACRO

Offrendo una qualità di immagine equivalente al sistema ingrandente HDL 2.5 MICRO, il nuovo HDL 2.5 MACRO offre una larghezza di campo consistente che permette di muoversi facilmente all'interno del campo di lavoro e visualizzarlo con facilità. L'oculare ha una copertura in alluminio con finitura nichel spazzolato. La maggiore dimensione dell'oculare che entra nella lente aumenta quantità di luce che entra oculare per una migliore visualizzazione. Immagine più luminosa grazie all'alta definizione delle ottiche.

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
HDL	2.5x macro	Personalizzabile	10.4 cm	12.7 cm	48,7 gr.

### Configurazioni

TTL - TTF - FLIP UP

### HDL MACRO 2.5X

Montatura Victory (Ref. ORAHDL25MACRO-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAHDL25MACRO-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAHDL25MACRO-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAHDL25-TR)

#### PROMO SELLOUT 2435

€ 1.750,00  
+ iva

Prezzo di listino € 2946,00 + IVA



Con prescrizione standard: € 150,00

## HDL - 3,0X

### Sistema di ingrandimento Galileiano

Compatto e leggero, HDL 3x è stato progettato per garantire un comfort di visione unico per un occhiale di tale ingrandimento. Oculari del 50% più piccoli rispetto al suo predecessore HiRes 3.25X.

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
HDL	3.0x	Personalizzabile	7.9 cm	13.97 cm	48.7 gr.

### Montature

TEMPO - RYDON - VICTORY - TRIUMPH

### HDL MICRO 3.0X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORAHDL30-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAHDL30-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAHDL30-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAHDL30-TR)

#### PROMO SELLOUT 2436

€ 1.900,00  
+ iva

Prezzo di listino € 3.175,00 + IVA



Con prescrizione standard: € 150,00

# HDL PRISMATICI

Nuova gamma di sistemi ingrandenti prismatici disponibili da 3.5X a 5.5X. Design compatto e durevole. Offrono una distanza di lavoro personalizzata e sono dotati di rivestimento anti-graffio ed anti-riflesso. La maggiore dimensione dell'oculare che entra nella lente permette l'ingresso di una maggiore quantità di luce per una migliore visualizzazione. Sugli oculari è stampato un ingrandimento per una più facile identificazione.

HDL Prism è disponibile anche con Montatura sportiva allo stesso prezzo della montatura Victory.

**Configurazioni: TTL - FLIP UP**

## HDL 3.5X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORA35PZ-V1)  
Montatura Tempo (Ref. ORA35PZ-TE)  
Montatura Rydon (Ref. ORA35PZ-RY)  
Montatura Triumph (Ref. ORA35PZ-TR)

PROMO SELLOUT 2438

**€ 2.190<sup>00</sup>** + iva

Prezzo di listino € 3.652,00 + IVA



## HDL 4.5X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORA45PZ-V1)  
Montatura Tempo (Ref. ORA45PZ-TE)  
Montatura Rydon (Ref. ORA45PZ-RY)  
Montatura Triumph (Ref. ORA45PZ-TR)

PROMO SELLOUT 2439

**€ 2.390<sup>00</sup>** + iva

Prezzo di listino € 3.975,00 + IVA



## HDL 5.5X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORA55PZ-V1)  
Montatura Tempo (Ref. ORA55PZ-TE)  
Montatura Rydon (Ref. ORA55PZ-RY)  
Montatura Triumph (Ref. ORA55PZ-TR)

PROMO SELLOUT 2440

**€ 2.590<sup>00</sup>** + iva

Prezzo di listino € 4.296,00 + IVA



## ZEON LED SPARK TRUCOLOR

(Ref. ORALED-SPARK-TC)

**Spark è una luce cordless che si integra con qualsiasi lente e montatura.**

Caratterizzata da un innovativo design, brevettato, la luce Spark dispensa il suo peso uniformemente attraverso il ponte della montatura minimizzando la pressione sul viso. La batteria include un indicatore che segnala quando la batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.

### SPOT UNIFORME

Una luce precisa e concentrata garantisce una maggiore visibilità durante le procedure di lavoro.

### COMANDI TOUCH CONTROL AVANZATI

Possibilità di spegnere e accendere facilmente la luce tra le varie sedute.

### CARICA BATTERIA VERSATILE

Un caricatore micro USB permette la ricarica in movimento

### TECNOLOGIA TRUCOLOR™

La nuova tecnologia TruColor™ permette di riprodurre fedelmente i colori, senza compromettere l'emissione luminosa, con un CRI (indice di resa cromatica) >90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.

TRUCOLOR™



PROMO SELLOUT 2441

€ 1.150,00 + iva

Prezzo di listino € 2.095,46 + IVA

## ZEON LED ENDEAVOUR II TRUCOLOR

(Ref. ORALED-ENDEAVOUR-TC)

**Il più piccolo e leggero sistema di illuminazione Orasoptic in assoluto**

Orasoptic sistemi di illuminazione portatili forniscono una luce concentrata per aiutarti a navigare nell'area di lavoro e illuminare dettagli critici che si possono perdere ad occhio nudo. Montati coassialmente sui vostri occhiali, i nostri sistemi di illuminazione eliminano le ombre dal campo operatorio.

Completo di attacco a scelta Orasoptic, Zeiss, DVI

- In grado di garantire fino a 68.000 Lux di luce bianca.
- Bassa emissione di calore per una maggiore sicurezza del paziente.
- Batteria piccola e leggera per il massimo comfort.
- Il display di carica della batteria indica il livello di batteria rimanente.
- La funzione Touch Control garantisce facilità di gestione dell'intensità

### TECNOLOGIA TRUCOLOR™

La nuova tecnologia TruColor™ permette di riprodurre fedelmente i colori, senza compromettere l'emissione luminosa, con un CRI (indice di resa cromatica) >90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.

TRUCOLOR™



PROMO SELLOUT 2442

€ 900,00 + iva

Prezzo di listino € 1.794,87 + IVA

## IL NUOVO SISTEMA INTEGRATO LUCE + SISTEMA INGRANDENTE DI ULTIMA GENERAZIONE

La parte elettronica e le batterie sono completamente contenute all'interno della montatura, quindi senza fili visibili e l'innovativo design offre comfort per tutto il giorno riducendo il peso fino al 30% rispetto a una lente tradizionale.

Il modello PRO è un sistema integrato con luce con 2 intensità di illuminazione, 4 colori e rivestimento in plimero ceramico supporta e supporta la linea completa di oculari Orasoptic.

Disponibili nei seguenti Colori:



Per ogni ordine Orasoptic  
**RICEVI IN SCONTO MERCE**  
 n.2 Occhiali protettivi  
 (cod. BS162001) del valore di € 23,80



**DragonFly Pro 2.5X Macro**  
 (Ref. ORAHDL25MACRO-DFP-TC)

PROMO SELLOUT 2443

**€ 3.590,00**  
 + iva

Listino €6.415,00 + IVA

**DragonFly Pro 3.0X**  
 (Ref. ORAHDL30-DFP-TC)

PROMO SELLOUT 2444

**€ 3.790,00**  
 + iva

Listino € 6.741,00 + IVA

**DragonFly Pro 3.5X**  
 (Ref. ORA35PZ-DFP-TC)

PROMO SELLOUT 2445

**€ 4.290,00**  
 + iva

Listino € 7.066,00 + IVA

**DragonFly Pro 4.5X**  
 (Ref. ORA45PZ-DFP-TC)

PROMO SELLOUT 2346

**€ 4.490,00**  
 + iva

Listino € 7.392,00 + IVA

**DragonFly Pro 5.5X**  
 (Ref. ORA55PZ-DFP-TC)

PROMO SELLOUT 2447

**€ 4.650,00**  
 + iva

Listino € 7.717,00 + IVA

**DragonFly Pro Eyezoom**  
 (Ref. ORAEYEZ-DFP-TC)

PROMO SELLOUT 2448

**€ 5.250,00**  
 + iva

Listino € 9.344,00 + IVA

**DragonFly Pro Eyezoom mini**  
 (Ref. ORAEYEZMINI-DFP-TC)

PROMO SELLOUT 2449

**€ 4.650,00**  
 + iva

Listino € 7.171,00 + IVA

**DragonFly Pro Eyezoom max**  
 (Ref. ORAEYEM-DFP-TC)

PROMO SELLOUT 2350

**€ 5.750,00**  
 + iva

Listino € 9.441,00 + IVA




## DRAGONFLY NEO

La parte elettronica e le batterie sono completamente contenute all'interno della montatura, quindi senza fili visibili e l'innovativo design offre comfort per tutto il giorno riducendo il peso fino al 30% rispetto a una lente tradizionale.

Il modello NEO è un sistema integrato con luce con un unico livello di illuminazione a 78 lumens

Colore: Blue Notte

Disponibili nel seguente Colori:



BLU NOTTE



### DragonFly NEO 2.5X MACRO

(Ref. ORAHDL25MACRO-DF-TC)

PROMO SELLOUT 2451

€ 3.350,00 + iva

Listino € 6.010,00 + IVA

### DragonFly NEO 3.0X

(Ref. ORAHDL30-DF-TC)

PROMO SELLOUT 2452

€ 3.590,00 + iva

Listino € 6.336,00 + IVA

### DragonFly NEO 3.5X

(Ref. ORA35PZ-DF-TC)

PROMO SELLOUT 2453

€ 3.990,00 + iva

Listino € 6.661,00 + IVA

## DRAGONFLY RDH 2.5X

La parte elettronica e le batterie sono completamente contenute all'interno della montatura, quindi senza fili visibili e l'innovativo design offre comfort per tutto il giorno riducendo il peso fino al 30% rispetto a una lente tradizionale.

Il modello RDH è un sistema integrato con luce con unun unico livello di illuminazione a 78 lumens e supporta gli oculari progettati per igienisti dentali.

colori disponibili



CHAMPAGNE



LILLA



BLU NOTTE

PROMO SELLOUT 2454

€ 2.650,00 + iva

Listino € 4.711,00 + IVA



## Il nuovo Eyezoom™ offre 3 livelli di ingrandimento regolabili da 3x a 5x



### Qualità

Rivestimenti ottici e lenti ingegnerizzati e prodotti in collaborazione con KONICA MINOLTA



### Ingrandimento adattabile

Tecnologia variabile su 3 livelli da 3x a 5x di ingrandimento

### Montature

TRIUMPH - RAVE - RYDON - VICTORY

Ingrandimento	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3X	10,2 cm	10,2 cm	Personalizzabile	97,6 gr.
4X	8,3 cm	8,3 cm		
5X	6,35 cm	6,35 cm		



### EyeZoom

Montatura Victory (Ref. ORAOEYEZ-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAEYEZ-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAEYEZ-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAEYEZ-TR)

**PROMO SELLOUT 2455**

**€ 3.590,00** + IVA

Prezzo di listino € 5.856,00 + IVA

## Eyezoom™ mini è un sistema ingrandente compatto con ingrandimento variabile da 2,5x a 3,5x

Questa ottica innovativa garantisce all'utilizzatore l'ingrandimento ottimale per ciascuna procedura di lavoro. Con una versatilità senza precedenti e distanza di lavoro costante ad ogni livello di ingrandimento, eyezoom mini è lo strumento ideale per coloro che si affacciano per la prima volta all'utilizzo dei sistemi ingrandenti.

Ingrandimento	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
2,5X	10,16 cm	10,16 cm	Personalizzabile	73,7 gr.
3,5X	8,10 cm	8,10 cm		

### Montature

TRIUMPH - TEMPO - RYDON - VICTORY

### EyeZoom Mini

Montatura Victory (Ref. ORAOEYEZMINI-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAOEYEZMINI-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAOEYEZMINI-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAEYEZMINI-TR)

**PROMO SELLOUT 2456**

**€ 2.850,00** + IVA

Prezzo di listino € 4.350,00 + IVA



Con prescrizione standard: € 150,00

Porta le tue prestazioni  
al massimo con

EYE  
E ZOOM<sup>MAX</sup>

il nuovo sistema  
di ingrandimento  
creato per supportare  
il dentista in ogni  
procedura

*Disponibile nelle seguenti  
montature:*

ORAEYEM-RY - Rydon  
ORAEYEM-V1 - Victory  
ORAEYEM-TE - Tempo  
ORAEYEM-TR - Triumph

**PROMO SELLOUT 2457**

**€ 3.690,00**  
+iva

Prezzo di Listino: € 6.489,00 + iva

**SIMIT**  
DENTAL

Distributore esclusivo per l'Italia  
[www.simitdental.it](http://www.simitdental.it)