

ONE DAY
SPECIAL PRICE



SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

anthos



RIUNITO ANTHOS L6

PREZZO DI LISTINO 33.970€ + IVA
PREZZO SCONTATO 13.900€ + IVA



11.500€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

ONE DAY
SPECIAL PRICE

RIUNITO ANTHOS L6

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore iMMs elettrico a induzione con LED
- Ablatore UPZ6 con inserti EMS
- Bacchette side flex
- Valvola parzializzatrice
- Lampada Venus LED
- Gruppo idrico con bacinella ceramica ruotabile 90°
- Tappezzeria standard con schienale stretto

***Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

anthos



RIUNITO ANTHOS L9

PREZZO DI LISTINO 45.955€ + IVA
PREZZO SCONTATO 17.900€ + IVA



15.500€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

ONE DAY
SPECIAL PRICE

RIUNITO ANTHOS L9

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore iMMr elettrico a induzione con LED con funzioni endo
- Ablatore UPZ6 con inserti EMS
- Valvola parzializzatrice
- Lampada Venus LED MCT
- Gruppo idrico con bacinella ceramica ruotabile 90°
- Serbatoio acqua SHS
- Tappezzeria standard con schienale stretto

***Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

anthos



SEGGIOLINO ANTHOS S7

PREZZO DI LISTINO 830€+IVA
PREZZO SCONTATO 550€+IVA



390 €
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



SEGGIOLINO ANTHOS S7

Il seggiolino S7 permette di mantenere una postura corretta, evitando disagi a breve e lungo termine, qualunque sia la corporatura dell'operatore.

Confortevole ed ergonomico, il seggiolino è ottimizzato per favorire i movimenti, il workflow e le dinamiche operatorie garantendo sempre.

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



AUTOCLAVE MOCOM FUTURA 22 LT

PREZZO DI LISTINO 7.770€+IVA
PREZZO SCONTATO 3.900€+IVA



3.190€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

ONE DAY
SPECIAL PRICE

AUTOCLAVE MOCOM FUTURA 22 LT

Autoclave classe B, 6 programmi di sterilizzazione (incluso progr. definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, Vacuum + Helix Test)

- Display 4.3" touch screen a colori resistivo
- Sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato
- Asciugatura finale
- Barra LED frontale interna
- Filtro antipolvere
- Sensore di conducibilità acqua
- porta Ethernet Rj45, Wifi integrato, Porta USB, porta seriale
- RS232 per collegamento stampante esterna
- Sistema di carico diretto a rete idrica
- Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc
- Predisposizione per assistenza remota EasyCheck
- In dotazione: 6 vassoi in acciaio inossidabile (384x208x17 mm)

Dimensioni camera di sterilizzazione (Diametro xP): 280 x 450 mm
Dimensioni esterne (LxAxP): 480 x 500 x 600 mm

Peso: 58 kg

Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W

***Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



AUTOCLAVE MOCOM CLASSIC 22 LT

PREZZO DI LISTINO 6.435€+IVA
PREZZO SCONTATO 3.279€+IVA



2.590€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

AUTOCLAVE MOCOM CLASSIC 22 LT

Autoclave classe B, 7 programmi di sterilizzazione (incluso progr. definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, Vacuum + Helix test),

- Display grafico monocromatico con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato.
- Asciugatura finale, filtro antipolvere,
- Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico,
- Wifi integrato,
- Porta USB;
- Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna;
- Sistema di scarico diretto a rete idrica.
- Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc;
- Predisposizione per assistenza remota EasyCheck.
- In dotazione per B Classic-22 - 5 vassoi in alluminio (384x188x17 mm);

Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP): 250x450 mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso: 54 kg.Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W.

-Dotata del ciclo denominato S 134 gradi.

***Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



AUTOCLAVE MOCOM CLASSIC 17 LT

PREZZO DI LISTINO 5.360€ + IVA
PREZZO SCONTATO 2.800€ + IVA



2.390€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



AUTOCLAVE MOCOM CLASSIC 17 LT

Autoclave di classe B, 7 programmi di sterilizzazione (incluso progr. definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, Vacuum + Helix test),

- Display grafico monocromatico con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato.
- Asciugatura finale, filtro antipolvere,
- Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico,
- Wifi integrato,
- Porta USB;
- Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna;
- Sistema di scarico diretto a rete idrica.
- Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc;
- Predisposizione per assistenza remota EasyCheck.
- In dotazione per B Classic-22 - 5 vassoi in alluminio (384x188x17 mm);

Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP): 250x450 mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso: 54 kg. Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W.

-Dotata del ciclo denominato S 134 gradi.

***Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

MELAG®



+ MELADEM
+ MELAJET
+ SIGILLATRICE

AUTOCLAVE MELAG 40B

PREZZO DI LISTINO 9.424€ + IVA
PREZZO SCONTATO 6.590€ + IVA



5.890€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



AUTOCLAVE MELAG 40B + MELADEM + MELAJET + SIGILLATRICE

Autoclave di classe B dotata di doppia camera per cicli veloci (17 min compresa asciugatura); display touch screen di grandi dimensioni; chiusura automatica dello sportello; controllo automatico della qualità dell'acqua; Start/Stop programmabile per ciclo notturno; collegamento in rete per la memorizzazione diretta dei dati e la rintracciabilità (MELAssoft optional).

- Dimensioni esterne: L=46cm. P=57cm. H(con display)=56cm.
- Dimensioni camera: 25x35cm - Capacità (volume): 18 litri - Peso: 56kg
- Potenza: 3400Watt pari a 3,4 Kw - Alimentazione: 230 volt.
- Versione CON Meladem 40 e Melajet.
- Completa di CF CARD per la memorizzazione digitale dei dati + 6 trays
+ tray piccoli (inclusi 01043 e 01048).

INCLUDE SIGILLATRICE MELASEAL 100+ E PORTAROTOLI COMFORT IN OMAGGIO

***Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



**+ SUPPORTO
LAVAMANIPOLI**

TERMODISINFETTORE THETYS H10

PREZZO DI LISTINO 7.480€ + IVA
PREZZO SCONTATO 3.880€ + IVA



2.990€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

TERMODISINFETTORE THETYS H10 + SUPPORTO LAVAMANIPOLI

La rivoluzione della disinfezione

- Il primo dispositivo 4 in 1 tutto in un unico processo:
 - Decontaminazione,
 - Lavaggio con girante ed ultrasuoni,
 - Termodisinfezione
 - Asciugatura ad aria calda.

Tutto in automatico in un unico passaggio, anche per strumenti rotanti

- Semplicità d'utilizzo
- Display touch intuitivo per rendere semplice e sicuro il lavoro quotidiano.
- Compatto e completo

Le caratteristiche di un grande termodisinfettore, in una macchina table top, tutto in una macchina compatta e completa (decalcificatore integrato).

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



ASPIRATORE CATTANI TURBO-SMART

PREZZO DI LISTINO 4.626€+IVA
PREZZO SCONTATO 2.990€+IVA



2.700€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

ONE DAY
SPECIAL PRICE

ASPIRATORE CATTANI TURBO-SMART

TURBO SMART "A" SCARENATO CON IDROCICLONE ISO 18
COMPLETO DI SEPARATORE DI AMALGAMA
Potenza resa 1,22 kW - 7A.

Prevalenza massima d'esercizio per il servizio continuo 2.000 mm H2 O.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 68,2 dB (A).

Dimensioni L=400 mm P=360 mm H=650 mm

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



COMPRESSORE CATTANI AC200

PREZZO DI LISTINO 3.571€+IVA
PREZZO SCONTATO 2.150€+IVA



1.990€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

ONE DAY
SPECIAL PRICE

COMPRESSORE CATTANI AC200

COMPRESSORE 2 CILINDRI+ESSICCATORE monofase (230V/50Hz), completo di essiccatore ad aria.

Peso netto 54kg - Dimensioni(LxHxP) 620x720x460mm.

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



ASPIRATORE DÜRR VSA600

PREZZO DI LISTINO 6.534€+IVA
PREZZO SCONTATO 2.990€+IVA



2.400€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

ONE DAY
SPECIAL PRICE

ASPIRATORE DÜRR VSA600

ASPIRAZIONE CHIRURGICA VSA 600
con CENTRALINA e SEPARATORE D'AMALGAMA CA2

Base a Pavimento (max 2 operatori /3 riuniti)

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

 DÜRR
DENTAL



COMPRESSORE DÜRR DUO

PREZZO DI LISTINO 5.750€+IVA
PREZZO SCONTATO 2.860€+IVA



2.499€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

COMPRESSORE DÜRR DUO

Compressore a 2 cilindri:

- aria resa 110/120L
- capacità serbatoio 20L
- Senza olio
- con essicamento

Misure: L=49cm. P=47cm. H=64cm

Peso= 57Kg

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



PLAFONIERA FARO SIDEREA

PREZZO DI LISTINO 2.760€ + IVA
PREZZO SCONTATO 1.950€ + IVA



1.550€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

PLAFONIERA FARO SIDEREA

Plafoniera a LED con spettro simile a quello del Sole, in grado di riprodurre la stessa qualità della luce naturale.

È noto come la luce solare sia in assoluto la migliore fonte di illuminazione in quanto consente di percepire ogni minimo particolare degli oggetti e di riprodurre fedelmente ogni colore.

Caratteristiche:

- LED riprodotte lo spettro solare
- Memorizzazione dell'ultimo livello di illuminamento
- No-flicker system
- Nuova grafica radiocomando
- Spia luminosa verde sul telaio per indicare le funzioni pairing e syncro. Temperatura colore: indiretta: 4000 K/ diretta: 6500K
- Adatta per ambienti da 12 a 20 mq
- Dimensioni = 1595 mm X 635 mm

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



LINEA DIRETTA



APPLICAZIONE
A RIUNITO

LAMPADA SCIALITICA FARO B75

PREZZO DI LISTINO 6.500€+IVA
PREZZO SCONTATO 4.150€+IVA



3.900€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

LAMPADA SCIALITICA FARO B75 A RIUNITO

Scopri la nuova lampada scialitica Faro B75 studiata per il settore dentale.

In un unico dispositivo potrai trovare la funzione dentale e quella chirurgica e passare da una all'altra non è mai stato così semplice grazie ad un display touchscreen a colori da 4.3 pollici.

Possibilità d'inserire nella lampada una telecamera digitale 4K per una pratica odontoiatrica precisa e affidabile.

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



LINEA DIRETTA



APPLICAZIONE
A SOFFITTO

LAMPADA SCIALITICA FARO B75

PREZZO DI LISTINO 7.123€+IVA
PREZZO SCONTATO 4.750€+IVA



4.400€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

LAMPADA SCIALITICA FARO B75 A SOFFITTO

Scopri la nuova lampada scialitica Faro B75 studiata per il settore dentale.

In un unico dispositivo potrai trovare la funzione dentale e quella chirurgica e passare da una all'altra non è mai stato così semplice grazie ad un display touchscreen a colori da 4.3 pollici.

Possibilità d'inserire nella lampada una telecamera digitale 4K per una pratica odontoiatrica precisa e affidabile.

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR

dentalart



MOBILI SCHINY BY DENTALART

PREZZO DI LISTINO 5.337€ + IVA
PREZZO SCONTATO 3.735€ + IVA



3.390€
+ IVA

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE SPECIAL PR



MOBILI SCHINY BY DENTALART

Pacchetto da 4 elementi completo di lavello e comando elettromagnetico a pedale, dotata di ripiano in laminato standard e con miscelatore.

La serie mobili è montata su piedini.

- Qualità certificata: resistenza all'abrasione UNI EN 15185:2011
- Doppia verniciatura con garanzia estesa 5 anni
- Guarnizione di protezione su tutto il perimetro del telaio
- Cassetti a estrazione totale e chiusura soft
- Guide ad alta qualità testate a 80.000 cicli di apertura
- Interno cassetti sagomato, facile da pulire
- Bacinelle incluse su cassetti T1 T2 T3
- Comando a piede

**TUTTI I PREZZI INCLUDONO
IL CONTRIBUTO LOGISTICO
DEL 2,5% RISPETTO AL VALORE
IMPONIBILE DELL'ORDINE**

**Le offerte sono valide solo
lunedì 16 Settembre
e fino ad esaurimento scorte!**



CONTATTACI

