

# FUORI TUTTO

**PREZZI SPECIALI**



infopoint



[attrezzature@dentaltrey.it](mailto:attrezzature@dentaltrey.it)



0543 929160





**Prezzo Listino € 41.438 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 20.000 + IVA 22%**

## Riunito A-dec 533 SPRIDO Show room NAPOLI

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore elettrico NSK a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito A-dec 572 Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Plus Silver Pearl
- Comprensivo di ablatore EMS a LED



**Prezzo Listino € 40.976 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 21.500 + IVA 22%**

## Riunito A-dec 533 SPRIDO Show room PADOVA

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore elettrico NSK a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito A-dec 572 Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Plus Ebony
- Compreso seggiolino operatore abbinato



**Prezzo Listino € 39.468 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 21.500 + IVA 22%**

## Riunito A-dec 533 SPRIDO Show room VIAREGGIO


- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore elettrico NSK a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito A-dec 572 Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Plus Sky



**Prezzo Listino € 39.468 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 21.500 + IVA 22%**

## Riunito A-dec 533 SPRIDO Show room MILANO

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore elettrico NSK a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito A-dec 572 Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Plus Campfire



**Prezzo Listino € 49.900 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 17.500 + IVA 22%**

## Riunito Anthos L9 Show room NAPOLI

- Freno braccio pneumatico
- Modulo Siringa operatore
- Modulo per turbina Midwest con F.O.
- Micromotore elettrico ad induzione iMMr
- Modulo ablatore UPZ6
- Sistema SHS con bottiglia
- Vassoio portatray doppio
- Bacinella motorizzata con led pack
- Braccio assistente a 3 alloggi con aspirasaliva e asp. Chirurgico
- Valvola parzializzatrice
- Pedaliera multifunzione
- Poltrona con poggiatesta manuale e tappezzeria termoformato colore GRIGIO ANTRACITE
- Piastra antiribaltamento
- Incluso bracciolo SX
- Lampada Venus Led MCT
- Seggiolino operatore S7

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:  
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0



**Prezzo Listino € 55.500 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 21.500 + IVA 22%**

## Riunito Anthos L9 Show room PADOVA

- Freno braccio pneumatico
- Modulo Siringa operatore
- Modulo per turbina Midwest con F.O.
- N.2 Micromotori elettrici ad induzione iMMs
- Modulo ablatore UPZ6S
- Modulo telecamera applicata a lato assistente
- Sistema SHS con bottiglia
- Vassoio portatray doppio
- Bacinella motorizzata
- Braccio assistente a 3 alloggi con aspirasaliva e asp. Chirurgico
- Valvola parzializzatrice
- Pedaliera multifunzione
- Poltrona con poggiatesta manuale e tappezzeria termoformato colore ARGENTO BRILLANTE
- Piastra antiribaltamento
- Incluso bracciolo SX
- Lampada Venus Led MCT con applicazione portamonitor e monitor medicale 22"

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:  
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0




**Prezzo Listino € 33.390 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 11.500 + IVA 22%**

## Riunito Anthos L6 Show room NAPOLI

- Freno braccio pneumatico
- Modulo Siringa operatore
- Modulo per turbina Midwest con F.O.
- Micromotore elettrico ad induzione iMMr
- Modulo ablatore UPZ6
- Vassoio portatray standard
- Braccio assistente a 3 alloggi con aspirasaliva e asp. Chirurgico
- Valvola parzializzatrice
- Pedaliera multifunzione
- Poltrona con poggiatesta manuale e tappezzeria termoformato colore Salmone Scozzese
- Incluso bracciolo SX
- Lampada Venus MCT

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:  
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0



**Prezzo Listino € 33.390 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 11.500 + IVA 22%**

## Riunito Anthos L6 Show room MILANO

- Freno braccio pneumatico
- Modulo Siringa operatore
- Modulo per turbina Midwest con F.O.
- Micromotore elettrico ad induzione iMMr
- Modulo ablatore UPZ6
- Vassoio portatray standard
- Braccio assistente a 3 alloggi con aspirasaliva e asp. Chirurgico
- Valvola parzializzatrice
- Pedaliera multifunzione
- Poltrona con poggiatesta manuale e tappezzeria termoformato colore Azzurro Mediterraneo
- Incluso bracciolo SX
- Lampada Venus MCT

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:  
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0



**Prezzo Listino € 33.390 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 11.500 + IVA 22%**

## Riunito Anthos L6 Show room VIAREGGIO

- Freno braccio pneumatico
- Modulo Siringa operatore
- Modulo per turbina Midwest con F.O.
- Micromotore elettrico ad induzione iMMr
- Modulo ablatore UPZ6
- Vassoio portatray standard
- Braccio assistente a 3 alloggi con aspirasaliva e asp. Chirurgico
- Valvola parzializzatrice
- Pedaliera multifunzione
- Poltrona con poggiatesta manuale e tappezzeria termoformato colore Salmone Scozzese
- Incluso bracciolo SX
- Lampada Venus MCT

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:  
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0



**Prezzo Listino € 44.325 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 22.900 + IVA 22%**

## Riunito Planmeca Compact I 5 Show Room MILANO

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore Bien Air MCX a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito Solanna a Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Comfy

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:  
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0



**Prezzo Listino € 830 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 390 + IVA 22%**

**Disponibile solo 1 x colore**

## Seggiolino Anthos S7

Il seggiolino S7 permette di mantenere una postura corretta, evitando disagi a breve e lungo termine, qualunque sia la corporatura dell'operatore.

Confortevole ed ergonomico, il seggiolino è ottimizzato per favorire i movimenti, il workflow e le dinamiche operatorie garantendo sempre.

Colori disponibili:

102 BLU ATLANTICO

121 GRIGIO ANTRACITE

106 AZZURRO MEDITERRANEO

115 SALMONE SCOZZESE

123 VERDE POLINESIA

113 BLU PACIFICO

134 GLICINE GIAPPONESE



Prezzo Listino € 1.562 + iva 22%  
**PREZZO SPECIALE: € 590 + IVA 22%**

## Seggiolino Planmeca LUMO Show Room MILANO

- Seduta ergonomica
- Colore viola



**Prezzo Listino € 1.419 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 590 + IVA 22%**

## Seggiolino Adec operatore 521 NUOVO – solo 3 disponibili

- Seduta ergonomica
- Colore Cave






**Prezzo Listino € 1.532 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 630 + IVA 22%**

## Seggiolino Adec assistente 522 NUOVO – solo 1 per colore

- Seduta ergonomica
- Colori Timberwolf – Sassy – Apricot - Red





**Prezzo Listino € 1.033 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 530 + IVA 22%**

## Seggiolino Adec assistente 1622 NUOVO – solo 1 per colore

- Seduta ergonomica
- Colori Cave – Fucsia – Pacific - Sable





**Prezzo Listino € 5.044 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 1.900 + IVA 22%**

## Serie Mobili Ecco Dental Art Show room NAPOLI

### Dental Art

- Lavello in ceramica a filo piano con miscelatore e comando elettromagnetico a molla
- Posizione lavello SX
- Dimensioni: L212, P52cm

Ripiamo in laminato

Comprensiva di servomobile a 5 cassetti con garage a dx, 1 anta con ripiano interno, modulo sottolavello con bidone e cassettera a 5 cassetti.

Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusure soft.



**Prezzo Listino € 5.295 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 2.830 + IVA 22%**

## Serie Mobili Sterilizzazione Loran Show room MILANO

PURA

- Lavello inox a filo piano con miscelatore a collo alto elettromagnetico a molla
- Dimensioni: L261, P64cm

Ripiamo in LAP

Comprensiva di 1 modulo cassettone estraibile per rifiuti + anta lavello + modulo ribassato a 2 cassette + anta con ripiani interni + modulo porta autoclave.

Montata su struttura con piedini.



**Prezzo Listino € 5.044 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 1.900 + IVA 22%**

## Serie Mobili Ecco Dental Art Show room PADOVA

### Dental Art

- Lavello in ceramica a filo piano con miscelatore e comando elettromagnetico a molla
- Posizione lavello DX
- Dimensioni: L212, P52cm

Ripiamo in laminato

Comprensiva di servomobile a 5 cassetti con garage, 1 anta con ripiano interno, modulo sottolavello con bidone e cassettera a 5 cassetti.

Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusure soft.



**Prezzo Listino € 3.866 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 2.150 + IVA 22%**

## Serie Mobili Loran Show room FIUMANA

LIKE

- Lavello in ceramica a filo piano con miscelatore e comando elettromagnetico a molla
- Posizione lavello DX
- Dimensioni: L209, P46cm

Ripiamo in laminato

Comprensiva di servomobile a 5 cassetti con garage, 1 anta con ripiano interno, modulo sottolavello con bidone e cassettera a 4 cassetti.

Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusure soft.

## Serie Mobili Rossicaws Show room BARI

### ADAM

- Lavello in ceramica a filo piano con miscelatore e comando elettromagnetico a molla
- Posizione lavello DX
- Dimensioni: L209, P52cm

Ripiamo in laminato

Comprensiva di servomobile a 5 cassetti con garage, 1 anta con ripiano interno, modulo sottolavello con bidone e cassettera a 4 cassetti.

Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusure soft.



**Prezzo Listino € 3.262 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 1.590 + IVA 22%**



**Prezzo Listino € 6.535 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 3.850 + IVA 22%**

## Serie mobili Dental Art Show room FIUMANA

### Serie POP

- Ripiano in LAP con lavello ceramica a filo e miscelatore a leva lunga cromato, compreso comando elettromagnetico a pedale

Dimensioni: L203, P52 cm

- Comprensiva di 1 anta con due ripiani interni, 2 cassettiere di cui una a 5 cassetti e una a 6 cassetti + modulo portarifiuti
- Lavello a DX
- Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusura soft.
- Colore frontali verde opaco



**Prezzo Listino € 6.680 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 3.850 + IVA 22%**

## Serie mobili Dental Art Show room MILANO

### Serie POP

- Ripiano in LAP con lavello ceramica a filo e miscelatore a leva lunga cromato, compreso comando elettromagnetico a pedale

Dimensioni: L153, P52 cm

- Comprensiva di 1 anta con due ripiani interni, 1 cassetiera a 5 cassetti + modulo portarifiuti e 1 servomobile a 5 cassetti
- Lavello a DX
- Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusura soft.
- Colore frontali bianco con profili neri



**Prezzo Listino € 977 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE:€ 530 + IVA 22%**

## Servomobile Loran Show room FIUMANA

Serie LIKE

- Ripiano in laminato
- 5 cassetti con chiusura soft
- Inclusi tutti gli interni per cassetti



**Prezzo Listino € 731 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 570 + IVA 22%**

## Carrello Loran Logo C Show room FIUMANA

Carrello con cassetto estraibile

Ripiano di appoggio per PC portatile

Elettrificato




**Prezzo Listino € 9.815 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 5.490 + IVA 22%**

# LASER BIOLASE Show Room FIUMANA

Laser Epic X a diodi

Comprensivo di tutti i manipoli



**Prezzo Listino € 2.760 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: €1.400 + IVA 22%**

## Plafoniera Faro Show room FIUMANA

### Plafoniera Sidera Slim

- Plafoniera a LED con spettro simile a quello del Sole, in grado di riprodurre la stessa qualità della luce naturale
- Memorizzazione dell'ultimo livello di illuminamento
- Temperatura colore indiretta 4000 K e diretta 6500 K
- Con telecomando per la regolazione delle intensità luminose
- Adatta a stanze fino a 12 mq

\*\*\* Montaggio a carico del cliente, tramite suo elettricista



**Prezzo Listino € 9.300 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 6.190 + IVA 22%**

## Autoclave Melag Show room FIUMANA/MILANO

- Autoclave Melag 44B
- Autoclave di classe B dotata di doppia camera per cicli veloci (17 minuti compresa asciugatura).
- Dotazione: 6 tray, Meladem40, Melajet e CF CARD.
- Dimensioni esterne: L=46 cm. P=68 cm. H(condisplay)=56 cm.
- Dimensioni camera: 25x45 cm. Capacità (volume): 22 litri.
- Peso: 59 kg
- Potenza: 3400Watt pari a 3,4 Kw. Alimentazione: 230 volt.
- Compresi 2 tray piccoli (inclusi 01043 e 01048).
- Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società



**Prezzo Listino € 7.770 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 3.190 + IVA 22%**

## Autoclave Mocom Show room PADOVA

Autoclave di classe B, 6 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix Test)

- Display 4.3" touch screen a colori resistivo
  - Sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato
  - Asciugatura finale
  - Barra LED frontale interna
  - Filtro antipolvere
  - Sensore di conducibilità acqua
  - porta Ethernet Rj45, Wifi integrato, Porta USB, porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna
  - Sistema di carico diretto a rete idrica
  - Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc
  - Predisposizione per assistenza remota EasyCheck
  - In dotazione: 6 vassoi in acciaio inossidabile (384x208x17 mm)
- Dimensioni camera di sterilizzazione (Diametro xP): 280 x 450 mm  
Dimensioni esterne (LxAxP): 480 x 500 x 600 mm  
Peso: 58 kg  
Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W

\*\*\*Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società



**Prezzo listino € 6.435 + iva 22%**

**PREZZO SPECIALE: € 2.590 + IVA 22%**

## Autoclave Mocom Classic 22 LT Show room Padova

Autoclave di classe B, 7 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix test),

- Display grafico monocromatico con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato.
- Asciugatura finale, filtro antipolvere,
- Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico,
- Wifi integrato,
- Porta USB;
- Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna;
- Sistema di scarico diretto a rete idrica.
- Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc;
- Predisposizione per assistenza remota EasyCheck.
- In dotazione per B Classic-22 - 5 vassoi in alluminio (384x188x17 mm); Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP): 250x450 mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso: 54 kg. Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W.
- Dotata del ciclo denominato S 134 gradi.

\*\*\*Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società



**Prezzo listino € 5.360 + IVA 22%**

**PREZZO SPECIALE: € 2.390 + IVA 22%**

## Autoclave Mocom Classic 17 LT Show room Fiumana

Autoclave di classe B, 7 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix test),

- Display grafico monocromatico con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato.
- Asciugatura finale, filtro antipolvere,
- Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico,
- Wifi integrato,
- Porta USB;
- Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna;
- Sistema di scarico diretto a rete idrica.
- Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc;
- Predisposizione per assistenza remota EasyCheck.
- In dotazione per B Classic-22 - 5 vassoi in alluminio (384x188x17 mm); Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP): 250x450 mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso: 54 kg. Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W.
- Dotata del ciclo denominato S 134 gradi.

\*\*\*Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società



**Prezzo Listino € 4.670 + iva 22%**  
**PREZZO SPECIALE: € 1.590 + IVA 22%**

## Lubrificatore manipoli Thalya Plus Show room NAPOLI

Thalya PLUS nasce con l'obiettivo di automatizzare la manutenzione dei dispositivi rotanti. Predisposizione per il trattamento turbine, manipoli micromotore ed ablatori.

Permette di trattare fino a 4 strumenti.

Pannello di controllo con pulsantiera led.

WiFi integrato e predisposizione al servizio Easy- Check.

Il ciclo completo di Thalya PLUS è composto da 6 fasi: Spurgo dei condotti; Detersione interna; Disinfezione interna ed esterna; Lubrificazione; Spurgo dell'olio in eccesso; Asciugatura.


Alloggiamento universale per bomboletta lubrificante (da 200 a 500ml). Serbatoio detergente (0,4l); Serbatoio disinfettante (0,4l). Collegamento all'aria compressa. Tensione di alimentazione: 100-240Vac 50/60Hz.

Dimensioni esterne (LxAxP): 340x400x370mm.

Peso: 14,5kg.

Adattatore per la lubrificazione del meccanismo blocca fresa incluso.  
Adattatori per turbine e manipoli micromotore.

Liquido detergente, disinfettante e olio lubrificante NON inclusi.



**Prezzo listino € 5.210 + iva 22%**

**PREZZO SPECIALE: € 2.590 + IVA 22%**

## Compressore Cattani AC300

COMPRESSORE 3 CILINDRI+ESSICCATORE monofase  
(230V/50Hz), completo di essiccatore ad aria.



**Prezzo listino € 6.590 + iva 22%**

**PREZZO SPECIALE: € 2.990 + IVA 22%**

## Compressore Durr Trio

Compressore con essiccamento a membrana, 3 cilindri, senza olio.

Dati tecnici: tensione 230V(1~) - Frequenza: 50Hz

Aria aspirata: 250 l/min - Aria resa a 5 bar 160l/min

Volume serbatoio: 50l - Rumorosità a 5 bar: 69 dB(A)

Rumorosità con mobile: 54 dB(A) - Peso netto: 70kg

Misure (HxLxP): 76x74x52cm.



**Prezzo listino € 9.150 + iva 22%**

**PREZZO SPECIALE: € 2.990 + IVA 22%**

## Lampada Faro EvaCam a soffitto

EVA Tunable White offre la possibilità di selezionare la temperatura

colore ideale per la pratica odontoiatrica in corso:  
5700K, 5000K,

4000K e 2700K (funzione composave)

DIMENSIONI SPOT (alla distanza di 700mm) 190x100

LUX (alla distanza di 700mm) 50.000 in funzione standard e 11.000 in funzione composave

Sistema di rotazione su 3 assi e dotata di Theiatech (54 led integrati nel braccio posteriore)

Versione con telecamera 4K integrata, per fotografare, filmare, confrontare e condividere foto e video sia live che a distanza. Lo zoom specifico per la pratica dentale garantisce un'inquadratura primaria diretta e precisa. Il comando a pedale consente di non interrompere la procedura né distogliere l'attenzione dal campo operatorio. Ideale per una comunicazione efficace e continua con il paziente, i colleghi e gli studenti. Un archivio completo per diagnosi, terapie e tracciabilità.



**Prezzo listino € 3.037 + iva 22%**

**PREZZO SPECIALE: € 1.890 + IVA 22%**

## RADIOGRAFICO DE GOTZEN X MIND UNITY BOTTOM MENSOLA DA 80 CM CONO TONDO L (NUOVO – solo 1 pezzo disponibile)

Il giusto compromesso tra efficienza ed estetica nello studio.

Movimento fluido del braccio che non necessita di sforzi, è possibile posizionare X Mind con una sola mano.

Maggior comfort derivante dall'integrazione del sensore digitale evitando il rischio di caduta e di rottura.

Con una macchia focale di 0,4 millimetri e una tensione costante di 60 kv o 70 kv, fornisce risultati riproducibili con immagini, altamente definite.



**Prezzo Listino € 1.476 + iva**

**PREZZO SPECIALE**

**€ 423 + IVA**

**(DETRAIBILE NELL'ANNO)**

## Aspiratore di Areosol ASPISOL Show Room FIUMANA

- Depolverizzatore dotato di sistema di sterilizzazione e abbattimento aerosol e particelle sospese tramite filtro Hepa H13/14 al 99,97% 0,3 micron e lampada UV-C 254nm. Dotato di braccio articolato a 3 snodi che permette un corretto posizionamento direttamente sull'area di lavoro.
- Trasportabile e posizionabile in ogni area operativa grazie alla maniglia integrata ed alle ruote piroettanti.



**Prezzo Listino € 1.690 + iva**  
**PREZZO SPECIALE: € 750 + IVA**

## Aspiratore di Aerosol TBH Show Room FIUMANA

- L'aspiratore TBH DF10 garantisce una filtrazione ad alto livello delle particelle disperse in aria tramite aerosol.
- Il sistema di filtraggio a triplo strato di cui è dotato permette la rimozione di batteri e particelle virali compresi i coronavirus.
- Estremamente silenzioso, compatto, mobile e di facile impiego, si adatta alla collocazione anche in ambienti ristretti.
- Dotato di una capacità di aspirazione effettiva di 200 m<sup>3</sup>/h e di un grado di filtrazione del 99,95%.
- Completo di cappa di aspirazione BF10 abbinata al braccio aspirante.



**Prezzo Listino € 234 + iva**  
**PREZZO SPECIALE: € 59 + IVA**

**(DETRAIBILE NELL'ANNO)**

## DISPENSER TECNOMED MY SAFETY ZONE JOB Show Room FIUMANA

- Distributore multifunzionale da collocare in reception/sala d'attesa: una soluzione semplice, ma altamente funzionale, per garantire la disponibilità di dispositivi di protezione individuale.
- Dalle linee pulite e con un design sobrio, è strutturato con dispenser per guanti e mascherine nel top e disinfettante per mani e vano rifiuti nella parte frontale. In melaminico bianco, dimensioni 500x500xh 1000 mm.



**Prezzo Listino € 3.100 + iva**  
**PREZZO SPECIALE: € 420 + IVA**

**(DETRAIBILE NELL'ANNO)**

## IQ Allergen 250 + supporto con route Show Room FIUMANA/NAPOLI

- Purificatore d'aria con elevate prestazioni sulla riduzione di allergeni, patogeni, gas e odori presenti negli studi.
- Dimensioni 41x38 x h 70cm.
- Peso 16kg.
- Colore grigio chiaro / bianco.
- Portata massima 380 m<sup>3</sup>/h.
- Adatto per ambienti fino a 75 mq.



Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next

**Prezzo listino € 77.970 + IVA**  
**Prezzo scontato € 33.275+ IVA**

**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 28.900 + IVA 5%**

**PEZZI DISPONIBILI 5**

## NEWTOM GO 2D-3D CBCT Show room DT Fiumana / Roma / Napoli / Padova / Palermo

Prodotto espositivo ZERO SCATTI RX

1 SENSORE: 2D Pan / 3D  $\geq 6$  LP/mm Voxel 80  $\mu$ m

ORTOPANORAMICA: Adaptive PAN 5 strati

FOV VOLUMI : (10x10; 10x6; 8x7; 8x6; 8x10; 6x7; 6x6)

GENERATORE RX: Potenziale costante 90 kW

aMAR (Autoadaptative Metal Artifact Removed)

WORSTATION 3D + MONITOR FULL HD 24"

❖ Garanzia 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next

Prezzo listino € 134.745+ IVA  
Prezzo scontato € 58.780+ IVA  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 47.870 + IVA 5%**

PEZZI DISPONIBILI 1

# NEWTOM GIANO HR 3D CEPH ADV Show room DT Fiumana

(2024) Prodotto espositivo ZERO SCATTI RX

1 SENSORE 2D: DC PAN-CEPH Rilocabile

1 SENSORE 3D: Voxel da 68 a 300 µm

ORTOPANORAMICA: DC III Pan Ultra HD 11 strati

CEFALOMETRIA: DCIII CEPH Ultra HD e ECO

FOV VOLUMI: 13 x 16; 13 x 14; 13 x 10; 13 x 8;

10 x 10; 10 x 8; 10 x 6; 8 x 8; 8 x 6; 6 x 6

Consolle FULL-TOUCH 10"

WORSTATION 3D + MONITOR HD 24"



**5 anni di  
garanzia**

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



**PLANMECA**

**Prezzo listino € 59.125 + IVA**  
**Prezzo scontato € 43.275+ IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 36.274 + IVA 5%**

**PEZZI DISPONIBILI 3**

# PLANMECA PROMAX CLASSIC

Stock magazzino DT Fiumana  
(11/2022) Prodotto nuovo ZERO SCATTI RX

Modello: Protouch Control

1 SENSORE 2D-3D. Voxel da 100 a 400 µm

Voltaggio emettitore RX: 90 kW

ORTOPANORAMICA: 2D SMART PAN Multistrato

CBCT FOV VOLUMI: 11 x 8; 8 x 8; 5 x 8; 8 x 5; 5 x 5;

Modalità ENDO 75 µm

CALM correzione dei movimenti

PROGETTAZIONE IMPLANTARE

❖ Garanzia 12 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:

INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO

QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)

ASSISTENZA POST VENDITA - CARE PLUS (1 anno)

# NEWTOM X-PSP

## Stock magazzino DT Fiumana

(2024) Prodotto nuovo



Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next



Prezzo listino € 4.962 + IVA  
Prezzo scontato € 4.350 + IVA  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 3.690 + IVA 22%**

PEZZI DISPONIBILI 2

NewTom X-PSP è il sistema CR (Computed Radiography) che unisce l'avanzata tecnologia diagnostica digitale ai fosfori ai vantaggi delle lastre a pellicola tradizionali. Elegante e compatto, il sistema risulta veloce e semplice da utilizzare. In pochi secondi, il lettore X-PSP importa e digitalizza in rapida sequenza ogni immagine dalle relative piastrine ai fosfori, permettendone l'immediata visualizzazione su PC o, grazie ad apposita APP, su iPad.

Fondamentali per diagnosi affidabili, le immagini sono in alta risoluzione.

❖ Garanzia 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



**Prezzo listino € 14.423 + IVA**  
**Prezzo scontato € 8.490 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 7.900 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

# DÜRR VISTASCAN ULTRA VIEW

## Show room DT Fiumana

(2023) Prodotto espositivo

Lo scanner per film ai fosfori VistaScan Ultra View è un apparecchio di fascia alta che combina la qualità superiore delle immagini realizzate tramite tecnologia PCS con prestazioni eccellenti e funzioni innovative.

Il nuovo design di VistaScan Ultra View consente di utilizzare lo scanner in modo efficiente e senza compromessi, poiché i film ai fosfori possono essere scansionati contemporaneamente su 2 slot, risparmiando tempo prezioso.

Schermo da 7 pollici

Supporta tutti i formati di lastrine

2 lastrine size 0 incluse (2x3 cm)

4 lastrine size 2 incluse (3x4)

Software VistaSoft

❖ Garanzia 36 mesi

**INCLUSO NELL'OFFERTA:**  
**INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO**  
**QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)**



**Prezzo listino € 11.052 + IVA**  
**Prezzo scontato € 6.590 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 5.890 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

## DÜRR VISTASCAN MINI VIEW 2.0

### Show room DT Fiumana

(2023) Prodotto espositivo

Il nuovo VistaScan Mini View 2.0 offre design e tecnica d'avanguardia, e insieme ai moderni film ai fosfori IQ VistaScan, l'Intelligenza Artificiale permette numerose funzioni innovative.

Schermo da 5 pollici

Supporta tutti i formati di lastrine

2 lastrine size 0 incluse (2x3 cm)

4 lastrine size 2 incluse (3x4)

Software VistaSoft

❖ Garanzia 36 mesi

**INCLUSO NELL'OFFERTA:**  
**INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO**  
**QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)**



marathon



**Prezzo listino € 16.052 + IVA**  
**Prezzo scontato € 13.900 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 10.500 + IVA 22%**

PEZZI DISPONIBILI 1

## MARATHON MT-1000

### Show room DT Bari

(2023) Prodotto espositivo

Nuova generazione di scanner intraorale / Frame di scansione fino a 70 FPS / Tecnologia video 3D in movimento.

Acquisizione in streaming 3D a colori.

Questa tecnologia permette agli utenti di acquisire impronte digitali in modo più veloce e più preciso con riconoscimento texture super fedele.

NOTEBOOK 15»

Borsa in pelle

❖ Garanzia 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next

**Prezzo listino € 17.540 + IVA**  
**Prezzo scontato € 14.900 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 12.900 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

## NEWTOM VISIOSCAN WL

### Show room DT Fiumana

(2024) Prodotto espositivo

Scanner intraorale 3D wireless

Scansione ultraveloce con precisione impeccabile

Design compatto ed ergonomia avanzata

Struttura molto robusta

Peso di 245 g (con la batteria)

Punta standard e punta piccola disponibili

Bottoni a pressione su ciascun lato

Durata della batteria per tutto il giorno (fino a 2 ore di scansione continua o fino a 60 casi)

- ❖ Notebook DELL G15  
CPU U Intel i7 (AMD Ryzen 7) RAM 16 GB Graphics Card NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB Copertura di 2 anni di assistenza
- ❖ Garanzia 24 mesi

**INCLUSO NELL'OFFERTA:**  
**INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO**  
**QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)**



Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next

**Prezzo listino € 15.800 + IVA**  
**Prezzo scontato € 12.900 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 10.900 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

## NEWTOM VISIOSCAN WR

### Show room DT Fiumana

(2024) Prodotto espositivo

Scanner intraorale 3D cablato

Scansione ultraveloce con precisione impeccabile

Design compatto ed ergonomia avanzata

Struttura molto robusta

Peso di 175 gr.

Punta standard e punta piccola disponibili

Bottoni a pressione su ciascun lato

- ❖ Notebook DELL G15  
CPU U Intel i7 (AMD Ryzen 7) RAM 16 GB Graphics Card NVIDIA  
GeForce RTX 4060 8GB Copertura di 2 anni di assistenza
- ❖ Garanzia 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



**3shape** 

**Prezzo listino € 22.100 + IVA**  
**Prezzo scontato € 17.800 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 15.700 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 2**

## 3SHAPE TRIOS 3 POD STOCK magazzino DT Fiumana (2023) Prodotto nuovo

Scanner intraorale 3D cablato a colori

Powered by 3Shape Unite

Patient Engagement APPs ( Smile Design, Patient treatment, Model maker,

Connessione INVISALIGN

Peso 340 g / 1875 frame/sec.

1 anno TRIOS CARE + Assicurazione FULL RISK

Notebook HP ZBOOK G10 15» 3 anni garanzia  
(tastiera international)

❖ Trios Garanzia 12 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



**3shape** 

**Prezzo listino € 22.100 + IVA**  
**Prezzo scontato € 17.800 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 17.000 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

## 3SHAPE TRIOS 3 POD STOCK magazzino DT Fiumana (2023) Prodotto nuovo

Scanner intraorale 3D cablato a colori

Powered by 3Shape Unite

Patient Engagement APPs ( Smile Design, Patient treatment, Model maker,

Connessione INVISALIGN

Peso 340 g / 1875 frame/sec.

1 anno TRIOS CARE + Assicurazione FULL RISK

Notebook DELL PRECISION i7 touchscreen 15 (9560)

❖ Trios Garanzia 12 mesi

**INCLUSO NELL'OFFERTA:**  
**INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO**  
**QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)**



**vhf**

**Prezzo listino € 34.073 + IVA**  
**Prezzo scontato € 30.900 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 15.740 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

## VHF Z4

### Show room DT Fiumana

(2023) Prodotto espositivo

Fresatrice 4 assi ad umido

Per le applicazioni Same-Day: lavorazione a umido di blocchi

- Compressore integrato
- PC integrato
- Mandrino 100.000 giri/min
- Serraggio automatico fresa
- Serraggio automatico blocchetto
- Precisione di ripetizione di 3 $\mu$ m

TOOL SET STARTER KIT 5 tools, tool length 35 mm

❖ Garanzia 12 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



We make it visible.

**Prezzo listino € 42.030 + IVA**  
**Prezzo scontato € 33.450 + IVA**  
**OFFERTA SPECIALE**  
**€ 30.875 + IVA 22%**

**PEZZI DISPONIBILI 1**

## ZEISS EXTARO 300 PREMIUM

### Stock magazzino DT Fiumana

(2024) Prodotto nuovo

Modello: Stativo a pavimento a ruote

- Corpo ottico EXTARO PREMIUM, con variatore galileiano a 5 fattori di ingrandimento, impugnatura frontale regolabile a corna di bue, interfaccia unica di controllo vicino all'impugnatura, variatore di focale Varioskop 230, fonte luce TriLED comprensiva di LightBoost, dispositivo SpotLight per la regolazione del diametro del campo illuminato, filtro ARANCIO per lavorare al composito e filtro VERDE per maggiore contrasto tra sangue e tessuto, oculari 12.5x, interfaccia MORA (senza uscita ottica laterale), kit Augmented Visualization, kit Comunicazione Completo (videocamera 1080p, videorec su USB o app Zeiss Connect, interfaccia network e wifi).

Raccordo meccanico angolato a 120°, tubo binoculare pieghevole 180° f=170

Certificazione Zeiss DICOM Industria 4.0

❖ Garanzia 12 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:  
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO  
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)