

**VISITA IL SITO**  
[www.dentaltrey.it](http://www.dentaltrey.it)

# BLACK FRIDAY

OFFERTE MAI VISTE!  
dal 22 al 29 novembre





Prezzo listino € 32.980 + IVA  
Prezzo scontato € 16.490 + IVA

**PREZZO SPECIALE**  
**€ 11.900 + IVA**

**Solo 5 pezzi disponibili!!!**

## Riunito Anthos L6

- Freno braccio pneumatico
- Modulo per turbina Midwest con F.O.
- Micromotore elettrico ad induzione iMMr
- Ablatore uPZ6 per punte EMS
- Vassoio portatray standard
- Braccio assistente a 3 alloggi con aspirasaliva e asp. chirurgico
- Bacinella in ceramica con movimentazione manuale
- Valvola parzializzatrice
- Pedaliera multifunzione
- Poltrona con poggiatesta manuale e tappezzeria termoformato
- Incluso bracciolo SX
- Lampada Venus Plus

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:  
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0



Prezzo listino € 24.149 + IVA  
Prezzo scontato € 16.904 + IVA  
**PREZZO SPECIALE**  
**€ 14.990 + IVA**

**Solo 3 pezzi disponibili!!!!**

## Riunito Planmeca Compact I Classic Special Edition, con Touch Pad a membrana

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore Bien Air MCX a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito Solanna a Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Comfy

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:  
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0




Prezzo listino € 4.310 + IVA  
Prezzo scontato € 1.990 + IVA  
**PREZZO SPECIALE**  
€ 1.850 + IVA

**Solo 4 pezzi disponibili!!!**

## Radiografico Newtom fisso

Radiografico endo-orale RX/DC con comando fisso e mensola da 60cm o 90cm

- L'efficienza di RXDC nasce dalla combinazione di una tecnologia avanzata e dalla capacità di realizzare imaging ad alta definizione.
- RXDC è il radiografico che regala prestazioni superiori, funzionalità e tecnologia. RXDC utilizza un generatore ad alta frequenza (DC) a potenziale costante e una macchia focale di dimensioni molto ridotte (0,4 mm) in grado di fornire immagini dettagliate e nitide, garantendo comfort di lavoro e bassa dose al paziente.



Prezzo listino € 3.420 + IVA  
Prezzo scontato € 1.980 + IVA  
**PREZZO SPECIALE**  
**€ 1.490 + IVA**

**Solo 3 pezzi disponibili!!!**

## Plafoniera Faro

### Plafoniera Sidera Slim

- Plafoniera a LED con spettro simile a quello del Sole, in grado di riprodurre la stessa qualità della luce naturale
- Memorizzazione dell'ultimo livello di illuminamento
- Temperatura colore indiretta 4000 K e diretta 6500 K
- Con telecomando per la regolazione delle intensità luminose
- Adatta a stanze fino a 20 mq

\*\*\* Montaggio a carico del cliente, tramite suo elettricista



Prezzo listino € 7.770 + IVA  
Prezzo scontato € 4.078 + IVA  
**PREZZO SPECIALE**  
€ 3.290 + IVA

**Solo 2 pezzi disponibili!!!**

## Autoclave Mocom Futura 22 litri

Autoclave di classe B, 6 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix Test)

- Display 4.3" touch screen a colori resistivo
  - Sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato
  - Asciugatura finale
  - Barra LED frontale interna
  - Filtro antipolvere
  - Sensore di conducibilità acqua
  - porta Ethernet Rj45, Wifi integrato, Porta USB, porta seriale
  - RS232 per collegamento stampante esterna
  - Sistema di carico diretto a rete idrica
  - Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc
  - Predisposizione per assistenza remota EasyCheck
  - In dotazione: 6 vassoi in acciaio inossidabile (384x208x17 mm)
- Dimensioni camera di sterilizzazione (Diametro xP): 280 x 450 mm  
Dimensioni esterne (LxAxP): 480 x 500 x 600 mm  
Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W

\*\*\*Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società



Prezzo listino € 6.430 + IVA  
Prezzo scontato € 3.279 + IVA  
**PREZZO SPECIALE**  
€ 2.690 + IVA

**Solo 4 pezzi disponibili!!!**

## Autoclave Mocom Classic 22 litri

Autoclave di classe B, con 7 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix test). Display grafico monocromatico con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato. Asciugatura finale, filtro antipolvere. Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico. Wifi integrato.

Porta USB: Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna; sistema di scarico diretto a rete idrica. Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc; predisposizione per assistenza remota EasyCheck.

In dotazione per B Classic-22: 5 vassoi in alluminio (384x188x17 mm); Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP): 250x450 mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm;

Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W. Dotata del ciclo rapido S 134° C

\*\*\*Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società



**Prezzo listino € 5.628 + IVA**  
**Prezzo scontato € 2.926 + IVA**  
**PREZZO SPECIALE**  
**€ 2.450 + IVA**

**Solo 2 pezzi disponibili!!!**

## Autoclave Mocom Classic 17 litri

Autoclave di classe B, con 7 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix test). Display grafico monocromatico con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato. Asciugatura finale, filtro antipolvere. Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico. Wifi integrato.

Porta USB: Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna; sistema di scarico diretto a rete idrica. Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc; predisposizione per assistenza remota EasyCheck.

In dotazione per B Classic-22: 5 vassoi in alluminio (384x188x17 mm); Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP): 250x450 mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm;

Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W. Dotata del ciclo rapido S 134° C

\*\*\*Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società





Prezzo listino € 5.790 + IVA  
Prezzo scontato € 4.550 + IVA  
**PREZZO SPECIALE**  
€ 3.990 + IVA

**Solo 3 pezzi disponibili!!!!**

## Autoclave Melag Vakuclave 123 da 23 litri con meladem e melajet

VACUKLAVE 123 Proline con volume camera 23 lt per la sterilizzazione di grandi carichi: una camera profonda 45 cm per sterilizzare grandi quantità di strumenti (fino a 6 kg) su 5 vassoi.

Il kit comprende: VACUKLAVE 123 KIT + 1 porta tray (MLG82620) + 3 tray standard

(MLG00230) + Melacontrol helix test

\*\*\*Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società



Prezzo listino € 4.092 + IVA  
Prezzo scontato € 3.490 + IVA  
**PREZZO SPECIALE**  
€ 2.990 + IVA

**Solo 2 pezzi disponibili!!!**

## Autoclave Veloce Proline 105 Melag

Autoclave Pro Line 105

L'autoclave da 5 litri che in soli 6,5 minuti può sterilizzare i tuoi strumenti su 2 vassoi.

Facile da usare grazie all'ampio display Smart-Touch, facile da installare grazie al concetto di dispositivo stand-alone è dotata anche del processo FlexDry in modo da poter regolare il tempo di asciugatura in base al flusso e al carico di lavoro.



Prezzo listino € 6.370 + IVA  
Prezzo scontato € 3.435 + IVA  
**PREZZO SPECIALE**  
€ 2.990 + IVA

**Solo 3 pezzi disponibili!!!**

## Autoclave W&H Lina 22 Litri

Autoclave di tipo B – Capacità 17/22 litri

Ultima arrivata nella gamma delle sterilizzatrici W&H, può adattarsi ad ogni esigenza pratica.

Ciclo breve ECO B, tempi di sterilizzazione ridotti fino alla metà

Tastiera intuitiva

Il filtro antipolvere integrato

Avvio programmabile

Eccellente rapporto costo-prestazioni



Acquista E10 24 L a

**5.990€** + IVA

Prezzo di listino 8.500,00€ + IVA  
SCONTO 30%



**In omaggio**

**Print Set 2**

- + **Aquafilter 1 to 1**
- + **12 Sanitizer Surfaces**
- + **12 Sanitizer Instruments**
- + **12 Sanitizer Wipes**

Omaggi del valore di 1.557€

## Autoclave Euronda E10 NEW

Autoclave di tipo B – Capacità 24 litri con identiche dimensioni esterne.

E10 è equipaggiata con i migliori sistemi di controllo Euronda per garantire affidabilità e prestazioni nel tempo: l'Inspection® System consente una pulizia facile e frequente; il Dirt Control System separa i flussi di acqua pulita e sporca e permette allo sporco di defluire agilmente dal circuito idraulico; il conducimetro monitora costantemente la qualità dell'acqua; il separatore aria-acqua ottimizza il funzionamento della pompa.



Acquista E8 XD 24 L a

**3.690€** + IVA

Prezzo di listino 5.490,00€ + IVA  
**SCONTO 33%**



**In omaggio**

**12 Sanifizer  
Surfaces  
+ 12 Sanifizer  
Instruments  
+ 12 Sanifizer  
Wipes**



## Autoclave Euronda E8 XD

Autoclave di tipo B – Capacità 24 litri

E8 diventa XD: Extra Data, una versione rinnovata che unisce robustezza e affidabilità alla possibilità di avere la piena connettività e il controllo da remoto. Questo permette di godere di tutti i benefici fiscali dei beni industria 4.0

Extra Data: La versione XD affianca alla SD card, disponibile di serie su E8, la connessione Ethernet per una tracciabilità 4.0. Il software E-Memory, disponibile gratuitamente, consente la connettività tra PC e autoclave.

**Euronda** Offerta valida dal 25/11/2024 al 06/12/2024

# black friday

Omaggi



BLACK FRIDAY • BLACK FRIDAY • BLACK FRIDAY • BLACK FRIDAY • BLACK FRIDAY • BLACK FRIDAY • BLACK FRIDAY • BLACK FRIDAY • BLACK FRIDAY • BLACK FRIDAY

Acquista E8 24 L a

**3.190€** + IVA

Prezzo di listino 4.990,00€ + IVA  
SCONTO 36%



In omaggio

12 Sanifizer  
Surfaces  
+ 12 Sanifizer  
Instruments  
+ 12 Sanifizer  
Wipes



## Autoclave Euronda E8

Autoclave di tipo B – Capacità 24 litri

In E8 il sistema di controllo e le funzioni all'avanguardia garantiscono processi e risultati sicuri nel tempo: l'Inspection® System consente una pulizia facile e frequente; il Dirt Control System separa i flussi di acqua pulita e sporca e permette allo sporco di defluire agevolmente dal circuito idraulico; il conducimetro monitora costantemente la qualità dell'acqua; il separatore aria-acqua ottimizza il funzionamento della pompa.



Prezzo listino € 12.990+ IVA

Prezzo scontato € 9.490 + IVA

PREZZO SPECIALE

€ 7.990 + IVA

**Solo 5 pezzi disponibili!!!**

## Wiser + 3

Il laser di Doctor Smile che con 3 lunghezze d'onda (450 nm, 635 nm & 808 nm) è in grado di soddisfare tutte le applicazioni odontoiatriche e garantire i migliori effetti terapeutici nella chirurgia del tessuto molle, nella decontaminazione batterica e nella fotobiomodulazione.

La nuova ed intuitiva interfaccia grafica permette tre diverse modalità di utilizzo:

Assistito, Avanzato ed Effetto accompagnandoti giorno dopo giorno nella scoperta delle infinite possibilità della tecnologia laser.



## Wiser + 3

Il laser di Doctor Smile che con 3 lunghezze d'onda (450 nm, 635 nm & 808 nm) è in grado di soddisfare tutte le applicazioni odontoiatriche e garantire i migliori effetti terapeutici nella chirurgia del tessuto molle, nella decontaminazione batterica e nella fotobiomodulazione.

Quest'offerta prevede in dotazione anche:

- MANIPOLO ONDA PIANA (ideale per fotobiostimolazione)
- MANIPOLO REVIVE (ideale per bioringiovanimento del viso)
- MANIPOLO VASCULATE ideale per (telangectasie e lesioni Vascolari)

Prezzo listino € 17.960 + IVA

Prezzo scontato € 12.990 + IVA

PREZZO SPECIALE

€ 10.990 + IVA

**Solo 5 pezzi disponibili!!!!**