

# Scanner

## MT - 5000



<b>Categoria</b>	MT-5000 a colori
<b>Fotocamera a colori</b>	2 da 5 Mega pixel 4K
<b>Area di scansione</b>	100 mm x 73 mm x 60 mm
<b>Principio di scansione</b>	Triangolazione ottica sfasata
<b>Sorgente luce</b>	LED 150 ANSI lumen
<b>Connessione</b>	Tipo USB 3.0 B.
<b>Alimentazione</b>	CA 100-240 V. 50-60 Hz
<b>Precisione</b>	7 micron
<b>Scansione texture colori</b>	Si
<b>Scansione flessibile</b>	Si
<b>Scansione articolatore</b>	Si
<b>Replicare protesi</b>	Si
<b>Scansione ortodontica</b>	Si
<b>Scansione impronta</b>	Si