


sm;)ers
EXPERT




LA NOSTRA COMPETENZA




SEGMENTAZIONE REALE DELLE RADICI

Sfrutta la visibilità delle radici con una sovrapposizione della scansione CBCT per una migliore predicibilità*



STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AVANZATI

Ottieni un controllo avanzato sul movimento dei denti con il software di allineamento Smile Set Up, per creare il tuo piano di trattamento ideale.



SETUP DI ALLINEATORI PREMIUM

Le configurazioni iniziali del trattamento sono create da ortodontisti parte del team aziendale, disponibili via chat o telefono per un supporto clinico esperto a cui puoi accedere facilmente.

*Rispetto ai trattamenti sviluppati con la versione precedente, senza segmentazione della radice né visualizzazione del movimento - Studio di Angela Chiara D'Alessandro e altri «Integrating CBCT and Virtual Models for Root Movement with Clear Aligners» - Journal of Clinical Orthodontics (jco-online.com). Marzo 2020.

PERSONALIZZA GLI ALLINEATORI DI OGNI PAZIENTE

Smilers Expert ti permette di impostare i parametri dell'allineatore nella tua prescrizione per un piano di trattamento veramente personalizzato

Altezza della linea di rifinitura



Selezioni l'altezza di rifinitura ideale in base alle tue preferenze cliniche e alle caratteristiche del caso.

Spessore del materiale dell'allineatore



Puoi scegliere tra tre spessori di allineatori (0,6 mm, 0,8 mm e 1,0 mm).

Consegna dell'allineatore in lotti



Puoi scegliere di ricevere solo 10 set di allineatori alla volta, in modo da poter rivalutare e adattare il tuo piano di trattamento, se necessario*.



*Possono essere applicati costi aggiuntivi. Per maggiori dettagli, consultare il proprio rappresentante di vendita.

ALLINEATORI DI QUALITÀ



SENZA BPA E DISINFETTATI

Gli allineatori Smilers® sono privi di bisfenolo A e sono disinfettati prima del confezionamento per la sicurezza ottimale del paziente.



ISO

Certificati secondo la norma ISO 13485, rispondente ad elevati standard di qualità di produzione.



PRODOTTO IN EUROPA

Gli allineatori Smilers sono prodotti in Europa utilizzando plastica certificata CE.

COMFORT DEL PAZIENTE

Gli allineatori Smilers sono tagliati e lucidati a mano lungo la linea di rifinitura.



TRASPARENZA

I modelli Smilers sono stampati con la tecnologia della stereolitografia, che aiuta a creare superfici più lisce, a minimizzare le linee di strato visibili e a mantenere la trasparenza.







GESTIONE DEI CASI

La potente piattaforma *Smilers*[®] vi permette di gestire facilmente i vostri casi di allineatori trasparenti e di retainer nel vostro account.

- ✓ Dashboard dei casi ordinabile
- ✓ Interfaccia intuitiva
- ✓ Semplici flussi di lavoro per prescrizioni e ordini
- ✓ Promemoria utili per le attività
- ✓ Preferenze cliniche memorizzate

OTTIENI LE FUNZIONALITÀ AVANZATE DEL NOSTRO SOFTWARE SMILE SET UP


Modifica il movimento dei denti per ogni passaggio dell'allineatore nell'editor della sequenza temporale.



Confrontare simultaneamente le configurazioni per più opzioni di trattamento, con la possibilità di controllo in tempo reale.

STRUMENTI COMPLETI

Realizza movimenti precisi con strumenti ortodontici avanzati in un software intuitivo.



Modifica del posizionamento dei denti e delle radici



Gestione degli attachment (per il posizionamento linguale o palatale, bottoni, ganci, strip a pressione, cunei occlusali, bite ramp)



Griglia, guida, linea del sorriso



Analisi varie (Andrews ecc...)



Controllo dei contatti occlusali



Analisi di Bolton




Visualizzazione degli spazi interdentali o interprossimali



Indicazione dei movimenti ed analisi della complessità dei movimenti

SEGMENTAZIONE DELLE RADICI REALE

Smilers® Expert offre pacchetti per la segmentazione delle radici a singola e doppia arcata con CBCT per fornire una visibilità completa dei tessuti duri durante la pianificazione del trattamento per una maggiore predicibilità.*



Visualizza le radici reali sovrapponendo le registrazioni CBCT e IOS in formato .DICOM e .STL.

Migliora l'esperienza diagnostica grazie alla considerazione dell'anatomia ossea sottostante.

Consente di migliorare l'accuratezza e l'efficienza nel monitoraggio della posizione della radice da una fase dell'allineatore.



Invia una scansione CBCT con la tua prescrizione per utilizzare le funzioni di segmentazione delle radici reali di *Smilers*.


*Rispetto ai trattamenti sviluppati con la versione precedente, senza segmentazione della radice né visualizzazione del movimento - Studio di Angela Chiara D'Alessandro e altri «Integrating CBCT and Virtual Models for Root Movement with Clear Aligners» - Journal of Clinical Orthodontics (jco-online.com), Marzo 2020.

PARLIAMO IN UN LINGUAGGIO DIGITALE



Il nostro sistema è **APERTO** e accetta file di **TUTTI** gli scanner intraorali.



SMILERS® PRO APPLICAZIONE FOTOGRAFICA



- ✓ Possibilità di acquisire facilmente una serie completa di foto e caricarle nel tuo caso *Smilers*.
- ✓ Interfaccia guidata intuitiva con linee della griglia fotografica che consentono di ottenere una foto bilanciata e di elevata qualità.
- ✓ Regolazione automatica delle foto (sfondo, inquadratura, ecc.) grazie all'intelligenza artificiale.
- ✓ Foto archiviate gratuitamente e in modo sicuro.
- ✓ Facile accesso alle foto precaricate nel tuo account *Smilers*.
- ✓ Disponibile su iPhone e Android.



ECO-RESPONSABILITÀ



LIMITA GLI SCARTI DEGLI ALLINEATORI

Per i casi complessi, limita le mascherine inutilizzate e ricevi 10 set di allineatori alla volta.



ENERGIA RINNOVABILE

Utilizzo dell'energia rinnovabile dei pannelli solari per alimentare la maggior parte della produzione possibile.



SMILERS® CARES DENTAL RECYCLING

Smilers ha implementato processi per riciclare gli scarti industriali.



MATERIALI ECOLOGICI

Allineatori riciclabili, imballaggio e pennello per allineatori realizzati con materiali riciclati.

BOX DI BENVENUTO PER IL PAZIENTE

OFFRI AI TUOI PAZIENTI
COMFORT E CONVENIENZA

1 CONFEZIONE GRATUITA PER PAZIENTE



Spazzolino per la pulizia dell'allineatore
realizzato in plastica riciclata al 100%
e riciclabile

Vero
sapone di Marsiglia per allineatori

Custodia protettiva

SBIANCAMENTO E ALLINEAMENTO



WHITE DENTAL BEAUTY: SBIANCAMENTO PREMIUM PER
ALLINEATORI PREMIUM

- Risultati visibili in meno di una settimana
- Diverse opzioni disponibili
- Contiene la formula brevettata NOVON®, un composto sbiancante che permette di ottenere risultati di sbiancamento migliorati in tempi di trattamento inferiori
- Contiene nitrato di potassio e fluoro per aiutare a gestire la sensibilità
- Sapore di menta per un gusto fresco e pulito

WHITE
DENTAL
BEAUTY



smilers®



Distribuito da:

 HENRY SCHEIN®

Numero Verde 800.68.16.11



Smilers_Aligners



Smilers Aligners



www.smilers.it

© 2024 Ortho Organizers, Inc. Tutti i diritti riservati. Carlsbad, CA 92008-7306 USA. NemoCast _ Dispositivo medico (software di pianificazione) di classe Im, per la realizzazione di configurazioni virtuali in ortodonzia e per pianificare trattamenti ortodontici. CE2797. Produttore: Software Nemotec, S.L. distribuito da Biotech Dental Smilers. Leggi attentamente le informazioni contenute nelle Istruzioni per l'uso.

Smilers Ortho - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence - Società francese di diritto francese con un capitale di 1.000 € - RCS Salon-de-Provence: 882559594 - SIRET: 88255959400016 - Partita IVA: FR65882559594.

Produttore di allineatori su misura Smilers®, Smilers® Fix e retainer: Biotech Dental Smilers. Dispositivi medici su misura di classe IIa per l'allineamento dentale o per immobilizzare e mantenere la posizione dei denti dopo il trattamento ortodontico. NemoStudio Suite prodotto da Software Nemotec, S.L. Strumento di supporto al piano diagnostico e di trattamento per l'odontoiatria e la chirurgia orale e maxillofacciale. Dispositivo medico di classe I. CE2797. Gel sbiancanti White Dental Beauty. Prodotto cosmetico. Produttore: Optident. Tutti i dispositivi medici menzionati sono destinati esclusivamente agli operatori sanitari. Leggi attentamente le informazioni contenute nelle Istruzioni per l'uso. Nessun rimborso da parte della previdenza sociale francese.

Immagini non contrattuali. Non gettare nelle aree pubbliche.