

A-dec® 300

Poltrona e faretra odontoiatrica

CONNECT TO
WHAT'S NEXT

with A-dec 300 Pro

a|dec®

Tutto quello che desideri in un riunito. E non solo.

Più funzionalità. Maggiore versatilità. Progettato pensando al futuro. Siamo partiti da un design modulare, compatto e lo abbiamo migliorato ulteriormente con funzionalità innovative. Ora, con A-dec⁺, A-dec 300 Pro ha tutto quanto ti serve oggi, ma con uno sguardo al futuro.



Innovativo, ma semplice.

A-dec 300 Pro combina una serie completa di funzionalità avanzate e prestazioni affidabili in un riunito intuitivo e facile da usare. In fin dei conti, la semplicità è qualcosa di irrinunciabile.

EVOLUTO Funzionalità avanzate per un lavoro più confortevole e intuitivo.

CONNESSO Una piattaforma software aggiornabile per uno studio dentistico che guarda al futuro.

ACCESSIBILE Vicino al tuo paziente, con tutto il necessario a portata di mano.

VERSATILE Facile da configurare per come desideri lavorare.



EVOLUTO

CONNESSO

ACCESSIBILE

VERSATILE





EVOLUTO

E se si potesse lavorare senza sforzo?

Perché lavorare troppo quando è possibile farlo in modo più efficiente?

A-dec 300 Pro semplifica e alleggerisce il lavoro, unendo funzionalità avanzate alla leggendaria qualità e affidabilità di A-dec. La tua tranquillità parte da qui. Sapendo che il riunito risponderà esattamente alle tue aspettative, potrai concentrarti completamente sul paziente.



Semplice. Reattivo. Intuitivo.

A-dec 300 Pro offre un'esperienza operatore migliore grazie al Control Pad 5 (CP5) e al Control Pad 5i (CP5i), entrambi con integrazione dell'ablatore a ultrasuoni. Controlli rapidi durante il trattamento con gestione della poltrona, dei manipoli, dei dispositivi clinici, della bacinella e della lampada, tutto da un'unica pulsantiera. Navigazione facile e precisa con il semplice tocco di un dito sulla superficie in vetro liscia e resistente agli urti.

Tutto sotto controllo con rinnovata confidenza.

Il feedback dinamico dello schermo del touchpad mostra esattamente le informazioni necessarie in ogni momento, mentre gli indicatori luminosi confermano visivamente i comandi. Quattro tasti programmabili offrono la flessibilità di assegnare e memorizzare i comandi desiderati: dalla posizione della poltrona ai timer, all'intensità luminosa.

Vuoi più opzioni?

Il touchpad CP5i offre tutte le funzionalità del CP5, ma non solo. Le impostazioni personalizzabili e la possibilità di assegnare più profili utente garantiscono la stessa esperienza in tutti le sale operatorie dello studio. Il touchpad CP5i permette di integrare nuovi dispositivi e servizi senza dover sostituire o aggiornare lo stesso touchpad*.



CP5



CP5i

Caratteristiche principali CP5:

- Possibilità aggiornamento software*
- Vetro liscio e resistente agli urti
- Visualizzazione memorie poltrona
- Integrazione ablatore
- Quattro timer regolabili
- Comandi poltrona, lampada e bacinella

Caratteristiche principali CP5i:

Tutte le funzionalità del CP5, a cui si aggiungono:

- Integrazione micromotore
- Funzionalità endodontiche reciprocanti
- Impostazioni multiutente
- Lavaggio temporizzato del manipolo
- Vaporizzatore antigoccialmento manipoli
- Porta USB passante

Solo con Gateway A-dec.

CONNETTIVITÀ

Ora, sei pronto a tutto.

A-dec 300 Pro è stato studiato per permetterti di svolgere il tuo lavoro con efficienza e senza imprevisti, oggi e domani. Inoltre, il Gateway A-dec⁺ apre le porte ad ulteriori possibilità, grazie alla connessione alla piattaforma software aggiornabile A-dec⁺. Con l'evoluzione della tecnologia verso modalità più intelligenti e l'aumento delle esigenze dello studio, avrai a disposizione le basi digitali per soddisfare le tue esigenze di domani.



Il futuro comincia oggi.

Tieni il passo dell'innovazione in odontoiatria. Il Gateway A-dec⁺ rende tutto questo possibile, consentendo di integrare i più innovativi prodotti clinici e le tecnologie che saranno disponibili in futuro.

Con le notifiche di aggiornamenti software e di nuove funzionalità inviate direttamente al dashboard dell'A-dec⁺, potrai rimanere sempre aggiornato con il semplice clic di un pulsante. Da oggi, la tecnologia è al passo con le tue esigenze. Non il contrario.

Connessione personalizzata.

Il Gateway A-dec⁺ si connette tramite Ethernet o Wi-Fi. Registrati sull'app per dispositivi mobili per ricevere aggiornamenti e miglioramenti software direttamente tramite il Gateway A-dec⁺ e installali quando meglio credi. Le trasmissioni crittografate dei dati proteggono te e il tuo studio.

Tutto in un'unica piattaforma.

Con il Gateway A-dec⁺ avrai il controllo di tutti i riuniti A-dec che avrai registrato dal dashboard A-dec⁺, per informazioni dettagliate sul loro utilizzo e sul loro funzionamento.

Sincronizzazione in continuo di hardware e software.

Con il progredire della tecnologia, gli aggiornamenti del software A-dec⁺ ti consentiranno di accrescere le funzionalità del tuo riunito A-dec. Scopri in che modo A-dec⁺ può consentirti di far crescere il tuo studio.



Scopri come
sviluppare il
tuo riunito:



GESTIONE DA REMOTO CON L'APP PER DISPOSITIVI MOBILI A-dec⁺

Scarica l'app A-dec⁺ dall'App Store o da Google Play e registra il tuo riunito A-dec dal dispositivo Apple® o Android™.

ACCESSIBILITÀ

Sentiti comodo come i tuoi pazienti.

Ergonomia è più di un semplice slogan per A-dec. È progettazione attenta dei riuniti per il massimo comfort, sia per te che per il tuo staff. Con A-dec 300 Pro, ogni strumento trova la sua collocazione per essere sempre a portata di mano. Grazie alla maggiore vicinanza al paziente, potrai mantenere una postura corretta, una visuale chiara e movimenti ridotti. Tutto questo per una praticità di cui non potrai fare a meno.





Progettato per favorire una postura corretta.

Potendo posizionare le ginocchia sotto lo schienale ultrasottile e flessibile della poltrona A-dec 300, lavorerai più vicino alla cavità orale e con un maggiore comfort. Il poggiatesta scorrevole a doppia articolazione garantisce visibilità e accesso ottimali, mentre il seggiolino A-dec facilita una posizione ergonomica. Insieme, consentono di mantenere un approccio corretto favorendo postura corretta, benessere e produttività.

Ottimi motivi per scegliere Continental®.

Con fruste più lunghe e flessibili, la faretra Continental riduce il peso e la resistenza dei cordoni. Facile da posizionare, consente un eccellente accesso alla cavità orale senza dover muovere di continuo la faretra. Le fruste si riportano automaticamente in posizione di riposo per favorire un flusso di lavoro fluido.

Disegnato pensando al paziente.

I braccioli con doppio posizionamento permettono di accomodarsi e scendere dalla poltrona A-dec 300 molto agevolmente. Il sollevamento idraulico consente un movimento fluido e silenzioso del sedile per un'esperienza votata al relax. Le superfici della poltrona sagomate e con mappatura dei punti di pressione, insieme all'ottimale supporto per collo e spalle, rilassano piacevolmente i tuoi pazienti.

VERSATILE

Perfetto oggi. Aggiornabile domani.

A-dec 300 Pro è un riunito facilmente personalizzabile che puoi configurare per come ti piace lavorare. Scegli la configurazione più adatta alle tue esigenze di oggi, con la libertà e la flessibilità di aggiornarla in futuro. A-dec 300 è un riunito che può realmente crescere insieme al tuo studio. Lo puoi scegliere con serenità.



L'aggiornamento dei manipoli è sempre una possibilità.

A-dec 300 Pro è compatibile con diversi manipoli di partner selezionati per darti tutto quello di cui hai bisogno oggi. Se le necessità cambieranno, gli aggiornamenti del software A-dec+ ti consentiranno di integrare nuovi manipoli e dispositivi clinici.

Un design pratico e compatto.

Con il suo design compatto, la poltrona A-dec 300 è un'ottima opzione anche per sale operatorie di dimensioni ridotte. Comodo per chiunque, dai bambini agli adulti. Il loro comfort non verrà mai compromesso. Nemmeno il tuo.



Configurazioni per come vuoi lavorare.

Scegli la praticità di avere manipoli e dispositivi clinici esattamente dove li vuoi trovare. Le faretre odontoiatriche A-dec 300 possono essere montate anteriormente alla poltrona, dal lato della console laterale o a parete. Per la massima versatilità puoi combinare la faretra odontoiatrica e/o una lampada LED A-dec 300 e un braccio portamonitor sulla stessa posizione di montaggio. Un portatray regolabile (piccolo, standard o grande) e di facile posizionamento può ospitare tray e vaschette.

Radius® è un altro modo di dire versatilità.

Un riunito ambidestro che garantisce la stessa comodità ed ergonomia a operatori destrimani o mancini. Il braccio Radius ruota attorno alla parte anteriore della poltrona, mantenendo i manipoli e i dispositivi clinici comodamente a portata di mano per garantire al paziente un trattamento senza interruzioni.

**Immagina le
possibilità per
il tuo studio.**



Poltrona odontoiatrica A-dec 311, faretra 333pro Continental, braccio assistente 351, lampada 372L



Poltrona odontoiatrica A-dec 311, faretra 334pro Traditional, centro di supporto 363, lampada 371L, braccio portamonitor 381, strumentazione assistente 353



Faretra A-dec 342pro Traditional

Come lo preferisci.

Con così tante opzioni tra cui scegliere, potrai configurare il sistema A-dec 300 per come ami lavorare. Potrai anche aggiungere una serie di prodotti A-dec 400 e A-dec 500. Rivolgiti al distributore A-dec autorizzato di riferimento per conoscere le possibilità a tua disposizione.




Tappezzeria e braccioli

Tutte le opzioni
disponibili qui:





Braccio assistente



Faretre odontoiatriche



Touchpad



Bacinella e centro di supporto




Lampade odontoiatriche



Bracci portamonitor

Colori termoformato



sky blue

indigo



sapphire

amethyst




lemongrass

hazelnut



driftwood

tawny



carbon

black

Colori Plus



sky

riviera

st. john

pacific

bayou

diplomat blue



cyan

parrot

arugula

poseidon

lapis

plum



sassy

apricot

fuchsia

vivid punch

red

curry



almond


chamois

pecan

papyrus

sable

cave



arctic

timberwolf

granite

charcoal

schooner

ebony

Scansiona per scoprire i nuovi colori.
Contatta il Servizio assistenza clienti
per richiedere i campioni.



Specifiche

Poltrona odontoiatrica A-dec 311

Range sollevamento	Da 349 mm a 800 mm (da 13,75 pollici a 31,5 pollici); abbassamento massimo a 375 mm (14,75 pollici) con doppia possibilità di installazione
Schienale sottile e flessibile	32 mm (1,25 pollici), termoformato
Sollevamento	Ibrido (schienale elettromeccanico, sedile idraulico)
Interruttore di scurezza per schienale e sedile poltrona	Arresta la discesa quando viene rilevato un ostacolo
Poggiatesta	A doppia articolazione e scorrevole (con manopola)
Alimentazione integrata 300 watt	Sì
Pedaliera comando poltrona	Opzionale
Opzioni di montaggio	Centro di supporto e Radius (montaggio singolo o doppio)
Opzioni per la tappezzeria	Plus o termoformato

Faretre odontoiatriche

	A-dec 300 Pro Continental	A-dec 300 Pro Traditional
Blocchetto pneumatico	Standard a 3 posizioni Standard a 4 posizioni con CP5i Opzionale a 4 posizioni con CP5	Standard a 3 posizioni Standard a 4 posizioni con CP5i Opzionale a 4 posizioni con CP5
Conversione sinistra/destra	Sì, montaggio Radius	Sì, montaggio Radius
Posizioni dell'alloggio manipoli	4	4
Maniglia (freno pneumatico)	1 standard, seconda opzionale	1 standard, seconda opzionale
Opzioni dell'interfaccia utente	CP5 o CP5i	CP5 o CP5i
Circuito elettronico con 4 tensioni elettriche di uscita per f.o.	Opzionale	Opzionale
Pedaliera comando strumenti	A disco con comando acqua/aria standard Chip air o pedaliera a reostato opzionali con CP5 Chip air o pedaliera a reostato standard con CP5i	A disco con comando acqua/aria standard Chip air o pedaliera a reostato opzionali con CP5 Chip air o pedaliera a reostato standard con CP5i
Braccio faretra	Braccio pantografato bilanciato con freno pneumatico A-dec 333pro - Montaggio Radius A-dec 335pro - Montaggio centro di supporto	Braccio pantografato bilanciato con freno pneumatico A-dec 332pro - Montaggio Radius A-dec 334pro - Montaggio centro di supporto Regolazione altezza manuale A-dec 336pro - Montaggio Radius Braccio pantografato bilanciato senza freno pneumatico Montaggio laterale A-dec 342pro
Aspirasaliva integrato	N/D	Opzionale su A-dec 336pro

A-DEC: LA TRANQUILLITÀ DI CUI HAI BISOGNO.

Affidabile. Ben progettato. Un investimento per il futuro. La poltrona e la faretra A-dec 300 sono pronte per essere utilizzate senza problemi, paziente dopo paziente, giorno dopo giorno, per gli anni a venire. Progettate con la leggendaria qualità e affidabilità di A-dec, collaudate per 20 anni di utilizzo e supportate dall'assistenza di qualità superiore di A-dec, offrono prestazioni comprovate cui affidarsi, senza il rischio di distrazioni.

Reliable Creative Solutions

FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE




PIÙ DI UNA SEMPLICE GARANZIA. È IL NOSTRO IMPEGNO.

In A-dec ci concentriamo sul miglioramento dell'odontoiatria, con un servizio assistenza clienti e prodotti odontoiatrici di qualità superiore. Il riunito A-dec è coperto da una garanzia di dieci anni e da un'assistenza clienti per tutta la vita. Ci siamo oggi, ci saremo domani e continueremo ad esserci in futuro. Questo è il nostro impegno nei tuoi confronti.

Per i dettagli completi, tra cui le esclusioni, visitare il sito: a-dec.com/legal/warranty

Colori e prodotti possono differire dalle immagini mostrate e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Rivolgeti al rivenditore A-dec autorizzato di riferimento per le informazioni più aggiornate sul prodotto. Tutti i marchi commerciali nel presente documento sono soggetti ai diritti sui marchi di A-dec, delle sue affiliate e dei rispettivi fornitori collettivi negli Stati Uniti e all'estero.

©2025 A-dec Inc. Tutti i diritti riservati. 85.1054.04/BB/500/2-25/Rev A



Sede centrale A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 Stati Uniti

Tel.: 1.800.547.1883 per Stati Uniti/Canada

Tel.: +1.503.538.7478 al di fuori di Stati Uniti/Canada

a-dec.com

Altre sedi

Centro esperienziale A-dec di Nashville

A-dec Australia

A-dec Regno Unito

