




FUORI TUTTO SUMMER EDITION





Prezzo Listino € 40.976 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 20.500 + IVA

Riunito A-dec 533 SPRIDO Show room PADOVA

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore elettrico NSK a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito A-dec 572 Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Plus Ebony
- Compreso seggiolino operatore abbinato



Prezzo Listino € 39.468 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 19.900 + IVA

Riunito A-dec 533 SPRIDO Show room VIAREGGIO

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore elettrico NSK a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito A-dec 572 Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Plus Sky



Prezzo Listino € 39.468 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 19.900 + IVA

Riunito A-dec 533 SPRIDO Show room MILANO

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore elettrico NSK a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito A-dec 572 Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Plus Campfire



Prezzo Listino € 28.975 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 12.500 + IVA

NUOVO DI FABBRICA

A-dec 334 cordoni pendenti SPECIALE FINE SERIE – **SOLO 1 DISPONIBILE**

- Adec 300 versione colonna con:
- 1 micromotore elettrico NSK
- 1 cordone per turbina
- 1 siringa aria/acqua
- 1 gruppo idrico con braccio assistente a 3 alloggi
- 1 Lampada led 371 led
- 1 tappezzeria Plus colori Bluberry e papyrus





Prezzo Listino € 25.115 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 12.900 + IVA

NUOVO DI FABBRICA

RIUNITO OMS VIRTUOSUS

- Sistema SPRIDO
 - Micromotore MC2
 - Cordone turbina F.O
 - Ablatore Satelec e lo schienale è quello largo
 - Lampada led G.comm
 - Tappezzeria Memory
 - Dotato di bottiglia acqua "clean spray"
 - Colore tappezzeria grigio M01
 - Con schienale più confortevole tipo «SWAN»
-
- Completo della Scheda WIFI + sistema Start Stop, del valore di € 1000 totali, il riunito può accedere alla 5.0



Prezzo Listino € 10.919 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 4.990 + IVA

Riunito Adec 541 murale cervicale NUOVO DI FABBRICA

- Riunito A-dec 541 Murale-Cervicale – prodotto nuovo di magazzino – (da applicare a mobile Dentalart con colori frontali a scelta) composto da:
- 2 Cordini turbina F.O.
- 1 micromotore elettrico NSK LED a induzione
- 1 Siringa aria/acqua
- Completo di braccio aspirazione con 1 aspirasaliva e 1 aspiratore chirurgico



Prezzo Listino € 55.500 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 21.500 + IVA

Riunito Anthos L9 Show room PADOVA

- Freno braccio pneumatico
- Modulo Siringa operatore
- Modulo per turbina Midwest con F.O.
- N.2 Micromotori elettrici ad induzione iMMs
- Modulo ablatore UPZ6S
- Modulo telecamera applicata a lato assistente
- Sistema SHS con bottiglia
- Vassoio portatray doppio
- Bacinella motorizzata
- Braccio assistente a 3 alloggi con aspirasaliva e asp. Chirurgico
- Valvola parzializzatrice
- Pedaliera multifunzione
- Poltrona con poggiatesta manuale e tappezzeria termoformato colore ARGENTO BRILLANTE
- Piastra antiribaltamento
- Incluso bracciolo SX
- Lampada Venus Led MCT con applicazione portamonitor e monitor medicale 22"

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:

Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0



Prezzo Listino € 33.390 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 11.500 + IVA

Riunito Anthos L6 Show room MILANO

- Freno braccio pneumatico
- Modulo Siringa operatore
- Modulo per turbina Midwest con F.O.
- Micromotore elettrico ad induzione iMMr
- Modulo ablatore UPZ6
- Vassoio portatray standard
- Braccio assistente a 3 alloggi con aspirasaliva e asp. Chirurgico
- Valvola parzializzatrice
- Pedaliera multifunzione
- Poltrona con poggiatesta manuale e tappezzeria termoformato colore Azzurro Mediterraneo
- Incluso bracciolo SX
- Lampada Venus MCT

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0



Prezzo Listino € 44.325 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 23.500 + IVA

Riunito Planmeca Compact I 5 Show Room MILANO

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore Bien Air MCX a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito Solanna a Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Comfy

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0



Prezzo Listino € 33.989 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 15.500 + IVA

Riunito Planmeca Compact Classic Special edition Show Room Fiumana

- 1 Cordone turbina F.O.
- Micromotore Bien Air MCX a induzione con luce Led
- Lampada a Riunito Solanna a Led
- Gruppo idrico
- Tappezzeria Comfy

Con l'acquisto del software dedicato, per le Società:
Credito d'imposta del 20% per Industria 4.0



Prezzo Listino € 3.866 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 2.090 + IVA

Serie Mobili Loran Show room FIUMANA

LIKE

- Lavello in ceramica a filo piano con miscelatore e comando elettromagnetico a molla
- Posizione lavello DX
- Dimensioni: L209, P46cm

Ripiano in laminato

Comprensiva di servomobile a 5 cassetti con garage, 1 anta con ripiano interno, modulo sottolavello con bidone e cassettera a 4 cassetti.

Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusure soft.



Prezzo Listino € 7.878 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 3.990+ IVA

Serie Mobili DENTAL ART Show room FIUMANA

TAO

- Ripiamo in Coian con lavello integrato senza saldature e con miscelatore telescopico completo di comando elettromagnetico a molla
- Posizione lavello SX
- Dimensioni: L202, P52cm

Comprensiva di N.2 cassettiere con 5 cassetti , modulo sottolavello con bidone e anta.

Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusure soft.

In dotazione i TAG colorati per identificare il contenuto delle bacinelle

Serie montata su struttura con piedini



Prezzo Listino € 6.529 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 3.490 + IVA

Serie Mobili DENTAL ART Show room FIUMANA

SCHINY

- Ripiamo in Laminato con lavello a fino piano in ceramica e miscelatore a leva clinica completo di comando elettromagnetico a molla
- Posizione lavello sx
- Dimensioni: L152, P52cm

Comprensiva di N.2 cassettiere con 5 cassetti , modulo sottolavello con bidone e servomobile a 6 cassetti.

Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusure soft.

Serie montata su struttura con piedini



Prezzo Listino € 6.535 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 3.690 + IVA

Serie mobili Dental Art Show room FIUMANA

Serie POP

- Ripiano in LAP con lavello ceramica a filo e miscelatore a leva lunga cromato, compreso comando elettromagnetico a pedale

Dimensioni: L203, P52 cm

- Comprensiva di 1 anta con due ripiani interni, 2 cassettiere di cui una a 5 cassetti e una a 6 cassetti + modulo portarifiuti
- Lavello a DX
- Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusura soft.
- Colore frontali verde opaco



Prezzo Listino € 6.680 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 3.500 + IVA

Serie mobili Dental Art Show room MILANO

Serie POP

- Ripiano in LAP con lavello ceramica a filo e miscelatore a leva lunga cromato, compreso comando elettromagnetico a pedale

Dimensioni: L153, P52 cm

- Comprensiva di 1 anta con due ripiani interni, 1 cassetiera a 5 cassetti + modulo portarifiuti e 1 servomobile a 5 cassetti
- Lavello a DX
- Tutti i cassetti sono comprensivi di bacinelle e chiusura soft.
- Colore frontali bianco con profili neri



Prezzo Listino € 977 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 590 + IVA

Servomobile Loran Show room FIUMANA

Serie LIKE

- Ripiano in laminato
- 5 cassetti con chiusura soft
- Inclusi tutti gli interni per cassetti



Prezzo Listino € 731 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 570 + IVA

Carrello Loran Logo C Show room FIUMANA

Carrello con cassetto estraibile

Ripiano di appoggio per PC portatile

Elettrificato

ADEC 500 NEW TAPPEZZERIA PLUS PARROT
ADEC 500 NEW TAPPEZZERIA PLUS LAPIS

ADEC 500 NEW TAPPEZ PLUS CAMPFIRE
ADEC 500 NEW TAPPEZ PLUS FUCSIA

Prezzo Listino € 3.019 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 890 + IVA

Tappezzerie complete per riuniti adec 500

- Seduta con rivestimento Plus completa di schienale e poggiatesta



ADEC 300 TAPPEZ.PLUS C/POGGIAT.BLUEBERRY
ADEC 300 TAPPEZZERIA PLUS PAPYRUS

Prezzo Listino € 3.019 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 890 + IVA

ADEC 300 TAPPEZZ.C/POGGIAT.COL.DRIFTWOOD

ADEC 300 TAPPEZZERIA COL.INDIGO



Prezzo Listino € 2.007 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 690 + IVA

Tappezzerie complete per riuniti adec 300 new

- Seduta con rivestimento Plus (blueberry e papyrus) o termoformato (indigo e driftwood) completa di schienale e poggiatesta





Prezzo Listino € 1.419 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 590 + IVA

Seggiolino Adec operatore 521 NUOVO – solo 1 disponibile

- Seduta ergonomica
- Colore Apricot






Prezzo Listino € 1.532 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 530 + IVA

Seggiolino Adec assistente 522 NUOVO – solo 1 per colore

- Seduta ergonomica
- Colori Sassy – Diplomat blue – Red - Ebony





Prezzo Listino € 1.033 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 423 + IVA

(DETRAIBILE NELL'ANNO)

Seggiolino Adec assistente 1622 NUOVO – solo 1 per colore

- Seduta ergonomica
- Colori Cave – Fucsia – Cyan – Pacific





Prezzo Listino € 1.562 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 599 + IVA

Seggiolino Planmeca LUMO NUOVO– solo 1 per colore

- Seduta ergonomica
- Colore Lime

Lime

Ultra Relax, Comfy



Prezzo Listino € 1.562 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 599 + IVA

Seggiolino Euronda Coral NUOVO– solo 1 per colore

- Seduta ergonomica
- Colore Grigio E19



E19



Prezzo Listino € 7.770 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 3.190 + IVA

Autoclave Mocom Futura 22 LT Show room PADOVA

Autoclave di classe B, 6 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix Test)

- Display 4.3" touch screen a colori resistivo
- Sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato
- Asciugatura finale
- Barra LED frontale interna
- Filtro antipolvere
- Sensore di conducibilità acqua
- porta Ethernet Rj45, Wifi integrato, Porta USB, porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna
- Sistema di carico diretto a rete idrica
- Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc
- Predisposizione per assistenza remota EasyCheck
- In dotazione: 6 vassoi in acciaio inossidabile (384x208x17 mm)
- Dimensioni camera di sterilizzazione (Diametro xP): 280 x 450 mm
- Dimensioni esterne (LxAxP): 480 x 500 x 600 mm
- Peso: 58 kg
- Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W

***Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società



Prezzo listino € 6.435 + IVA

PREZZO SPECIALE
€ 2.550 + IVA

Autoclave Mocom Classic 22 LT Show room VIAREGGIO/MILANO/ROMA

Autoclave di classe B, 7 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix test),

- Display grafico monocromatico con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato.
- Asciugatura finale, filtro antipolvere,
- Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico,
- Wifi integrato,
- Porta USB;
- Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna;
- Sistema di scarico diretto a rete idrica.
- Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc;
- Predisposizione per assistenza remota EasyCheck.
- In dotazione per B Classic-22 - 5 vassoi in alluminio (384x188x17 mm); Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP): 250x450 mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso: 54 kg. Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W.
- Dotata del ciclo denominato S 134 gradi.

***Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società



Prezzo listino € 5.360 + IVA

PREZZO SPECIALE
€ 2.390 + IVA

Autoclave Mocom Classic 17 LT Show room Fiumana

Autoclave di classe B, 7 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall'utente), 3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum + Helix test),

- Display grafico monocromatico con tastiera comandi soft-touch, sistema di rimozione dell'aria con vuoto frazionato.
- Asciugatura finale, filtro antipolvere,
- Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico,
- Wifi integrato,
- Porta USB;
- Porta seriale RS232 per collegamento stampante esterna;
- Sistema di scarico diretto a rete idrica.
- Software DataSter integrato per download automatico dei report cicli su pc;
- Predisposizione per assistenza remota EasyCheck.
- In dotazione per B Classic-22 - 5 vassoi in alluminio (384x188x17 mm); Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP): 250x450 mm; Dimensioni esterne (LxAxP): 480x500x600mm; peso: 54 kg. Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz - 2300W.
- Dotata del ciclo denominato S 134 gradi.

***Con l'aggiunta del Software dedicato, possibilità di accedere ai benefici industria 4.0 per le Società



Prezzo listino € 5.490 + IVA

PREZZO SPECIALE
€ 2.590 + IVA

Autoclave Euronda E8 XD SHOW ROOM FIUMANA Solo 3 disponibili

Autoclave di classe B, conforme alla normativa EN 13060. 5 cicli di tipo B, 3 cicli test, Funzioni Personal (Ciclo rapido, Ciclo emergenza, Ciclo prima visita, ciclo multi-test). Display soft-touch. Rintracciabilità espandibile con 2 Print set applicabili in autonomia (opzionali). Grazie all'Inspection System, anche le operazioni di pulizia diventano semplici e rapide. Sicurezza garantita nel tempo grazie al conducimetro che monitora la qualità dell'acqua e al Dirt Control System che fa defluire lo sporco dal circuito idraulico. Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 97/23/CEE. E8 XD - Extra Data - è la versione E8 che assicura la totale connettività attraverso la connessione Ethernet oltre alla SD Card della versione standard. Capacità camera: 24 lt. Consumo d'acqua: 300 ml. Peso: 48 Kg. Dimensioni esterne: 460x455x610 mm (LxHxP). Potenza assorbita: 2300 W - 10A. Garanzia Standard 24 mesi o 1500 cicli.

***Prodotto che usufruisce dei benefici 4,0



Prezzo listino € 3.037 + IVA

PREZZO SPECIALE
€ 1.790 + IVA

Radiografico de Gotzen X Mind Unity Bottom – mensola da 110cm e cono tondo

Il giusto compromesso tra efficienza ed estetica nello studio.

Movimento fluido del braccio che non necessita di sforzi, è possibile posizionare X Mind con una sola mano.

Maggior comfort derivante dall'integrazione del sensore digi tale evitando il rischio di caduta e di rottura.

Con una macchia focale di 0,4 millimetri e una tensione costante di 60 kv o 70 kv, fornisce risultati riproducibili con immagini, altamente definite.



Prezzo listino € 4.590 + IVA

PREZZO SPECIALE
€ 1.590 + IVA

RADIOGRAFICO MYRAY RXDC EXTEND WIR. C/BRAC.60CM


Radiografico ad alta frequenza di ultima generazione, con collimatore incorporato da 30cm (12"), studiato appositamente per l'imaging radiografico digitale. Palmare wireless portatile.

Con macchia focale 0,4mm

Braccio solido e leggero in alluminio estruso con sistema di autobilanciamento integrato che riduce il rischio di vibrazione della testata durante l'acquisizione dell'immagine.

Dotato di una collimazione tonda.

Braccio di estensione da 60cm - Massima estensione 169cm



Prezzo listino € 4.238 + IVA

PREZZO SPECIALE
€ 490 + IVA

Compressore Cattani AC300 USATO X LO SHOW ROOM ANNO 2007, ma usato pochissimo

COMPRESSORE 3 CILINDRI+ESSICCATORE
TRIFASE (380V/50Hz), completo di essiccatore ad aria.

Completo di protezione insonorizzante in plastica e di
essiccatore aria

Trifase 1,5 KW-6/3,5 A.

Serbatoio aria 75 litri.

Aria resa con mandata a 5 bar effettivi 238 N l/min.

Livello di pressione sonora 65,3 dB(A).

Dimensioni: L=780 P=740 H=1080



Prezzo listino € 2.359 + IVA

PREZZO SPECIALE
€ 790 + IVA

Durr Recuperatore di Amalgama N.3 disponibili

Ricuperatore di amalgama senza carrozzeria, parti di collegamento, indicatore a distanza e box riciclo.



Prezzo listino € 2.940 + IVA

PREZZO SPECIALE
€ 1.399 + IVA

Lampada Faro Eva a riunito Show room Fiumana – SOLO 1 PEZZO DISPONIBILE

EVA Tunable White offre la possibilità di selezionare la temperatura

colore ideale per la pratica odontoiatrica in corso:
5700K, 5000K,

4000K e 2700K (funzione composable)

DIMENSIONI SPOT (alla distanza di 700mm) 190x100

LUX (alla distanza di 700mm) 50.000 in funzione standard e 11.000 in funzione composable

Sistema di rotazione su 3 assi



Prezzo Listino € 1.476 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 390 + IVA

(DETRAIBILE NELL'ANNO)

Aspiratore di Aerosol ASPISOL Show Room FIUMANA

- Depolverizzatore dotato di sistema di sterilizzazione e abbattimento aerosol e particelle sospese tramite filtro Hepa H13/14 al 99,97% 0,3 micron e lampada UV-C 254nm. Dotato di braccio articolato a 3 snodi che permette un corretto posizionamento direttamente sull'area di lavoro.
- Trasportabile e posizionabile in ogni area operativa grazie alla maniglia integrata ed alle ruote piroettanti.



Prezzo Listino € 1.690 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 430 + IVA

(DETRAIBILE NELL'ANNO)

Aspiratore di Aerosol TBH Show Room FIUMANA

- L'aspiratore TBH DF10 garantisce una filtrazione ad alto livello delle particelle disperse in aria tramite aerosol.
- Il sistema di filtraggio a triplo strato di cui è dotato permette la rimozione di batteri e particelle virali compresi i coronavirus.
- Estremamente silenzioso, compatto, mobile e di facile impiego, si adatta alla collocazione anche in ambienti ristretti.
- Dotato di una capacità di aspirazione effettiva di 200 m³/h e di un grado di filtrazione del 99,95%.
- Completo di cappa di aspirazione BF10 abbinata al braccio aspirante.



Prezzo Listino € 3.100 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 420 + IVA

(DETRAIBILE NELL'ANNO)

IQ Allergen 100 + supporto con route Show Room FIUMANA/NAPOLI

- Purificatore d'aria con elevate prestazioni sulla riduzione di allergeni, patogeni, gas e odori presenti negli studi.
- Dimensioni 41x38 x h 70cm.
- Peso 16kg.
- Colore grigio chiaro / bianco.
- Portata massima 380 m³/h.
- Adatto per ambienti fino a 75 mq.



Prezzo Listino € 1.900 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 190 + IVA

(DETRAIBILE NELL'ANNO)

VIROXID

- Disinfetta e purifica l'aria in percentuali incluse tra il 99% e il 99,99%.
- Elimina i microrganismi presenti nell'aria, migliorandone la qualità.
- L'aria così purificata non solo migliora la resistenza del corpo alle malattie, ma riduce e può prevenire anche problemi respiratori.
- Il sistema si basa su metodi di disinfezione dell'aria già utilizzati per purificare l'aria nelle sale operatorie ospedaliere: tre metodi di successo sono stati combinati in un unico dispositivo adatto ad aree più limitate di dimensioni fino a 100 m³
- Questi tre metodi consistono in: ionizzazione dell'aria, filtraggio e disinfezione tramite raggi UV-C.



Prezzo Listino € 995 + iva

PREZZO SPECIALE

€ 190 + IVA

(DETRAIBILE NELL'ANNO)

SPECTRAL UVC

- Permette la disinfezione dell'aria per mezzo dei raggi ultravioletti UVC in condizioni di massima sicurezza contro virus, batteri e spore.
- Il grande vantaggio del sistema consiste nell'assoluta mancanza di pericolosità per l'uomo, in quanto non si ha la minima fuoriuscita di radiazioni UV-C dal modulo.
-
- È quindi possibile effettuare una disinfezione continua e costante dell'aria di qualsiasi ambiente, durante ogni fase lavorativa.



Cone Beam 3D Imaging
NewTom
what's next



Prezzo listino € 134.750+ IVA
Prezzo scontato € 56.780+ IVA
OFFERTA SPECIALE
€ 48.800 + IVA 5%

PEZZI DISPONIBILI 1

The
**Show
Room**

GIANO HR 3D CEPH-R ADVANCED Showroom DT Fiumana

(2024) Prodotto espositivo ZERO SCATTI RX

1 SENSORE 2D: DC PAN-CEPH R

1 SENSORE 3D: Voxel da 68 a 300 µm

ORTOPANORAMICA: DC III Pan Ultra HD 11 strati

CEFALOMETRIA: DCIII CEPH Ultra HD e ECO

FOV VOLUMI: 13 x 16; 13 x 14; 13 x 10; 13 x 8;

10 x 10; 10 x 8; 10 x 6; 8 x 8; 8 x 6; 6 x 6

Consolle FULL-TOUCH 10"

aMAR Autoadaptive Metal Artifact Removed

WORSTATION 3D + MONITOR HD 24"

Garanzia 24 + 36 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:

INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO

QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



Cone Beam 3D Imaging
NewTom
what's next



Prezzo listino € 4.962 + IVA
Prezzo scontato € 4.350 + IVA
OFFERTA SPECIALE
€ 3.500 + IVA 22%

PEZZI DISPONIBILI 2

NEWTOM X-PSP

Stock magazzino DT Fiumana

(2025) Prodotto nuovo

NewTom X-PSP è il sistema CR (Computed Radiography) che unisce l'avanzata tecnologia diagnostica digitale ai fosfori ai vantaggi delle lastre a pellicola tradizionali. Elegante e compatto, il sistema risulta veloce e semplice da utilizzare. In pochi secondi, il lettore X-PSP importa e digitalizza in rapida sequenza ogni immagine dalle relative piastrine ai fosfori, permettendone l'immediata visualizzazione su PC o, grazie ad apposita APP, su iPad.

Fondamentali per diagnosi affidabili, le immagini sono in alta risoluzione.

❖ Garanzia 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



Prezzo listino € 14.423 + IVA
Prezzo scontato € 8.490 + IVA
OFFERTA SPECIALE
€ 6.900 + IVA 22%

PEZZI DISPONIBILI 1

The
**Show
Room**

DURR VISTASCAN ULTRA VIEW

Show room DT Fiumana

(2023) Prodotto espositivo

Lo scanner per film ai fosfori VistaScan Ultra View è un apparecchio di fascia alta che combina la qualità superiore delle immagini realizzate tramite tecnologia PCS con prestazioni eccellenti e funzioni innovative.

Il nuovo design di VistaScan Ultra View consente di utilizzare lo scanner in modo efficiente e senza compromessi, poiché i film ai fosfori possono essere scansionati contemporaneamente su 2 slot, risparmiando tempo prezioso.

Schermo da 7 pollici

Supporta tutti i formati di lastre

2 lastre size 0 incluse (2x3 cm)

4 lastre size 2 incluse (3x4)

Software VistaSoft

❖ Garanzia 36 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



Prezzo listino € 10.523+ IVA
Prezzo scontato € 6.990 + IVA
OFFERTA SPECIALE
€ 5.790 + IVA 22%

PEZZI DISPONIBILI 1

The
Show
Room

DURR VISTASCAN MINI VIEW 2.0

Show room DT Fiumana

(2023) Prodotto espositivo

Lo scanner per film ai fosfori VistaScan MINI View è un apparecchio che combina la qualità superiore delle immagini realizzate tramite tecnologia PCS con prestazioni eccellenti e funzioni innovative.

Schermo da 5 pollici

Supporta tutti i formati di lastrine

2 lastrine size 0 incluse (2x3 cm)

4 lastrine size 2 incluse (3x4)

Software VistaSoft

❖ Garanzia 24+12 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



Prezzo listino € 21.500+ IVA
Prezzo scontato € 16.250+ IVA
OFFERTA SPECIALE
€ 14.990 + IVA 22%

PEZZI DISPONIBILI 1

The
**Show
Room**

BONDENT MICROSCOPIO Show room DT Fiumana (2024)

MODELLO DOM3000D-4K PRO
Stativo a pavimento a ruote

- ❖ Ingrandimento Zoom
- ❖ Tubo binoculare var. 0~210°
- ❖ Vario Focus f=180-460mm
- ❖ Illuminazione a LED
- ❖ Modulo telecamera 4K HD integrato
- ❖ Schermo LG da 27"
- ❖ Garanzia: 2 anni

INCLUSO NELL'OFFERTA:
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



3shape 



Prezzo listino € 28.500+ IVA
Prezzo scontato € 23.500+ IVA
OFFERTA SPECIALE
€ 21.990 + IVA 22%

PEZZI DISPONIBILI 1

The
Show
Room

3SHAPE SCANNER TRIOS 5 Show room DT Fiumana (2025) PRODOTTO NUOVO

SCANNER TRIOS 5 POD PEN WIRELESS
NOTEBOOK DELL 16 7680

Innovativo scanner intraorale wireless di 3Shape progettato per semplificare, come mai prima d'ora, il processo di digitalizzazione del settore odontoiatrico. È il 30% più compatto, con un peso di soli 300g ed una lunghezza di 26,6 cm.

Incluso 12 mesi di Contratto Assistenza CARE

INCLUSO NELL'OFFERTA:
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



marathon



Prezzo listino € 16.052 + IVA
Prezzo scontato € 13.900 + IVA
OFFERTA SPECIALE
€ 10.000 + IVA 22%

PEZZI DISPONIBILI 2

The
**Show
Room**

MARATHON MT-1000 Show room DT Fiumana (2024)

Nuova generazione di scanner intraorale / Frame di scansione fino a 70 FPS / Tecnologia video 3D in movimento.

Acquisizione in streaming 3D a colori.

Questa tecnologia permette agli utenti di acquisire impronte digitali in modo più veloce e più preciso con riconoscimento texture super fedele.

NOTEBOOK 15»

Borsa in pelle

❖ Garanzia 24 mesi

INCLUSO NELL'OFFERTA:
INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)



Cone Beam 3D Imaging
NewTom
what's next



Prezzo listino € 77.970 + IVA
Prezzo scontato € 33.275+ IVA
OFFERTA SPECIALE
€ 25.475 + IVA 5%

PEZZI DISPONIBILI 1

NEWTOM GO 2D-3D CBCT

Stock magazzino DT Fiumana

(2023) Prodotto nuovo ZERO SCATTI RX

1 SENSORE: 2D Pan / 3D ≥ 6 LP/mm Voxel 80 μ m
ORTOPANORAMICA: Adaptive PAN 5 strati
FOV VOLUMI : (10x10; 10x6; 8x7; 8x6; 8x10; 6x7; 6x6)
GENERATORE RX: Potenziale costante 90 kW
aMAR (Autoadaptive Metal Artifact Removed)
WORSTATION 3D + MONITOR FULL HD 24"

INCLUSO NELL'OFFERTA:

INSTALLAZIONE + FORMAZIONE IN STUDIO
QR CODE SERVICE FIRST (1 anno)

