

#worldofwh



wh.com



La soluzione **che conviene.**

Scopri le soluzioni e le proposte commerciali W&H!

Validità Febbraio - Agosto 2025



Catalogo interattivo: clicca sui pulsanti per ulteriori informazioni.

I nostri riferimenti

Da sempre la nostra mission è offrire il
miglior supporto commerciale e formativo.
Per qualsiasi informazione sui prodotti ed i
servizi W&H contatta il nostro team.


Calogero Guagliano
Product Sales Specialist
Val d'Aosta, Piemonte, Liguria
+39 349 4561 554
calogero.guagliano@wh.com



Deborah Moretto
Product Sales Specialist
Veneto, Friuli, Trentino
+39 340 7008 440
deborah.moretto@wh.com


Arturo Sica
Product Sales Specialist
Emilia-Romagna, Toscana, Marche
+39 349 3154 131
arturo.sica@wh.com


Anna Maria Sorgente
Product Sales Specialist
Lazio, Umbria, Abruzzo
+39 347 9315 726
anna.sorgente@wh.com


Pierangelo Russo
Product Sales Specialist
Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Malta
+39 340 4095 458
pierangelo.russo@wh.com



Marta Intilla
Product Sales Specialist
Sardegna, Calabria, Sicilia
+39 348 5880 799
marta.intilla@wh.com




Nicolò Fasoli
Branch Manager
+39 340 5721 603
nicolo.fasoli@wh.com


Bruno Friscia
Sales Operations Manager
Area Manager Centro Italia
+39 335 5449 268
bruno.friscia@wh.com


Francesco Pianezzola
Key Account Manager
+39 348 9310 829
francesco.pianezzola@wh.com


Andrea De Leonardo
Area Manager Nord Italia
Product Sales Specialist - Lombardia
+39 345 0729 547
andrea.deleonardo@wh.com

Indice

	Restaurativa & Protesica
04	Turbine e contrangoli
	Chirurgia Orale & Implantologia
08	Workflow chirurgico
12	Motori chirurgici e piezochirurgici
14	Contrangoli e manipoli chirurgici
15	Accessori chirurgia
16	Piezomed e inserti
18	Rilevazione della stabilità implantare
	Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione
20	AIMS
22	Pulizia e disinfezione
26	Termodisinfettori
28	Trattamento degli strumenti rotanti
32	Sterilizzatrici
36	Trattamento dell'acqua
37	Accessori sterilizzazione
38	Tracciabilità
	Profilassi & Parodontologia
40	Ablatore ad aria
40	Inserti per ablatore ad aria
	Laboratorio Odontotecnico
41	Dispositivi da laboratorio
	Customer care
42	Assistenza tecnica
42	Servizi e garanzie
42	Customer service

Strumenti Synea W&H una storia di successo

W&H Dentalwerk fu fondata a Berlino nel 1890.

L'azienda pionieristica iniziò a produrre i primi manipoli e contrangoli ad azionamento meccanico in Europa, scrivendo una pagina di storia.



Garanzia sugli strumenti Synea Fusion W&H

Garanzia standard INCLUSA
per Strumenti Rotanti
Synea Fusion - da 1 a 3 anni

Costituisce la garanzia di fabbrica e copre gli strumenti da qualsiasi difetto di fabbricazione.

Polizza FULL-RISK OPZIONALE
per Strumenti Rotanti
Synea Fusion - 3 Anni

È una garanzia totale che copre ogni causa di guasto o rottura dello strumento rotante, anche l'usura.



synea FUSION

Turbine Synea Fusion




- » Illuminazione ottimale, riproduzione cromatica naturale: sistema di illuminazione LED+* (*con attacco rapido Roto Quick) con LED posizionato sotto la testina per un più ampio spot luminoso
- » Due modelli disponibili: testina da 11.5 mm e 10 mm di diametro
- » Raffreddamento sicuro: 4 spray
- » Funzionamento silenzioso: tra le più silenziose sul mercato (solo 59 dba)
- » Elevata performance di taglio grazie all'efficiente geometria interna
- » Massima sicurezza per operatore e paziente con il sistema igienico brevettato
- » Funzionamento senza vibrazioni grazie ai cuscinetti a sfera ceramici e alla tecnologia del rotore
- » Estremamente leggere per non affaticare
- » Garanzia 12 mesi



Contrangoli Synea Fusion



- » Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni: cuscinetti a sfera ceramici
- » Visibilità ottimizzata grazie alle testine di piccole dimensioni
- » Raffreddamento sicuro: fino a 4 spray
- » Impugnatura ottimizzata grazie alla lavorazione antiscivolo della superficie
- » Filtro spray integrato e senza bisogno di manutenzione per garantire la qualità dell'acqua
- » Garanzia 24 mesi



synea VISION

Turbine Synea Vision



- Tutte le funzionalità di Synea Fusion e anche:
- » Illuminazione al 100% senza zone d'ombra tramite anello LED+ (solo con Roto Quick)
 - » Raffreddamento eccellente con 5 spray
 - » Quattro modelli disponibili: testina da 13 mm, 11.5 mm, 10 mm, 9 mm
 - » Superficie resistente ai graffi che migliora l'estetica e allunga la durata della turbina
 - » Garanzia 24 mesi



Contrangoli Synea Vision



- Tutte le funzionalità di Synea Fusion e anche:
- » Superficie resistente ai graffi che migliora l'estetica e allunga la durata dello strumento
 - » Raffreddamento eccellente: fino a 5 spray
 - » Gamma versatile: molteplici rapporti disponibili per ogni applicazione
 - » Garanzia 36 mesi

synea POWER EDITION

Contrangoli Synea Power Edition




- » Extra resistente: per la rimozione di materiali ad alta resistenza come lo zirconio
- » Extra semplice: sostituzione delle frese ancora più semplice grazie al nuovo sistema di bloccaggio con pulsante di colore nero
- » Extra forte: con coppia superiore e migliore efficacia di asportazione
- » Extra stabile: sistema di bloccaggio con oltre il 20% di forza in più
- » Extra durevole: con almeno il 20% in più di durata
- » Extra robusto: per costi di manutenzione più bassi
- » Tecnologia Heat Blocker che mantiene fresco il pulsante di bloccaggio e previene ustioni a dentisti e pazienti
- » Garanzia 24 mesi

Synea Power Edition è un'edizione speciale sviluppata per tagliare in modo efficace le protesi dentali in zirconio.

Synea Power Edition è stato appositamente progettato per applicazioni complesse, come la rimozione di materiali cariati, cavità, otturazioni, corone e ponti.

Questi contrangoli rapidi con l'esclusivo pulsante di bloccaggio di colore nero sono particolarmente robusti e durevoli.

Turbine e contrangoli Synea Fusion



Per una manutenzione sicura, ti consigliamo **BePro Disinfectant Wipes/Spray** e l'olio lubrificante **MD-400**.
Scopriili a pag. 24 e 30.

TG-98 L/L RM/LM/LN

- Quattro Spray
- Testina Ø 11,5 mm
- 21 W, 360.000 giri/min
- Luce LED+ (L/L RM) / Fibra ottica (LM/LN)
- Vari Raccordi

€ 450

L Roto Quick® Ref. 30001000 +.662€
LRM Standard 6 vie Ref. 30198000 +.662€
LM Multiflex® Ref. 30003000 +.662€
LN NSK Mach® Ref. 30200000 +.662€

WG-56 LT

- Contrangolo 1:1
- Spray singolo
- Testina Ø 9,5 mm
- Fibra ottica

€ 450

Ref. 30009000 +.937€

WG-99 LT

- Contrangolo 1:5
- Quattro spray
- Testina Ø 9,5 mm
- Fibra ottica

€ 515

Ref. 30007000 +.354€

**Multiflex® è un marchio registrato di Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania
***NSK Mach® è un marchio registrato di NSK NAKANISHI INC., Giappone

Desideri la detraibilità?
Chiama il Sales Specialist di zona!

I nostri riferimenti



POLIZZA
FULL RISK

Lo sapevi che il costo medio di riparazione per usura di un manipolo durante i primi **3 anni di vita è di 300€?**

Polizza FULL-RISK per Strumenti Rotanti Synea Fusion - 3 Anni

È una garanzia totale che copre ogni causa di guasto o rottura dello strumento rotante, anche l'usura.

€ 150

Ref. 92000153 76,67 € l'anno

Turbine e contrangoli Synea Vision



Per una manutenzione sicura, ti consigliamo **BePro Disinfectant Wipes/Spray** e l'olio lubrificante **MD-400**.
Scopriili a pag. 24 e 30.

TK-94 L/LM

- Cinque Spray
- Testina Ø 9 mm
- 14 W, 410.000 giri/min
- Luce LED+ / Fibra ottica
- Vari Raccordi

€ 999

L Roto Quick® Ref. 30016000 +.563€

€ 990

LM Multiflex®** Ref. 30031000 +.435€

TK-98 L/LM

- Cinque Spray
- Testina Ø 11,5 mm
- 24 W, 360.000 giri/min
- Anello LED+ / Fibra ottica
- Vari Raccordi

€ 1.090

L Roto Quick® Ref. 30019000 +.709€

€ 990

LM Multiflex®** Ref. 30020000 +.435€

**Multiflex® è un marchio registrato di Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania

WK-56 LT

- Contrangolo 1:1
- Spray singolo e fibra ottica
- Testina Ø 9,5 mm

€ 775

Ref. 30025000 +.211€

WK-99 LT

- Contrangolo 1:5
- Cinque spray e fibra ottica
- Testina Ø 9,5 mm

€ 1.145

Ref. 30023000 +.785€

Contrangoli Synea Power Edition



Versione con luce al prezzo del cieco!

Synea Fusion Power Edition WG-900 A

- Contrangolo 1:4
- Tre spray
- Testina Ø 10,7 mm
- Senza luce

€ 715

Ref. 30460000 +.136€

Synea Fusion Power Edition WG-900 LT

- Contrangolo 1:4
- Tre spray
- Testina Ø 10,7 mm
- Fibra ottica

€ 890 715


Ref. 30459000 +.420€

Workflow chirurgico W&H

W&H ti offre un flusso di lavoro completo per i tuoi trattamenti chirurgici che inizia dalla fase di diagnosi iniziale della patologia e termina con la certificazione finale dell'intero processo chirurgico.




Disponibili a partire da **aprile 2025!**



Step 01.

Diagnosi

- › Imaging Extra Orale
- › CBCT
- › Radiografico Intraorale
- › Scanner ai fosfori
- › Sensore digitale



Step 02.

Pianificazione del caso


- › Implant Planning Software



Step 03.

Trattamento chirurgico e analisi dati

- › Implantmed
- › Osstell Beacon
- › Portfolio manipoli chirurgici
- › Dispositivi Piezo
- › Funzione documentazione di Implantmed Plus
- › Osstell Connect



Step 04.

Monitoraggio del processo di guarigione

- › Tecnologia Osstell e la scala ISQ
- › Portfolio imaging



Step 05.

Certificazione dell'osteointegrazione

- › Funzione documentazione di Implantmed Plus e Osstell Connect



seethrough



Implantmed Plus

Implantmed Plus è l'unica tecnologia ad oggi sul mercato sviluppata secondo il concetto di piattaforma chirurgica modulare che risponde a tutti i bisogni del clinico.



Uso Implantmed Plus perché il manipolo-motore-cavo, bilanciato ed estremamente maneggevole, mi permette di operare con precisione, percependo tutto ciò che accade “sotto le frese” durante la fase chirurgica. Questa percezione soggettiva trova inoltre conferma nei dati oggettivi che in tempo reale restituisce il grafico di Torque sul motore, offrendomi quindi un riscontro immediato sull'andamento dell'atto chirurgico.

Dott. Ramon Boninsegna Specialista in chirurgia orale


Aggiornamento costante del software

In questo modo apriamo prospettive completamente nuove per l'utilizzo del tuo dispositivo chirurgico nella realtà digitale.



Funzione di documentazione

Permette l'archiviazione e la memorizzazione, tramite chiavetta USB, di tutti i dati del trattamento chirurgico.




Valore ISQ Implant Stability Quotient

Consente di monitorare lo stato di avanzamento del processo di guarigione (osteointegrazione) in modo oggettivo e non invasivo su ogni singolo paziente per procedere in sicurezza alla fase protesica.




Grafico di torque

Aiuta a determinare in modo oggettivo la stabilità primaria, informazione fondamentale per evitare errori nelle scelte cliniche successive alla fase di inserimento (healing time).




Funzione CCW

Preserva e compatta l'osso al fine di ottenere una stabilità meccanica dell'impianto migliore, in particolare nell'osso spongioso. Il programma è stato sviluppato per essere utilizzato con frese da osseodensificazione.



Unità di controllo modulare e versatilità

Consente di configurare il dispositivo sia per la parte di implantologia sia per la parte di piezochirurgia, utilizzando lo stesso pedale, la stessa pompa e un solo deflussore.



Implantmed Plus SI-1023

Set 3 + WI-75 E/KM



Implantmed Plus Set 3

- › Unità di controllo SI-1023
- › Micromotore cieco EM-19
- › Pedale con cavo S-N2

€ 3.490

Ref. 90000163 -4.880€



WI-75 E/KM

- › Contrangolo 20:1
- › Senza luce
- › Non smontabile

€ 423*

Ref. 10207550 -1.288€

Set 5 + WS-75 L



Implantmed Plus Set 5

- › Unità di controllo SI-1023
- › Motore con luce EM-19 LC
- › Pedale con cavo S-N2

€ 3.950

Ref. 90000165 -5.720€



WS-75 L

- › Contrangolo 20:1
- › Mini LED+
- › Smontabile

€ 750*

Ref. 30033000 -1.731€

Implantmed Classic SI-923

Classic + WI-75 E/KM



Implantmed Classic

- › Unità di controllo SI-923
- › Micromotore cieco EM-19
- › Pedale con cavo S-N2

€ 2.450

Ref. 90000161 -4.440€



WI-75 E/KM

- › Contrangolo 20:1
- › Senza luce
- › Non smontabile

€ 399*

Ref. 10207550 -1.288€

Semplice come sempre, ma potente e versatile come mai:

- › Motore ultracompatto e potente con un torque di 6,2 Ncm
- › Esatta limitazione di torque: 5 - 80 Ncm
- › Ampia gamma di velocità: 200 - 40.000 giri/min al motore
- › Funzione integrata di maschiatura meccanica
- › Funzione di documentazione con chiavetta USB
- › Modulare e upgradabile

Set 4 + WI-75 E/KM



Implantmed Plus Set 4

- › Unità di controllo SI-1023
- › Micromotore cieco EM-19
- › Pedale Wi-Fi S-NW

€ 3.790

Ref. 90000164 -5.470€



WI-75 E/KM

- › Contrangolo 20:1
- › Senza luce
- › Non smontabile

€ 423*

Ref. 10207550 -1.288€

Set 6 + WS-75 L



Implantmed Plus Set 6

- › Unità di controllo SI-1023
- › Motore con luce EM-19 LC
- › Pedale Wi-Fi S-NW

€ 4.390

Ref. 90000166 -6.315€



WS-75 L

- › Contrangolo 20:1
- › Mini LED+
- › Smontabile

€ 750*

Ref. 30033000 -1.731€

Implantmed, il vostro partner affidabile:

- › Semplicità di impiego
- › Micromotore potente con torque di 5,5 Ncm
- › Gamma di velocità: 300 - 40.000 giri/min al motore
- › Esatta limitazione di torque: 5 - 70 Ncm
- › Funzione integrata di maschiatura meccanica

Classic + WS-75 LG



Implantmed Classic

- › Unità di controllo SI-923
- › Micromotore cieco EM-19
- › Pedale con cavo S-N2

€ 2.450

Ref. 90000161 -4.440€



WS-75 LG

- › Contrangolo 20:1
- › Mini LED+ autogenerata
- › Smontabile

€ 760*

Ref. 30033000 -1.731€

*Prezzo riservato acquistando il CA chirurgico a bundle con Implantmed Plus Set e valido solo per 1 pz.

Moduli Piezomed Classic & Plus

La combinazione di Implantmed Plus e Modulo Piezomed, insieme alla gamma di prodotti W&H, rivoluzionano la chirurgia orale e l'implantologia.

L'unico sistema che offre chirurgia orale, implantologia e piezochirurgia in un unico dispositivo.



Modulo Piezomed Classic SA-430 M

- › Potenza 18 W
- › Manipolo cieco

€ 4.200

Ref. 90000349 -5.345€

750€ di inserti omaggio

Inserti valorizzati a prezzo di listino

Modulo Piezomed Plus SA-435 M

- › Potenza 24 W
- › Manipolo luce LED
- › Funzione "Tip detection"

€ 5.400

Ref. 90000350 -6.870€

1000€ di inserti omaggio

Inserti valorizzati a prezzo di listino

Acquistando Implantmed Plus con il modulo Piezomed puoi ottenere fino a 700€ di buono sconto. Contattaci per maggiori informazioni!

Piezomed Classic

Piezomed facilita il lavoro del chirurgo:

- › Riconoscimento automatico degli inserti
- › Tre diverse modalità di funzionamento
- › Illuminazione ideale dell'area di intervento grazie al LED ad anello
- › Raffreddamento efficace grazie all'apertura spray vicino alla zona di intervento dello strumento
- › Temporaneo incremento di potenza del 20% grazie alla funzione Boost
- › Manipolo con attacco del LED e cavo, termodisinfettabile e sterilizzabile

Piezomed Classic SA-320

- › Unità di controllo
- › Controllo a pedale S-N1
- › Manipolo con cavo da 1,8 metri e clip
- › Set tubi di irrigazione
- › Scambiatore di inserti

€ 5.660

Ref. 30078000 -10.855€

Scopri l'offerta sui nostri inserti chirurgici! Vedi pagina 17

Kit inserti «Bone»

- › Inserti inclusi: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

€ Omaggio

Valore 1.598 €

Contrangoli e manipoli **chirurgici**

+

Brochure contrangoli e manipoli chirurgici

Manipoli chirurgici **senza luce**



- › Ergonomia ottimale per lavorare senza fatica
- › Durata e robustezza grazie all'acciaio inossidabile di alta qualità e al rivestimento antigraffio
- › Vasto assortimento per tutti gli usi chirurgici
- › Smontabile per una pulizia profonda
- › Sterilizzabile e disinfettabile attraverso termodisinfezione

Manipolo **S-11**

› Manipolo diritto

› Senza luce

› Smontabile

€ 830

Ref. 30056000 -1.238€-

Contrangolo **WI-75 E/KM**

› Contrangolo 20:1

› Senza luce

› Non smontabile

€ 705

Ref. 10207550 -1.288€-

Contrangolo **WS-91**

› Contrangolo 1:2,7 - 45°

› Senza luce

› Smontabile

€ 1.069

Ref. 30047000 -1.481€-

Per una manutenzione sicura, ti consigliamo **BePro Disinfectant Wipes/Spray** e l'olio lubrificante **MD-400**. Scopritli a pag. 24 e 30.

Manipoli chirurgici **Mini LED+**



- › Riproduzione naturale delle tonalità del rosso
- › Alimentazione indipendente grazie a un generatore integrato
- › Ergonomia ottimale per lavorare senza fatica
- › Durata e robustezza grazie all'acciaio inossidabile di alta qualità e al rivestimento antigraffio
- › Smontabile per una pulizia profonda
- › Sterilizzabile e disinfettabile attraverso termodisinfezione

Manipolo **S-11 LG**

› Manipolo diritto

› Mini LED+ autogenerata

› Smontabile

€ 1.250

Ref. 30057000 -1.995€-

Contrangolo **WS-75 LG**

› Contrangolo 20:1

› Mini LED+ autogenerata

› Smontabile

€ 1.110

Ref. 30032000 -1.915€-

Contrangolo **WS-91 LG**

› Contrangolo 1:2,7 - 45°

› Mini LED+ autogenerata

› Smontabile

€ 1.285

Ref. 30048000 -1.784€-

Manipolo chirurgico per impianti **zigomatici**

Gli specialisti degli impianti zigomatici hanno creato un manipolo 20:1 in grado di semplificare il lavoro del chirurgo. L'angolazione unica permette una visione migliore del sito di trattamento. In questo modo, anche in posizioni difficili come nell'osso zigomatico, è possibile intervenire chirurgicamente.

Zygoma **SZ-75**

› Manipolo 20:1

› Senza luce

› Smontabile

€ 1.799

Ref. 30095000 -2.695€-

+

Brochure Zygoma

Accessori
Chirurgia



Ripiani in metallo
Supporta fino a 10kg di peso per ripiano. Include una maniglia nel ripiano superiore per facilitare lo spostamento.



Multipresa 3 posti
Include 3 prese con copertura, interruttore di accensione e spazio per nascondere i cavi.



Ripiano per pedale
Dedicato al posizionamento del pedale del motore.



Rotelle con freni
Per trasportare il carrello comodamente ed in sicurezza.




Carrello elettrificato
per unità implantari/Piezo e Prophy
€ 690
Ref. 19724001 -1.698€-



Valigia trasporto Implantmed o Piezomed
Valigia trasporto (no trolley) per Implantmed o Piezomed. In plastica
€ 110
Ref. 08002400 -170€-



Valigia trasporto Implantmed e Piezomed Module
Valigia trasporto (trolley) per Implantmed e moduli Piezomed. In alluminio
€ 359
Ref. 08126480 -550€-



Deflussori: Set tubi di irrigazione monouso
› 6 pz. a confezione
€ 65
Ref. 04363600 -97€ conf. **Prezzo valido acquistandone 3 pezzi.**



Set tubi irrigazione monouso Modulo Piezomed 2,2 metri
› 6 pz. a confezione
€ 69
Ref. 08072750 -105€ conf.

Il punto di svolta della
piezochirurgia

Con i moduli Piezomed siamo riusciti a rendere i vantaggi clinici della piezochirurgia alla portata di tutti.

Il modulo Piezomed unisce il motore per implantologia e la piezochirurgia in un unico dispositivo. Implantmed può essere collegato al modulo Piezomed e impiegato per le più diverse applicazioni chirurgiche.




Riconoscimento automatico degli inserti

Piezomed riconosce l'inserto al momento dell'inserimento e imposta la corretta classe di potenza.



Libreria degli inserti

Permette di impostare singolarmente i parametri di trattamento più rilevanti per gli inserti che si desidera utilizzare.



Raffreddamento senza ventilatore all'interno dell'unità

Evita fastidiosi rumori e l'aria di raffreddamento emessa non compromette l'ambiente sterile.



Raffreddamento efficace dell'area di intervento

La presenza del foro spray vicino all'area di taglio dell'inserto consente di sfruttare in modo ancora più efficace i vantaggi clinici dell'effetto cavitazione.

Funzioni	Piezomed Standalone	Modulo Piezomed Plus	Modulo Piezomed Classic
Riconoscimento automatico degli inserti	●	●	
Libreria degli inserti		●	
Modularità		●	●
Pedale di comando senza fili	●	●	●
Raffreddamento unità senza ventola interna	●	●	●
Regolabili con un solo pedale	●	●	●
ioDent®		●	●
Implantmed e Piezomed in un unico dispositivo		●	●
Report utilizzabilità con Pacemaker	●	●	●
Funzione Boost	●	●	●
Luce LED	●	●	



Assoluta libertà di movimento

Con il pedale senza cavi è possibile scegliere liberamente la sede ottimale nell'area operativa. Ciò garantisce un trattamento di alta qualità e in totale sicurezza.

Inserti Piezomed

La gamma di inserti Piezomed W&H comprende svariati inserti per la chirurgia ossea, la parodontologia e l'estrazione, l'endodonzia retrograda e il rialzo laterale del seno mascellare.

Scopri l'intera gamma di inserti



B1

Inserto dalla seghettatura fine per piccoli tagli, con minore perdita ossea nell'asportazione di inserti ossei.

€ 192

Ref. 05530100 -286€



B6/B7

Asportazione di inserti ossei, l'incisione della cresta alveolare, la separazione delle radici dentali e l'estrazione degli apici radicalari.

€ 217

B6 Ref. 07022500 -324€
B7 Ref. 07022600 -324€




S2

Con sfera diamantata per la preparazione di un inserto osseo in caso di rialzo laterale del seno mascellare.

€ 166

Ref. 05534700 -249€




S3

Separazione delicata della membrana di Schneider dall'osso. La pellicola refrigerante protegge la membrana con tre uscite.

€ 138

Ref. 05508200 -207€




EX1

Inserto per l'estrazione dentale atraumatica, per conservare l'osso alveolare.

€ 166

Ref. 06069300 -249€



I1

Strumento diamantato con indicatori di profondità per la preparazione pilota con allineamento assiale corretto.

€ 185

Ref. 07786800 -276€



Kit di inserti



Kit Bone

Inserti per la chirurgia ossea. Composto da inserti: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

€ 1.070

Ref. 07173100 -1.598€



Kit Sinus

Inserti per il rialzo laterale del seno mascellare. Composto da inserti: S1, S2, S3, S4, S5

€ 752

Ref. 07173200 -1.122€



Kit Extraction

Inserti per estrazione. Composto da inserti: EX1, EX2

€ 331

Ref. 07173500 -494€



Kit Endo

Inserti per endodonzia retrograda. Composto da inserti: R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4L

€ 840

Ref. 07173300 -1.253€



Kit Paro

Strumenti per parodontologia. Composto da inserti: P1, P2RD, P2LD

€ 472

Ref. 07173400 -704€



Kit Implant Crestal A/P

Preparazione del sito dell'impianto e del rialzo del seno mascellare per via crestale. Composto da inserti: I1, I2A/P, I3A/P, I4A/P, Z25P, Z35P

€ 1.470

Ref. 07997090 -2.195€
Ref. 07997110 -2.195€

Osstell Beacon

Osstell Beacon mostra in pochi attimi quando un impianto è osteointegrato e può quindi essere caricato.

Grazie al funzionamento senza cavi permette una maggiore libertà di movimento nello studio dentistico. I dati possono essere salvati in modo sicuro sulla piattaforma Osstell Connect o, se collegato ad Implantmed Plus, sulla chiavetta USB e confrontati tra loro.



Trova il tuo Smartpeg
Lista Smartpeg

Osstell Beacon

- Chiavetta USB Bluetooth
- 1 dispositivo Osstell TestPeg
- 2 confezioni Smartpeg in omaggio registrandosi su Osstell Connect


€ ~~2.230~~ **1.990**

Speciale rottamazione

Ref. 08022260 -4-240€

La scala ISQ di Osstell

BASATA SU EVIDENZE SCIENTIFICHE




Bibliografia scientifica

Osstell Connect

Osstell Connect è lo strumento ideale per aiutarti a pianificare e prendere decisioni relative alle caratteristiche del paziente e ai trattamenti implantari, ottimizzando i periodi di guarigione. Basato su cloud, è il più grande portale online di impianti al mondo, con oltre un quarto di milione di data points.



- Ricevi una visione globale degli impianti
- Traccia ed aiuta a predire i tempi di guarigione
- Scegli i protocolli chirurgici e di carico più facilmente
- Condividi i tuoi dati
- Confronta i tuoi dati con quelli degli altri utenti in tutto il mondo
- Ricevi il backup dei dati e supporto da remoto



Con ISQ

Trattamento Personalizzato

Puoi determinare in modo oggettivo la stabilità implantare in ogni fase del trattamento (sia al tempo del posizionamento che durante la fase di guarigione)

Puoi garantire il "time-to-teeth" più veloce in modo sicuro

Puoi certificare l'osteointegrazione con report automaticamente generati, inclusivi di passaporto implantare

Puoi sentirti tutelato dal punto di vista medico-legale in caso di contenzioso

Puoi aumentare la fiducia dei tuoi pazienti, grazie a decisioni basate su dati oggettivi facilmente argomentabili (con Osstell Connect)

Senza ISQ

Trattamento Standardizzato

Non hai alcun dato scientifico a supporto delle decisioni cliniche prese per ogni paziente

"Time-to-teeth" standard

Non puoi certificare l'osteointegrazione e nemmeno l'andamento della guarigione

Non hai dati scientifici oggettivi per dimostrare la qualità delle tue procedure cliniche

Non hai dati inconfutabili con cui poter chiarire i dubbi dei tuoi pazienti



La conoscenza dell'utilità e dell'importanza del valore dell'ISQ è fondamentale nella moderna implantologia. Il corretto utilizzo della tecnologia Osstell e la giusta interpretazione dei dati da esso prodotti rappresentano un importantissimo parametro decisionale nel nostro trattamento implantare.

Dott. Stefano Trasarti Specialista in chirurgia ossea ricostruttiva e implantare



W&H AIMS

Guida i professionisti sanitari nelle sette fasi del reprocessing della strumentazione medica e nella pulizia e disinfezione degli ambienti in cui lavori.



STEP 01 Pre-disinfezione dei dispositivi utilizzati

La fase di pre-disinfezione degli strumenti utilizzati è cruciale per ridurre la contaminazione batterica e minimizzare quanto più possibile il rischio di infezione crociata per il personale durante il trasporto e la pulizia degli strumenti.



STEP 02 Pulizia

Una pulizia corretta e accurata è essenziale per garantire che ogni residuo biologico visibile e non, venga rimosso dagli strumenti. Questa attività è cruciale al fine di assicurare la buona riuscita delle fasi successive, disinfezione e sterilizzazione.



STEP 03 Disinfezione

La fase di disinfezione è necessaria per ridurre la carica patogena presente sugli strumenti, così come il rischio di infezione crociata, e favorire la fase successiva di sterilizzazione.



STEP 04 Ispezione e manutenzione

Un'ispezione accurata, una corretta manutenzione e verifica di tutti gli articoli puliti e disinfettati è essenziale. In questo modo si garantisce la funzionalità e la durata nel tempo. Inoltre, il rischio di infezione sia per i professionisti che per i pazienti è ridotto al minimo grazie all'identificazione di articoli danneggiati o sporchi.




STEP 05 Imballaggio

L'obiettivo del sistema di imballaggio è garantire a lungo termine la piena sterilità della strumentazione. L'imballaggio deve consistere in una barriera contro i microrganismi e una protezione verso l'ambiente esterno.



STEP 06 Sterilizzazione

La sterilizzazione garantisce l'eliminazione dei patogeni che possono causare infezioni. Tutti gli strumenti devono essere sterilizzati per garantire che siano sterili nel momento del loro primo utilizzo-riutilizzo.



STEP 07 Tracciabilità e stoccaggio

Scegliere la corretta posizione di stoccaggio assicura il mantenimento delle condizioni sterili. È fondamentale conservare gli strumenti imballati in condizioni asciutte e prive di polvere in modo che siano pronti e sicuri al momento dell'uso.



STEP 08 Ambiente

L'igiene e la manutenzione dei locali dove si svolgono i trattamenti odontoiatrici sono condizioni essenziali per garantire che tutte le attività quotidiane siano svolte in totale sicurezza. Questi passaggi garantiscono la salute e la sicurezza sia dei pazienti che del personale dello studio dentistico.



Scarica la guida
**Il trattamento degli
strumenti rotanti**
Consigli e step pratici per un
corretto ricondizionamento

[Scarica la guida](#)



Efficacia, efficienza, compatibilità ed affidabilità

I 4 parametri da tenere a mente quando scegli i prodotti per la pulizia e la disinfezione



Un prodotto è efficace se:

garantisce una disinfezione di alto livello (azione micobattericida e virucida completa). Significa che l'operatore è sempre sicuro di eliminare o inattivare qualsiasi patogeno presente sulle superfici, nel minor tempo possibile. Tutti i prodotti BePro, testati su oltre 100 patogeni, sono disinfettanti di alto livello.



Un prodotto è efficiente se:

garantisce tempi di azione estremamente rapidi (es. disinfezione di alto livello in soli 60 secondi con BePro Disinfectant Wipes). Si utilizza con basse % di diluizione: 2l di prodotto concentrato per 100l di soluzione disinfettante (BePro Disinfectant I). È versatile: è pensato per essere utilizzato su ogni tipo di superficie, anche quelle delicate, per le quali non hai bisogno di un prodotto specifico.



Un prodotto è compatibile se:

efficace, ma mai aggressivo sulle superfici, delicate e non. La gamma BePro è testata su oltre 275 materiali e possono essere utilizzati anche su superfici sensibili come la pelle sintetica dei riuniti, materiali plastici, plexiglass, alluminio, ecc...



Un prodotto è affidabile se:

è conforme alle più severe norme europee e si può considerare sicuro per operatore, paziente e ambiente, come accade per tutti i prodotti della gamma BePro.



Scopri l'intera gamma BePro



BePro — Cura delle mani

Per la pulizia, la disinfezione e il mantenimento della salute delle mani e della pelle.



BePro — Sistemi di aspirazione

Per la pulizia, disinfezione e manutenzione del sistema di aspirazione e della sputacchiera del riunito.



BePro — Superfici

Per la pulizia e la disinfezione di
› dispositivi medici non invasivi, ad es. riuniti odontoiatrici incl. tappezzeria, parti esterne dei manipoli.
› grandi superfici, ad es. banchi reception, sale d'attesa, pavimenti, maniglie, porte.



BePro — Strumenti

Per la decontaminazione di strumenti dentali, ad es. ablatori, sonde, forbici, pinze, frese, lime.




BePro — Manutenzione automatizzata
Per termidisinfettori o lavastrumenti.

bepro



BePro Pulizia e Disinfezione

Approfitta del 40% di sconto!



BePro Disinfectant Spray
Disinfettante pronto all'uso per la disinfezione e pulizia rapida di superfici, anche delicate, e di dispositivi medici non invasivi. Profumo leggermente fruttato.


Spettro d'azione
Efficace contro oltre 100 microrganismi patogeni (disinfettante di alto livello).

Holding time
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Compatibilità
Testato su più di 250 materiali, tra cui pelle sintetica.

Flacone ricaricabile da 1 litro con testina nebulizzatrice

€ 19,20
Ref. 19500100 -32€



BePro Disinfectant Wipes
Disinfettante pronto all'uso per la disinfezione e pulizia rapida di superfici, anche delicate, e di dispositivi medici non invasivi. Profumo leggermente fruttato.


Spettro d'azione
Efficace contro oltre 100 microrganismi patogeni (disinfettante di alto livello).

Holding time
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Compatibilità
Testato su più di 250 materiali, tra cui pelle sintetica.

120 salviette in contenitore in plastica ricaricabile

€ 14,40
Ref. 19500102 -24€



BePro Disinfectant Concentrate
Per la disinfezione e pulizia sia di grandi superfici che di dispositivi medici non invasivi. Anche in questo caso compatibili su superfici delicate (ad es. pavimenti, maniglie, porte ecc.).

Spettro d'azione
Efficace contro oltre 100 microrganismi patogeni (disinfettante di alto livello).


Holding time
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

% di diluizione
1% (100 litri di liquido pronto all'uso).

Compatibilità
Testato su più di 250 materiali, tra cui pelle sintetica e plexiglass. Senza residui e aloni.

Confezione di ricarica soft-pack da 120 salviette

€ 10,80
Ref. 19500103 -18€



BePro Disinfectant R
Soluzione pronta all'uso per la disinfezione e pulizia degli strumenti rotanti quali ad esempio: frese in acciaio e in acciaio inossidabile, strumenti canalari, strumenti diamantati.


Spettro d'azione
Efficace contro oltre 100 microrganismi patogeni (disinfettante di alto livello).

Holding time
Efficacia virucida completa in meno di 30 secondi, massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Compatibilità
Eccellente compatibilità con i materiali.

Flacone da 1 litro

€ 16,80
Ref. 19500107 -28€



BePro Disinfectant I
Soluzione concentrata per la pulizia e disinfezione degli strumenti odontoiatrici. Prodotto specifico per l'utilizzo in vaschetta statica di decontaminazione e dispositivo ad ultrasuoni.

Spettro d'azione
Efficace contro oltre 100 microrganismi patogeni (disinfettante di alto livello).

Holding time
Efficacia virucida completa in meno di 15 minuti.

% di diluizione
2% (100 litri di liquido pronto all'uso).

Compatibilità
Eccellente compatibilità con i materiali.

Flacone da 2 litri

€ 57,60
Ref. 19500106 -96€



BePro Mini-Bath
Materiale plastico specifico, compatibile con i disinfettanti. Cestello interno progettato per piccoli oggetti. Possibilità di aggiungere frese senza rimuovere il coperchio.

€ 10,20
Ref. 19500301 -17€



BePro Soaking Bath
Vaschetta di decontaminazione per gli strumenti odontoiatrici nella fase di decontaminazione.

- Cestello interno di grande capacità.
- **Sistema integrato di drenaggio degli strumenti.**
- Divisori interni.

€ 68,40
Ref. 19500300 -114€



BePro Hand Hygiene
Prodotto per l'igiene delle mani per la pulizia senza acqua, con vitamine, principi attivi idratanti anti-età. Dermatologicamente testata.

Flacone da 500 ml con dispenser

€ 12,00
Ref. 19500105 -20€



BePro Hand Lotion
Crema idratante per la cura intensiva della pelle. BePro Hand Lotion si distribuisce facilmente, si assorbe rapidamente e non unge. Adatta per tutti i tipi di pelle. Dermatologicamente testata.

Tubetto da 35 ml

€ 10,80
Ref. 19500252 -18€



BePro Hand Protection
Crema idratante dermoprotettiva e ad azione di barriera (emulsione acqua e olio). Priva di silicone, per l'uso in lavori che richiedono un contatto frequente con prodotti a base d'acqua, ad esempio con detersivi e disinfettanti. Ideale come protezione della pelle quando si indossano guanti. Dermatologicamente testata.

Tubetto da 100 ml

€ 16,20
Ref. 19500251 -25€



BePro Hand Wash
Lozione delicata per il lavaggio frequente delle mani. Deterge la pelle con particolare delicatezza. Contiene sostanze dermoprotettive per mantenere il naturale rivestimento acido protettivo della pelle. BePro Hand Wash ha un pH neutro e una leggera profumazione. Dermatologicamente testata.

Flacone da 1 litro con dispenser

€ 15,00
Ref. 19500250 -25€



Be Pro Dosage Pump
Utilizzare con Suction CM e Suction CD. Capacità di 2 litri.

Ref. 19500298 -30€



BePro Suction CD
Concentrato liquido con azione disinfettante potenziata per la pulizia quotidiana e la manutenzione dei sistemi di aspirazione con o senza separatori d'amalgama. Senza profumi e coloranti. **% di diluizione:** 2% **Spettro d'azione** Battericida, levuricida, virus incapsulati, adenovirus.

€ 98,40
Tanica da 5 litri Ref. 19500254 -164€



BePro Suction CM
Concentrato liquido per la contropulizia acida settimanale e la manutenzione dei sistemi di aspirazione con o senza separatore d'amalgama. Privo di aldeide, fenolo e cloro. Eccellente compatibilità con i materiali. **% di diluizione:** 5%.

€ 46,80
Tanica da 5 litri Ref. 19500253 -78€



Mixing cup
Utilizzare con Suction CM e Suction CD. Capacità di 2 litri.

€ 96,00
Ref. 19500299 -160€



BePro Cleaner MA
Detergente alcalino non schiumogeno ad azione detergente saponificante.

Tanica da 5 litri

€ 67,20
Ref. 19500201 -112€



BePro Cleaner TE
Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.

Tanica da 5 litri

€ 84,60
Ref. 19500200 -144€



BePro Neutralizer C
Eccellente liquido di lavaggio acido per vetreria. Azione lavante, decalcificante e neutralizzante.

Tanica da 5 litri

€ 53,40
Ref. 19500202 -89€



BePro Rinse
Per un'asciugatura rapida e senza macchie degli strumenti odontoiatrici.

Flacone da 1 litro

€ 21,24
Ref. 10500206 -35,40€



BePro Cleaner TE
Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.

Flacone da 1,5 litri

€ 21,48
Ref. 19500204 -35,80€



BePro Rinse
Per un'asciugatura rapida e senza macchie degli strumenti odontoiatrici.

Flacone da 0,8 litri

€ 19,44
Ref. 19500205 -32,40€



BePro Hand Hygiene
Prodotto per l'igiene delle mani per la pulizia senza acqua, con vitamine, principi attivi idratanti anti-età. Dermatologicamente testata.

Flacone da 500 ml con dispenser

€ 12,00
Ref. 19500105 -20€



BePro Hand Lotion
Crema idratante per la cura intensiva della pelle. BePro Hand Lotion si distribuisce facilmente, si assorbe rapidamente e non unge. Adatta per tutti i tipi di pelle. Dermatologicamente testata.

Tubetto da 35 ml

€ 10,80
Ref. 19500252 -18€



BePro Hand Protection
Crema idratante dermoprotettiva e ad azione di barriera (emulsione acqua e olio). Priva di silicone, per l'uso in lavori che richiedono un contatto frequente con prodotti a base d'acqua, ad esempio con detersivi e disinfettanti. Ideale come protezione della pelle quando si indossano guanti. Dermatologicamente testata.

Tubetto da 100 ml

€ 16,20
Ref. 19500251 -25€



BePro Hand Wash
Lozione delicata per il lavaggio frequente delle mani. Deterge la pelle con particolare delicatezza. Contiene sostanze dermoprotettive per mantenere il naturale rivestimento acido protettivo della pelle. BePro Hand Wash ha un pH neutro e una leggera profumazione. Dermatologicamente testata.

Flacone da 1 litro con dispenser

€ 15,00
Ref. 19500250 -25€



Be Pro Dosage Pump
Utilizzare con Suction CM e Suction CD. Capacità di 2 litri.

Ref. 19500298 -30€

Perchè passare dalla pulizia manuale a quella automatizzata?

I nuovi termodisinfettori Thed+ e Thed offrono prestazioni eccellenti in termini di pulizia e disinfezione, massima flessibilità di carico, tempi di ricondizionamento ottimizzati e molto altro, soddisfacendo le necessità delle cliniche più esigenti.

- › Ottimizzazione del tempo
- › Massima efficienza
- › Pulizia senza compromessi
- › Maggiore durata degli strumenti
- › Gestione del personale (niente più pulizia manuale da parte degli operatori)
- › Lavoro con uno o due cesti in funzione alle esigenze di carico variabili nel tempo (ottimizzazione del carico)

Thed

- › Due livelli di lavaggio (fino a 16 kg di carico)
- › Ciclo di lavaggio standard, con asciugatura inclusa, in 55 minuti (ciclo Fast in 45 minuti)
- › Asciugatura attiva con filtro HEPA H13
- › Connettività completa (IoDent + App W&H Steri)
- › Touch screen user-friendly
- › Stoccaggio interno dei detergenti con dosaggio automatizzato
- › Programma dedicato ai manipoli: 25 minuti
- › Disponibile monofase

Thed da banco

Prezzi su richiesta

Ref. 21050000

Thed da incasso

Prezzi su richiesta

Ref. 21051000

Thed+

Include tutte le funzionalità di Thed e anche:

- › Luce della camera di lavaggio
- › Luci LED per lo stato del dispositivo
- › Riconoscimento automatico dei carrelli principali
- › Riconoscimento automatico del kit iniezione manipoli (corpi cavi)
- › Riconoscimento automatico del carico
- › Suggerimento di cicli intelligenti
- › Ottimizzazione del tempo ciclo, dei consumi di acqua ed energia e dei prodotti chimici
- › Disponibile monofase o trifase

Thed+ da banco

Prezzi su richiesta

Ref. 21055000

Thed+ da incasso

Prezzi su richiesta

Ref. 21056001



Manutenzione automatizzata per termodisinfettori da banco

- › BePro Cleaner TE
- › BePro Rinse

Scopriili a pag. 25




Manutenzione automatizzata per termodisinfettori da incasso

- › BePro Cleaner MA
- › BePro Cleaner TE
- › BePro Neutralizer
- › BePro Rinse

Scopriili a pag. 25




Completa il tuo termodisinfettore
con gli accessori più adatti alle tue esigenze.



Starter Kit

Essenziale per un utilizzo standard

- › Cesto inferiore
- › Cestello - piccolo - 1/4
- › Cestello - grande - 1/2
- › Supporto per strumenti verticale - piccolo - 1/4
- › Supporto per 5 tray - 1/2



Kit Iniezione

Per corpi cavi, per trattare la strumentazione rotante e le cannule

- › Cesto inferiore
- › Cestello - piccolo - 1/4
- › Supporto per strumenti verticale - piccolo - 1/4
- › Kit iniezione manipoli x14



Pro Kit


Con due cesti per raddoppiare la capacità di carico

- › Cesto inferiore
- › Cesto superiore
- › Cestello - piccolo - 1/4
- › Cestello - grande - 1/2
- › Supporto per strumenti verticale - piccolo - 1/4
- › Supporto per strumenti verticale - grande - 1/2
- › Supporto per pinze, forbici e porta impronte - 1/4
- › Supporto per 3 cassette - 1/2




Come risparmiare sui costi di manutenzione dei tuoi manipoli?


Nel 90% delle volte in cui un manipolo rientra prematuramente in assistenza tecnica, la causa è da imputare ad una manutenzione non corretta.
La nostra risposta è Assistina!



Guasti causati da scarsa lubrificazione e canali spray intasati



Danni causati dall'ossidazione data dall'utilizzo di disinfettanti aggressivi



Il trattamento degli strumenti rotanti: la soluzione W&H

Scopri tutti i vantaggi del trattamento automatico degli strumenti rotanti insieme a Nicolò Fasoli, Branch Manager W&H Italia.


Abbiamo il rimedio per abbattere questi costi!

Con Assistina e i nostri disinfettanti BePro diminuisce considerevolmente il rischio di riparazione prematura, eliminando le principali cause di guasto dei manipoli.

[Maggiori informazioni](#)


I nostri dispositivi Assistina sono stati sviluppati per trattare in modo completamente automatico gli strumenti rotanti, detergendo e lubrificando con liquidi specifici gli strumenti al loro interno.

Sono in grado di nebulizzare ad una pressione molto alta prima il liquido detergente, che va a pulire i canali spray, e poi il liquido lubrificante, testato per resistere all'evaporazione fino a 155°, che lubrifica gli ingranaggi interni in pochissimo tempo.



Detersione

Assistina garantisce una pulizia corretta dei canali spray e l'asciugatura degli ingranaggi interni con aria compressa. **La pulizia dei canali spray serve a prevenire eventuali ostruzioni causate da depositi di calcare** e in questo modo garantisce un funzionamento regolare, una durata di vita superiore e costi di manutenzione più bassi.



Lubrificazione

Grazie alla rivoluzionaria procedura di nebulizzazione con olio, la lubrificazione degli strumenti di trasmissione è più rapida e accurata che mai. **Le parti meccaniche sono lubrificate** senza neanche muoverle.



Convenienza

Con un kit di ricarica (detergente + lubrificante + filtro Hepa) tratti oltre 2.850 manipoli, l'equivalente di 20 flaconi di olio.

Come gestire al meglio il trattamento degli strumenti rotanti?

Scarica la guida con tutte le risposte alle tue domande e scopri come impostare le procedure di igiene nel tuo studio!

[Scarica la guida](#)





Assistina

Detersione e lubrificazione corrette sono i presupposti per il funzionamento ineccepibile e per una lunga durata degli strumenti.

ONE



10"

quick connect
by W&H

Assistina TWIN

- Lubrificazione con W&H Service Oil F1, MD-302
- Pulizia dei canali spray per acqua e aria con W&H Activefluid MC-302
- Caricamento continuativo della strumentazione tramite due camere
- Manutenzione della strumentazione in 10 secondi
- Aspirazione attiva degli aerosol con filtro HEPA integrato
- Connessione degli strumenti rapida con Quick Connect

€ 1.930

Ref. 30310003 -4.095€-

18"

quick connect
by W&H

Assistina One

- La soluzione di manutenzione più rapida della sua categoria
- Lubrificazione e pulizia completa dei canali spray in 18 secondi
- Pulizia dei canali spray (acqua e aria) con il liquido detergente W&H
- Funziona esclusivamente con aria compressa
- Con un solo Care Set è possibile eseguire la manutenzione di più di 2800 strumenti, il che si traduce in un gran risparmio di tempo, denaro e spray

€ 1.365

Ref. 30398003 -2.170€-



Service Oil F1 400 ml Bomboletta spray

La formula che garantisce la durata degli strumenti. W&H Service Oil F1 è un lubrificante sintetico di elevata purezza, sviluppato espressamente per la manutenzione di turbine, manipoli e contrangoli, strumenti chirurgici, ablatori e micromotori ad aria.

€ 21,90

Ref. 10940021 -52€- (a flacone)



Novità

Q-Dry

Q-Dry è la soluzione ideale per l'asciugatura interna dei manipoli dopo i processi di pulizia manuale e automatica. Collegato all'aria compressa, rimuove efficacemente i liquidi all'interno di turbine e contrangoli e garantisce che non rimangano macchie sulle buste dopo la sterilizzazione.

€ 179

Ref. 19723118 -270€-



Guarda i video e scopri come Q-Dry asciuga in maniera efficace gli strumenti rotanti con gli stessi adattatori di Assistina.

Come gestire al meglio il trattamento degli strumenti rotanti?

Scarica la guida con tutte le risposte alle tue domande e scopri come impostare le procedure di igiene nel tuo studio!

Scarica la guida



aims Advanced
Infection Prevention
Management Solutions



Come si valuta la convenienza di una sterilizzatrice?

L'errore più comune quando si acquista un'autoclave è valutare solo il prezzo di acquisto del prodotto. Sono infatti diverse le **variabili che hanno un impatto diretto sull'efficienza e sui costi di sterilizzazione.**

3 parametri da tenere a mente:



3 parametri da considerare quando si sceglie un'autoclave

Scoprili insieme a Marta Intilla, Product Sales Specialist Sicilia, Calabria e Sardegna.

Scopri il nuovo configuratore di W&H


Uno strumento pensato per aiutarti a trovare la soluzione di sterilizzazione più adatta alla tua clinica e massimizzare l'efficienza del tuo processo di sterilizzazione.

Maggiori informazioni




Costi di manutenzione

Quali sono gli intervalli di manutenzione e quanto costa l'intervento tecnico? Grazie ai loro costi di servizio, con la prima revisione tecnica a 4.000 cicli, le sterilizzatrici W&H possono essere considerate tra le più convenienti durante la vita utile del prodotto.



Consumi di energia e acqua

Quanta acqua ed energia consuma un'autoclave annualmente? L'ottimizzazione del tempo di asciugatura significa minore consumo di energia e acqua. Per questo le nostre sterilizzatrici sono una soluzione economica ed ecologica.



Velocità del tempo ciclo


La tecnologia brevettata di W&H adatta il tempo di asciugatura alla massa del carico. Questo riduce il tempo di ciclo, aumenta la longevità dei tuoi strumenti e ottimizza il consumo di energia.



Siamo sicuri che il prezzo più basso sia sinonimo di convenienza?

W&H è efficienza di processo: con le nostre sterilizzatrici risparmi fino a 4.000€ in 10 anni!

Le nostre autoclavi consumano meno acqua ed elettricità e hanno costi di manutenzione più bassi rispetto al mercato*:



*Statistica calcolata considerando una media di 5 cicli al giorno (220 giorni lavorativi); costo medio dell'energia di € 0,27 kWh; costo di produzione litro di acqua bidistillata di € 0,70.

Hai bisogno di sterilizzare i tuoi strumenti odontoiatrici in tempi brevissimi per un uso immediato tra un paziente e l'altro?

Con Lisa Mini è possibile sterilizzare carichi di qualsiasi tipo. I diversi cicli consentono la manutenzione di strumenti imbustati o non imbustati in tempi estremamente brevi. Inoltre, la sterilizzatrice fornisce uno dei cicli di tipo B più rapidi della sua categoria.

Grazie ai cicli ottimizzati disponibili, è possibile eseguire la manutenzione di strumenti imbustati, come i manipoli, in meno di 20 minuti. La manutenzione dei carichi non imbustati può essere eseguita **in meno di 11 minuti.**

Con Lisa Mini, Assistina e BePro è possibile riprocessare i tuoi manipoli in tempi estremamente brevi.



Manutenzione di un carico



60"
Disinfezione con panno 1 minuto



10"
Lubrificazione 10 secondi

18' 45"
Sterilizzazione meno di 19 minuti

9' 45"
Sterilizzazione meno di 10 minuti



Imbustato

Non imbustato



Sterilizzatrici Classe B

Quale è il modello di autoclave adatto alle tue esigenze?

Seleziona le caratteristiche che più si adattano alle tue esigenze e scopri qual è la soluzione più adatta!



Sterilizzatrice Lara XXL 38 litri

- ☐ 38 litri / 10 kg di carico imbustato
- ☐ 42'30" minuti inclusa asciugatura
- ☐ Tracciabilità del ciclo e del carico

Lara XXL 38 litri

- › Misure 492L x 455H x 797P
- › Ciclo B universale 3 kg di carico: 42'30" minuti inclusa asciugatura
- › Ciclo S-Fast** per manipoli 20 minuti
- › Livello tracciabilità alto
- › 2 anni di garanzia di serie

Prezzo su richiesta

Ref. 19936110



**Opzionale

Sterilizzatrice Lara XL 28 litri

- ☐ 28 litri / 7 kg di carico imbustato
- ☐ 41 minuti inclusa asciugatura
- ☐ Tracciabilità del ciclo e del carico

Lara XL 28 litri

- › Misure 492L x 455H x 614P
- › Ciclo B universale 2 kg di carico: 41 minuti inclusa asciugatura
- › Ciclo S-Fast** per manipoli 22 minuti
- › Livello tracciabilità alto
- › 2 anni di garanzia di serie

€ 5.890

Ref. 19933110 -40.980€-



**Opzionale

Sterilizzatrice Lara 22 litri

- ☐ 22 litri / 6 kg di carico imbustato
- ☐ 38 minuti inclusa asciugatura
- ☐ Tracciabilità del ciclo e del carico

Lara 22 litri

- › Misure 465L x 452H x 646P
- › Ciclo B universale 2 kg di carico: 38 minuti inclusa asciugatura
- › Ciclo S-Fast** per manipoli 18 minuti
- › Livello tracciabilità alto
- › 2 anni di garanzia di serie

€ 4.480

Ref. 19942120 -9.345€-



**Opzionale

Sterilizzatrice Lisa 22 litri

- ☐ 22 litri / 6 kg di carico imbustato
- ☐ 28 minuti inclusa asciugatura
- ☐ Tracciabilità del ciclo, del carico e del singolo strumento

Lisa 22 litri

- › Misure 465L x 452H x 634P
- › Ciclo B universale 2 kg di carico: 28 minuti inclusa asciugatura
- › Ciclo S-Fast** per manipoli 13 minuti di serie
- › Livello tracciabilità avanzato
- › 2 anni di garanzia di serie

€ 5.890

Ref. 19932180 -11.260€-



**Opzionale

Sterilizzatrice Lina 22 litri

- ☐ 22 litri / 6 kg di carico imbustato
- ☐ 48 minuti inclusa asciugatura
- ☐ Tracciabilità del ciclo e del carico

Lina 22 litri

- › Misure 465L x 452H x 646P
- › Ciclo B universale 2 kg di carico: 48 minuti inclusa asciugatura
- › Ciclo S-Fast** per manipoli 21 minuti
- › Livello tracciabilità alto
- › 2 anni di garanzia di serie

€ 3.440

Ref. 19952131 -8.695€-



**Opzionale

Tecnologia Super Fast
grazie al collegamento
all'aria compressa

Sterilizzatrice Lisa Mini 5 litri

- ☐ 5 litri / 1,5 kg di carico imbustato
- ☐ 22,45 minuti inclusa asciugatura
- ☐ Tracciabilità del ciclo e del carico

Lisa Mini 5 litri

- › Misure 440L x 200H x 666P
- › Ciclo S non imbustato: 9'45" *
- › Ciclo S imbustato: 18'45" *
- › Ciclo B universale: 21'45" *
- › Livello di tracciabilità avanzato
- › 2 anni di garanzia di serie

€ 3.600

Ref. 19945100 -6.365€-



*Inclusa fase di asciugatura per 0,5kg di carico

Contatta il tuo dealer di riferimento per scoprire i vantaggi del noleggio operativo

Acquistando Lara 22l o Lisa 22l riceverai in omaggio Multidem C27

Valore di mercato €420

Scopri la promo rottamazione!

Contattaci



Kit Tanica di scarico per Lisa Mini

€ 91

Ref. X051700X



Qual è il sistema di trattamento dell'acqua più adatto alle tue esigenze?

Utilizza il nostro configuratore per scoprire la soluzione migliore per il tuo studio.



Dispositivi per il trattamento dell'acqua

Sistema ad Osmosi Osmo

- › Per collegare fino a 6 sterilizzatrici
- › Ideale quando l'acqua è piuttosto dura (oltre i 500 µS/cm) oppure si eseguono molti cicli di sterilizzazione ogni giorno
- › Un set di cartucce produce in media 10.000l di acqua demineralizzata
- › Ideale se hai un addolcitore nel tuo studio

€ 1.350

Ref. 19721134 -2.025€-



Demineralizzatore Multidem C27

- › Per collegare fino a 2 sterilizzatrici
- › Ideale quando l'acqua non supera la durezza di 500 µS/cm
- › Una cartuccia produce in media 300l di acqua bi-distillata (circa 700 cicli di sterilizzazione con un'autoclave W&H)
- › Sconsigliato se hai un addolcitore

€ 420

Ref. 19723112 -607€-



Accessori Sterilizzazione

Le soluzioni migliori per la tua autoclave.

Termosigillatrice Seal²

garantisce una tenuta resistente ed ermetica producendo chiusure perfette da 12 mm.

€ 560

Ref. 19722101 -1.148€-

bepro

Seal² tua al prezzo detraibile di 423€ acquistando 275€* di prodotti BePro a tua scelta.

*a prezzo di listino



LisaSafe Pacchetto di tracciabilità

Stampante di etichette adesive

€ 739

Ref. 19721109/19721123 -1.167€-

Lettore di codici a barre

€ 195

Ref. 19721132 -309€-



Ciclo Fast per manipoli non imbustati

€ 250

Ref. 19730071 -349€-

eLog

Con la funzionalità e-Log di loDent digitalizzi l'archiviazione dei test di sterilizzazione come l'Helix.

Novità



Helix test 250 strisce reattive

Helix Test è un dispositivo di prova per sterilizzatrici di tipo B. È classificato come dispositivo per la verifica del processo di sterilizzazione al fine di valutare la capacità di rimozione dell'aria e di penetrazione del vapore di una sterilizzatrice. Agisce come un corpo cavo (lume stretto/tipo A secondo la norma EN 13060) che, grazie alla sua forma fisica, simula i requisiti più difficili per la sterilizzazione di strumenti a corpo cavo.

€ 115

Ref.T800207X -240€-





Perché è indispensabile tenere traccia dei dati di sterilizzazione?

La responsabilità è del datore di lavoro: il D. Lgs. 81 / 2008 e s.m.i. sancisce la responsabilità del datore di lavoro sulla sicurezza degli operatori (e pazienti) nel luogo di lavoro. Il datore di lavoro (o chi per lui) deve provvedere ad applicare le necessarie procedure per abbattere il rischio di contaminazioni crociate.

Come organizzare un protocollo di igiene a norma di legge?

Contatta i nostri specialist

Onere della prova a carico di chi è citato in giudizio:

in Italia l'obbligo di dimostrare la propria «innocenza» è di chi è citato in giudizio, che deve portare la documentazione necessaria per dimostrare di aver seguito le procedure necessarie per limitare il rischio di contaminazioni crociate.

Gazzetta ufficiale D. Lgs. 81/2008



L'obbligo di trattare strumenti, attrezzature e ambienti con procedure efficaci di deterzione, disinfezione e sterilizzazione non solo è etico, ma anche **normativo**. Questo è possibile solo grazie a soluzioni efficaci, convalidate, intuitive e capaci di documentare l'operato: caratteristiche che ho trovato nel portafoglio prodotti W&H per il ricondizionamento.

Dr.ssa Maria Sofia Rini Specialista in odontoiatria legale

Tracciabilità

Una procedura tanto importante quanto utile per staff e pazienti.

La tracciabilità è una procedura che consente di ricostruire con facilità e precisione tutte le fasi dell'avvenuto processo di sterilizzazione, mediante registrazione su supporto cartaceo e/o digitale. Al fine di innalzare il livello di qualità si consiglia di adottare sistemi di tracciabilità informatizzati (valore probatorio della documentazione digitale).

La prova digitale ha più valore della prova cartacea/manuale.

L'obiettivo è di garantire il collegamento tra:

- › Il carico
- › Il ciclo di sterilizzazione
- › I dati del paziente



La soluzione di tracciabilità W&H per un protocollo efficace ed efficiente:



Scopri EliTrace




EliSafe



Archiviazione automatica dati su cloud ioDent e chiavetta USB



Tracciabilità del singolo strumento con EliTrace sull'autoclave Lisa



Applicazione smartphone W&H Steri App




eLog

Tieni traccia dei tuoi test di sterilizzazione

Gli studi dentistici hanno l'obbligo di conservare le registrazioni dei cicli di sterilizzazione e dei test di routine eseguiti su base giornaliera, settimanale o mensile. In molti casi, anche per diversi anni. I registri cartacei, di norma, comportano un'enorme quantità di carta, molti dettagli ridondanti che devono essere annotati più volte al giorno e il rischio associato di riportare informazioni errate.


Con eLog, W&H offre una soluzione digitale innovativa che semplifica i flussi di lavoro nello studio dentistico e ti permette di archiviare digitalmente i tuoi test di sterilizzazione nella piattaforma digitale W&H ioDent®, con il servizio ioDent Customer Dashboard e sull'app W&H Steri.

Guarda i video e scopri come utilizzare eLog



Ablatore ad aria Proxeo

L'ablatore ad aria di W&H è l'assistente perfetto per la rimozione dei depositi duri e morbidi sopra e sotto le gengive. Adattandosi a qualsiasi tubolatura, l'ablatore ad aria è presto pronto per l'utilizzo. Le punte della gamma W&H sono il perfetto completamento per qualsiasi approccio e aiutano a garantire un trattamento privo di traumi per i pazienti.



Proxeo ZA-55 / ZA-55 M

- Senza regolazione della potenza
- Senza luce
- Raccordo: Roto Quick® / Multiflex®*

€ 590

Ref. 10035501 / 10035503 -943€-




Proxeo ZA-55 LM

- Con regolazione della potenza
- Con luce
- Raccordo: Multiflex®*

€ 950

Ref. 10035502 -1.533€-



Proxeo ZA-55 LS

- Con regolazione della potenza
- Con luce
- Raccordo: Sirona®**

€ 950

Ref. 30227000 -1.533€-

*Multiflex® è un marchio registrato di Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania **Sirona® è un marchio registrato di Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim

Manipoli compatibili con inserti Kavo Sonicflex 2003 e Komet

Inserti per ablature ad aria



1AU

Per la rimozione del tartaro, per uso universale, anche per superfici curve di molari con inclinazione linguale.

€ 75

Ref. 07159700 -112€-



2AU

Per frontali inferiori, superfici linguali e in caso di liste di tartaro spesse e dure, fortemente adese.

€ 75

Ref. 07159800 -112€-




3AU

Per la rimozione di placca in zona cervicale e anche per rimuovere depositi di nicotina.

€ 75

Ref. 07159900 -112€-



1AP

Eliminazione di depositi subgengivali, adatta in particolare per tasche parodontali profonde.

€ 86

Ref. 07009100 -128€-



2API/ 2APr

Punta con curvatura a sinistra/destra per la rimozione di depositi subgengivali.

€ 86

Ref. 05153300 -128€-
Ref. 05254400 -128€-



3AP

Con rivestimento di diamante sulla punta dello strumento adatta al debridement parodontale biforcazioni e concavità.

€ 114

Ref. 05280200 -170€-

Dispositivi da laboratorio Perfecta

In un laboratorio odontotecnico la velocità è l'elemento chiave per poter lavorare tutti i tipi di materiale, soprattutto quelli più specifici e complessi come lo zirconio.

Perfecta 900 ha un sistema di raffreddamento ad acqua con erogazione estremamente precisa, direttamente sulla fresa. Inoltre Perfecta 600 e 900 montano anche il nostro sistema brevettato di soffiaggio che permette di mantenere sempre pulita l'area di lavoro.



Perfecta 300 F

- Manipolo-motore 5,5 Ncm 1.000 - 40.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- Utensile Ø 2,35 mm
- Opzionale: variante «E-Type» con attacco ISO
- Programmi automatici: modalità bistabile
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Controllo al piede

€ 1.010

Ref. 14933200 -1.983€-

Perfecta 600 F

- Manipolo-motore 7,5 Ncm 1.000 - 50.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- Utensile Ø 2,35 mm
- Funzione di soffiaggio
- Programmi automatici: bistabile/controllo velocità
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Controllo al piede

€ 1.900

Ref. 14936200 -2.685€-

Perfecta 900 TT All-In

- LA-923 T Perfecta 900 controllo al piede
- Perfecta 900 cavo motore (manipolo ad alta velocità 0,7 Ncm 5.000 - 100.000 giri/min, utensile Ø 1,6 mm)
- LA-66 manipolo completo (manipolo ad alta velocità 7,8 Ncm 1.000 - 50.000 giri/min, utensile Ø 2,35 mm)
- Motore privo di spazzole
- Funzione di soffiaggio
- Comandi automatici: Bistabile/Controllo velocità
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Controllo da banco e raffreddamento ad acqua integrato

€ 3.430

Ref. 14939300 / 05116500 / 05201200 -5.441€-



Customer care

Assistenza e supporto da chi conosce meglio i tuoi prodotti W&H

Assistenza Tecnica
ProService

Una rete completa di partner di assistenza affidabili e l'obiettivo comune di trovare sempre la soluzione migliore e più rapida possibile per i nostri clienti.

Questo è W&H ProService!

I nostri tecnici accompagnano il tuo prodotto W&H per tutta la vita. Che si tratti di semplice manutenzione o di riparazioni complesse, la nostra rete di centri assistenza autorizzati è pronta a supportarti. Al verificarsi di un malfunzionamento **non dovrai fare altro che contattarci e a tutto il resto ci pensiamo noi!**

ProService | W&H

1

Trova il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato W&H più vicino a te:

2

Entro 24 ore verrai contattato dal service per effettuare la presa in carico con il nostro corriere.

3

Attendi il preventivo via e-mail e confermalo.

4

Ricevi il tuo prodotto come nuovo.

W&H

ProService

Servizi e garanzie

Senza pensieri: questa è la filosofia alla base di tutti i servizi W&H, ideati per garantire al professionista la massima serenità e il minimo stress nella gestione di tutte le apparecchiature dello studio.



ioDent Customer Dashbord 1 Anno
Per tutte le autoclavi.
Con ioDent Customer Dashbord hai accesso al tuo software cloud in cui si archiviano in automatico i dati dei cicli di sterilizzazione, dal quale puoi monitorare lo stato di salute della tua sterilizzatrice e gestire la manutenzione e la documentazione service.

€ 125
Ref. 92002705 -+72€-

ioDent Service Dashbord 1 Anno
Per tutte le autoclavi.
Con ioDent Service Dashbord, il tuo service partner monitora il funzionamento delle autoclavi da remoto e interviene immediatamente se c'è un'anomalia di funzionamento.

€ 125
Ref. 92002707 -+72€-

Estensione Servizio Muletto
Per tutte le autoclavi.
W&H mette a disposizione dei clienti, a titolo gratuito e durante il periodo di garanzia del prodotto, un'unità sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione. Le spese di trasporto e installazione non sono incluse in questo servizio e quindi a carico del richiedente. È possibile estendere il servizio muletto oltre i termini di garanzia del prodotto (quando è incluso).

Copertura 1 anno
€ 99
Ref. 92000232 -+67€-



Estensione Garanzia Standard 1 Anno Gold*
Per: Lina e Lara.
Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione.
€ 110
Ref. 92000255 -+24€-



Estensione Garanzia Standard 1 Anno Platinum*
Per: Lisa e Lara XL.
Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione.
€ 150
Ref. 92000256 -+65€-



Scolarizzazione in studio
Richiedi la consulenza dei nostri specialist per avere supporto e formazione nell'installazione, utilizzo e manutenzione di tutti i dispositivi W&H acquistati.

INCLUSA

*Questo servizio copre i guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che dovessero manifestarsi nel periodo di copertura. I ricambi necessari verranno resi disponibili a titolo gratuito, ad esclusione dei componenti di consumo. Il servizio potrà essere attivato entro al massimo 3 mesi dalla data di fatturazione del dispositivo al quale è associato, ma decorre sempre dalla data di fatturazione. Per questo è necessario conservare la fattura d'acquisto come prova d'acquisto e per convalidare la copertura. La riparazione andrà eseguita esclusivamente inviando il prodotto all'assistenza tecnica in W&H Italia (scrivere a: assistenza.tecnica@wh.com). La manodopera, spedizione o altre spese che si rendessero necessarie non sono incluse in questo servizio.

Customer Service

In W&H abbiamo a cuore la tua esperienza. È per questo motivo che un team dedicato è pronto ad ascoltarti e supportarti rapidamente e nel miglior modo possibile.

Perché contattarci?

- Per richiedere assistenza generale.
- Per avere maggiori informazioni su prodotti, servizi e corsistica.
- Per risolvere questioni relative a ordini o resi.
- Per chiarire dubbi o qualsiasi ulteriore richiesta.

Come contattarci:

☎ 035 6663 911
✉ office.it@wh.com

Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30!

Il nostro
Centro Servizio Clienti

Milena Cattaneo
Centro Servizio Clienti
Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino

Laura Rota
Responsabile
Centro Servizi Clienti
Emilia-Romagna, Toscana, Marche

Francesca De Angelis
Centro Servizio Clienti
Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna, Sicilia, Malta

IDS[®]
2025

**W&H ti aspetta
a Colonia per
IDS 2025!**

SO GOOD TO **SEE** **YOU SOON.**

IDS è la fiera leader a livello mondiale per il mercato dentale, punto di riferimento per le innovazioni e luogo di incontro per tutti i professionisti del settore.

**Scopri le novità
W&H a Colonia dal
25 al 29 marzo 2025.**

**W&H,
la migliore
soluzione al
giusto prezzo.**

Progettiamo, produciamo e commercializziamo strumenti di precisione e dispositivi per applicazioni dentali, chirurgiche e di tecnologia odontoiatrica a beneficio delle persone.

Ai nostri clienti garantiamo prodotti affidabili e di altissima qualità.

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italia
t +39 035 6663911
office.it@wh.com
wh.com