

ACCLEAN®

PREVENZIONE QUOTIDIANA PER
LA SALUTE DEI TUOI PAZIENTI



CATALOGO PRODOTTI

**Al tuo fianco per rendere più
semplice la tua attività quotidiana.**

by  HENRY SCHEIN®

ACCLEAN®

Prodotti di prevenzione quotidiana scelti dai professionisti per la salute dei tuoi pazienti.

Un'ampia gamma di prodotti di alta qualità per tutti gli step di cure preventive.

Il design di facile lettura **semplifica** l'identificazione del prodotto e del suo contenuto.

Nuove soluzioni introdotte dopo una fase di ricerca e confronto con i professionisti del dentale.

Ulteriori informazioni sul sito:
www.dentaltre.it

by HENRY SCHEIN®

Indice


INDICE	Protocollo di prevenzione	4
PULIZIA E LUCIDATURA	Overview	7
	Polvere per lucidatura ad aria	7
	Dappen Monouso	7
	Fili interdentali	7
	Testine monouso per profilassi	8
	Spazzolini a coppetta monouso	8
	Coppette palmate	9
	Pasta per profilassi	10
PREVENZIONE E PROTEZIONE	Overview	12
	Applicatori al fluoro	12
	Vernici al fluoro	12
	Collutorio alcol free	13
TRATTAMENTO DOMICILIARE	Overview	15
	Forcelle interdentali	15
	Scovolini	16
	Pulisci-lingua	16
	Spazzolini da denti	17

ACCLEAN®

Protocollo di Prevenzione

Il nuovo sistema a 3 stadi con codice colore semplifica l'organizzazione.





PULIZIA & LUCIDATURA

Prodotti e strumenti di prevenzione per le sedute d'igiene:

POLVERE PER PROFILASSI
DAPPEN MONOUSO
FILO INTERDENTALE
TESTINE PER PROFILASSI MONOUSO
COPPETTE E SPAZZOLINI MONOUSO
PASTA PER PROFILASSI

PREVENZIONE & PROTEZIONE

Prodotti per igiene orale post visita:

APPLICATORI AL FLUORO
VERNICI AL FLUORO
COLLUTORIO ALCOL FREE

TRATTAMENTO DOMICILIARE

Prodotti adatti ai bisogni quotidiani dei pazienti:

FORCELLE INTERDENTALI
SCOVOLINI
PULISCI-LINGUA
SPAZZOLINI DA DENTI

LA TUA GIORNATA È VELOCE E IMPEGNATIVA.
RISPARMIA IL TUO TEMPO
AIUTATI CON GLI STRUMENTI GIUSTI.



Scopri il nuovo
ACCLEAN®

Ottieni qualità e velocità senza compromessi. Per aiutarti a svolgere al meglio il tuo lavoro, abbiamo introdotto un'ampia gamma di prodotti che renderanno le tue prestazioni più facili ed efficaci.



by HENRY SCHEIN®



PULIZIA E LUCIDATURA

Prodotti e strumenti di prevenzione fondamentali utilizzati durante le sedute d'igiene.

PERIO PLUS ACCLEAN®



Polvere per profilassi a base di tagatosio per rimozione di placca sopra e sottogengivale senza danneggiare lo smalto. Compatibile con tutte le apparecchiature per profilassi e sbiancamento.

FLACONE DA 100 G

Polvere per lucidatura

10849375

DAPPEN MONOUSO ACCLEAN®



Dappen monouso multi-colore. Diametro: 24 mm

CONFEZIONE DA 1000 PEZZI

Disponibili in 4 colori

10130568



FILO INTERDENTALE ACCLEAN®

Filo interdentale per una rimozione di placca semplice e confortevole. Comodi dispenser con coperchi ribaltabili permettono una veloce e facile rimozione.

DISPENSER DA 182 METRI

Monofilamento non cerato insapore

10848007

Monofilamento cerato insapore

10848008

Cerato alla menta

10848009



TESTINE MONOUSO PER PROFILASSI ACCLEAN®

Testine monouso performance splatter-control con eccellente lucidatura. La tenuta anti-scivolo migliora soprattutto il controllo e la sensibilità al tatto. Il suo design ergonomico minimizza la vibrazione ma allo stesso tempo garantisce una potente rotazione. Latex free.

CONFEZIONE DA 100 PEZZI

Coppetta morbida 10840380

Coppetta media 10840379

SPAZZOLINI A COPPETTA ACCLEAN®

Il design e la forma sono funzionali alle esigenze dei professionisti del dentale. Disponibili con attacco a vite o CA. Perfetti per rimuovere placca e macchie.



Codice articolo	10846080	10846079	10843013	10845396	10845395
Materiale	Nylon	Setola	Nylon	Nylon	Setola
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Tipologia	Attacco CA	Attacco CA	Attacco CA	Attacco a Vite	Attacco a Vite
Coppetta	Spazzola	Spazzola	Spazzola a Punta	Spazzola	Spazzola
Pezzi per confezione	50	50	30	12	12

SPAZZOLINI A COPPETTA COLORATI ACCLEAN® (CONT.)



Codice articolo	10838275	10838276	10838277	10840299	10840300	10840298
Materiale	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Colore	Blu	Porpora	Rosa	Porpora	Rosa	Blu
Tipologia	Attacco CA	Attacco CA	Attacco CA	Attacco a Vite	Attacco a Vite	Attacco a Vite
Coppetta	Rigida	Medium	Morbida	Medium	Morbida	Rigida
Pezzi per confezione	100	100	100	100	100	100

COPPETTE PALMATE COLORATE ACCLEAN®

Il design e la forma sono funzionali alle esigenze dei professionisti del dentale. Disponibili con attacco a vite, a scatto o CA. Perfetti per rimuovere placca e macchie. In gomma colorata senza lattice.



Codice articolo	10838272	10838273	10838274	10846632
Materiale	Latex-free	Latex-free	Latex-free	Latex-free
Colore	Blu	Porpora	Rosa	Bianco
Tipologia	Attacco CA	Attacco CA	Attacco CA	Attacco CA
Coppetta	Rigida	Medium	Morbida	Rigida
Pezzi per confezione	100	100	100	36



PROPHY PASTE ACCLEAN®

Pasta a base di pomice, senza fluoro, indicata per la pulizia dei denti e la lucidatura dei restauri in composito ed amalgama. Gusto anice.

Tube da **100 G**

10847983

PER TE CHE SEI SEMPRE
IN MOVIMENTO.



Scopri il nuovo
ACCLEAN®

Siamo al tuo fianco con una vasta e completa gamma di prodotti di alta qualità sempre a portata di mano.



by  HENRY SCHEIN®



Prevenzione & Protezione

Prodotti per igiene orale post-visita.



FLUORIDE TRAYS SINGOLI ACCLEAN®

Applicatori di gel al fluoro pronti all'uso. Confezione da 50 arcate. (100 pezzi di cui: 50 bianchi superiori + 50 blu inferiori)

Small	10836306
Medium	10836307
Large	10836308



FLUORIDE VARNISH ACCLEAN®

Vernice desensibilizzante contenente fluoro (5% NaF). Indicata per il trattamento dell'ipersensibilità dentinale e cervicale anche dopo sedute di pulizia professionale. Aderisce bene alle superfici umide e si fissa in pochi secondi dopo il contatto con la saliva. Con xilitolo, non contiene glutine.

TUBO DA 10 ML

Menta	10843015
Ciliegia	10843014
Frutti tropicali	10843016



COLLUTORIO ALCOL FREE ACCLEAN®

Collutorio ad azione antibatterica contenente benzalconio cloruro 0,1% e fluoruro di sodio 0,05%. Dona alito fresco e grazie al suo effetto detergente e antibatterico, contribuisce a preservare l'igiene del cavo orale. Pronto all'uso, non contiene alcol.

Flacone da 250 ml con erogatore 10841110

Flacone da 1 lt senza erogatore 10841111

Tanica da 5 lt senza erogatore 10841112

Erogatore per tanica da 5 lt

10839242

LA TUA GIORNATA È VELOCE E IMPEGNATIVA.
RISPARMIA IL TUO TEMPO.

AIUTATI CON GLI STRUMENTI GIUSTI.



Scopri il nuovo

ACCLEAN®

Otteni qualità e velocità senza compromessi. Per aiutarti a svolgere al meglio il tuo lavoro, abbiamo introdotto un'ampia gamma di prodotti che renderanno le tue prestazioni più facili ed efficaci.




by HENRY SCHEIN®



TRATTAMENTO DOMICILIARE

Prodotti per garantire l'igiene quotidiana dei tuoi pazienti.

FLOSSER PER ADULTI ACCLEAN®



Forcella con filo integrato aromatizzato alla menta con stimolatore in gomma che rimuove la placca.

48 BUSTINE DA 3 PEZZI CAD.

Menta

10843021

FLOSSER PER BAMBINI ACCLEAN®



Forcella con filo integrato ed impugnatura larga colorata rappresentante creature marine che aiuta una profonda igiene orale per bambini.

48 BUSTINE DA 3 PEZZI CAD.

Insapore

10843019



FLOSSER ORTODONTICI ACCLEAN®

Forcella con filo integrato particolarmente indicato per portatori di apparecchi ortodontici.

30 BUSTINE DA 3 PEZZI CAD.

Insapore

10843020



INTERDENTAL BRUSH ACCLEAN®

DA VIAGGIO

Scovolini manuali con setole resistenti e anima metallica rivestita in plastica. Ideali in viaggio per rimuovere la placca sulle superfici difficili da raggiungere.

CONFEZIONE DA 35 PEZZI

CONICO


Ultra-fine rosa

10843898

CILINDRICO

Ultra-fine verde

10843905



PULISCI LINGUA ACCLEAN®

Pulisci-lingua monouso, rimuove i batteri per una igiene quotidiana. Caratteristiche ergonomiche per assicurare un facile accesso alle parti posteriori della lingua e minimizzare il riflesso faringeo. Colori assortiti.

CONFEZIONE DA 72 PEZZI

Pulisci-lingua

10846286

SPECIALTY

SPAZZOLINO MONOUSO ACCLEAN®



Per adulti, 4 file medium con setole in nylon impregnate di pasta dentifricia. Ogni spazzolino è imbustato singolarmente e non contiene fluoro.

CONFEZIONE DA 100 PEZZI

Colori assortiti

10829927

ACCLEAN®

by  HENRY SCHEIN®

PREVENZIONE QUOTIDIANA PER
LA SALUTE DEI TUOI PAZIENTI

PULIZIA E
LUCIDATURA

PREVENZIONE E
PROTEZIONE

TRATTAMENTO
DOMICILIARE

Distribuito da:



Dental Trey srl

Via Partisani, 3 47016 Fiumana - Predappio (FC) Italia
T +39 0543 929111 - F +39 0543 940659
commerciale@dental Trey.it - www.dental Trey.it

