

# Un solo riferimento per tutte le esigenze di disinfezione



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

EuroSept® Xtra Bur Disinfection .....3

EuroSept® Xtra Instrument Disinfection Concentrate .....5

EuroSept® Xtra Instrument Enzymatic Cleaner Concentrate .....7

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Alcohol Free .....9

EuroSept® Xtra Surface Disinfection ..... 11

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Virucidal Alcohol Free..... 13

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Concentrate Alcohol Free ..... 15

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes Alcohol Free..... 17

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes ..... 19

EuroSept® Xtra System Dry Wipes .....21

# Pronto all'uso. Pronto per la disinfezione.

**EuroSept® Xtra Bur Disinfection**



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

# EuroSept® Xtra Bur Disinfection

Soluzione pronta all'uso per la deterzione e disinfezione di strumenti rotanti, prima della sterilizzazione.

## Vantaggi

- Pronto all'uso, senza bisogno di diluirlo
- Ampio spettro di attività
- Ottima compatibilità con i materiali
- Adatto al bagno ad ultrasuoni
- Applicabile universalmente
- Profumo fresco e piacevole



## Dati fisici

### Condizioni

Batteri (incluso MRSA) secondo EN 13727, EN 14561, VAH

Lieviti (*Candida albicans*) secondo EN 13624, EN 14562, VAH

"Limitatamente Virucida" (virus incapsulati, come ad es. HBV, HIV, HCV) DVV/RKI e EN 17111

Micobatteri (*M. terrae* e *M. avium*) EN 14348, EN 14563

### Tempo di esposizione

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

### Composizione

100 g contiene: 0.396 g Didecildimethylammoniumchloride, 0.2475 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propene-1.3-diamine

### EuroSept Xtra Bur Disinfection

2L .....Cod. Art. 10747986

5L .....Cod. Art. 10747987

# La disinfezione su cui puoi contare.

**EuroSept® Xtra Instrument Disinfection Concentrate**



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

# EuroSept® Xtra Instrument Disinfection Concentrate



Disinfettante concentrato a base di ammoni quaternari e alcoli, per la pulizia manuale dello strumentario in vasca ad immersione. Utilizzabile anche in ultrasuoni. Ottima compatibilità con tutti i materiali più comuni per gli strumenti (ad es. acciaio inossidabile, gomma, punte diamantate, diverse plastiche come PMMA ecc).

## Vantaggi

- Ampio spettro di attività
- Virucidi limitati
- Adatto al bagno ad ultrasuoni
- Senza aldeidi e fenoli
- Formula non corrosiva ad alta compatibilità con i materiali
- Formula concentrata per una riduzione imballaggio e una maggiore sostenibilità

## Dati fisici

Condizioni	Concentrazione e tempo di esposizione	
Batteri secondo EN 13727, EN 14561 e VAH	1.5%	15 min.
	1.0%	60 min.
Candida albicans secondo EN 13624, EN 14562, VAH	1.5%	15 min.
	1.0%	60 min.
Batteri e Candida albicans in un bagno a ultrasuoni come da EN 14561 e EN 14562	1.0%	5 min.
"Limitatamente Virucida" (virus avvolti come HBV, HIV, HCV) come da DVV/RKI, EN 14476 e EN 17111	1.5%	5 min.
TBC e micobatteri (M. terrae e M. avium) come da EN 14348 e EN 14563	4.0%	30 min.
	3.0%	60 min.

## Composizione

100 g contiene: 4.4 g Didecildimethylammoniumchloride, 2.75 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1.3-diamine

### EuroSept Xtra Instrument Disinfection Concentrate

2L.....Cod. Art. 10747700

5L.....Cod. Art. 10747710

# Disinfettante enzimatico dalla potenza ineguagliabile.

**EuroSept® Xtra Instrument Enzymatic Cleaner Concentrate**



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

# EuroSept® Xtra Instrument Enzymatic Cleaner Concentrate

**Soluzione concentrata a bassa schiumosità per la pulizia manuale di strumenti con residui organici (sangue, tessuti, saliva) prima di disinfettare.**



## Vantaggi

- Per la pulizia attiva di strumenti medici prima della disinfezione
- Adatto al bagno ad ultrasuoni
- Formula non corrosiva a bassa schiumosità e ottima compatibilità con i materiali
- Pratici flaconi di dosaggio
- Formula concentrata per una riduzione del pack ed una maggiore sostenibilità

## Istruzioni

Per ottenere una soluzione da 1 litro, mescolare 980 ml di acqua (max. 40°C) con 20 ml di detergente. In caso di forte contaminazione, pulire gli strumenti meccanicamente prima di procedere. Porre immediatamente gli strumenti contaminati nella soluzione, senza coperture. Tutte le superfici e le cavità da pulire devono essere completamente bagnate dalla soluzione. Se la soluzione è torbida o se sono visibili particelle, cambiare la soluzione. Sostituire la soluzione almeno una volta al giorno. Dopo la pulizia, risciacquare accuratamente gli strumenti con acqua demineralizzata, asciugare e trattare con prodotti per la disinfezione. Consultare le istruzioni del produttore dello strumento per il ritrattamento. Questa soluzione detergente può essere utilizzata anche in un bagno ad ultrasuoni. Non mescolare con detergenti o disinfettanti. Al termine dell'utilizzo, la soluzione può essere smaltita in acque reflue. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso professionale.

## Dati fisici

<b>Concentrato</b>	0.5–1% per contaminazioni normali, fino al 5% per contaminazioni elevate
<b>Tempo di esposizione</b>	5–30 min. a seconda del grado di sporcizia
<b>Contenuto</b>	< 5–15% tensioattivi non ionici, enzimi, fragranze

### EuroSept Xtra Instrument Enzymatic Cleaner Concentrate

1L.....Cod. Art. 10748697      5L.....Cod. Art. 10748698

# Disinfezione avanzata per superfici sensibili all'alcol.

**EuroSept® Xtra Surface  
Disinfection Alcohol Free**



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

# EuroSept® Xtra Surface Disinfection Alcohol Free



Disinfettante privo di alcol, pronto all'uso, a base di cloruro di didecildimetilammonio, profumato al limone, per la disinfezione di superfici, di dispositivi medici non invasivi sensibili all'alcol. Particolarmente indicato su superfici sensibili all'alcol come il vetro acrilico (plexiglass).

## Vantaggi

- Adatto all'uso su superfici sensibili all'alcol
- Spettro di attività potenziato
- Soluzione pronta all'uso
- Formula ad azione rapida

## Dati fisici

### Condizioni

Batteri come da EN 13727, EN 1276 e EN 13697

Candida albicans come da EN 13624, EN 1650 e EN 13697

Virus incapsulati (ad esempio, HBV, HIV e HCV) come da RKI/DVV

Rotavirus come da DVV

Norovirus secondo EN 14476

Virus Polyoma-SV 40 (RKI/DVV)

### Tempo di esposizione\*

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

30 min.

30 min.

## Composizione

100 g contiene: 0,24 g Benzyl-C 12-16-alkyldimethylammoniumchloride, 0,24 g N,N-didecyl-N,N-dimethylammoniumchloride, 0,24 g C 12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchloride

\*Non asciugare fino al termine del tempo di applicazione.

**EuroSept Xtra Surface  
Disinfection Alcohol Free**

1 L con erogatore.....Cod. Art. 10748687  
5L.....Cod. Art. 10748688

# Azione rapida, disinfezione ad ampio spettro.

**EuroSept® Xtra Surface Disinfection**



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

# EuroSept® Xtra Surface Disinfection



Disinfettante a base alcolica, pronto all'uso, per la disinfezione di superfici di dispositivi medici, da utilizzare solo su superfici compatibili con l'alcol (non adatto al vetro acrilico).

## Vantaggi

- Ampio spettro di attività antimicrobica
- Soluzione pronta all'uso e ad azione rapida
- La formula a base di alcol evapora completamente per una superficie senza aloni
- Formulati senza composti di ammonio quaternario (QAC)
- Disponibile in profumazione neutra o al limone

## Dati fisici

### Condizioni

Batteri secondo EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615

Candida albicans secondo EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615

TbB (tubercolosi) patogeno (*M. terrae*) e micobatteri (*M. avium*) secondo la norma EN 14348

Virus incapsulati (ad es. HBV, HIV, HCV) in conformità a EN 14476 e EN 16777

Norovirus (EN 14476)  
(EN 16777)

Adenovirus (EN 14476, EN 16777)

Polyoma SV 40 (RKI/DVV)

"Virucida limitato plus" (virus noro, adeno e rota) (EN 14476)  
(EN 16777)

### Tempo di esposizione

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

2 min.

1 min.

1 min.

1 min.

2 min.

### Composizione

100 g contiene: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

#### EuroSept Xtra Surface Disinfection

1L con erogatore.....Cod. Art. 10747720

5L.....Cod. Art. 10747730

#### EuroSept Xtra Surface Disinfection Lemon

1L con erogatore.....Cod. Art. 10747740

5L.....Cod. Art. 10747770

# Virucida ad azione rapida per superfici delicate

**EuroSept® Xtra Surface Disinfection  
Virucidal Alcohol Free**



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

# EuroSept® Xtra Surface Disinfection Virucidal Alcohol Free



Disinfettante pronto all'uso, a base di cloruro di didecildimetilammonio, ad azione battericida e virucida, per la pulizia e la disinfezione rapida di dispositivi medici.

## Vantaggi

- Adatto all'uso su superfici sensibili all'alcol
- Ampio spettro di attività
- Formula ad azione rapida e pronta all'uso
- Virucida completo
- Adatto per la disinfezione terminale se non è possibile la sterilizzazione termica

## Dati fisici

Condizioni	Tempo di esposizione*
Batteri secondo EN 13727 e EN 13697	1 min.
Candida albicans secondo EN 13624 e EN 13697	1 min.
Tbc secondo EN 14348 (M. terrae)	5 min.
Virucida secondo EN 14476	2 min.
Sperone (C. difficile) secondo EN 13704	60 min.

## Composizione

100 g contiene: 0,48 g Didecildimetilammoniumchloride, 0,2 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propane 1,3-diamine

\*Non asciugare fino alla fine del tempo di applicazione.

**EuroSept Xtra Surface Disinfection  
Virucidal Alcohol Free**

1L con erogatore.....Cod. Art. 10748690  
5L.....Cod. Art. 10747690

# Disinfezione potenziata per superfici delicate.

**EuroSept® Xtra Surface Disinfection  
Concentrate Alcohol Free**



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

# EuroSept® Xtra Surface Disinfection Concentrate Alcohol Free



Disinfettante concentrato a base acquosa e cloruro di didecildimetilammonio, privo di alcol, per la pulizia e la disinfezione di superfici, di dispositivi medici non invasivi, sensibili all'alcol come il vetro acrilico (plexiglass). Riempire d'acqua prima di versare il prodotto per ridurre la formazione di schiuma.

## Vantaggi

- Adatto all'uso su superfici sensibili all'alcol
- Ampio spettro di attività senza residui appiccicosi
- Adatto ai sistemi di dosaggio
- Senza aldeidi e fenoli
- Formula concentrata per ridurre i packaging e aumentare la sostenibilità

## Modalità di utilizzo

Soluzione	Concentrato	Acqua
1L	40 ml	960 ml
2L	80 ml	1920 ml
3L	120 ml	2880 ml
5L	200 ml	4800 ml
8L	320 ml	7680 ml
10L	400 ml	9600 ml

## Dati fisici

### Condizioni

Batteri e *Candida albicans* (EN 13727, EN 13697, EN 13624, VAH, EN 16615)

TbB (*M. terrae*) secondo EN 14348

"Limitatamente Virucida" (Virus incapsulati come da RKI/DVV ad es. HBV, HCV, HIV)

Norovirus (EN 14476)

Adenovirus (EN 14476)

Adenovirus (EN 14476)

"Limitatamente Virucida plus" (EN 14476)

Virus Polyoma SV 40 (EN 14476)

### Concentrazione e tempo di esposizione\*

0,5% 15 min.

2,0% 15 min.

0,5% 60 min.

1,0% 60 min.

0,5% 15 min.

0,5% 15 min.

1,5% 15 min.

1,0% 60 min.

2,0% 30 min.

2,0% 30 min.

1,0% 15 min.

## Composizione

100 g contiene: 10,8 g Didecildimetilammoniumchloride, 6,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

\*Non asciugare fino alla fine del tempo di applicazione.

**EuroSept Xtra Surface Disinfection  
Concentrate Alcohol Free**

5L.....Cod. Art. 10748689

# Salviette ad alta prestazione per superfici sensibili all'alcol.

**EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes Alcohol Free**



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

# EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes Alcohol Free



Salviette disinfettanti umidificate e pronte all'uso.  
Prive di alcol.

## Vantaggi

- Adatto all'uso su superfici sensibili all'alcol
- Ampio spettro di efficacia contro batteri, lieviti e virus
- Formula pronta all'uso, a pH neutro
- Si asciuga senza residui

## Dati fisici

### Condizioni

Batteri e Candida albicans come da EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 13697

Batteri e Candida albicans come da EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650

Batteri e Candida albicans secondo EN 13697

Batteri e Candida albicans secondo EN 13727, EN 13624

Virus incapsulati (ad es. HBV, HIV, HCV) secondo RKI/DVV e EN 14476

Virus incapsulati (ad es. HBV, HIV, HCV) come da RKI/DVV

Rotavirus secondo EN 14476

Norovirus secondo EN 14476

Virus Polyoma SV 40 (RKI/DVV)

Tempi di applicazione delle salviette impregnate:

Batteri e Candida albicans secondo EN 16615 e VAH

### Tempo di esposizione

2 min. S

1 min. M

2 min. M

1 min. L

1 min. S, M

1 min. L

1 min. Tutte

30 min. Tutte

1 min. Tutte

1 min. Tutte

**Composizione** 100 g contiene: 0,24 g Benzyl-C 12-16-alkyldimethylammonium chloride, 0,24 g N,N-didecyl-N,N-dimethylammonium chloride, 0,24 g C 12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammonium chloride

### EuroSept Extra Surface Disinfection Wipes Alcohol Free

Barattolo da 200 pezzi (salviette S: 20x22 cm).....Cod. Art. 10748686

Refill per barattolo da 200 pezzi (salviette S: 20x22cm) .....Cod. Art. 10748685

Busta Flowpack da 80 pezzi (salviette L: 20x30 cm) .....Cod. Art. 10748075

# Disinfezione rapida in una salvietta pronta all'uso.

**EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes**



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

# EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes



**Salviette disinfettanti umidificate e pronte all'uso. Disponibili in profumazione neutra o al limone.**

## Vantaggi

- Ampio spettro di attività antimicrobica
- Formula pronta all'uso compatibile con tutti i materiali
- Disinfezione rapida senza composti di ammonio quaternario (QAC)
- Additivi booster innovativi

## Dati fisici

### Condizioni

Condizioni	Tempo di esposizione
Batteri secondo EN 13727, EN 1276, EN 13697	1 min. Tutte
Candida albicans secondo EN 13624, EN 1650, EN 13697	1 min. Tutte
Patogeni della tubercolosi ( <i>M. terrae</i> ) e micobatteri ( <i>M. avium</i> ) secondo la norma EN 14348	1 min. Tutte
"Limitatamente Virucida" (virus incapsulati come HBV, HIV, HCV secondo EN 14476 e EN 16777)	1 min. Tutte
"Limitatamente virucida plus" (virus incapsulati, ad es. HBV, HIV, HCV) e e noro-, adeno- e rotavirus secondo EN 14476 e EN 16777	1 min. Tutte
Adenovirus (EN 14476, EN 16777)	1 min. Tutte
Polyoma SV 40 (RKI/DVV)	1 min. Tutte
Tempi di applicazione delle salviette impregnate:	
Batteri e Candida albicans secondo EN 16615 e VAH	5 min. S
	2 min. L
	1 min. M

**Composizione** 100 g di liquido contengono: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

### EuroSept Xtra Surface Disinfection Wipes

Busta Flowpack da 80 pezzi (salviette L: 20x30 cm).....Cod. Art. 10748076  
Busta da 140 pezzi (salviette M: 15x30cm) .....Cod. Art. 10747670

### EuroSept Xtra Surface Disinfection Wipes Lemon

Barattolo da 200 pezzi (salviette S: 20x22 cm).....Cod. Art. 10747827  
Refill per barattolo da 200 pezzi (salviette S: 20x22cm).....Cod. Art. 10747820

# Comode salviette senza residui per tutte le esigenze di disinfezione.

**EuroSept<sup>®</sup> Xtra System Dry Wipes**



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

# EuroSept® Xtra System Dry Wipes



Panni asciutti in rotolo da inumidire.

## Vantaggi

- Morbido e privo di pelucchi
- Rotolo con panni asciutti
- Disponibile in due misure
- Compatibile con la nuova disinfezione liquida delle superfici EuroSept Xtra

## Modalità di utilizzo

Imbibire le salviette asciutte con il liquido EuroSept Xtra per la disinfezione delle superfici.  
Utilizzare almeno 1/4 L del liquido di disinfezione consigliato.

## Dati fisici

Peso	Misure	Fogli per rotolo	Rotoli per confezione	Liquido per rotolo
50 g/m <sup>2</sup>	15x30cm	140	3	1/4L

## Composizione

PES 90% / VIS 10%

**EuroSept Xtra System Dry Wipes** (Salviette M: 15x30cm).....Cod. Art. 10747680

### Disinfettanti compatibili:

<b>EuroSept Xtra Surface Disinfection Alcohol Free</b>	1 L con erogatore.....Cod. Art. 10748687
	5L tanica.....Cod. Art. 10748688
<b>EuroSept Xtra Surface Disinfection</b>	1 L con erogatore.....Cod. Art. 10747720
	5L tanica.....Cod. Art. 10747730
<b>EuroSept Xtra Surface</b>	1 L con erogatore.....Cod. Art. 10747740



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION



Distribuito da:



A HENRY SCHEIN® COMPANY

Dental Trey srl

Via Partisani, 3 47016 Fiumana – Predappio (FC) Italia

T +39 0543 929111 – F +39 0543 940659

commerciale@dentaltre.it – www.dentaltre.it

