

Equipment SPA



Un nuovo look per la tua Poltrona



Scopri i nuovissimi colori delle tappezzerie A-dec disponibili sia in versione Plus che Termoformato

Potrai acquistare un Kit completo (cuscino poggiatesta, schienale e seduta) ad una condizione eccezionale!

RIVESTIMENTO PLUS: € **1.790** anziché ~~€ 3.019~~

RIVESTIMENTO TERMOFORMATO: € **1.130** anziché ~~€ 2.007~~

Maggior comfort per il paziente

Seduta Rialzata per Pazienti Pediatrici

Migliora il comfort e il posizionamento dei pazienti pediatrici con la Seduta Rialzata di A-dec® — un accessorio ideale per studi dentistici dove vengono trattati molti bambini.

Caratteristiche principali

Comfort superiore: Realizzata con schiuma densa e di alta qualità per un supporto duraturo e un comfort ottimale.

Resistente e facile da pulire: Rivestimento in materiali di alta qualità, progettati per resistere alla pulizia e disinfezione quotidiana.

Leggera e portatile: Facile da spostare tra le postazioni di lavoro o da riporre quando non in uso.

Design compatto: Si adatta perfettamente alle poltrone odontoiatriche senza interferire con il loro funzionamento.

Compatibilità universale: Compatibile con tutte le poltrone odontoiatriche A-dec® attualmente in commercio.

Disponibile in due colori standard

Ideale per la cura dei bambini: Progettata per i pazienti pediatrici, garantisce un corretto posizionamento durante le procedure dentistiche.

 **Dimensioni:** 40,6 cm (L) × 38,1 cm (P) × 17,8 cm (A)

50012162 ADEC CUSCINO SOLLEVA SEDUTA PER EBONY-62.1311.7 7

50012163 ADEC CUSCINO SOLLEVA SEDUTA PER PARROT 62.1311.96

€ 250+IVA



Ebony



Parrot



Dai nuova luce al tuo Riunito

Se hai ancora una vecchia lampada alogena, possiamo offrirti l'upgrade alla versione LED con funzione composito e 3 intensità luminose. Il KIT upgrade è compatibile per tutte le lampade versione Cascade 6300 montate a riunito, soffitto o binario e per Adec 300 (371/372) a partire da quelle prodotte dopo Luglio 2010

Offerta Upgrade lampada A-dec:

da Alogena a Led

€ 1.850,00 anziché € 2.873,00

La lampada a LED A-dec con 3 assi di rotazione (orizzontale, verticale e diagonale) è stata progettata per creare condizioni di lavoro ottimali:

- ✓ Prestazioni senza confronti
- ✓ Design essenziale e raffinato
- ✓ Illuminazione eccezionale
- ✓ Non affatica la vista

a|dec

Offerta Upgrade lampada A-dec: da Alogena a Led



Costo montaggio € 200+iva

Rinnova il tuo Studio a una frazione del costo!



A-dec 300 Pro Continental® delivery

The 333pro and 335pro offer reduced tubing weight and pull for exceptional comfort. Balanced flex arm and air brake for optimal ergonomic positioning.



A-dec 300 Pro Traditional delivery

The 332pro, 334pro keep handpieces and ancillaries within natural reach. Smooth flex arm movement with air brake makes it easy to position.

Aggiorna la tua poltrona esistente con una nuova faretra A-DEC® 300 PRO, utilizzando un kit retrofit A-DEC

Vuoi aggiornare il tuo studio con un investimento contenuto? Se la tua poltrona A-dec è ancora in ottime condizioni, i kit di retrofit A-dec ti permettono di aggiungere facilmente una nuova tavoletta operatore A-dec 300 PRO alla configurazione attuale. Grazie a tecnologie avanzate, integrazione perfetta, maggiore efficienza e prestazioni migliorate, è come avere un sistema completamente nuovo... ma a una frazione del costo!

A-dec 300 Pro è personalizzabile in base alle tue esigenze attuali, facile da aggiornare con la crescita dello studio e trasferibile su una nuova poltrona A-dec in futuro.

Integra facilmente una combinazione di accessori aggiuntivi in cinque posizioni: siringa, manipoli ad aria, telecamera intraorale, micromotori elettrici o strumenti ad ultrasuoni.

Gestisci con precisione la tua attrezzatura con un semplice tocco: l'interfaccia è intuitiva e facile da usare.

Contatta il tuo venditore o specialist di riferimento per avere un preventivo personalizzato!

Stessa poltrona – Faretra moderna e aggiornata

I kit sono disponibili per i seguenti modelli di Poltrone prodotte dopo Gennaio 2000

Comunicaci il numeri di serie della tua poltrona per sapere la fattibilità ed avere un preventivo completo!

Chair model	Decade 1011/1021/1221 Cascade 1040	A-dec 511A		A-dec 311B	A-dec 411	A-dec 511B	A-dec 311B, 411, 511B
Manufacture date	January 2000 or later (SN A082532)	Prior to April 2011 (SN D125124)	April 2011 to present (SN D125124)	June 22nd 2023 and prior	June 22nd 2023 and prior	June 22nd 2023 and prior	June 23rd 2023 to present

A-dec 300 Compatibility with Older A-dec Chairs

Chair model:	<p>Decade 1011/1021/1221</p> 	<p>Cascade 1040</p> 	<p>A-dec 511 (version A)</p> 
--------------	--	--	---

Costo montaggio € 200+iva

Usufruisci dei benefici fiscali 4.0

Se sei una Società e vuoi usufruire anche degli incentivi fiscali legati all'industria 4.0, aggiungi il Gateway e potrai interconnettere il tuo riunito e avere un ulteriore risparmio, oltre ad un riunito ancora più moderno e performante!

Il tuo A-dec 300 Pro è pronto per il futuro
connettività integrata per aggiornamenti
software continui



50011945 ADEC 300 PRO GATEWAY KIT 4.0 € 790+IVA

*** NB: solo per i kit upgrade Adec 300 PRO su poltrone esistenti

Migliora l'ergonomia del tuo riunito



The image shows a dental handpiece with several flexible, white, foldable control levers attached to its side. The background is a blurred dental clinic setting. The A-dec logo is visible in the bottom left corner of the image area.

60 a-dec
MOVING DENTISTRY FORWARD

NUOVE bacchette A-dec 300 Continental

Massima flessibilità

Le bacchette Continental ultraflessibili sono ora disponibili sulle tavolette odontoiatriche A-dec 300. Disponibili sui riuniti nuovi o come upgrade sui riuniti A-dec 300 Continental o Traditional già installati.

Contatta il tuo Territory Manager A-dec
a
europe.a-dec.com/300WHF/ITALY

Se hai acquistato un riunito Adec 300 SPRIDO o cordoni pendenti e vuoi aggiornarlo con le nuovissime bacchette pieghevoli, più flessibili ed ergonomiche, puoi acquistare il nuovissimo KIT upgrade bacchette pieghevoli:

Le nuove bacchette garantiscono una migliore manovrabilità e facilità d'uso, offrendo un'esperienza più ergonomica e semplificando il recupero e il riposizionamento dei manipoli, consentendoti di rimanere concentrato sulla cavità orale.

PREZZO LISTINO € 1.600+IVA

PREZZO PROMO € 1.090+IVA



Costo montaggio € 200+iva

Aggiungi funzionalità: scegli il tuo nuovo accessorio (per Adec 300 e 500)

Accessori disponibili (prezzi escl. IVA):

- Ablatore Satelec € 792
- Ablatore EMS a Led € 1.008
- Secondo micromotore NSK € 1.043
- Siringa lato assistente € 195
- Pedaliera reostato a leva laterale € 440
- Valvola drenaggio sputacchiera x A500 € 690
- Seggiolino operatore A-dec 521 € 878
- Seggiolino operatore A-dec 522 € 966
- I Valvola drenaggio sputacchiera x A300 € 660
- I Seggiolino operatore A-dec 1601 € 645
- I Seggiolino operatore A-dec 1622 € 744

- Costo montaggio accessori € 200+iva



L'IGIENE E' IMPORTANTE

Ospiti sgraditi nelle
linee idriche?

Sei devi fare un
trattamento shock,
prova ICX Renew.



adec



Per avere il riunito sempre sanificato e sicuro per te e il tuo paziente, prova il nuovissimo trattamento shock per le linee idriche ICX Renew, ideale per una profonda disinfezione e per la rimozione di alghe e biofilm.

Il trattamento è consigliato soprattutto dopo lunghi periodi di fermo.

Non farti trovare impreparato al rientro dalle ferie estive, ordina giù il KIT per 9 applicazioni!

10057453 ICX RENEW ADEC BOX X9

APPLICAZIONI 90.1691.01

€ 123,00+iva

A-dec360
MAINTENANCE

L'IGIENE E' IMPORTANTE



A-dec® Flush Dock

Prepararsi per il prossimo paziente è diventato più facile. A volte una soluzione semplice è la soluzione migliore. Ad esempio, A-dec Flush Dock. Grazie agli slot destinati a contenere i cordoni e le siringhe A-dec, è possibile flussare cordoni e siringhe seguendo accuratamente il protocollo consigliato per i circuiti idrici.

A MANI LIBERE: abbinato alla funzione di flussaggio temporizzato di A-dec 500 Pro o 300 Pro, Flush Dock offre al personale una soluzione a mani libere che non richiede lavello, aspirazione chirurgica o bacinella. È portatile, autonomo e facile da spostare tra le sale. Alla fine della giornata, è sufficiente risciacquare e ripetere. **AUTOMATICO:** quando una siringa viene inserita nel supporto, il pulsante dell'acqua viene premuto attivando automaticamente il lavaggio della siringa. Il flussaggio dei cordoni può essere avviato tenendo premuta la levetta di flussaggio o tramite la funzione di flussaggio temporizzato sulle consolle DS7 e CP5i (Pro), che consentono l'avvio del processo con timer di lavaggio preimpostati e personalizzati. Con Flush Dock, tutto è pronto a entrare in funzione.

AFFIDABILE: facile da usare, efficiente e affidabile, Flush Dock semplifica la manutenzione dei circuiti idrici e può anche essere utilizzato per lo spurgo dei circuiti idrici del riunito dopo i trattamenti shock dei circuiti idrici con A-dec ICX Renew®.

50012161 ADEC FLUSH DOCK

€ 109,00+iva

LAVORA CON SERENITA' FAI LA MANUTENZIONE ANNUALE

Per avere un riunito sempre performante,
ti consigliamo di acquistare il KIT di manutenzione annuale

60003681 ADEC RIUNITO RIC.KIT MANUTENZIONE ANNUALE 300/500A

€ 345+iva

Una piccola spesa per evitare fermi macchina e malfunzionamenti!

