


## PROFILASSI

## SIGNIFICA PREVENZIONE

SCOPRI LE **SOLUZIONI A 360°** PER LA PROFILASSI  
NEL TUO STUDIO.



**100% PROFILASSI**

- PRODOTTI PER PREVENZIONE ORALE
- MACCHINE COMBinate PER ABLAZIONE E PROFILASSI
- DIAGNOSI
- RIVELATORI DI PLACCA
- MONOUSO PER SEDUTA DI IGIENE
- INSERTI PER ABLAZIONE E PROFILASSI
- ACCESSORI PER PROFILASSI
- ACCLEAN® POLVERI PER PROFILASSI
- SBIANCAMENTO
- TRATTAMENTI DI REMINERALIZZAZIONE SMALTO PER CARIE INIZIALI
- VVARDIS SWITZERLAND
- WHITE DENTAL BEAUTY


Four smiling individuals (a young girl, a young man, a middle-aged man, and a young woman) are positioned around the central infographic, representing the diverse patient population served by these products.

# SAI QUANTO È IMPORTANTE LA GESTIONE DEL BIOFILM DENTALE?

**Profilassi significa prevenzione** e da molto tempo esiste una branca dell'odontoiatria rivolta alla profilassi dentale. Tartaro, gengiviti, parodontiti, alitosi o altre malattie del cavo orale possono essere causate dal biofilm dentale che è stato dimostrato essere un'aggregazione molto complessa di batteri e quindi non facilmente eliminabile.

## ESISTE PERÒ UNA SOLUZIONE!

L'uso regolare di **scaling ultrasonico** (per la rimozione di placca e tartaro ostinato) **combinato con un sistema di air-polishing** (cioè un flusso abrasivo composto da acqua, aria compressa e polvere a granulometria controllata) può essere **molto utile sia per la rimozione delle macchie** ma anche e soprattutto per la **rimozione del biofilm batterico**.



# INDICE

## MACCHINE COMBinate PER ABLAZIONE E PROFILASSI

Ulticlean 500L   B.A. INTERNATIONAL .....	pag. 4
Clean & White Xpower   BLANCONE .....	pag. 6
MyLunos duo   DÜRR DENTAL .....	pag. 7
COMBI touch   MECTRON .....	pag. 8
Varios Combi Pro 1   NSK .....	pag. 9
Varios Combi Pro 2   NSK .....	pag. 10
PT-B & PT-E   WOODPECKER .....	pag. 11
Airflow® Prophylaxis Master   EMS .....	pag. 12
Opus   ACTEON .....	pag. 13

## DIAGNOSI

Kit diagnosi   HENRY SCHEIN .....	pag. 14
-----------------------------------	---------

## RIVELATORI DI PLACCA

MIRA-2-TON   HAGER & WERKEN .....	pag. 14
-----------------------------------	---------

## MONOUSO PER SEDUTA DI IGIENE

Mascherine Criterion   HENRY SCHEIN .....	pag. 14
Mascherine   CYBER TECH .....	pag. 14
Salviette assorbenti Plus   HENRY SCHEIN .....	pag. 14
Salviette   SET DENTAL .....	pag. 14
Mantelline   SET DENTAL .....	pag. 15
Asciugamani a C   SET DENTAL .....	pag. 15
Tovaglioli   SET DENTAL .....	pag. 15
Tovaglioli assorbenti   HENRY SCHEIN .....	pag. 15
Catenella monouso per salviette   SET DENTAL .....	pag. 15
Catenella monouso per salviette   HENRY SCHEIN .....	pag. 15
Optragate   IVOCLAR .....	pag. 15
Bicchieri colorati   HENRY SCHEIN .....	pag. 15
Bicchieri carta/PLA biodegradabili   HENRY SCHEIN .....	pag. 16
Bicchieri   SET DENTAL .....	pag. 16
Collutorio Mouthwash   CYBER TECH .....	pag. 16
Collutorio Acclean   HENRY SCHEIN .....	pag. 16
Aspirasaliva 14,5 cm   HENRY SCHEIN .....	pag. 16
Aspirasaliva 13 cm   HENRY SCHEIN .....	pag. 16
Aspirasaliva   CYBER TECH .....	pag. 16
Aspirasaliva   SET DENTAL .....	pag. 17
Cannule   CYBER TECH .....	pag. 17
Tray monouso   CYBER TECH .....	pag. 17
Tray monouso   SET DENTAL .....	pag. 17
Paper tray   CYBER TECH .....	pag. 17
Paper tray   SET DENTAL .....	pag. 17

Rosol Fluorè   OGNA .....	pag. 17
Air/Water syringe tip   HENRY SCHEIN .....	pag. 17

## INSERTI PER ABLAZIONE E PROFILASSI

Kit Hygiene Range   B.A. INTERNATIONAL .....	pag. 18
Inserti scaling   B.A. INTERNATIONAL .....	pag. 18
Inserti Perio   B.A. INTERNATIONAL .....	pag. 18
Inserti Endo   B.A. INTERNATIONAL .....	pag. 18
Endo Pack   B.A. INTERNATIONAL .....	pag. 18

## ACCESSORI PER PROFILASSI

Coppette palmate colorate   HENRY SCHEIN .....	pag. 18
Coppette per profilassi   HENRY SCHEIN .....	pag. 18
Coppette   SET DENTAL .....	pag. 19
Spazzolini a coppetta colorati   HENRY SCHEIN .....	pag. 19
Prophy brushes   HENRY SCHEIN .....	pag. 19
Spazzolini a coppetta a vite   HENRY SCHEIN .....	pag. 19
Spazzolini a coppetta CA   HENRY SCHEIN .....	pag. 19
Acclean Prophy Paste   HENRY SCHEIN .....	pag. 19
Acclean floss   HENRY SCHEIN .....	pag. 19
Acclean floss waxed   HENRY SCHEIN .....	pag. 19
Acclean Interdental Brush   HENRY SCHEIN .....	pag. 19

## POLVERI PER PROFILASSI

Acclean Air Polishing   HENRY SCHEIN .....	pag. 20
Acclean Perio   HENRY SCHEIN .....	pag. 20
Acclean Perio Plus   HENRY SCHEIN .....	pag. 20
Ulticlean Prophy Powder Std   B.A. INTERNATIONAL .....	pag. 20
Ulticlean Prophy Powder Perio +   B.A. INTERNATIONAL .....	pag. 20
Air Flow Classic   EMS .....	pag. 20

## SBIANCAMENTO

White Dental Beauty   OPTIDENT .....	pag. 22
Whitening strips WDB   OPTIDENT .....	pag. 22
Modello dimostrativo   HAGER & WERKEN .....	pag. 22
Spazzolini monouso   HENRY SCHEIN .....	pag. 22

## TRATTAMENTI REMINERALIZZAZIONE SMALTO PER CARIE INIZIALI

Curodont Repair   vWARDIS .....	pag. 24
Clinpro Clear Fluoride Treatment   SOLVENTUM .....	pag. 24

## PRODOTTI PER PREVENZIONE ORALE

Curodont Protect   vWARDIS .....	pag. 24
FLUORIDE VARNISH   HENRY SCHEIN .....	pag. 24



**VISITA IL  
NOSTRO SITO**

[www.dentaltrey.it](http://www.dentaltrey.it)



CONTATTACI



# ULTICLEAN 500L



UN APPROCCIO MODERNO ALLA PREVENZIONE, IGIENE E TRATTAMENTI DI PROFILASSI A BASSA INVASIVITÀ.

Unità combinata scaler+airpolish per trattamenti di pulizia e profilassi minimamente invasiva che consente numerose procedure: lucidatura ad aria, trattamento parodontale ed endodontico, manutenzione degli impianti e rimozione della placca.

- Doppia alimentazione idrica: la macchina può essere collegata alla rete idrica dello studio oppure alimentata con due serbatoi da 600 ml e 1400 ml
- Trattamento con acqua calda per la parte di air-polishing
- Il riconoscimento automatico dei manipoli unito al design compatto ed ergonomico della macchina consente praticità d'uso
- Vibrazione ellittica per il trattamento a ultrasuoni, la traiettoria può raggiungere un angolo di 0° tra la punta e la superficie del dente disperdendo la forza d'impatto tra la punta e i denti per ottenere una detartrasi più confortevole.




#### CARATTERISTICHE E DATI TECNICI:

- Frequenza ultrasuoni 30± 5 kHz
- Alimentazione 220-240 V~ 50/60 Hz
- Temperatura in uscita dell'acqua del sistema di lucidatura ad aria: 0-45°
- Peso unità principale: 2,75 Kg
- Dimensioni unità principale: 33 x 28 x 12 cm



**ESCLUSIVA  
HENRY SCHEIN**



**ULTICLEAN**  
**500L**

**Profilassi confortevole per il tuo paziente.  
La qualità c'è. Alla portata di tutti.**

**Portatile.**

**Affidabile.**

**Semplice.**



**B.A.INTERNATIONAL**



# CLEAN & WHITE XPOWER



PORTA LA TUA SEDUTA D'IGIENE ORALE AD UN LIVELLO MAI VISTO PRIMA.

C&W Xpower unisce un manipolo ablatore ad ultrasuoni ad alta frequenza con fibra ottica al lucidatore ad aria ad elevata performance con commutazione automatica tra i due sistemi in base al manipolo impugnato.

DISTRIBUITO DA



- **Dispositivo 2 in 1** per l'igiene orale professionale che unisce un manipolo ablatore ad ultrasuoni ad alta frequenza con fibra ottica al lucidatore ad aria ad elevata performance
- **Riconoscimento automatico** tra le due funzionalità operative in base al manipolo impugnato
- **Display LCD 7 pollici** di facile comprensione, pedale wireless o con filo a seconda delle esigenze del clinico
- **Vibrazione** con traiettoria ellittica che attenua l'impatto sul dente e previene lo stimolo doloroso assicurando quindi un'ablazione estremamente confortevole per il paziente
- **Controllo automatico** della temperatura dell'acqua che viene mantenuta ad una temperatura di 30° C per garantire il comfort del paziente durante il trattamento.



S  
2x

AP  
2x

PAP  
1x

## 5 MANIPOLI CON KIT DI STERILIZZAZIONE

### S - Scalping.

Manipolo per ablazione supra-sub gengivale, chiave dinamometrica, cassetta.

### AP - Air Polishing.

Manipolo per lucidatura ad aria supra gengivale, cassetta.

### PAP - Perio Air Polishing.

Manipolo per lucidatura ad aria sub gengivale ed interprossimale, 20 terminali monouso.

# MYLUNOS DUO

LA SINERGIA PERFETTA CON IL TREALOSIO.

MyLunos Duo® combina in un'unica seduta di profilassi due metodi di trattamento: polvere e ultrasuoni. L'unità combinata consente quindi di eseguire un trattamento di profilassi completo: dalla rimozione del tartaro con gli ultrasuoni alla rimozione del biofilm con il manipolo spray.

- **Applicazione in base alle esigenze:**  
è possibile passare dalla modalità polishing a quella ultrasuoni o dalla funzione supra a quella perio per un trattamento sopra e sotto gengivale
- **Display chiaro e igienico**  
con due inserti per le polveri
- **Sistema idrico flessibile:**  
la macchina può essere collegata alla rete idrica dello studio per le applicazioni a spray e ultrasuoni oppure alimentata con un serbatoio da 500 ml per gli ultrasuoni (se si vuole acqua calda)
- **Comando a pedale a 360°** per attivare tutte le funzioni della macchina.



## Polvere per profilassi Gentle Clean e Perio Combi

L'innovativo principio attivo delle polveri Lunos® Gentle Clean e Perio Combi è il Trealosio, particolarmente solubile in acqua. Con un sapore piacevolmente dolce, non è cariogena, non lascia residui di polvere nella bocca del paziente ed è delicata sulla mucosa orale.



## Terminali intercambiabili SUPRA e PERIO

Ciascuno di essi può essere ruotato di 360° e consente un accesso agevole alle aree più difficili da raggiungere nella bocca del paziente. I due terminali possono essere scambiati rapidamente e facilmente durante il trattamento.

### TRATTI DISTINTIVI

#### IN BASE ALLE ESIGENZE

La soluzione per ogni paziente e per ogni situazione.

#### COMPATIBILITÀ

L'esclusiva compatibilità dei terminali con il manipolo MyLunos® consente un uso flessibile degli accessori.

#### EFFICIENTE

Tutto è progettato per garantire i migliori risultati possibili, in modo particolarmente delicato e piacevole per il paziente.

#### ORIENTATI AL SERVIZIO

La nostra promessa: il miglior servizio per la massima soddisfazione del cliente.

# COMBI touch

mectron  
medical technology

## L'APPROCCIO PARODONTALE NON CHIRURGICO.

Combi Touch unisce in un'unica seduta di profilassi due metodi di trattamento: gli ultrasuoni con manipolo ultra sottile a luce LED anulare e l'air-polishing con bicarbonato o glicina a seconda del trattamento sopra o sotto gengivale.

- Grande **schermo touch screen** di facile utilizzo
- **Modalità SOFT MODE** per uno scaling delicato; ampiezza dell'oscillazione ultrasonica ridotta
- **Sistema di sicurezza ACP** che in caso di malfunzionamenti interrompe gli ultrasuoni e l'afflusso di liquido per garantire massima sicurezza e massima affidabilità
- Nuovi **manipoli SLIM** anche per il trattamento di air-polishing

Il **flacone retro-illuminato da 500 ml** consente di gestire ogni tipo di soluzione farmacologica o medicamentosa (ad es. clorexidina in perio o ipoclorito in endo).



### SCALING ULTRA-DELICATO

La funzione SOFT MODE di Mectron evita un'oscillazione eccessiva dell'inserto consentendo un movimento delicato, ma efficace. In questo modo i pazienti affrontano con molta più tranquillità i trattamenti a cui vengono sottoposti con grande beneficio anche per il clinico.

### ULTRASUONI PIEZO

L'unità ad ultrasuoni funziona secondo il principio piezoelettrico. Gli inserti eseguono vibrazioni planari avanti e indietro spostando il tartaro delicatamente da un lato.

Il paziente non viene esposto a fastidiosi movimenti martellanti sulla superficie dentale e per l'operatore il lavoro diventa più semplice e confortevole. Endo, scaling, perio, restorative e soft mode – il combi touch offre svariate possibilità di impiego.



# VARIOS COMBI PRO 1



DUE SISTEMI IN UNO PER LA TUA PROFILASSI DENTALE.

Combina lo scaling ad ultrasuoni e il trattamento di profilassi con polvere, per un'igiene orale ed un controllo del biofilm più efficaci e confortevoli.

- **Funzionamento intuitivo**

Schermo con pulsanti ad icone di facile utilizzo.

Pedale wireless per attivare tutte le funzioni della macchina e riconoscimento automatico dei manipoli al sollevamento degli stessi.

- **Tecnologia iPiezo**

Fornisce potenza alla punta a seconda della pressione applicata dall'operatore agendo così come uno strumento manuale.

- **Facilità di pulizia e manutenzione**

La funzione autocleaning permette di pulire manipo e manicotto con un click, in soli 45 secondi.

Accessori, manipoli, tubi flessibili e camera possono essere smontati e puliti separatamente.

Il design piatto e senza giunture rende la disinfezione quotidiana delle superfici esterne ancora più facile.



## FUNZIONE AD ULTRASUONI

- Funzione di feedback
- Funzione Auto Tuning
- Ampia gamma di punte
- Manipolo leggero e compatto per trattamenti di precisione



## FUNZIONE CON POLVERE DI PULIZIA

- Emissione costante della polvere
- Manipolo e puntale di facile utilizzo
- Separazione delle polveri
- Impostazione automatica delle funzioni per il trattamento con polvere nelle applicazioni sopragengivali e sottogengivali



## OPZIONE: PERIO-SYSTEM

Il getto spray della polvere pulisce delicatamente le zone sottogengivali.

- Delicato sui tessuti molli
- Regolazione automatica della forza del getto
- Rimozione del biofilm all'interno delle tasche parodontali
- Rimozione della placca dal margine interdentale e gengivale

# VARIOS COMBI PRO 2



IL NUOVO SISTEMA COMBINATO PER LA TUA PROFILASSI DENTALE.

Varios Combi Pro 2 è l'ultimo arrivato in casa NSK.

Combina lo scaling ad ultrasuoni e il trattamento di profilassi con polvere, per un'igiene orale ed un controllo del biofilm più efficaci e confortevoli.

- **Manipoli ablatori in titanio** per massima resistenza e durabilità
- **Modalità di lavoro i-Piezo** per il massimo comfort del paziente
- **Pedale wireless** per garantire all'operatore grande libertà di movimento
- **Doppio sistema di riscaldamento dell'acqua** fino a 40°C; massimo comfort per il paziente sia nella modalità scaling, sia in quella di air polishing
- **Sistema di pulizia automatizzato** per una facile e completa manutenzione



**32**  
motivi per scegliere  
Varios Combi Pro2



## PEDALE WIRELESS MULTIFUNZIONE

Posiziona il pedale di controllo nel punto più comodo per te, senza vincoli legati alla lunghezza dei cavi o alla gestione dei fili. Si connette via Bluetooth®, offrendo un utilizzo pratico e senza pensieri grazie alle sue opzioni multifunzione, consentendoti di concentrarti completamente sul trattamento in corso.



## AUTO-PULIZIA

Dotato di 4 modalità di auto-pulizia, attivabili (secondo necessità) dopo ogni trattamento o a fine giornata. Una tecnologia che elimina la necessità di utilizzare numerosi altri strumenti, riducendo al contempo il rischio di ostruzioni dovute alla polvere e agli accumuli d'acqua.



## PANNELLO SMART-DISPLAY

Con il pannello smart-display tutto-in-uno, vengono visualizzati esclusivamente i comandi essenziali per la procedura in corso, per un trattamento preciso e un utilizzo intuitivo.

# PT-B

LA PROFILASSI DENTALE NON È MAI STATA COSÌ SEMPLICE.

PT- B sviluppa la tecnologia di PT- A, delineando un nuovo orizzonte per la profilassi dentale.

- Riconoscimento automatico dei manipoli
- Schermo Ultra HD con display touch semplice ed intuitivo. Massimo controllo minimo sforzo.
- Pedale wireless
- Maggiore comfort per il paziente; 12 livelli di potenza settabili e 4 differenti temperature dell'acqua impostabili
- Innovativo flusso concentrico aria-polvere generato all'interno del dispenser-polveri. Questa caratteristica, unita alla forma strutturale simmetrica a imbuto, permette un flusso polvere più stabile ed efficiente.



DISTRIBUITO DA



CARLO DE GIORGI



# PT-E

LA PROFILASSI DENTALE NON È MAI STATA COSÌ SEMPLICE.

PT-E unisce potenza, precisione e comfort in un'interfaccia intuitiva e compatta che offre al professionista uno strumento completo e affidabile per ogni trattamento di igiene dentale.

- Doppio sistema di riscaldamento dell'acqua impostabile da 25° a 40° C: massimo comfort per il paziente sia nella modalità scaling che in quella di air polishing
- Manipolo air flow con luce LED integrata: ottima visibilità e massima precisione di trattamento
- Manipoli in titanio leggeri e antiscivolo: presa stabile e confortevole per l'operatore
- Dispenser della polvere illuminato: luce bianca per il bicarbonato e luce verde per eritritolo o glicina. Eccellente comunicazione con il professionista
- Sei modalità di trattamento ultrasuoni per soddisfare ogni esigenza clinica.



DISTRIBUITO DA



CARLO DE GIORGI



# AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

**EMS<sup>+</sup>**

L'ORIGINALE. L'ECCELLENZA.

AIRFLOW® Prophylaxis Master è il dispositivo firmato EMS per la Guided Biofilm Therapy, una soluzione unica per la prevenzione e la profilassi di carie e parodontiti.

- Pedale wireless
- Sistema di pulizia della linea dell'acqua Airflow® e Piezon® totalmente integrato. Pulisce le linee dei liquidi in meno di un minuto.
- Sistema riscaldante con temperatura dell'acqua regolabile per un trattamento caldo e confortevole.
- Pannello touch dotato di un'interfaccia responsiva a 10 livelli che regola e adatta manualmente il livello di potenza dell'AIRFLOW® e del PIEZON®. Comprende anche una funzione di controllo per la regolazione della temperatura e del volume e un promemoria per la manutenzione.



## APPLICAZIONI:



### MANIPOLO AIRFLOW® MAX

Rimuove biofilm, macchie e tartaro di recente formazione su denti naturali, restauri e impianti.



### MANIPOLO PERIOFLOW®

Indicato per:

- Rimozione del biofilm sottogengivale (sbrigliamento) in tasche parodontali e peri-implantari di 4-9 mm
- Terapia parodontale iniziale e di follow-up (SPT)
- Prevenzione di mucosite/peri-implantite
- Trattamento iniziale e di follow-up di mucosite/peri-implantite



### MANIPOLO PIEZON®

Dopo aver usato AIRFLOW®, rimuovere il tartaro residuo a livello sopragengivale e sottogengivale con lo strumento PIEZON® NO PAIN PS.

# OPUS

YOUR PROPHYLAXIS REVOLUTION STARTS HERE

acteon

opus

## VERSATILITÀ UNICA

L'unicità del sistema Newtron che consente un controllo totale delle vibrazioni della punta ed una perfetta irrigazione, combinato con un air polishing rivoluzionario, regolabile e preciso, consentono trattamenti impeccabili **in ogni situazione.**

## TOTALE CONTROLLO

L'interfaccia Color Drive System, il sistema facilitato di ricambio delle polveri e il manipolo ultra leggero Silky Pen, **ne definiscono semplicità, comfort e sicurezza.**

## MASSIMA EFFICIENZA

Il **Clogging Control** consente di lavorare in sicurezza senza interruzioni, mentre il sistema di **ricambio delle polveri** annulla completamente lo spreco di materiale durante il lavoro quotidiano, massimizzando la redditività dei trattamenti.

## PRESTAZIONI OTTIMIZZATE

Il **sistema RFID\*** gestisce automaticamente il controllo dell'Air Polisher, monitora i livelli di potenza e garantisce le massime prestazioni.

\* Radio Frequency Identification



### Touch screen intuitivo.

Mostra solamente la regolazione di potenza dell'attività selezionata. Sensibilità all'utilizzo con i guanti bagnati.



### Facile da mantenere pulito.

Superficie in vetro igienico.  
Sistema di pulizia dei tubi integrato.



### Comando a pedale intelligente.

Pedale cablato a 4 funzioni con impugnatura integrata.

# DIAGNOSI

## KIT DIAGNOSI

Strumenti Superleggeri. Leggeri "come l'aria" hanno un peso medio di 12 gr. Caratterizzati da un manico ergonomico dal design unico ed esclusivo. L'impugnatura degli strumenti è in acciaio inox 304; le punte lavoranti in acciaio inox 420.

NR. 23 - MANICO CON SPECCHIETTO NR. 4 RODIATO, PINZETTA COLLEGE, SONDA NR. 23

NR. 9 - MANICO CON SPECCHIETTO NR. 4 RODIATO, PINZETTA COLLEGE, SONDA NR. 9



# RIVELATORI DI PLACCA

## MIRA-2-TON HAGER & WERKEN

Soluzione per evidenziare la placca: la vecchia placca risulta di colore blu scuro, la più recente di colore rosa. Senza E 127 (eritrosina) e glutine.

FLACONE DA 60 ML

COMPRESSE DA 50 PZ.

PELLETS DA 250 PZ.



# MONOUSO PER SEDUTA DI IGIENE

## MASCHERINE CRITERION

Conformi alla norma EN14683 Tipo IIR per mascherine. In tessuto non tessuto (TNT) ipoallergenico 3 strati (2 in TNT+ 1 idrorepellente). Confezione da 50 pz.

AZZURRO

BIANCO

GIALLO

ROSA

VERDE



## MASCHERINE CYBER TECH

Mascherina chirurgica con elastici e con lacci. IIR, 3 strati, senza fibre di vetro particolarmente confortevole, priva di lattice. BFE 98%, DELTA P 3 mm, EN 14683. Confezione da 50 pz.

Con elastico

ROSA

GIALLO

VERDE

BIANCO

BLU

Con laccio

BLU



## SALVIETTE ASSORBENTI PLUS

Salviette a 3 strati (2 carta + 1 polietilene), in pura cellulosa accoppiata e gofrata con un film di polietilene impermeabile. Formato 45 x 33 cm - CONFEZIONE FLOW PACK (10 pacchetti da 50 pz.).

BIANCO

AZZURRO

BLU SCURO

GIALLO

LILLA

LIME

ARANCIONE

VERDE



## SALVIETTE SET DENTAL

Salviette colorate, a elevato potere assorbente, per non far filtrare eventuali liquidi. Due veli (un velo per i colori arancione e blu) di pura ovatta di cellulosa accoppiata e gofrate con un velo di polietilene impermeabile. Scatola da 500 salviette in confezione flowpack. Misure 45 x 33 cm. 10 buste sigillate da 50 pz.

ROSA

GIALLO

VERDE

BIANCO

BLU

AZZURRO

ARANCIONE

LILLA



## MANTELLINE SET DENTAL

Mantelline realizzate con un velo di pura ovatta di cellulosa a fibra lunga accoppiato con un velo di polietilene ad alta densità. Misure 50 x 60 cm da 80 strappi e 50 x 80 cm da 60 strappi.



ROSA | GIALLO | VERDE | BIANCO | BLU | AZZURRO | ARANCIONE | LILLA | ASSORTITO

## ASCIUGAMANI A C SET DENTAL

Asciugamani piegati a C, realizzati con 1 velo di fibra riciclata 100% crespata e gofrata, grammatura 40 gr/m2. Misure: 23 x 33 cm (piegato 23 x 9,5 cm). Confezione da 3000 pz. (20 pacchetti x 150 cad.)



AZZURRO | BIANCO | VERDE

## TOVAGLIOLI SET DENTAL

Tovaglioli a 2 veli realizzati in pura ovatta di cellulosa. Misura 40 x 40 cm. Confezione da 48 pacchetti da 50 pz.



ROSA | GIALLO | VERDE | BIANCO | BLU | AZZURRO | ARANCIONE | ASSORTITO

## TOVAGLIOLI ASSORBENTI

In pura ovatta di cellulosa. Formato steso 40 x 40 cm - 2 veli. Confezione disponibile in pacchetto da 50 pz. oppure cartone da 2.400 pz. (48 pacchetti da 50 pz. cad.)



BIANCO | AZZURRO | BLU | GIALLO | ARANCIONE | VERDE

## CATENELLA MONOUSO PER SALVIETTE SET DENTAL

Catenella per salviette, profumata, in gomma termoplastica colorata, con pinze a "coccodrillo" in nickel-cromo. Autoclavabile fino a 135°. Lunghezza massima 48 cm.



FUXIA PROFUMO VANIGLIA | AZZURRO PROFUMO TALCO | GIALLO PROFUMO LIMONE | VERDE PROFUMO PINO

## CATENELLA MONOUSO PER SALVIETTE

Catenella monouso in morbida carta, con adesivo su ciascuna estremità. Permette di fissare in modo veloce e igienico tovaglioli e/o salviette.



CONFEZIONE DA 250 PZ.

## OPTRAGATE IVOCLAR

Retrattore labiale monouso. Mantiene retratte labbra e guance delicatamente e circolarmente, dai frontali ai molari. Grazie alla sua struttura flessibile tridimensionale è particolarmente confortevole per il paziente.



CONFEZIONE ASSORTITA: 40 REGULAR + 40 SMALL | MISURA REGULAR - 80 PZ | MISURA SMALL - 80 PZ | MISURA JUNIOR - 80 PZ

## BICCHIERI COLORATI

In polipropilene atossico, bordino arrotondato salva goccia e superficie esterna antiscivolo. Capacità 200 ml. Confezione disponibile in 150 pz. oppure 3.000 pz.



ARANCIONE | BLU | GIALLO | LIME | TURCHESE | FUCSIA

## BICCHIERI CARTA/PLA BIODEGRADABILI

Ottenuti da materiali rinnovabili sono realizzati in cartone idoneo al compostaggio commerciale secondo la norma EN13432 DIN-Certco e rivestimento in PLA, polimero di origine vegetale (derivato dal mais). Bordino salvagoccia. Capacità 180 cc.

1000 BICCHIERI BIANCHI



CON LA FOGLIA "VERDE", PER RICORDARE CHE SONO COMPOSTABILI.

## BICCHIERI SET DENTAL

Bicchieri in plastica. Capienza 200 cc. Peso 2,7 gr. Confezione composta da 30 sacchetti da 50 pz.

ROSA | GIALLO | VERDE | BIANCO | BLU | AZZURRO | ARANCIONE | LILLA | ASSORTITO



## COLLUTORIO ACCLEAN

Collutorio ad azione antibatterica contenente benzalconio cloruro 0,1% e floruro di sodio 0,05%. Dona alito fresco e, grazie al suo effetto detergente e antibatterico, contribuisce a preservare l'igiene del cavo orale. Pronto all'uso, non contiene alcol.

FLACONE DA 250 ML CON EROGATORE | FLACONE DA 1 LITRO | FLACONE DA 5 LITRI



## COLLUTORIO MOUTHWASH CYBER TECH

Collutorio per l'igiene e la cura professionale del cavo orale. Dona un alito fresco e, grazie al suo effetto detergente anti batterico, contribuisce a curare e mantenere l'igiene orale e la salute della bocca. Non contiene alcol.

FLACONE DA 250 ML CON EROGATORE | FLACONE DA 1 LITRO | FLACONE DA 5 LITRI



## ASPIRASALIVA 14,5 CM

Aspirasaliva modellabili in PVC atossico con anima metallica incorporata e fissata stabilmente all'interno del materiale. **Cartone da 1.000 aspirasaliva (10 sacchetti da 100 pz.)**

TRASPARENTE CON CAPPUCCIO FISSO AZZURRO | TRASPARENTE CON CAPPUCCIO RIMOVIBILE TRASPARENTE



## ASPIRASALIVA 13 CM CAPPUCCIO RIMOVIBILE

Aspirasaliva modellabili in PVC atossico con anima metallica incorporata e fissata all'interno del materiale, non fuoriesce durante la modellazione o durante l'aspirazione chirurgica; nessuna debordanza del filo metallico.

Sacchetto da 250 pz:

BLU TRASPARENTE | FUCSIA TRASPARENTE | GIALLO TRASPARENTE | TRASPARENTE | VERDE OPACO | VERDE TRASPARENTE

Cartone da 1.000 pz:

ARANCIONE TRASPARENTE | BLU TRASPARENTE | FUCSIA TRASPARENTE | GIALLO TRASPARENTE | LIME TRASPARENTE | VERDE TRASPARENTE



## ASPIRASALIVA CYBER TECH

Cannule aspirasaliva monouso, in PVC atossico, completamente flessibile con punte arrotondate rimovibili. Lunghezza 15 cm. Confezione da 100 pz.

BIANCO | BLU | GIALLO | ROSSO | TRASPARENTE | VERDE



## ASPIRASALIVA SET DENTAL

Aspirasaliva monouso, modellabile, in PVC atossico, con filo metallico incorporato fissato in modo da evitarne la fuoriuscita durante l'aspirazione. Privi di ftalati. Lunghezza 15 cm. Confezione da 250 pz.

BIANCO | BLU | GIALLO | ROSA | TRASPARENTE | VERDE



## CANNULE CYBER TECH

Cannula monouso per aspiratore chirurgico, dritta con estremità tagliate a 45°. Lunghezza 135 mm, diametro 11 mm. Confezione da 100 pz.

AZZURRO | LILLA | NERO



## TRAY MONOUSO CYBER TECH

Tray monouso in plastica atossica per vassoi e vaschette in alluminio. Misure 28 x 18 x 1,7 cm. Confezione da 400 pz. (8 confezioni da 50 cad.)

BIANCO | AZZURRO | BLU | GIALLO | LILLA | ARANCIONE | VERDE



## TRAY MONOUSO SET DENTAL

Tray monouso in plastica atossica per vassoi e vaschette in alluminio. Misure 29 x 19 x 1,7 cm. Confezione da 400 pz.

BIANCO | AZZURRO | GIALLO | ARANCIONE | VERDE



## PAPER TRAY CYBER TECH

Carta crespata di protezione, monouso, assorbente per vassoi. Misure 28 x 18 cm. Confezione da 250 pz.

AZZURRO | BIANCO | VERDE



## PAPER TRAY SET DENTAL

Carta crespata medica, monouso, offre ottime prestazioni come barriera, resiste all'umidità ed è stabile dopo il ciclo di sterilizzazione a ossido di etilene o a vapore, riducendone al minimo la condensazione acqua. Misure 28 x 18 cm. Confezione da 250 pz.

AZZURRO | BIANCO | VERDE



## ROSOL FLUORÈ OGNA

Compresse effervescenti al fluoro per sciacqui orali alla poltrona.

VERDI ALLA MENTA - 1000 COMPRESSE



## AIR/WATER SYRINGE TIP

Puntali monouso per siringhe aria/acqua, resistenti alle rotture e delicati sulle mucose. Semplici da installare, prevengono la fuoriuscita d'acqua tra attacco e siringa. Compatibili con gli adattatori Sani Tip Dentsply Sirona.

LUNGHEZZA 76 MM - CONFEZIONE DA 250 PZ.



# INSERTI PER ABLAZIONE E PROFILASSI

## KIT HYGIENE RANGE

Box autoclavabile con coperchio contenente 1 manipolo, 3 inserti (BAC173, BAC161, BAC164), 1 mandrino 120° (BAC151), 1 chiave dinamometrica e 1 chiave piatta.

PER ATTACCO AMERICANO (SATELEC) | PER ATTACCO EUROPEO (B.A./EMS)



## INSERTI SCALING

In acciaio inox compatibili con ablatori Satelec e NSK e compatibili con ablatori EMS e B.A. International. Confezione da 3 pz. Attacco americano oppure europeo.

BAC161 | BAC162 | BAC163 | BAC164 | BAC165



## INSERTI PERIO

In acciaio inox compatibili con ablatori Satelec e NSK e compatibili con ablatori EMS e B.A. International. Confezione da 3 pz. Attacco americano oppure europeo.

BAC171 | BAC173 | BAC174



## INSERTO ENDO

Inserto per condensazione laterale. Confezione da 3 pz.

BCA153-E - ATTACCO EUROPEO | 99 36205



## ENDO PACK

Confezione contenente 1 mandrino 95° + 1 mandrino 120° + 1 inserto Endo.

BAC155-S - ATTACCO AMERICANO | BAC155-E - ATTACCO EUROPEO



# ACCESSORI PER PROFILASSI

## COPPETTE PALMATE COLORATE

In gomma colorata senza lattice, palmate con differenti consistenze. Attacco CA. Confezione da 100 pz.

MORBIDO - ROSA | MEDIO - VIOLA | RIGIDO - BLU



## COPPETTE PER PROFILASSI

In gomma morbida bianca, tipo palmato.

PER CA - 36 PZ.

08 46632



**COPPETTE SET DENTAL**

Coppette monouso in gomma bianca sintetica per la pulizia e la profilassi delle superfici dentali, palmate, da montare a pressione su mandrino in acciaio inox (attacco con tringolo). Prima dell'uso sterilizzare le coppette in autoclave con ciclo validato e temperatura massima 137° C.

Diametro della coppetta 7 mm.

Confezione da 144 pz.

**SPAZZOLINI A COPPETTA COLORATI**

Spazzolini in nylon colorato (Ø 7 mm) con differenti consistenze.

Attacco a vite oppure CA.

CONFEZIONE DA 100 PZ.

MORBIDO - ROSA

MEDIO - VIOLA

RIGIDO - BLU

**PROPHY BRUSHES**

Spazzolini per profilassi e lucidatura in nylon bianco a forma di coppetta a punta.

IN NYLON - 30 PZ. - ATTACCO CA.

08 43013

**SPAZZOLINI A COPPETTA A VITE**

Spazzolini (Ø 7 mm) con attacco a vite.

IN SETOLA - 12 PZ.

IN NYLON - 12 PZ.

**SPAZZOLINI A COPPETTA CA**

Spazzolini (Ø 8 mm) con attacco CA.

IN SETOLA - 50 PZ.

IN NYLON - 50 PZ.

**ACCLEAN PROPHY PASTE**

A base di pomice, senza fluoro, indicata per la pulizia dei denti e la lucidatura dei restauri in composito ed amalgama, gusto anice.

TUBO DA 100 G (RDA 170)

**ACCLEAN FLOSS**

Filo monofilamento non cerato.

DISPENSER DA 182 METRI (200 YDS) - 1 PZ.

**ACCLEAN FLOSS WAXED**

Filo cerato monofilamento.

DISPENSER DA 182 METRI (200 YDS) - ALLA MENTA - 1 PZ.

Dispenser da 182 metri (200 yds) - 1 pz.

**ACCLEAN INTERDENTAL BRUSH**

Scovolini manuali con setole resistenti e anima metallica rivestita in plastica.

Confezione da 35 pz.

0 GRIGIO Ø mm 0.7

00 ROSA Ø mm 0.6

1 LILLA Ø mm 0.8

2 BIANCO Ø mm 0.9

3 GIALLO Ø mm 0.9

3 ROSSO Ø mm 0.9

3 VERDE Ø mm 0.9



# POLVERI PER PROFILASSI

## ACCLEAN AIR POLISHING

Polvere a base di bicarbonato di sodio e silice modificata idrofoba. Indicata per tutte le apparecchiature per profilassi e sbiancamento, rimuove placca, macchie e colorazioni senza rovinare e danneggiare lo smalto. Granulometria 40 µm.

AROMA LIMONE - FLACONE 250 G

AROMA MENTA - FLACONE 250 G



ACCLEAN®



## ACCLEAN PERIO

Polvere a base di glicina (silice amorfa idrofobica modificata); indicata per il trattamento di pazienti con tasche parodontali profonde. Compatibile con tutte le apparecchiature per profilassi e sbiancamento, rimuove macchie e colorazioni senza rovinare o danneggiare lo smalto. Granulometria x-fine 25 µm.

AROMA NEUTRO - FLACONE 100 G



ACCLEAN®



## ACCLEAN PERIO PLUS

Polvere a base di tagatosio, uno zucchero non cariogeno, monosaccaride con indice glicemico (IG) molto basso adatto ai diabetici. Per la rimozione accurata di depositi e discromie sopragengivali e sottogengivali. Adatto a tutti i comuni sistemi di lucidatura ad aria. Granulometria media di 15 µm.

AROMA NEUTRO - FLACONE DA 100 G



ACCLEAN®



## ULTICLEAN PROPHYLAXIS POWDER STD

Polvere a base di bicarbonato di sodio a pH 8,1-8,4, indicata per trattamenti sopragengivali di profilassi e sbiancamento, rimuove placca, macchie e colorazioni senza rovinare e danneggiare lo smalto. Granulometria 40 µm. 4 flaconi da 300 g cad.

AROMA LIMONE - 4 FLACONI DA 300 G CAD.

AROMA MENTA - 4 FLACONI DA 300 G CAD.



B.A.INTERNATIONAL



## ULTICLEAN PROPHYLAXIS POWDER PERIO PLUS

Polvere a base di tagatose a pH 6-8, indicata per trattamenti delicati sottogengivali. Granulometria 15 µm. 4 flaconi da 100 g cad.

AROMA NEUTRO - 4 FLACONI DA 100 G CAD.



B.A.INTERNATIONAL



## AIR FLOW CLASSIC EMS

A base di bicarbonato di sodio per la rimozione del biofilm e forti pigmentazioni. Granulometria 40 µm. Confezione da 4 barattoli da 300 g cad.:

AROMI ASSORTITI

CILIEGIA

LIMONE

MENTA

NEUTRO



## Profilassi ACCLEAN

SERIE DI POLVERI

**AIR POLISHING**, per uso sopragengivale. | **Flacone da 250 g**

**AIR POLISHING PERIO e PERIO PLUS**, per uso sub e sopragengivale. | **Flacone da 100 g**

		AIR POLISHING		PERIO	PERIO PLUS
AROMA		LIMONE	MENTA	NEUTRO	NEUTRO
MATERIE PRIME DI BASE		BICARBONATO DI SODIO	BICARBONATO DI SODIO	GLICINA	TAGATOSIO
GRANULOMETRIA		40 µm	40 µm	25 µm	15 µm
DENTE	MACCHIE	✓	✓	✓	✓
	SMALTO	✓	✓	✓	✓
	WHITE SPOTS	-	-	✓	✓
	DENTINA	-	-	✓	✓
GENGIVA	GENGIVA	-	-	✓	✓
	LINGUA E PALATO	-	-	✓	✓
RESTAURI	COMPOSITI IBRIDI	-	-	✓	✓
	VETROIONOMERI	-	-	✓	✓
IMPIANTI	IMPIANTI E MUCOSITI	-	-	✓	✓
ORTODONZIA	BRACKET E BANDE	-	-	✓	✓
SOPRAGENGIVALE		✓	✓	✓	✓
SOTTOGENGIVALE		-	-	✓	✓

ADATTE PER TUTTI  
I SISTEMI DI  
LUCIDATURA AD ARIA  
IN COMMERCIO



**WHITE**  
DENTAL  
**BEAUTY**

SBIANCAMENTO  
DENTALE  
PROFESSIONALE



FATTI NOTARE CON

**WHITE DENTAL BEAUTY**

## IL SEGRETO DI UNO SPLENDIDO SORRISO

DISPONIBILE PRESSO  
**TUTTI I MIGLIORI DENTISTI**  
WHITEDENTALBEAUTY.COM



ORA CON  
**NOVON**<sup>®</sup>  
FORMULA MIGLIORATA

# SBIANCAMENTO

## WHITE DENTAL BEAUTY OPTIDENT

Trattamento sbiancante professionale in gel trasparente ad alta viscosità contenente NOVON® (formula esclusiva brevettata), componente aggiuntivo che potenzia l'effetto sbiancante consentendo di ridurre i tempi di applicazione.



**6% HP** Perossido d'idrogeno al 6%. Applicazione: 1-1,5 ore al giorno.

8 SIRINGHE DA 1,2 ML CAD. | 4 SIRINGHE DA 3 ML CAD. | 2 SIRINGHE DA 3 ML CAD. | 20 SIRINGHE DA 3 ML CAD.

**MILD 5% CP** Perossido di carbammide al 5% per denti sensibili.

La formulazione con NOVON® permette di ottenere gli stessi risultati di un perossido di carbammide al 10%. Applicazione: 8-10 ore al giorno o durante la notte.

8 SIRINGHE DA 1,2 ML CAD.

**10% CP** Perossido di carbammide al 10% (= 3,6% perossido d'idrogeno). Applicazione: 8-10 ore al giorno o durante la notte.

8 SIRINGHE DA 1,2 ML CAD. | 4 SIRINGHE DA 3 ML CAD. | 2 SIRINGHE DA 3 ML CAD. | 20 SIRINGHE DA 3 ML CAD.

**16% CP** Perossido di carbammide al 16% (= 5,8% perossido d'idrogeno). Applicazione: 4-6 ore al giorno.

8 SIRINGHE DA 1,2 ML CAD. | 40 SIRINGHE DA 1,2 ML CAD. | 4 SIRINGHE DA 3 ML CAD. | 2 SIRINGHE DA 3 ML CAD. | 20 SIRINGHE DA 3 ML CAD.

## WHITE DENTAL BEAUTY WHITENING STRIPS OPTIDENT

Strisce sbiancanti a base di perossido d'idrogeno al 6% invisibili e confortevoli; sbiancano fino a 6 tonalità dopo 14 giorni, per una perfetta aderenza e un'ottimizzazione del doppio trattamento. Tempo di utilizzo 15 minuti: si dissolvono rapidamente e completamente senza lasciare residui.



28 STRISCE

## MODELLO DIMOSTRATIVO IGIENE ORALE HAGER & WERKEN

Bocca e spazzolino di grandi dimensioni per la dimostrazione della corretta tecnica per la pulizia orale e l'utilizzo del filo interdentale o degli scovolini interdentali. Ideale per motivare i bambini.



1 PZ.

## SPAZZOLINI MONOUSO

Per adulti, 4 file medium con setole in nylon impregnate di pasta dentifricia. Ogni spazzolino è imbustato singolarmente.



CONFEZIONE DA 100 PZ. COLORI ASSORTITI

### Mai più 'Aspettiamo e Vediamo' con Curodont™ Repair

**V VARDIS**  
SWITZERLAND

- Arresta e fa regredire il 93% delle carie iniziali, fino alla dentina!
- Formulazione biomimetica brevettata e clinicamente provata del monomero-peptide P<sub>11</sub>-4
- Applicazione non invasiva, facile e indolore
- Per denti definitivi e decidui, comprese le superfici interprossimali
- Una sola applicazione necessaria



Lesione cariosa iniziale      Applicazione Curodont™ Repair      Arresto carie e rigenerazione

1. Godenzi D et al. J Am Dent Assoc. 2023;S0002-8177 (23)00416-6



Confezione da 10 applicatori.  
Un applicatore può curare da 1 a 2 lesioni per paziente

## TRATTAMENTO REMINERALIZZAZIONE

### CURODONT REPAIR

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO  HENRY SCHEIN®

Curodont™ Repair è la prima tecnologia biomimetica per trattare la carie iniziale attraverso la rigenerazione dello smalto; offre una soluzione facile, indolore e conservativa per pazienti di tutte le età.

CONFEZIONE DA 10 UNITÀ



### CLINPRO CLEAR FLUORIDE TREATMENT SOLVENTUM

Trattamento al fluoro con un'innovativa formulazione trasparente a base d'acqua che si applica rapidamente. Tempo di contatto minimo: 15 minuti. Confezione da 50 L-pop monodose.

MENTA

ANGURIA

NEUTRO



 solventum

## PRODOTTI PER PREVENZIONE ORALE

### CURODONT PROTECT

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO  HENRY SCHEIN®

Gel dentale remineralizzante che include la tecnologia biomimetica Oligo-peptide 103. In combinazione con ioni di calcio, fosfato e fluoro, crea uno scudo protettivo sulla superficie del dente. Questo strato ricco di minerali fornisce una protezione efficace e duratura contro gli acidi batterici e alimentari. Di conseguenza, contrasta l'insorgere della carie, migliora la durezza dello smalto e protegge il dente dall'erosione.



10 TUBETTI DA 3 ML CAD.

### FLUORIDE VARNISH

Vernice desensibilizzante contenente fluoro (5% NaF).

Indicato per il trattamento dell'ipersensibilità dentinale e cervicale anche dopo sedute di pulizia professionale.

Aderisce bene alle superfici umide e si fissa in pochi secondi dopo il contatto con la saliva.

Con xilitolo, non contiene glutine. Tubo da 10 ml.



CILIEGIA

FRUTTI TROPICALI

MENTA



**NOLEGGIO**

**SENZA**

**PENSIERI**

Henry Schein è sempre al tuo fianco per proporti le soluzioni finanziarie più adatte alle tue esigenze.

Per le unità di profilassi abbiamo pensato ad una formula di **NOLEGGIO ZERO PENSIERI** che permette di rientrare dall'investimento mensile con l'incasso di una singola seduta di profilassi.



Noleggio operativo 23 o 36 mesi fullpay out **comprensivo di assicurazione per furto, incendio e danni accidentali.**



Ripaga la tua rata mensile con una sola seduta di igiene.



**Nessuna spesa di incasso rata.**



Rate (mensili) a partire da **110 €.**



**Scopri di più!**

Visita il sito [hsbusinesssolutions.it](http://hsbusinesssolutions.it)  
[businesssolution.italy@henryschein.it](mailto:businesssolution.italy@henryschein.it)

**HENRY SCHEIN®**  
**Dental Business Solutions**

LO SAI CHE LA TUA NUOVA MACCHINA  
DA PROFILASSI AVRÀ NECESSITÀ  
DI UN ATTACCO ARIA?  
NON HAI ANCORA PENSATO COME FARE?

## CI PENSIAMO NOI!



I NOSTRI TECNICI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER  
PREDISPORRE UN ATTACCO SMART CON IL TUO RIUNITO.

**Il pack installazione profilassi zero pensieri di Henry Schein include:**

- Manodopera di un tecnico specializzato
- Kit materiali per la connessione aria con il tuo riunito
- In omaggio check-up del tuo riunito per prevenire usura e fermi macchina.

**+ SCONTO 30%** sul tuo prossimo tagliando  
del riunito e l'esclusivo servizio  
Service First gratis per un anno.



SERVICEFIRST



### SERVICE FIRST

Da oggi è possibile  
aprire un ticket di  
intervento tecnico e  
accedere a tutte le  
informazioni relative  
alla tua attrezzatura  
semplicemente  
scansionando  
un QR code.